

# VOCOAKCE

Zubní ordinace

## AlignerFlow LC

Attachments pro léčbu pomocí alignerů

**TRENDY A  
PRAKTICKY  
NEVIDITELNÉ**

## Futurabond® U

**UPEVNŮJTE SNADNO  
I TY NEJNÁROČNĚJŠÍ  
PŘÍPADY**

## Příští generace – Admira® Fusion 5

Biokompatibilní, univerzální kompozit

**SE ZJEDNODUŠENÝM  
SYSTÉMEM ODSTÍNŮ**

### Admira® Fusion 5

Univerzální nanohybridní výplňový materiál typu ORMOCER® se zjednodušeným systémem klastrových odstínů

### AlignerFlow LC

Nanohybridní kompozit pro výrobu attachmentů

### Futurabond® U

Jediné duálně tuhnutí adhezivum v balení *SingleDose*

# Admira® Fusion 5

Chcete nejmodernější univerzální výplňový materiál, který splňuje vysoké estetické nároky vašich pacientů, a přitom vám velmi usnadní každodenní práci v ordinaci? Pak je pro vás efektivním řešením Admira Fusion 5. Díky zjednodušenému systému odstínů lze všech 16 klasických odstínů VITA® pokrýt pouze 5 klastrovými odstíny Cluster-Shades. Odpadá tak nutnost vrstvení více barev a použití blokátoru nebo opakeru. S pouhými pěti odstíny, jste optimálně připraveni na všechny případy ve své každodenní praxi a můžete výrazně zredukovat své skladové zásoby.



Při zakoupení  
zkušební sady  
ušetříte

**28%\***

## Zkušební sada

10 × 0,2 g Caps  
(2 od každého odstínu: A1, A2, A3, A3.5, A4),  
10 × Futurabond U SingleDose  
+ karta s odstíny

**REF 6243**

1.610 Kč

Při zakoupení  
sady ušetříte  
více než

**20%\***

## Cluster-Shade-System

Kombinace 16 klasických odstínů VITA® v pouhých pěti klastrových odstínech Admira Fusion 5.

Pouze  
**10 sekund**  
vytvzování světlem u  
všech pěti odstínů



## Sada stříkaček

5 × 3 g stříkačka  
(A1, A2, A3, A3.5, A4),  
+ karta s odstíny

**REF 6225**

9.120 Kč ~~11.400 Kč\*\*~~

## Sada Caps

75 × 0,2 g Caps  
(15 od každého odstínu:  
A1, A2, A3, A3.5, A4),  
+ karta s odstíny

**REF 6235**

9.120 Kč ~~11.400 Kč\*\*~~

Inovativní kombinace nanohybridní technologie a technologie ORMOCER®ů, v níž jsou plniva i pryskyřičný matrix založeny na oxidu křemičitém, přináší obrovské výhody: Výplňový materiál čistě na bázi keramiky bez klasických

monomerů a s vynikajícími fyzikálními vlastnostmi. Admira Fusion 5 je vysoce stabilní materiál a má ve srovnání s konvenčními kompozity zdaleka nejnižší polymerační smrštění (1,25 % objemu). Vyzkoušejte jej!

## Admira Fusion 5

VITA®  
classical

A1				A2				A3				A3.5				A4			
A1	B1	C1	D2	A2	B2	A3	B3	D4	A3.5	C2	C3	D3	B4	A4	C4				

Další prodávané formy balení a jednotlivé odstíny naleznete na [www.voco.dental](http://www.voco.dental) nebo v hlavním katalogu.

*“Vzhledem k mým vysokým estetickým nárokům jsem byla zpočátku skeptická, zda lze pomocí pouze 5 odstínů zhotovit u všech kavít opravdu estetické výplně. Z konečného výsledku jsem však nadšená. Výplňový materiál není vidět. Navíc se v kavěti velmi dobře adaptuje a vykazuje nízkou lepkavost na nástroj.”*

Dr. Hanke Faust, Německo

## Přehled výhod:


- všech 16 klasických odstínů VITA® lze pokrýt pomocí pouhých 5 klastrových odstínů Cluster-Shade
- pouze 10 sekund vytvzování světlem u všech odstínů
- vynikající biokompatibilita, protože neobsahuje žádné klasické monomery
- zdaleka nejnižší polymerační smrštění (1,25 % objemu)
- Kompatibilní se všemi běžnými vazebnými prostředky



# AlignerFlow LC

Léčba pomocí alignerů je součástí nabídky stomatologických a ortodontických ordinací, přičemž v některých případech hrají významnou roli attachmenty. Pro výrobu přesně vytvarovaných attachmentů pro alignery jsou zapotřebí speciální kompozity. Musí být vysoce stabilní po celou dobu trvání léčby a na konci léčby musí umožňovat bezpečné odstranění bez jakýchkoli zbytků. S materiálem AlignerFlow LC vám VOCO nabízí

nanohybridní kompozit s efektem fluorescence, navržený speciálně pro tyto účely. Pod UV-A světlem je možné zkontrolovat attachmenty nebo odhalit případné zbytky materiálu po odstranění attachmentů a ten pak šetrně odstranit ze skloviny. AlignerFlow LC je k dostání v klasických odstínech zubů a splňuje tak estetické nároky významné pro léčbu pomocí alignerů.




## AlignerFlow LC

2 x 2 g stříkačka A1 REF 1526

2 x 2 g stříkačka A2 REF 1527

2 x 2 g stříkačka A3 REF 1528

2.530 Kč



## Attachmenty vyrobené z AlignerFlow LC

Attachmenty vyrobené z AlignerFlow LC jsou jedinečné vysokou stabilitou a odolností vůči abrazi, které je dosaženo díky obsahu plniv 83 % hmotnosti. Je tak zajištěno trvalé působení sil z aligneru na zuby, které funguje po celou dobu léčby. Vývoj AlignerFlow LC je založen na dvacetileté zkušenosti společnosti VOCO z milionů úspěšně zhotovených výplní ze zatékavých kompozitů.

## Přehled výhod:

- Jistota při obrušování a odstraňování pod UV-A světlem
- Přesné použití s dokonalou zatékavostí
- Vytvrzování světlem skrz průhlednou šablonu
- Stabilní a odolný vůči abrazi po celou dobu trvání léčby
- Estetický vzhled v odstínech zubů



*"Attachmenty pro alignery jsou pro nás každodenní rutinou: jejich přesnost a tvar jsou pro úspěch léčby rozhodující. Zatékavý materiál, který umožňuje kontrolu nad nanášením i následným odstraněním pod UV-A světlem poskytuje skutečnou výhodu a práce s ním je také rychlejší."*

Zubní lékař Thomas Kober, Německo

Dokonalá  
vizuální kontrola  
pod UV-A světlem

## Velmi snadné nanášení a manipulace:

AlignerFlow LC se vždy používá s dentin-sklovinným vazebným prostředkem a nanáší se do šablony. Zatékavý materiál se plně a bez bublin adaptuje k vnitřnímu povrchu vyhloubení; množství materiálu lze přesně nadávkovat. Následuje polymerace světlem skrz průhlednou šablonu.

AlignerFlow LC je k dostání v neodkapávajících stříkačkách 2 x 2 g s technologií NDT. S materiálem dodávané kanyly (průměr 0,9 mm a 1,2 mm) jsou vhodné pro přímé nanášení do šablony, pro modelaci drobných attachmentů, i pro rozsáhlejší lingvální retainery nebo okluzní dostavby zhotovované injekční technikou.

# Admira® Fusion

- Celosvětově první výplňový materiál čistě na bázi keramiky
- Zdaleka nejnižší polymerační smrštění (1,25 % objemu) a zvláště nízká míra smršťovacího napětí ve srovnání se všemi konvenčními výplňovými kompozity
- Inertní, tedy vysoce biokompatibilní a extrémně odolný vůči diskoloracím
- Výborné zpracování, jednoduché leštění do vysokého lesku spolu s vysokou povrchovou tvrdostí zaručuje prvotřídní dlouhodobé výsledky

Univerzální  
nano hybridní  
výplňový materiál  
typu ORMOCER®



**4+1**  
na doplňková  
balení<sup>1</sup>

Admira Fusion	Univerzální nano hybridní výplňový materiál typu ORMOCER®	Balení: Caps	Caps 15 × 0,2 g	vzorník odstínů <sup>2</sup>		2.280 Kč
		Balení: stříkačka	stříkačka 3 g	vzorník odstínů <sup>2</sup>		2.280 Kč
		Sada stříkaček + bond	stříkačka 5 × 3 g (A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra) + vzorník odstínů + Futurabond U <i>SingleDose</i> 20 ks + příslušenství	REF 2750	<del>11.290 Kč</del>	7.890 Kč
		Sada Caps + bond	Caps 75 × 0,2 g (15 od každého odstínu: A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra) + vzorník odstínů + Futurabond U <i>SingleDose</i> 20 ks + příslušenství	REF 2780	<del>11.290 Kč</del>	7.890 Kč
Admira Fusion Flow	Zatékavý světlem tuhnoucí nano hybridní výplňový materiál typu ORMOCER®	Balení: stříkačka	stříkačka 2 × 2 g	vzorník odstínů <sup>2</sup>		2.620 Kč
		Sada stříkačka	stříkačka 5 × 2 g (A1, A2, A3, A3.5, WO) + vzorník odstínů + příslušenství	REF 2816	<del>6.840 Kč</del>	4.770 Kč
Admira Fusion x-tra	Nano hybridní výplňový materiál typu ORMOCER®, 4 mm	Balení: stříkačka	stříkačka 3 g (univerzální)	REF 2810		2.280 Kč
		Balení: Caps	Caps 15 × 0,2 g (univerzální)	REF 2811		2.280 Kč
Admira Fusion x-base	Zatékavý nano hybridní výplňový materiál na bázi ORMOCER®, 4 mm	Balení: stříkačka	stříkačka 2 × 2 g (univerzální)	REF 2812		2.620 Kč

<sup>2</sup>Další prodávané formy balení a jednotlivé odstíny naleznete na [www.voco.dental](http://www.voco.dental) nebo v hlavním katalogu.

## ORMOCER® = Vynikající biokompatibilita


Admira Fusion neobsahuje žádné klasické monomery, jako BisGMA[BPA], TEGDMA nebo HEMA, čímž eliminuje potenciál uvolňování těchto látek po polymeraci. ORMOCER®y (organicky modifikovaná keramika), které jsou místo nich použity, se skládají z velkých a předem kondenzovaných molekul anorganického matrixu s vysokou mírou zesíťování. Celkové vyjádření vlastností Admira Fusion je jediné: “vynikající biokompatibilita”.<sup>[1]</sup>

[1] Leyhausen a kol., Hannoverská zdravotnická škola, zpráva pro VOCO, 2015.

# Grandio®SO Flowables

S tvarovatelným GrandioSO přinesla společnost VOCO na trh výplňový kompozit, který se nejvíce podobá zubu. Na základě stejné technologie vám nabízíme tři různé viskozity našich zatékavých materiálů:

- **Light Flow – nízkoviskózní**  
Přesné nanášení díky extra jemné kanyle, a tudíž optimálně vhodný pro špatně přístupné oblasti a malé kavity
- **Flow – středně viskózní**  
Vynikající zatékavost, univerzální použití a přesné nanášení
- **Heavy Flow – vysoce viskózní**  
Větší stabilita, tj. bez nežádoucího odtékání a univerzální použití



Při zakoupení sady ušetříte více než

**32%\***

Sada stříkaček <b>Light Flow</b>	5 × 2 g stříkačka (A1, A2, A3, A3.5, WO) + vzorník odstínů + příslušenství	REF 2585	<del>7.810 Kč**</del>	5.270 Kč
Sada stříkaček <b>Flow</b>	5 × 2 g stříkačka (A1, A2, A3, A3.5, WO) + vzorník odstínů + příslušenství	REF 2720	<del>7.810 Kč**</del>	5.270 Kč
Sada stříkaček <b>Heavy Flow</b>	5 × 2 g stříkačka (A2, A3, A3.5, WO, GA5) + vzorník odstínů + příslušenství	REF 2680	<del>7.810 Kč**</del>	5.270 Kč

Další prodávané formy balení a jednotlivé odstíny naleznete na [www.voco.dental](http://www.voco.dental) nebo v hlavním katalogu.



Futurabond® U  
v praktickém  
balení  
*SingleDose*

## Futurabond® U

V posledních letech došlo k obrovskému pokroku v adhezivní stomatologii. V popředí těchto inovací byla trvale společnost VOCO. Na pozadí Futurabond U stojí rozsáhlý proces výzkumu a vývoje, který měl na paměti jediný cíl: nabídnout univerzální adhezivum, které by poskytovalo lékařovi pouze výhody a **spolehlivost**, a v zubní ordinaci zcela eliminovalo nutnost použití jakýchkoli jiných adhezivních systémů. **Futurabond U nastavuje nové standardy** z hlediska **vazebné pevnosti** a zejména pak **flexibility** a univerzálnosti **použití**.

### 50 SingleDose

50 × Futurabond U  
*SingleDose*

+ příslušenství

REF 1571

3.600 Kč

### 200 SingleDose

200 × Futurabond U  
*SingleDose*

+ příslušenství

REF 1572

12.600 Kč

~~14.400 Kč\*\*~~



# VisCalor® bulk

VisCalor bulk představuje zcela nový přístup: materiál kombinuje tokové vlastnosti zatékavého kompozitu během nanášení s tvarovatelností po nanesení. VisCalor bulk je proto materiálem, který je možné použít pro velké a úzké kavity bez kompromisů, pokud jde o adaptaci nebo pevnost.

První kompozit na světě s termo-viskózní technologií

**Přehled výhod:**

- **Inovativní materiál**  
Díky přehřátí je materiál zatékavý při nanášení a hned poté jej lze tvarovat (termo-viskózní technologie)
- **Šetří čas**  
Výplně zhotovené efektivně z jednoho jediného materiálu
- **Vynikající manipulace**  
Nanášení bez vzduchových bublin díky úzké a dlouhé kanyle

... zahřejte

... nechte zatéct

... vytvarujte

## Sada VisCalor Dispenser

80 × 0,25 g Caps (16 × univerzální, 16 × A1, 16 × A2, 32 × A3)  
1 × VisCalor Dispenser

REF 6062

22.510 Kč  
~~40.500 Kč~~ \*\*

## Sada Caps Warmer

80 × 0,25 g Caps (16 × univerzální, 16 × A1, 16 × A2, 32 × A3)  
1 × Caps Warmer

REF 6063

17.550 Kč  
~~28.260 Kč~~ \*\*

Další prodávané formy balení a jednotlivé odstíny naleznete na [www.voco.dental](http://www.voco.dental) nebo v hlavním katalogu.

## Celalux® 3

součástí balení je násadec, nabíječka baterií, napájecí kabel s univerzálními adaptéry, 2 lithium polymerové baterie, 8 mm světlovod, antireflexní zařízení, návod k obsluze

REF 9090

46.940 Kč

# Profluorid® Varnish

Hypersenzitivita je způsobena především obnaženými dentinovými kanálky. Cílem léčby je proto tyto kanálky uzavřít. Profluorid Varnish je lak s obsahem fluoridu, který účinně uzavírá dentinové kanálky u obnažených zubních krčků nebo po preparaci kavity.

## Přehled výhod:

- Rychlá desenzibilizace a uvolňování fluoridu (5 % NaF  $\approx$  22.600 ppm fluoridu)
- Snadno se nanáší – tolerantní vůči vlhkosti
- K dostání v sedmi příjemných příchutích
- Úsporné nanášení v tenkých vrstvách, s vysokým účinkem

## 10 ml Tuba

Meloun	REF 1267	Karamel	REF 2232
Máta	REF 2234	Třešeň	REF 2233
Pina Colada	REF 2237	Cola s limetkou	REF 2236

1.010 Kč

## 200 × 0,40 ml SingleDose

Meloun	REF 1271	Žvýkačka	REF 2239
Máta	REF 2231	Třešeň	REF 2230
Pina Colada	REF 2243	Cola s	REF 2241
Karamel	REF 2229	limetkou	

11.010 Kč ~~14.680 Kč~~ \*\*

## Mixed Flavour

4 × 10 ml tuba s příchutí: máty, melounu, třešně a karamelu

REF 2971

3.030 Kč ~~4.040 Kč~~ \*\*

Ušetříte  
**25%**\*



Lak pro desenzibilizaci zubů obsahující fluoridy (5 % NaF)



# V-Posil®

## Působivě přesný! Adičně tuhnoucí silikonový otiskovací materiál

V současné době existuje mnoho vysoce kvalitních otiskovacích materiálů. Záměrem vývoje ve společnosti VOCO bylo vytvořit materiál, který má vynikající technické vlastnosti a lze jej zpracovávat rychle a zároveň flexibilně. Výsledkem je V-Posil, přesný otiskovací systém, který má zkrácenou dobu tuhnutí a zároveň umožňuje pružnou dobu zpracování. Extrémně malý styčný úhel korekčních materiálů, v kombinaci se schopností rychlého tuhnutí V-Posil, redukuje nepřesnosti v důsledku mikropohybů během doby tuhnutí v ústech. Otisk je díky tomu přesnější a minimalizuje se nutnost nákladných opakování otiskování.

Úvodní sada	Putty Fast	Kartuše 2 × 380 ml	REF 2991	<del>9.990 Kč**</del>	8.440 Kč
	Light Fast	Kartuše 2 × 50 ml			
Úvodní sada	Heavy Soft Fast	Kartuše 2 × 380 ml	REF 2985	<del>9.990 Kč**</del>	8.440 Kč
	Light Fast	Kartuše 2 × 50 ml			
Úvodní sada	Mono Fast	Kartuše 2 × 380 ml	REF 2987	<del>9.990 Kč**</del>	8.440 Kč
	Light Fast	Kartuše 2 × 50 ml			
Úvodní sada	Putty Fast	Dóza 2 × 450 ml	REF 2984	<del>5.960 Kč**</del>	5.050 Kč
	Light Fast	Kartuše 2 × 50 ml			
Úvodní sada	Putty Soft Fast	Dóza 2 × 450 ml	REF 2904	<del>5.960 Kč**</del>	5.050 Kč
	Light Fast	Kartuše 2 × 50 ml			



Při zakoupení úvodní sady ušetříte

**15%\***




# VOCO Retraction Paste

Retrakční pasta VOCO Retraction Paste je nepostradatelným pomocníkem pro účinné dočasné rozšíření a vysušení gingiválního sulku. Vytváří podmínky pro úspěšné konvenční nebo digitální otiskování. Retrakční pastu VOCO Retraction Paste lze snadno a hygienicky nanášet do sulku přímo z kompule *SingleDose Cap*, inovace od inženýrů z VOCO, která vystačí až pro 3 sulky.

## Přehled výhod:

- **Tenká kanyla s pružným hrotem** – snadná a přesná aplikace do sulku
- **Změna viskozity** – pasta mění během aplikace a při rozšiřování sulku svoji konzistenci
- **Dobrá viditelnost** – kontrastní vůči gingivě
- **Čistá práce** – rychlé a snadné odstranění vodní sprchou



Vlákno z kompule

Snadná aplikace do sulku

## Sada 25

25 × 0,3 g Caps

REF 1012

2.280 Kč

Při zakoupení sady 100 ušetříte

**25%\***

## Sada 100

100 × 0,3 g Caps

REF 1013

6.840 Kč

~~9.120 Kč\*\*~~



# Ionolux®

Ionolux je skloionomerní výplňový materiál, který se používá bez bondování nebo kondicionování. Po namíchání má Ionolux tvarovatelnou konzistenci, která umožňuje okamžité nanášení do kavity a rychlé dokončování. Ionolux nanesený v 2mm vrstvách lze vytvrdit za pouhých 20 sekund. Jeho fyzikální vlastnosti jsou rovněž přesvědčivé. Ionolux pokrývá velkou část indikací amalgámu a představuje tudíž jeho možnou alternativu.

## Přehled výhod

- Estetické, rychlé použití bez kondicionování a bondování
- Individuální doba zpracování – vytvrzení světlem a možné okamžité dokončování
- Prvotřídní fyzikální hodnoty – odolné a intaktní výplně

# IonoStar® Plus

IonoStar Plus je skloionomerní výplňový materiál s mnoha přednostmi. Materiál se lehce vytlačuje z kapsle, velmi dobře zatéká a optimálně se adaptuje k okrajům. Poté ihned změní viskozitu a nejméně jednu minutu jej lze modelovat, aniž by se lepil na nástroj. Nabízí tudíž ideální viskozitu v každé fázi použití.

Ušetříte až  
**16%\***



Aplikační kapsle	20 ks.	150 ks.
A1	2117	-
A2	2118	2122
A3	2119	2123
A3.5	2120	-
B1	2121	-

2.840 Kč 17.740 Kč  
~~21.300 Kč\*\*~~

Ušetříte až  
**11%\***



Aplikační kapsle	20 ks.	150 ks.
A1	2548	-
A2	2543	2546
A3	2544	2547
A3.5	2545	-


1.920 Kč 12.760 Kč  
~~14.400 Kč\*\*~~

\*Ve srovnání se zakoupením jednoho balení \*\*Celková cena za jednotku.

## VAŠE OBJEDNÁVKA

Pro objednání produktů z VOCO AKCE, prosíme, kontaktujte svého dodavatele VOCO nebo své dentální depo. Nabídky platí pouze pro spolupracující maloobchodní partnery. Vždy jsou brány v úvahu ceny nabízené Vaším dentálním depem. Uvedené ceny jsou doporučenými prodejními cenami včetně DPH. Právo na chyby a opomenutí vyhrazeno. Výrobce nenese odpovědnost za tiskové chyby.

Tento prospekt byl předán zástupcem:



VC 84 002230 CZ 0923