




YOUR SMILE. OUR VISION.



+ YEARS
DENTISTRY
SCIENCE



1. 7. - 30. 9. 2026

2 | 2026

SPECIÁLNÍ NABÍDKA



Odonto



INTERDENT®

Určeno odborné stomatologické veřejnosti.

S výplňovými materiály od SDI
dosáhnete spolehlivých výsledků bez kompromisů.
Alternativy amalgámu od SDI.

STELA



Chemicky tuhnoucí kompozit

- Chemicky tuhnoucí kompozit
- Pro bulkové výplně
- Neomezená hloubka vytvrzení
- Polymerace s nízkým napětím a rozhraním beze spár
- Příprava za pouhých 15 sekund ve 2 krocích
- Není zapotřebí leptání ani vytvrzení světlem
- Vynikající estetika díky chameleon efektu
- Stela obsahuje **fluorid, vápník a stroncium** pro lepší **biomimetické a bioaktivní vlastnosti**
- Jeden odstín
- **Bez BPA**

AURA BULK FILL



Světlem tuhnoucí bulk kompozit

- Hloubka vytvrzení až 5 mm bez nutnosti dalšího překrytí
- Výborná leštitelnost
- Jeden odstín do distálního úseku
- Přizpůsobení odstínu díky chameleon efektu
- Snadná manipulace

LUNA 2



Světlem tuhnoucí kompozit

- Výborná estetika a snadná manipulace
- Velmi vysoká radioopacita
- Vysoká pevnost v tlaku a ohybu
- Snadné přizpůsobení odstínu díky technologii Logical Shade Matching a chameleon efektu
- Přirozené vlastnosti zubů při všech světelných podmínkách
- **Bez BPA**

RIVA SILVER



Skloionomerní výplňový materiál

- Stříbrem modifikovaný skloionomerní výplňový materiál s uvolňováním fluoridů
- Patentovaná technologie ionglass™
- Pro těžko ošetřitelné pacienty, u kterých se obtížně kontroluje úroveň vlhkosti
- Vysoká radioopacita
- Jeden šedý odstín
- **Bez BPA a HEMA**



BONUS

1+1 za půlku!

-50%

STELA KAPSLE

50× kapsle
SD8640003

3.890 Kč



STELA PRIMER

5 ml
SD8640006



-50%

1.140 Kč

570 Kč

RIVA STAR AQUA

1.5 ml Riva Star Aqua,
3 ml Riva Star
SD8800530

2.890 Kč



APLIKAČNÍ ŠTĚTEČKY

Sortiment 400 ks
(100× superfine,
200× fine, 100× medium)
SD8100123



-50%

549 Kč

275 Kč

LUNA 2

4 g stříkačka
různé odstíny
SD845200*

1.090 Kč



LUNA FLOW

2 g stříkačka
A2 nebo A3
SD8566102, 103



-50%

499 Kč

250 Kč

RIVALC|RIVA SC

45× kapsle
různé odstíny
SD8606***

2.790 Kč



RIVA CONDITIONER

10 ml
SD8620001



-50%

1.390 Kč

695 Kč

POLA LIGHT


Pola Light náustek,
4× 3 g stříkačka
SD7700985

2.390 Kč



POLA DAY 6%

3 g stříkačka
různé odstíny
SD7700079.1



-50%

419 Kč

210 Kč

V rámci akce 1+1 za polovinu můžete ke každému produktu využít slevu 50 % vždy pouze na jeden další kus.



STELA

ALTERNATIVA NEJEN K AMALGÁMU

STELA

Stela je inovativní vysoce účinný, chemicky tuhnoucí kompozit. Stela poskytuje neomezenou hloubku vytvrzení a polymeraci s nízkým napětím a rozhraním beze spár. Není třeba provádět leptání kyselinou ani vytvrzení světlem.

Stela Kapsle Intro Kit

Balení: 10× kapsle, 5 ml Primer,
15× aplikační štětečky Superfine
Kód: SD8640004

1.690 Kč ~~3.539 Kč~~

Stela Kapsle

Balení: 50× kapsle velikost 3
Kód: SD8640003

3.890 Kč ~~7.089 Kč~~

Stela Automix Intro Kit

Balení: 8 g stříkačka automix, 5 ml primer, 15× míchací špička,
15× aplikační štětečky Superfine
Kód: SD8640002

2.990 Kč ~~5.865 Kč~~

Stela Automix stříkačka

Balení: 8 g stříkačka automix
Kód: SD8640001

2.690 Kč ~~4.720 Kč~~

Stela Primer

Balení: 5 ml Primer
Kód: SD8640006

1.140 Kč ~~1.613 Kč~~

Stela koncovky

Balení: 50 ks
Kód: SD8640005

2.290 Kč ~~3.778 Kč~~



LUNA 2

Univerzální kompozitní materiál je možné použít pro přímé výplně, onleje, inleje a fazety. Vhodný na opravy kompozitů.



**VYSOKÁ PEVNOST
V TLAKU 421 MPA**



**VYSOKÁ PEVNOST
V OHYBU 128 MPA**



**LEŠTĚNÍM
K DOKONALOSTI**



Balení: 4 g stříkačka
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB
Kód: SD8452001-22

2.150 Kč
1.090 Kč

Balení: 20× 0.25 g kompile
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB
Kód: SD8452051-72

2.855 Kč
1.490 Kč

WAVE

Fluorid uvolňující zatékavý radioopákní kompozitní materiál ve třech viskozitách wave; wave MV; wave HV, který je možné použít pro výplně všech tříd, pečetění fisur a opravy rekonstrukcí.



Balení Bulk Kit: 10× 1 g stříkačka
Odstíny: A2, A3
Kód: SD7500012-13

4.782 Kč
2.990 Kč

Balení: 1 g stříkačka, 5× aplikační kanyla
wave - nejvíce zatékavý
Odstíny: A1, A2, OA2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C2, C3, D3, G, B
Kód: SD7510102 - SD7514147
wave MV - středně zatékavý
wave HV - nejméně zatékavý
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1
Kód: SD8310102 - SD8311101
Kód: SD8210102 - SD8211101

677 Kč
449 Kč

AURA BULK FILL

Výplňový materiál určený pro zhotovování výplní v postranním úseku. Nízké polymerační napětí umožňuje polymeraci až 5 mm vrstvy. Materiál je v jedné univerzální barvě a vyznačuje pevností a jednoduchou manipulací.



Balení: 4 g stříkačka
Kód: SD8560012

2.711 Kč
1.290 Kč



Balení: 20× 0.25 g
Kód: SD8565012

3.387 Kč
2.490 Kč

LUNA FLOW

Nabízí vysokou radioopacitu, kontrolu nad aplikací, snadné a přesné sladění odstínů se stálostí barev, vynikající pevnost a odolnost proti oděru. Pro lékaře, kteří preferují více tekutosti je tu Luna Flow LV – málo viskózní varianta.



Luna Flow
Balení: 2 g stříkačka
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB
Kód: SD8566101-122

Luna Flow LV
Balení: 2 g stříkačka
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB
Kód: SD8566201-222

1.023 Kč
499 Kč

AURA EASY

Výplňový kompozitní materiál pro frontální a distální úsek chrupu.



Balení: 20× 0.25 g kompile
Odstíny: AE1, AE2, AE3, AE4
Kód: SD8565020-23

3.506 Kč
2.490 Kč

PERMITE

	50 kapslí NT	50 kapslí PT
Velikost 1 400 mg	SD4001303 3.890 Kč	
Velikost 2 600 mg	SD4002303 4.890 Kč	SD4002404 4.890 Kč
Velikost 3 800 mg	SD4003303 5.790 Kč	

GS-80

	50 kapslí NT	500 kapslí NT
Velikost 1 400 mg	SD4411303 1.990 Kč	SD4411323 12.990 Kč *
Velikost 2 600 mg	SD4412303 2.890 Kč	SD4412323 17.990 Kč *
Velikost 3 800 mg	SD4413303 3.690 Kč	SD4413323 21.990 Kč *



*do vyprodání zásob

RIVA STAR AQUA

Riva Star Aqua (AgF) je dvoudílný neinvazivní patentovaný systém léčby ke znečtivění bolesti zubů v pouhých několika kapkách. Riva Star Aqua je roztok na bázi vody a fluoridu stříbrného bez použití amoniaku.



Balení: 1.5 ml Riva aqua tekutina,
3 ml Riva green tekutina
Kód: SD8800530

4.841 Kč
2.890 Kč



Balení: 10× kapsle Riva star Aqua krok 1,
10× kapsle Riva Star krok 2
Kód: SD8800525

4.043 Kč
2.690 Kč



RIVA APLIKÁTOR PRO

Při nákupu **3 ks balení Riva kapsle** nebo **Stela kapsle** dle vlastního výběru **obdržíte Riva Aplikátor Pro.**

Produkt Riva Aplikátor Pro bude zasílán výrobcem.

ULTRAMAT 2

Při nákupu **8 ks balení Riva kapsle** nebo **Stela kapsle** dle vlastního výběru **obdržíte Ultramat 2.**



Produkt Ultramat 2 bude zasílán výrobcem.

RIVA SELF CURE

Riva self cure je radioopákní chemicky tuhnoucí skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, pro ART techniku, podložky, výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů. Riva HV je materiál s vysokou viskozitou.



**BPA
&
HEMA
free**



Balení: 15 g prášek / 6.9 ml tekutina
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5
Kód: SD8610501-504



riva self cure
Balení: 45× kapsle
Odstíny: A2, A3
Kód: SD8606202, 3

riva self cure fast
Balení: 45× kapsle
Odstín: A3
Kód: SD8606303

riva self cure HV
Balení: 45× kapsle
Odstíny: A2, A3
Kód: SD8630102, 3

odstíny A2, A3
45 kaps./ bal.

~~1.617 Kč~~
1.290 Kč

~~4.608 Kč~~

2.790 Kč



riva self cure
Balení: 50× kapsle
Odstíny: A1, A3.5
Kód: SD8600001, 4

riva self cure HV
Balení: 50× kapsle
Odstíny: A3.5
Kód: SD8630004

odstíny ostatní
50 kaps./ bal.

~~5.390 Kč~~
3.690 Kč

RIVA LIGHT CURE

Riva light cure je radioopákní světlem tuhnoucí pryskyřici modifikovaný skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, liner, pro pečetení fisur a rýh, antistresové výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, sendvičové techniky spolu s kompozity, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů. Riva HV je materiál s vysokou viskozitou.



**BPA
&
HEMA
free**



Balení: 15 g prášek / 6.9 ml tekutina
Odstíny: A1, A2, A3
Kód: SD8700501-03



riva light cure
Balení: 45× kapsle
Odstíny: A2, A3
Kód: SD8700062, 3

riva light cure HV
Balení: 45× kapsle
Odstíny: A2, A3
Kód: SD8730052, 3

odstíny A2, A3
45 kaps./ bal.

~~2.212 Kč~~
1.590 Kč

~~4.575 Kč~~

2.790 Kč



riva light cure
Balení: 50× kapsle
Odstíny: A1, A3.5, A4, C4, sortiment
Kód: SD8700001-14
SD8710000

riva light cure HV
Balení: 50× kapsle
Odstíny: A1, A3.5, B1
Kód: SD8730001-06

odstíny ostatní
50 kaps./ bal.

~~5.654 Kč~~
3.690 Kč

RIVA LUTING

Ideální radioopákní, chemicky tuhnoucí skloionomerní fixační cement. Díky vynikající adhezi k zubům, vysokému uvolňování fluoridu a zatékavosti, je použitelný pro široké spektrum klinických aplikací. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.



**BPA
&
HEMA
free**



Balení: 50× kapsle
Kód: SD8650008

~~4.921 Kč~~
3.290 Kč



Úvodní balení: 35 g prášek, 24.3 ml tekutina
Kód: SD8650508

~~3.239 Kč~~
2.590 Kč

RIVA LUTING PLUS

Ideální radioopákní, chemicky tuhnoucí, pryskyřici modifikovaný skloionomerní cement pro fixaci korunek, můstků, inlejí a onlejí. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.



**BPA
free**



Balení: 50× kapsle
Kód: SD8651008

~~5.806 Kč~~
3.690 Kč



Balení: 25 g prášek, 8.95 ml tekutina
Kód: SD8651508

~~3.288 Kč~~
2.590 Kč

RIVA CEM AUTOMIX

Pryskyřicí modifikovaný, skloinomerní fixační cement, chemicky tuhnoucí ve formě pasta/pasta uvolňující fluoridy. Je určen k definitivnímu cementování metalokeramických a celokeramických náhrad a ortodontických aparátů. Je dostupný v univerzálním světle žlutém odstínu. Možnost bodového vytvrzení světlem.



**VYNIKAJÍCÍ
PEVNOST VAZBY**



**SNADNÉ ODSTRANĚNÍ
PŘEBYTEČNÉHO
CEMENTU VYTVRZENÍM
V REŽIMU TACK-CURE**



**TRVALÉ
UVOLŇOVÁNÍ
FLUORIDU**



ionglass
BIOMIMETIC FORMULA



Balení: 2× 4 g stříkačka automix,
16× aplikační koncovky
Kód: SD8800703

3.554 Kč
1.790 Kč

SET PP

Samoleptací samoadhezivní pryskyřicí modifikovaný duálně tuhnoucí fixační cement pro finální cementování náhrad z kovu, pryskyřice a keramiky.



**VYNIKAJÍCÍ
PEVNOST VAZBY**



**SNADNÉ ODSTRANĚNÍ
PŘEBYTEČNÉHO
CEMENTU VYTVRZENÍM
V REŽIMU TACK-CURE**



**TRVALÉ
UVOLŇOVÁNÍ
FLUORIDU**



ionglass
BIOMIMETIC FORMULA



Balení: 2× 7 g stříkačka automix,
28× aplikační koncovka
Odstín: A2
Kód: SD8805102

5.359 Kč
2.490 Kč

Balení: 2× 7 g stříkačka automix,
28× aplikační koncovka
Odstín: OA3,
bílý opákní, translucent
Kód: SD8805103-05

5.359 Kč
2.990 Kč

SUPER ETCH

Leptací gel na sklovinu
a dentin s obsahem
37% kyseliny fosforečné.



Balení: 12 g stříkačka,
25× aplikační koncovka
Kód: SD8100052

1.347 Kč
749 Kč

Balení: 3× 2 ml stříkačka,
Kód: SD8100040

1.188 Kč
890 Kč

Balení: 10× 2 ml
Kód: SD8100045

2.746 Kč
2.190 Kč

Balení: 2× 25 ml stříkačka,
50× aplikační koncovka
Kód: SD8100059

2.817 Kč
1.490 Kč

RIVA COAT



Balení: 5 ml
Kód: SD8610001

1.648 Kč
1.390 Kč

RIVA CONDITIONER



Balení: 10 ml
Kód: SD8620001

1.698 Kč
1.390 Kč

ZIPBOND

Jednosložkové univerzální adhezivum.



nejdostupnější
univerzální
bond na trhu

Balení: 5 ml
Kód: SD8100502

~~2.645 Kč~~

1.390 Kč

STAE

Jednosložkový adhezivní systém 5. generace na sklovinu i dentin.

BPA
free



Balení: 5 ml
Kód: SD8100201

~~3.199 Kč~~

1.490 Kč

APLIKAČNÍ ŠTĚTEČKY

Jednorázové aplikační štětečky, které jsou odolné vůči běžným rozpouštědlům v dentálních materiálech.



jen 137 Kč
za 100 ks

SUPERFINE (fialová)
FINE (zelená)
MEDIUM (modrá)

Kód: SD8100122
Kód: SD8100116/17
Kód: SD8100118/19

Sortiment 400 ks (100× SUPERFINE, 200× FINE, 100× MEDIUM)

Kód: SD8100123

~~1.152 Kč~~

549 Kč

RADII-CAL CX

Polymerační lampa Radii-Cal CX zajišťuje stejnoměrné vytvrzení ve všech hloubkách výplně díky kalibrovanému paprsku. Tím je zajištěno rychlé a predikovatelné vytvrzení všech zubních výplní. Je optimalizována na klíčovou vlnovou délku 440–480 nm, která maximalizuje aktivaci monomerů kafrchinonu. Tím je zajištěna účinná polymerizace světlem vytvrditelných výplňových materiálů.



Balení: 1 ks
Kód: SD5600110

~~25.142 Kč~~

19.990 Kč

RIVA SILVER

vhodné pro pacienty
se špatnou hygienou

Radioopákní, stříbrem modifikovaný skloionomerní, chemicky tuhnutí výplňový materiál. Vyznačuje se vynikající adhezí k zubu, trvalým uvolňováním fluoridu a vysokou tlakovou pevností. Díky svým vlastnostem je optimální výplňový materiál pro široké klinické použití. Riva silver má světle šedý odstín.

Kapsle obsahují 18 % stříbra, prášek/tekutina obsahuje 21.6 % stříbra.

BPA
&
HEMA
free

ionglass
BIOMETIC FORMULA



Balení: 50× kapsle
Kód: SD8670008

~~8.344 Kč~~

6.490 Kč

Balení: 32 g prášek, 8.9 ml tekutina
Kód: SD8670508

~~7.185 Kč~~

6.490 Kč

RIVA PROTECT

Riva Protect je ideálním produktem pro pacienty s velkým počtem zubních kazů – přilepí přímo na zub, posílí spodní strukturu a efektivně zub ochrání před škodlivými bakteriemi a kyselinami.

BPA
&
HEMA
free

ionglass
BIOMETIC FORMULA



Výběr: normálně tuhnutí,
rychle tuhnutí
Odstín: růžová, bílá

Balení: 50× kapsle,

Kód: SD8680000, SD8685000
SD8690000, SD8695000

~~6.651 Kč~~

3.990 Kč



POLA LIGHT

Hydrogen
peroxid

Pola Light je pokročilý systém na bělení zubů, který je spojením oceněného bělicího gelu a LED náustku pro rychlejší domácí bělení. Rychle působí a zuby jsou vybělené za pouhých 5 dní. Lze dobíjet pro další bělení zubů. Systém se používá v kombinaci s gelem Pola Day. Gel zajišťuje extra hydrataci, zmírňuje přecitlivělost a remineralizuje zubní sklovinu.

Balení: 3 g stříkačka Pola Day
Kód: SD7700079.1

~~485 Kč~~

419 Kč

Balení: Pola Light náustek,
4× 3 g stříkačka Pola Day
Kód: SD7700985

Balení: 50× 3 g stříkačka Pola Day
Kód: SD7700079

~~3.645 Kč~~

2.390 Kč

~~22.018 Kč~~

15.990 Kč

POLA RAPID 6%

Hydrogen
peroxid

Pola Rapid je nové ordinační bělení, které bezpečně vybělí zuby během 45 minut. Jedinečné složení 6% peroxidu vodíku okamžitě uvolňuje účinné látky.



Balení pro 1 pacienta: 2.8 ml stříkačka
Kód: SD7700510

~~2.848 Kč~~

1.490 Kč

Balení pro 3 pacienty: 3× 2.8 ml stříkačka
Kód: SD7700511

~~7.045 Kč~~

3.490 Kč

POLA DAY 6%

Hydrogen
peroxid

Pola Pola Day je pH neutrální gel s obsahem hydrogen peroxidu.

Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou vůni a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.

Balení: 4× 1.3 g stříkačka
Kód: SD7700357

~~1.456 Kč~~

1.090 Kč

Balení: 10× 1.3 g stříkačka
Kód: SD7700359

~~3.002 Kč~~

2.490 Kč

Balení: 50× 3 g stříkačka Pola Day
Kód: SD7700079

~~22.018 Kč~~

15.990 Kč

POLA OFFICE+ 37.5%

Hydrogen
peroxid

Pola Office+ se používá k lékařsky indikovanému restaurování zabarvených zubů, jejichž barvu nelze obnovit stávajícími domácími systémy. Doba ošetření je maximálně 32 minut (4 × 8 minut).

Balení pro 1 pacienta
Kód: SD7700461

~~3.782 Kč~~

1.890 Kč

Balení pro 3 pacienty
Kód: SD7700464

~~8.923 Kč~~

4.390 Kč



Novinka

SDI



POLA NIGHT 16%

**Karbamid
peroxid**

Pola Night je pH neutrální gel s obsahem karbamid peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchut' a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.

Balení EKO: 4× 1.3 g stříkačka
Kód: SD7700375

~~1.456 Kč~~
1.090 Kč

Balení: 10× 1.3 g stříkačka
Kód: SD7700377

~~3.002 Kč~~
2.490 Kč

DOPRODEJ!

Balení EKO: 4× 3 g stříkačka
Kód: SD7700390

~~1.207 Kč~~
1.090 Kč

Balení EKO: 45× 1.3 g stříkačka
Kód: SD7700398

~~7.901 Kč~~
5.490 Kč



POLA NIGHT 10%

**Karbamid
peroxid**

Pola Night je pH neutrální gel s obsahem karbamid peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchut' a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.

Balení: 4× 1.3 g stříkačka
Kód: SD7700369

~~1.456 Kč~~
1.090 Kč

Balení: 10× 1.3 g stříkačka
Kód: SD7700371

~~3.002 Kč~~
2.490 Kč

POLA NIGHT 10% FOR ALIGNERS

**Karbamid
peroxid**

Pola for aligners s ideálním složením pro použití s neviditelnými fóliovými rovnátky pro domácí bělení.



Balení: 4× 3 g stříkačka
Kód: SD7700556

~~2.202 Kč~~
1.990 Kč

REKLAMNÍ PŘEDMĚTY POLA PRO VÁS!

Požádejte svého odborného zástupce
o reklamní předměty do vaší ordinace.


POLA ADVANCED TOOTH
WHITENING SYSTEM

SDI | YOUR. OUR.
SMILE. VISION.

SDI

S BĚLENÍM POLA ZAZÁŘILI!



Daniel Štefan

finalista soutěže Muž roku 2024,
účastník reality show
Love Island 2025



Jakub Mádl

vítěz soutěže Muž roku 2024,
účastník dating show
Are you the one? Česko (2026)



Jiří Veselý

vítěz soutěže Muž roku 2025,
účastník dating show
Are you the one? Česko (2026)

POLA ADVANCED TOOTH
WHITENING SYSTEM



Odonto

Odonto

Schafferová spol. s r.o.

Tel.: 585 757 200

info@odonto.cz



INTERDENT®

INTERDENT s.r.o.

Tel.: 274 783 114

interdent@interdent.cz

**Síť odborných zástupců
po celé ČR**

Váš odborný zástupce:

Ceny v této nabídce jsou uvedeny včetně DPH. Nabídka je platná do 30. 9. 2026 nebo do vyprodání zásob.
Případné chyby v tisku vyhrazeny. Produkty jsou zdravotnickými prostředky. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném užívání,
včetně úplného určeného účelu, které naleznete na našem e-shopu odonto.cz nebo na stránkách sdi.com.au.