


Vatech slaví 10 let v ČR a SR a všem zákazníkům děkuje za důvěru!

Je tu proto mimořádná narozeninová nabídka!

Plně nabitě CBCT 3D + OPG špičkových parametrů
s bezkonkurenční zárukou 10 let na senzor!

za 999.000 Kč (s DPH)

Platnost akce pouze v narozeninový den
– 10. 10. 2016.



PaX-i3D Smart

- **Anatomické FOV 12 × 9 cm:** zobrazení obou čelistí včetně kloubů
- **FOV 5 × 5 cm:** velikost voxelu 0,080 mm pro více detailů
- **3D PAN:** 3D+OPG jedním skenem
- **PAN:** samostatný OPG snímek v HD rozlišení
- **Smart MAR:** automatická redukce kovových artefaktů
- **Green CT technologie:** velmi nízká dávka záření
- **Rozlišení CT senzoru:** 0,049 mm zaručuje vysokou kvalitu snímků

Navíc v ceně získáte:

- **MagicPan:** nejnovější generace multifokusu u OPG snímků.
Zaostřeno ve všech oblastech!
- **EzCodi:** 240 videoprezentací pro lepší komunikaci postupu léčby s pacienty!
Všechny specializace!
- **EzSmart:** software který za Vás automaticky vyhodnotí OPG snímek pro eliminaci chyb při snímkování!

JPS
DENTÁLNÍ VÝROBKY

Autorizovaný distributor

JPS, s. r. o., Velichovská 14, 155 00 Praha 5
e-mail: info@jps.cz ■ www.jps.cz

zelená linka (volání zdarma): **800 111 577** (800 111 JPS)

MagicPan



Ez3D-i



EzCodi

