


CHRAŇTE NEJEN SEBE, ALE I SVÉ PACIENTY

a vyhněte se riziku křížové kontaminace

Bib-Eze

Jednorázové držáky na roušky

- lepší prevence infekcí
- vhodné pro jakoukoliv roušku - samolepicí upevnění
- časově i finančně efektivní řešení
- po použití jednoduše vyhodíte



453 Kč

16,06 €


35053 Bib-Eze - balení po 250 ks

Sterilní vyšetřovací sady

- **jednorázové**
- praktické a efektivní řešení pro vaši praxi - okamžitě k použití
- všechny materiály použité při výrobě jsou recyklovatelné nebo biologicky rozložitelné
- chrání před rizikem křížové kontaminace



Sterilní vyšetřovací sada



Obj. č.	Popis	Cena	
PE9710	Sterilní vyšetřovací zrcátko, balení 100 ks	5 685 Kč	201,37 €
PE9701	Sada: sterilní zrcátko, perio-probe, pinzeta, balení 100 ks	9 476 Kč	335,62 €
PE9401*	Sterilní vyšetřovací sada, balení 25 ks	3 357 Kč	118,90 €
PE9601	Sterilní periodontální vyšetřovací sada, balení 100 ks	8 663 Kč	306,85 €
PE9720	Sterilní periodontální oboustranný perio-probe, balení 200 ks	9 097 Kč	322,19 €
PE9740	Sterilní pinzety, balení 200 ks	6 768 Kč	239,73 €

* dostupný od 8. 4. 2020

Obal na světlo Light Sleeve

- patentovaný design - snadno se nasazuje i sundává
- dostupný ve variantách pro úchyty ve tvaru T i L



Varianta úchyty "L"



Varianta úchyty "T"

3600: Obal na světlo, varianta úchyty "T"; 10,2 cm x 14,6 cm, balení 500 ks

3650: Obal na světlo, varianta úchyty "L"; 3,8 cm x 20,3 cm, balení 500 ks

1 057 Kč

37,44 €

PeelVue+

Tvarované sterilizační sáčky PeelVue+ do autoklávu a chemoklávu

- nelepící okraje pro snadné sloupnutí s rukavicemi i bez nich
- patentované validátory uzavření zabezpečují náležité utěsnění a ochranu před nečistotami
- průhledná fólie umožňuje dobře vidět nástroje, kódovací kroužky a indikátory
- lze likvidovat s běžným odpadem



Obj. č.	Cena*	Doporučováno pro	Vnější velikost (mm)	Vnitřní efektivní velikost (mm)
31620	695,80 Kč 24,64 €	Implantáty, svorky gumové hráze	90 x 135	70 x 80
31621	571,50 Kč 20,24 €	Rukojeti, ruční nástroje	70 x 230	50 x 170
31622	571,50 Kč 20,24 €	Rukojeti, ruční nástroje	90 x 230	65 x 170
31623	469,80 Kč 16,64 €	Frézy	55 x 100	35 x 50
31624	831,10 Kč 29,44 €	Tácky na otisky, zásobníky na frézy	135 x 165	115 x 110
31625	2 030,20 Kč 71,90 €	Několik nástrojů a kazet	215 x 380	195 x 290
31626	714,80 Kč 25,32 €	Dlouhé ruční nástroje	85 x 305	60 x 210
31627	887,20 Kč 31,42 €	Chirurgické a ortodontické nástroje	110 x 305	85 x 210
31628	1 429,60 Kč 50,64 €	Několik nástrojů, malé kazety	205 x 305	185 x 210
31629	1 067,50 Kč 37,81 €	Několik nástrojů	135 x 305	110 x 210
31653	2 856,60 Kč 101,18 €	Velké kazety	265 x 405	245 x 325
31657DX	4 324,80 Kč 153,18 €	Velké kazety (typ I.M.S.)	330 x 510	310 x 425


* Uvedená cena je za 1 krabici, obsah krabice je 200 ks sáčků

Ochranná fólie Cover-All

- tenká, perforovaná fólie efektivně zakryje vše, co má být chráněno před dotekem
- jednorázová, snadno použitelná
- po odstranění nezanechává žádné zbytky

3700-C: Ochranná fólie - čirá; 10,2 cm x 15,2 cm pásky, balení 1200 ks

3710-B: Ochranná fólie - modrá, 10,2 cm x 15,2 cm pásky, balení 1200 ks



984 Kč

34,87 €