

3M Science.
Applied to Life.™

1.10.2020 – 31.1.2021

Speciální nabídky





Filtek™

Supreme
Flowable Restorative

Nyní se náš nejoblíbenější flow kompozit snadněji aplikuje.

3M™ Filtek™ Ultimate Flowable je k dispozici v nové ergonomické stříkačce. Navrženo pro větší pohodlí a snadnější aplikaci. Tento nový produkt se nyní nazývá 3M™ Filtek™ Supreme Flowable.

Zamezuje vzniku bublin a zbytků


Materiál, který je bez bublin a samovolně nevytéká. Lepší kontrola aplikace.

Není třeba hádat

Modrý píst indikuje zbytkové množství materiálu. Jakmile je stříkačka prázdná, viditelná je pouze bílá část.

Dobře se drží

Trojúhelníkové ukončení pístu pod palcem umožňuje rychlé a snadné uchopení.



Ohýbatelná kanyla

Snadné ohnutí kanyly bez rizika zalomení. Lepší přístup do všech míst.



Speciální nabídky



Z1

Imprint™ 4 Penta™ Heavy

doplňkové balení
(2x báze à 300 ml, 2x katalyzátor à 60 ml)

71484

- A-silikonová otiskovací hmota
- pro strojové míchání
- dostatečný pracovní čas, velmi krátké tuhnutí v ústech



2 + otiskovací krém



Imprint™ 4 Regular otiskovací krém

doplňkové balení (4 ks krému à 50 ml, 5x míchací kanyla žlutá, 5x 3M ESPE Intra-oral Syringe zelená)

71487

- zářivé barvy hmoty Imprint 4 pro lepší čitelnost otisků
- vysoká hydrofilie pro dokonalé zatékání a nejjemnější reprodukci detailů

ZDARMA*



Z2

Imprint™ 4 Penta™ Heavy/Super Quick Heavy/Putty

zkušební balení (1x báze à 300 ml, 1x katalyzátor à 60 ml, 1 ks Imprint™ 4 Light/Super Quick Light/Super Quick Ultra-Light à 50 ml, 10x Penta™ míchací kanyla červená, 5x míchací kanyla žlutá, 5x koncovka žlutá)

71497

71498

71499

- A-silikonová otiskovací hmota
- pro strojové míchání
- dostatečný pracovní čas, velmi krátké tuhnutí v ústech



1 + adstringentní retrakční pasta



Adstringentní retrakční pasta

balení 25 kompulí

56944

- zaručený adstringentní a hemostatický účinek
- velmi snadná subgingivální aplikace díky jemné zaoblené špičce
- jednorázové kompule pro nižší riziko přenosu infekce

ZDARMA*



Z3

Express™ XT Penta™ H/Putty

doplňkové balení
(1x báze à 300 ml, 1x katalyzátor à 60 ml)

36894

36895

- A-silikonová otiskovací hmota
- pro strojové míchání
- Penta H pro sendvičové otisky, Penta Putty pro korekční otisky



2 + otiskovací krém



Express™ XT Light Body otiskovací krém

doplňkové balení
(2 ks à 50 ml, 10x Garant míchací kanyla žlutá)

36974

- rozměrová stabilita a vysoká přesnost otisků
- konzistence Light Body vhodná pro vykreslení detailů u obou otiskovacích technik (sendvičová i korekční)

ZDARMA*



Speciální nabídky



Z4

Filtek™ Supreme Flowable

2x stříkačka à 2 g, 20x aplikační koncovka, příslušenství

3930XX

- materiál bez bublin
- ohybatelná kanyla pro snadnou aplikaci
- ergonomický design
- vynikající adaptace, stálost naleštění a oteruodolnost
- 12 odstínů



3+1



Filtek™ Supreme Flowable A2

2x stříkačka à 2 g, 20x aplikační koncovka, příslušenství

3930A2

ZDARMA*



Dostupné od 1. 11. 2020.



Z5

Filtek™ Bulk Fill Flowable

2x stříkačka à 2 g, 20x aplikační koncovka, příslušenství

4862XX

- materiál bez bublin
- ohybatelná kanyla pro snadnou aplikaci
- výška inkrementu až 4 mm
- nízké polymerační smrštění
- 4 odstíny



3+1



Filtek™ Bulk Fill Flowable A3

2x stříkačka à 2 g, 20x aplikační koncovka, příslušenství

4862A3

ZDARMA*



Dostupné od 1. 11. 2020.



Z6

Protemp™ 4

doplňkové balení (1x kartuše à 50 ml, 16x Garant míchací kanyla modrá)

469XX

- chemicky tuhnoucí provizorní materiál
- estetický, vysoká pevnost a odolnost



1+ RelyX™ Temp NE



RelyX™ Temp NE

doplňkové balení (1x pasta báze à 30 g, 1x katalyzátor à 13 g, 1x míchací podložka)

56660

- zink-oxidový cement bez eugenolu
- spolehlivě fixuje provizorní náhrady

ZDARMA*



* Všechny ceny jsou doporučené výrobcem a jsou uvedeny vč. DPH. Nabídky nelze kombinovat s dalšími nabídkami a platí pouze pro zubní lékaře v České republice. Distribuce produktu zdarma bude jménem společnosti 3M zajištěna firmou Innosphere s.r.o.

Speciální nabídky



Z7

Ketac™ Universal Aplicap™

doplňkové balení (50 kapslí)

610XX

- skloinomerní výplňový materiál
- individuálně balené kapsle pro snížení rizika křížové kontaminace
- nelepivá konzistence
- bez nutnosti použití kondicionéru a laku



1 + zaváděcí
balení Sof-Lex™



Sof-Lex™ diamantový leštící systém,

zaváděcí balení (5x Sof-Lex™ předleštící spirály (běžové), 5x Sof-Lex™ diamantové leštící spirály (růžové), návod na použití, technická karta, 1 RA mandrel, návod na použití)

5092-IM

- předleštící spirála (běžová)
- diamantová leštící spirála (růžová)
- použití s chlazením
- lehký tlak
- 15 000 - 20 000 ot./min.
- na více použití (sterilizace v autoklávu)
- použití bez pasty

ZDARMA*



Z8

RelyX™ Ultimate Clicker™

zkušební balení (1x clicker 4,5 g, Single Bond Universal 1,5 ml, 25 x aplikační koncovky, 50 x mikrokartáček, 1x stříkačka leptacího gelu Scotchbond Universal 3 ml, 1 míchací podložka)

56924

56925

- kompletní řešení pro adhezivní cementaci
- pouze dva komponenty pro jednoduchou proceduru
- vhodný i pro cementaci fazet



1 + Ketac™ Cem plus



Ketac™ Cem Plus upevňovací cement

doplňkové balení (1x clicker à 11 g, 1x míchací podložka)

56931

- skloinomerní pryskyřici modifikovaný cement
- gelová fáze pro snadné odstranění přebytků
- vhodný pro cementaci kovových náhrad

ZDARMA*



Z9

RelyX™ U200 Clicker™

doplňkové balení (1x clicker 11 g, míchací podložky)

56877/78/79

nebo

RelyX™ U200 Automix

doplňkové balení (tuba Automix 8,5 g cementu, 10x míchací kanyla standardní, 5x míchací kanyla široká - se širším zakončením pro použití v kombinaci s intraorální nebo endodontickou koncovkou, 5x endodontická koncovka)

56895/96/97

- samoadhezivní duálně tuhnoucí cement
- spolehlivá vazba a pevnost
- po polymeraci dokonale hydrofobní
- vhodný pro cementaci většiny materiálů
- pro jednoduchou cementaci čepů



2 + Protemp™ Crown



Protemp™ Crown

zkušební balení (16x korunka - sortiment 3x horní molar velký, 3x horní molar malý, 2x dolní molar velký, 2x dolní molar malý, 2x horní premolar velký, 2x horní premolar malý, 2x dolní premolar, příslušenství, 10x čep velikosti 2, červená)

50600TK

- provizorní plastické kompozitní korunky
- anatomicky tvarované (C, P, M)
- volba pro rychlou náhradu jednoho členu
- vhodné i jako dlouhodobé provizorium

ZDARMA*



Z10

Single Bond Universal adhezivum

doplňkové balení lahvička 5ml

41266

- univerzální samoleptací adhezivum
- prakticky žádná pooperační citlivost
- vhodné pro všechny adhezivní techniky
- toleruje suchý i vlhký dentin
- obsahuje MDP pro lepší vazbu na zirkon



1 + Sof-Lex™ XT



Sof-Lex™ XT leštící disky

hrubé, tmavě oranžové, Ø 12,7 mm, 50 ks

8692C

- extra tenké disky pro snadnější přístup k proximálním plochám

ZDARMA*



Co byste měli vědět o jednorázových produktech?


Používání jednorázových produktů napomáhá snadnější ochraně před infekcí. Jednorázové produkty mohou také zlepšit celkovou efektivitu práce v ordinaci. Náklady na provoz ordinace zahrnují nejen náklady na materiál, ale i náklady a čas nutné na čištění a dezinfekci opakovaně používaných materiálů a nástrojů.



Jednorázové produkty snižují riziko infekce, a to významně právě u produktů používaných intraorálně.



Jednorázové produkty snižují riziko křížové kontaminace mezi pacienty.



Jednorázové produkty zvyšují efektivitu práce, protože není nutné dezinfikovat a čistit právě použité nástroje a materiály.



3M™ Adstringentní retrakční pasta



3M™ otiskovací lžíce



3M™ intraorální aplikační stříkačky



Filtek™ One Bulk Fill kompole



Filtek™ Universal kompole



3M™ Single Bond Universal L-Pop



3M™ Pentamix™ 3

Obj. č. 77871

- Automatický míchací přístroj
- Stejněměrné míchání otiskovacích hmot bez bublin
- Nejmenší přístroj na trhu – šetří pracovní prostor



**Pentamix 3
ZDARMA =**

Hodnota přístroje 40.665 Kč*

Materiály ze seznamu
v hodnotě

40 690 Kč

z toho minimálně
22 990 Kč z kategorie
Otiskování¹

3M™ Pentamix™ Lite

Obj. č. 77903

- Automatický míchací přístroj
- Stejněměrné míchání otiskovacích hmot bez bublin
- Lehký a přenosný – integrované madlo



**Pentamix Lite
ZDARMA =**

Hodnota přístroje 21.888 Kč*

Materiály z kategorie
Otiskování¹ v hodnotě

22 990 Kč

3M™ Elipar™ DeepCure-L

Obj. č. 76973

- Polymerační lampa v plastovém provedení – konstrukce z kvalitního plastu
- Napájení baterie pomocí nabíjecího konektoru
- Vlnová délka je 430–480 nm, intenzita světla dosahuje 1470 mW/cm²



**Elipar DeepCure-L
ZDARMA =**

Hodnota přístroje 25.592 Kč*

Materiály ze seznamu
v hodnotě

21 770 Kč

3M™ Capmix™

Obj. č. 76190

- Univerzální míchací přístroj pro kapslové materiály
- Uživatelsky jednoduchý a snadno čistitelný touchpad
- Přednastavené časy (10 a 15 sekund), programovatelné časy (1–39 sekund)



**Capmix
ZDARMA =**

Hodnota přístroje 19.739 Kč*

Materiály ze seznamu
v hodnotě

20 900 Kč

Seznam materiálů

CEMENTY

- RelyX Ultimate Clicker
- RelyX Ultimate Automix
- RelyX U200 Clicker
- RelyX U200 Automix
- RelyX Unicem Aplicap/Maxicap
- RelyX Fiber Post
- Ketac Cem Plus
- Ketac Cem Aplicap/Maxicap
- Příslušenství (kanyly, primer, aktivační a aplikační kleště)

KOMPOZITY

- Filtek Universal
- Filtek One Bulk Fill
- Filtek Z550
- Filtek Z250
- Filtek Ultimate
- Filtek Ultimate Flowable
- Filtek Bulk Fill Flowable

¹ OTISKOVÁNÍ

- Impregum Penta
- Monophase
- Imprint Bite
- Imprint 4
- Express XT Penta
- Position Penta
- Příslušenství (elastomerní stříkačka, adheziva, kanyly, garant dispenzer)
- Adstringentní retrakční pasta

PREVENCE

- Clinpro XT Varnish
- Clinpro Sealant
- Clinpro Prophyl Paste
- Clinpro White Varnish
- Clinpro Prophyl Powder

SKLOIONOMERY

- Ketac Universal Aplicap
- Ketac Molar Aplicap
- Ketac Molar Quick Aplicap
- Photac Fil Quick Aplicap
- Ketac Conditioner

PROVIZORIA

- Protemp 4
- Protemp Crown
- Příslušenství (kanyly, garant dispenzer)

SOFLEX

- Disky
- Pásky
- Mandrely
- Diamantový leštící systém

ADHEZIVA

- Single Bond Universal
- Single Bond Universal DCA aktivátor

Speciální nabídky

Číslo nabídky	Princip speciální nabídky	Materiál	Objednávací číslo materiálu	Doporučená cena (za 1 balení materiálu)	Doporučená cena (za kompletní počet balení)	Zaslaný materiál zdarma	Objednávací číslo materiálu	Hodnota zasláního materiálu
Z1	2+otisk- ovací krém	Imprint™ 4 Penta™ Heavy doplňkové balení	71484	6 406 Kč	12 811 Kč	Imprint™ 4 Regular otisk- ovací krém doplňkové balení	71487	3 603 Kč
Z2	1+ Ad- stringentní retrakční pasta	Imprint™ 4 Penta™ Heavy/ Quick Heavy/Putty zkušební balení	71497 71498 71499	3 444 Kč	3 444 Kč	Adstringentní retrakční pasta balení 25 kompulí	56944	2 666 Kč
Z3	2+otisk- ovací krém	Express™ XT Penta™ H/ Putty doplňkové balení	36894 36895	2 045 Kč	4 090 Kč	Express™ XT Light Body otiskovací krém doplňkové balení	36974	1 756 Kč
Z4	3+1	Filtek™ Supreme Flowable doplňkové balení	3930XX	1 617 Kč	4 851 Kč	Filtek™ Supreme Flowable A2 doplňkové balení	3930A2	1 617 Kč
Z5	3+1	Filtek™ Bulk Fill Flowable doplňkové balení	4862XX	1 971 Kč	5 913 Kč	Filtek™ Bulk Fill Flowable A3 doplňkové balení	4862A3	1 971 Kč
Z6	1+RelyX Temp NE	Protemp™ 4 doplňkové balení	469XX	2 985 Kč	2 985 Kč	Relyx™ Temp NE doplňkové balení	56660	1 120 Kč
Z7	1+Sof-Lex diaman- tový leštící systém	Ketac™ Universal Aplicap™ doplňkové balení (50 kapslí)	610XX	4 787 Kč	4 787 Kč	Sof-Lex™ diamantový leštící systém zaváděcí balení	5092-IM	1 088 Kč
Z8	1+Ketac Cem	RelyX™ Ultimate Clicker™ zkušební balení	56924 56925	3 889 Kč	3 889 Kč	Ketac™ Cem Plus upe- vňovací cement doplňkové balení	56931	2 921 Kč
Z9	2+Protemp Crown	RelyX™ U200 Clicker doplňkové balení nebo RelyX™ U200 Automix doplňkové balení	56877 56878 56879 nebo 56895 56896 56897	4 537 Kč nebo 3 228 Kč	9 074 Kč nebo 6 456 Kč	Protemp™ Crown zkušební balení	50600TK	3 951 Kč
Z10	1+ Sof-Lex leštící disky	Single Bond Universal adhezivum doplňkové balení (lahvička 5ml)	41266	2 463 Kč	2 463 Kč	Sof-Lex™ XT leštící disky 50 ks	8692C	835 Kč

Nové podmínky uplatnění promo nabídek u autorizovaných distributorů 3M Česko, s.r.o.

- Změna je platná od 1. 2. 2020
- Pokud jste si vybrali promo nabídku s produktem zdarma, Váš distributor pošle údaje společnosti 3M, na základě kterých pak bude produkt doručen samostatně přímo do Vaší ordinace.
- Distribuce produktu zdarma bude jménem společnosti 3M zajištěna firmou Innosphere s.r.o.
- Nabídky platí pouze pro zubní lékaře v České republice u autorizovaných distributorů.
- V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte prosím 3M obchodního zástupce působícího ve Vašem regionu

Pro více informací a možnost osobně si produkty vyzkoušet volejte naše obchodní zástupce:

Mgr. Michaela Přádková
Čechy
Tel.: +420 731 193 454
E-mail: mpradkova@mmm.com

Tibor Černák
Slovensko (střed, východ)
Tel.: +421 918 117 441
E-mail: tcernak@mmm.com

Mgr. Daniela Šikulová
Morava
Tel.: +420 725 362 092
E-mail: dsikulova@mmm.com

Mgr. Zuzana Vojtaššáková
Slovensko (západ)
Tel.: +421 915 936 269
E-mail: zvojtassakova@mmm.com



My uMiMe zuby.

MVDr. Michael Stiksa
Produktový specialista stomatologie,
ortodoncie
Tel.: +420 725 500 423
E-mail: mstiksa@mmm.com

Tyto speciální nabídky jsou pouze reklamním sdělením a nejedná se o nabídku ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Produkty 3M, 3M Česko spol. s r.o., jsou k objednání u našich autorizovaných distributorů. Jejich seznam naleznete na našich webových stránkách www.3M.cz/dental pod odkazem "Kde koupit".



Oral Care Solutions Division
3M Česko, spol. s r.o.
V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
Tel.: 261 380 111
Fax.: 261 380 110
E-mail: 3MCesko@3M.com
www.3M.cz/dental

