

ENAMEL^{plus} HRi[®] BIO FUNCTION



SKLOVINY & DENTINY

... a mnohem více v sortimentu (flow, provizoria, cementy, bondy)

BEZ OBSAHU BISFENOLU-A (BPA)

Zcela biokompatibilní, NEOBSAHUJE TOXICKÉ LÁTKY.

BEZ přítomnosti BIS-GMA A VOLNÝCH NANOČÁSTIC V PRÁŠČÍCH, které vznikají při oděru a které by mohly být absorbovány tělem.
VYNIKAJÍCÍ MANIPULACE a vyšší biokompatibilita díky inovativním organickým a anorganickým složkám.

DENTINY Bio Function – stříkačky
5 g, 1.700,- Kč

15 % sleva: 1.445,- Kč

Barvy: BD0 | BD0,5 | BD1 (A1) | BD2 (A2) | BD3 (A3) |
BD3,5 (A3,5) | BD4 (A4) | BD5 (A5) | BD6 (A6)

Při zakoupení 4 x DENTINŮ
Bio Function á 1.700,- Kč
(celkem 6.800,- Kč)

obdržíte SKLOVINU BF1, 5 g,
ZDARMA (ušetříte 1.720,- Kč)



Víc informací na tel.: 233 55 20 22, www.italdent.cz

 **ItalDent**

VÁŠ DODAVATEL PRVOTŘÍDNÍHO
STOMATOLOGICKÉHO MATERIÁLU

ENAMEL^{plus}HRI[®]

BIO Line

PRO BIOKOMPATIBILNÍ RESTAURACE



ENAMEL^{plus}HRI[®]

BIO Line

Biokompatibilní výrobky zaručující bezpečnou integraci v naprostém souladu lidským tělem aniž by uvolňovaly jakékoliv neslučitelné látky s organizmem. Vysoká stabilita pryskyřičné matrice a **BEZ OBSAHU BIS-GMA**, monomeru, který se může rozkládat v Bisphenol-A (BP_a), organickou sloučeninu, která se v lidském těle chová jako estrogen způsobující zdravotní potíže. Neuvolňuje žádné volné nanočástice, které mohou být absorbovány tělem v podobě prášků díky abrazi při žvýkacích mechanismech.

ENA BOND



ETCH AND RINSE
BONDING

ENAMEL PLUS HRI FLOW



VYSOCE NAPLNĚNÝ
FLUORESCENTNÍ FLOW

ENAMEL PLUS HRI BIO FUNCTION



KOMPOZIT VYKAZUJÍCÍ
SHODNOU ABRÁZI
S PŘIROZENOU
SKLOVINOU

ENA SOFT



ELASTICKÁ DOČASNÁ
VÝPLŇ A INLEJE

ENA FLOW SEALANT



SEALANT PEČETIDLO
VHODNÉ JAK NA
SKLOVINU
TAK NA KOMPOZIT



ItalDent

< VŠECHNY VÝROBKY JSOU BEZ OBSAHU BIS-GMA >





ENAMEL^{plus} HRi[®] PRO BIOKOMPATIBILNÍ RESTAURACE BIO Line

ENA BOND ENA SEAL

BIS-GMA FREE
BONDING



ENA BOND Jednosložkový pro metodu Etch & Rinse nutno aplikovat alespoň dvě vrstvy po naleptání kyselinou Ena Etch.

ENA BOND-ENA SEAL Světlem tuhnoucí Sealant o nízké viskozitě, nenaplněná pryskyřice, jejíž aplikací druhé vrstvy v kombinaci s Ena Bondem se získá perfektní uzávěr – bonding typu Etch & Rinse.

ENA BOND 2 010 Kč/5 g ENA SEAL 1 350 Kč/5 g

ENAMEL PLUS HRi FLOW

BIS-GMA FREE
FLOW



FLOW HRi Vysoce fluorescentní bez obsahu bublinek. Ideální jako podložka kavit pro přímé a nepřímé posterioční rekonstrukce a pro V. třídu. Vhodné také jako adhezivum pro aplikaci parodontálních dlah a v ortodoncii pro výrobu attachmentů neviditelných rovnátek.

720 Kč/2 g

ENAMEL PLUS HRi BIO FUNCTION

BIS-GMA FREE
KOMPOZIT



BIO FUNCTION Nový biokompatibilní kompozit s velkou odolností oděru. Vhodný pro frontální a distální restaurace přímou a nepřímou technikou pro získání funkčních rehabilitací mikro invazivním způsobem respektujícím neuro-muskulární systém a současným získáním vysoce estetického výsledku. Vynikající modelace a leštitelnost. Dostupné 3 typy skloviny a 9 barev dentinů.

Sklovina 1 720 Kč/5 g Dentin 1 700 Kč/5 g

ENA SOFT

BIS-GMA FREE
DOČASNĚ VÝPLNĚ



ENA SOFT Světlem tuhnoucí kompozit pro dočasné výplně, které si zachovávají elasticitu. Pro inleje, onleje a výplně na implantátech.

880 Kč/5 g

ENA SOFT FLOW

BIS-GMA FREE
DOČASNĚ VÝPLNĚ



ENA SOFT FLOW Světlem tuhnoucí kompozit pro dočasné výplně, které si zachovávají elasticitu. Ideální pro přímé aplikace v ústech v posteriorech pro vytvoření snadno odstranitelných inlejí.

880 Kč/3 g

ENA FLOW SEALANT

BIS-GMA FREE
SEALANT



ENA FLOW SEALANT Zatékavé světlem tuhnoucí pečtidlo na fisury a praskliny přirozených zubů a okrajů kompozitních rekonstrukcí. Fluorescentní pro snadnou kontrolu pod UV světlem. Dobrá odolnost oděru.

720 Kč/2 g



CHRBIOK2

SET ENAMEL PLUS HRi BIO FUNCTION

5 140 Kč

- 1 Ena Bond 5 ml
- 1 Enamel plus HRi Flow UD3 2 g
- 1 Enamel plus HRi Bio Function BF2 2,5 g
- 1 Enamel plus HRi Bio Dentin BD3 2,5 g
- 1 Ena Soft 2,5 g
- 1 Ena Soft Flow 1 g
- 1 Ena Flow Sealant 2 g
- 2 Impregnované kartáčky: Shiny41 – Shiny42
- 1 Diamantová brusná špička: Shiny15
- 1 Jemný filcový kotouček: ShinySF



ItalDent

Distributor pro ČR: ItalDent s.r.o.
Rousovicská 623/2 - 181 00 Praha 8
Tel: +420 233 552 022 - GSM: +420 603 468 507
info@italdent.cz - www.italdent.cz

Micerium S.p.A.
Via G. Marconi, 83 - 16036 Avegno (GE) Italy
Tel. (+39) 0185 7887 880 • Fax (+39) 0185 7887
970 • www.micerium.com • sales@micerium.it

