



## breCAM.wax

Vhodný pro digitální výrobu zcela anatomických nebo redukovaných konstrukcí, inlayí, onlayí, prací na implantáty, včetně můstků velkého rozsahu pro lité kovové a keramické presované technologie. Oproti metodě klasické voskové modelace má více homogenní strukturu a je prakticky bez pnutí. Bez nebezpečí nečistot ve vosku.

Rozměr: 98,5 x 20mm, **balení 2ks - akční cena 1.890,-**



## breCAM.resin (PMMA)

Pro výrobu bezpečných, biokompatibilních a estetických protéz se stabilní barvou a tvarem. Jedná se o termoplastický PMMA s vysokým stupněm čistoty (99,9%). Dodává se v odstínech A, B, C a transparentní.

Rozměry: 98,5 x 16mm, balení 1ks - **akční cena 2.390,-**

98,5 x 20mm, balení 1ks - **akční cena 2.690,-**

98,5 x 24mm, balení 1ks - **akční cena 2.890,-**



## breCAM.multiCOM (PMMA s keramickými plniv)

Barevný kompozit (vícebarevné vrstvení) na bázi PMMA vhodný pro dentální náhrady s dobou životnosti do dvou let. Obsahuje 20% keramických plniv pro zvýšení pevnosti. Dodává se v odstínech A1, A2, A3, A3,5 a B2.

Rozměr: 98,5 nebo 95 x 16mm, balení 1ks - **akční cena 3.390,-**

Rozměr: 98,5; 95 nebo 84,5 x 20mm, balení 1ks - **akční cena 3.790,-**



## breCAM.HIPC

High Impact Polymer Composite. Amorfni, zesítený kompozit pro definitivní zubní náhrady. Nabízí vyšší fyzikální hodnoty než konvenční PMMA.

Dodávají se v odstínech bleach, A1, A2, A3, A3,5, A4, B2, B3, C2, C3, D2, D3 a clear.

Rozměr: 98,5 x 16mm, balení 1ks - **akční cena 6.290,-**

Rozměr: 98,5 x 20mm, balení 1ks - **akční cena 6.990,-**

Rozměr: 95 nebo 84,5 x 20mm, balení 1ks - **akční cena 6.290,-**



## breCAM.bioHPP (PEEK zpevněný keramikou)

Částečně krystalizovaný PEEK zpevněný použitím keramiky. Fyziologické vlastnosti tohoto materiálu lze překonat pouze přírodou samotnou. Je elastický, lehký a má stejnou pružnost jako kost.

Rozměr: 98,5 x 16mm, balení 1ks, odstín bílo-šedý nebo dentin 2 - **akční cena 9.990,-**

Rozměr: 98,5 x 20mm, balení 1ks, odstín bílo-šedý nebo dentin 2 - **akční cena 10.790,-**

Rozměr: 95 x 20mm, balení 1ks, odstín bílo-šedý nebo dentin 2 - **akční cena 9.790,-**

Rozměr: 84,5 x 20mm, balení 1ks, odstín bílo-šedý nebo dentin 2 - **akční cena 9.790,-**



## breCAM.cutters / cutters ZR

Frézy **breCAM.cutters** byly speciálně vyvinuty pro suché opracování termoplastických materiálů (PMMA/PEEK/vosk) v CNC frézovacích přístrojích. Frézy mají DLC (uhlíkový) povlak, který prodlužuje životnost o 30% ve srovnání s nástroji bez povrchové úpravy. Frézy **breCAM.cutters ZR** (určené pro opracování oxidu zirkoničitého) mají extra silný diamantový povlak prodlužující životnost až o 1200%.

**Akční ceny 1.690,- - 3.490,-** (v závislosti na rozměru a typu frézovacího přístroje).

**Krbec Dent s.r.o., Úněšovská 20, 323 00 Plzeň**