

D.A.S. servis s.r.o. Hlinsko

již 23 let na trhu včetně servisu

www.dasdental.cz

• mikromotory



URAWA

Stará dobrá japonská URAWA, kterou prodáváme a hlavně servisujeme již celých 23 let. Japonský mikromotor společnosti Urawa s otáčkami 1000–35000 ot./min. Set sestává z nožního pedálu, mikromotoru a ovládací jednotky. Mezi hlavní výhody, které nejnovější model G7 přináší, je protiprachová pojistka, která brání prachu dostávat se dovnitř pracovní hlavy a proto velmi dobře chrání ložiska, nízkých vibračních násadce je docíleno přesností japonského koncernu, osmistupňový indikátor zátěže s grafickým zobrazením na řídicí jednotce, otáčky se mohou zafixovat přímo na násadci a není pak nadále nutné udržovat nohu na pedálu, číselný displej rychlosti otáček, velmi rychlý servis naší společnosti. Lze také dokoupit jen samostatný násadec na stávající kontrolní jednotku, kterou již vlastníte. V podstatě pak máte nový mikromotor.

cena setu **22 500 Kč**

cena samostatného násadce **13 500 Kč**

MIKROMOTOR MULTI 600

Technické údaje pro bezuhlíkový mikromotor – až 50 000 ot./min. Kolenní i stacionární kontroler. Nízké vibrace a nízký hluk, keramická ložiska, vysoký točivý moment až 760 gf.cm, samočinné diagnostické funkce. Ukazatel otáček na displeji, tempomat, nízká hmotnost násadce – 238 g. Rychlý záruční i pozáruční servis. Náhradní laboratorní násadec Marathon 45 000 ot./min.

cena **19 950 Kč**

cena samostatného násadce **14 500 Kč**



marathon brushless

Multi 600 brushless



• paralelometr

Paralelometr

S kompletním motorem – cena **29 000 Kč**

Bez motoru – cena **16 400 Kč**




OBJEDNÁVKY:

tel.: 469 311 283, 469 314 036 • e-mail: petr.drahos@gmail.com

písemně: D.A.S. Servis s.r.o., Wilsonova 1532, 539 01 Hlinsko

www.dasdental.cz

• **odsávání**



AR/I
Odsávání lze napasovat na váš dřevěný stůl.
Má svou plynulou regulaci, filtr a motor.
cena **27 000 Kč**



výkon 800 W
47 x 30 x 60 cm
cena **26 000 Kč**



výkon 1400 W, pro 3 stoly
cena **39 000 Kč**

• **laboratorní stoly**

Laboratorní stoly s odsáváním a lampou s denním světlem, přívodem plynu, el. zásuvkami, vzduchovým ofukem. Stoly jsou kovové. Ceny se určují dle kompozice.



Světlo i modul lze umístit i napravo

cena **58 000 Kč**
lze i rozepsat




Včetně odsávání, osvětlení,
přívodu plynu a vzduchu
cena **56 000 Kč**
lze i rozepsat



Bez odsávání, bez lampy
cena **29 500 Kč**

S odsáváním, bez lampy
cena **48 000 Kč**



MEGALUX
výkonnější světelná pícka
cena **39 000 Kč**



Prothyl – varný polymerátor

Pro všechny CAB pryskyřice. Přístroj umožňuje nastavení 10 programů, disponuje digitálním displejem ukazujícím teplotu a čas, bezpečnostním spínačem pro indikaci otevřeného víka a je v nerezovém provedení.
cena **22 000 Kč**



Kompresory s nízkým hlukem, jako u chladničky, lze rozpustit. 150 l/min. 125 x 46 x 72 cm
cena **43 000 Kč**



39 x 57 x 66 cm
cena **43 000 Kč**



Lešticí set na totálky nebo Flexite

Pro umělou hmotu. Zašleme vám video přes internet.
cena **1 900 Kč**



Parní čistička

Možnost regulace průtoku páry, viditelný stav náplně, nerezový tank, dostatečný výkon. Servis zajištěn.
cena **19 850 Kč**



Vakuová míchačka s vibrátorem

Velmi kvalitní. Široké možnosti nastavení vakua, otáček a vibrací. Jednoduchá obsluha.
cena **39 000 Kč**




Pilka na modely s magnetickým stolcem

2800 ot/min., průměr disku 80 mm.
Rozměry: 122 x 40 x 27 cm
cena **39 500 Kč**



Galvanická leštička Minilux

Pomocí tekutiny Crocolit leští CoCr kovy. S nádobkou na 2,5 l.
cena **29 500 Kč**



Keramická pec za zvýhodněnou cenu.

Cena je bez vakuové pumpy. Velmi dobře funguje s keramikou Noritake, ale i s jinými keramickými materiály. Má velmi dobře pracovanou elektroniku a velmi kvalitní vypalovací komoru. Proto vydrží i velmi vysoké teploty (právě i pro Noritake, kde se dlouhou dobu drží vysoká teplota – 10 minut při teplotě 1080 °C). Tato pec vykazuje mnohem větší tepelnou stabilitu s originálním systémem regulace teploty. Díky tomu se dosahuje lepších výsledků pálení. Má malé rozměry 28 x 24 x 57 cm. Hmotnost 13,5 kg.
cena **89 000 Kč**



Kovové silo na sádku

Pojme 25 kg sádky. Silo se dá postavit i pověsit, velmi praktické.
cena **5 900 Kč**



Microjet 2/S

2 tužky – 110 a 250 mikronů + jedna oběhová tryska pro skelety.
cena **39 000 Kč**



Bruska na sádku

2800 ot/min., s bezpečnostním vypínačem pro rychlé zastavení.
cena **23 500 Kč**



Oběhový pískovač na skelety

cena **19 900 Kč**



Microjet 2

Pískovač, 2 trysky – 50 až 250 mikronů.
cena **29 000 Kč**



Microblast

Pískovací samostatný modul s pedálem a regulací vzduchu. 50 až 250 mikronů.
cena **11 900 Kč**



Německý, světlem polymerující materiál

Ekonomický, výhodný a kvalitní.
Tuba – 4 g.
cena **790 Kč**

Testovací balení A2 nebo A3
cena **3 600 Kč**

Obsahuje: opaker prášek 3 g, cervikální hmota 4 g, dentin 4 g, incisive 4 g, opaker tekutina 5 ml, štětečky a míchací destičky.



Světelná píčka pro fotokompozita

Programovatelná
cena **29 500 Kč**



Komplettní sortiment 8 barev

cena **25 000 Kč**