

Duben–červen 2019

Propagační kampaň

**Kupte 25
náhradních
balení BRILLIANT
EverGlow – dosta-
nete jeden S.P.E.C. 3
zdarma!**



S.P.E.C.® 3

S.P.E.C. 3 splňuje nejvyšší nároky na výkonnost v dentální praxi. Stabilní, lehký aluminiový násadec a 360° otočný světelný vodič poskytují pohodlnou manipulaci. Tři různé polymerační režimy zajišťují chování bez kompromisů, umožňují proměnlivé použití pro splnění individuálních požadavků zubních lékařů. Vysoce výkonná, vyměnitelná lithiová polymerní baterie zajistí na jedno nabití více než 300 10s polymerací.

- Polymeruje 2 mm hluboko za jednu sekundu
- Ergonomický lehký design
- Tři odlišné výkonové režimy

**Kupte 20
náhradních
balení BRILLIANT
EverGlow – dosta-
nete jednu Coltolum
LED zdarma!**



Coltolux® LED

Coltolux LED kombinuje štíhlou polymerační sondu s vysokým výkonem bezešňového lehkého designu ve stylu pera. Technologie tepelného chladiče Coltolux LED snižuje množství vyzařovaného tepla a odstraňuje potřebu aktivního chlazení.

- Čočky kupolového tvaru koncentrují světelný výstup na výplň
- Akustický signál každých deset sekund a režim automatického vypnutí po 20 sekundách provozu
- Stovky polymerací s plně nabitou baterií
- Výstup světla z LED odpovídá absorpčnímu spektru kamforchinových fotoiniciátorů (CQ)