



Speciální
nabídka

laboratoř

platná 1.1. - 30.4.2019

GC



GC EUROPE N.V.
GCEO Czech Republic
100 00 Praha 10, V Olšinách 82
+420 274 771 965
info.czech@gc.dental
www.eo.gceurope.com



GC Initial
Layering Guides



GC Aplikace
ke stažení na App Store



Sledujte nás na
facebook.com/gceurope

Jiří Hanek
Sales manažer pro
laboratoře a nové technologie
+420 725 700 002

Martin Miškovský
Region Čechy
+420 603 502 329

Michael Singer
Region Morava
+420 777 967 702

Martin Šmídl
Region Čechy
+420 724 020 555


GC Initial LiSi Press

GC Initial LiSi Press jsou první lithium disilikátové keramické presovací ingoty s vysokou pevností, které využívají unikátní technologie od GC - technologie rovnoměrně rozptýlených mikrokystalů lithium disilikátu pro stejnoměrné vyplnění celé skelné matrix.

Nepřekonatelná pevnost v ohybu
Bezkonkurenční estetika
Přirozená fluorescence
Snadná leštitelnost
Bez reakční vrstvy


Vysoká pevnost v ohybu

Pevnost při víceosém ohybu lisované keramiky



Vynikající odolnost vůči otěru

Hloubka otisku materiálu po 400 000 pohybech



Initial LiSi Press 1 990 Kč

Čtyři translucence: HT, MT, LT a MO; široká škála odstínů.

901428-450: 5× ingot 3 g



Trans Level	Bleach	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
HT	HT-EXW HT-BLE	HT-E58	HT-E59	HT-E59	HT-E60	HT-E57	HT-E59	HT-E60	HT-E59	HT-E60	HT-E59	HT-E60	HT-E59	HT-E60	HT-E59	HT-E60	HT-E59
MT	MT-B00	MT-A1	MT-A2	MT-A3	MT-B1	MT-B2	MT-C1	MT-C2	MT-D2	MT-D3	MT-D4	MT-D5	MT-D6	MT-D7	MT-D8	MT-D9	MT-D10
LT		LT-A	LT-B	LT-C	LT-D	LT-E	LT-F	LT-G	LT-H	LT-I	LT-J	LT-K	LT-L	LT-M	LT-N	LT-O	LT-P
MO	MO-0	MO-1	MO-2	MO-3	MO-4	MO-5	MO-6	MO-7	MO-8	MO-9	MO-10	MO-11	MO-12	MO-13	MO-14	MO-15	MO-16

GC Initial LiSi

Vysoká vypalovací stabilita i po několika vypalovacích cyklech. Speciálně navrženo a přizpůsobeno světelné dynamice lithium disilikátových konstrukcí. Nízká teplota vypalování a přesná rovnováha koeficientu tepelné roztažnosti. Komplexní systém odstínu a systém vrstvení vychází z osvědčeného bio-estetického konceptu odstínu GC Initial.



Initial LiSi Basic Set 17 190 Kč

877086: GC Initial LiSi, Dentin, D-A1/DA-2/DA-3/DB-1/D-B2/D-C2, 20 g, GC Initial LiSi, Enamel, E-57/E-58/E-59/E-60, 20 g, GC Initial LiSi, Clear Fluorescence, CL-F, 20 g GC Initial LiSi, Translucent, TN/TO, 20 g GC Initial LiSi, Bleach Dentin, BLD-2, 20 g GC Initial LiSi, Bleach Enamel, BL-E, 20 g, GC Initial LiSi, Translucent Modifier, TM-01/TM-05, 20 g, GC Initial AL,Zr,Ti / INvivo-INSitu Glaze, GL, 10 g, LiSi, GC Initial AL,Zr,Ti / INvivo-INSitu Glaze Liquid, 25 ml, LiSi, GC Initial LiSi, modelovací tekutina, 50 ml, GC Initial LiSi S barevný graf, GC Initial LiSi technický manuál

Informujte se o zajímavé možnosti výměny Vašeho starého keramického nebo kompozitního systému!
 Kontaktujte GC produktové specialisty.

Initial LiSi Advanced Set 20 390 Kč

877087: GC Initial LiSi, Enamel Occlusal, EO-15, 20 g, GC Initial LiSi, Fluo-Dentin, FD-91/FD-92/FD-93, 20 g, GC Initial LiSi, Enamel Opal, EOP-2/EOP-3/EOP-4, 20 g, GC Initial LiSi, Cervical Translucent, CT-22/CT-23/CT-24/CT-25, 20 g, GC Initial LiSi, Inside, IN-41/IN-42/IN-43/IN-44/IN-45/IN-46/IN-47/IN-48/IN-49/IN-50/IN-51, 20 g, GC Initial LiSi, modelovací tekutina 50 ml

Initial Firing Foam 620 Kč

Vynikající přenos tepla, snadné odstranění.
 Speciální podpurný materiál pro fixaci objektů při vypalování keramiky, garantovaná rozměrová stabilita během vypalovacího procesu.

877089: 10 g



GC Initial LiSi PressVest

GC LiSi PressVest je fosfátová zatmelovací hmota bez obsahu karbonu, určená pro presovanou keramiku, která nabízí jednodušší, rychlejší a bezpečnější zpracování.

Snadné odstranění reakční vrstvy v kombinaci s LiSi Press
Super vysoká tekutost materiálu & dlouhý pracovní čas
Snadná dekyvetace
Přesně řízená expanze

Initial LiSi PressVest prášek 5 390 Kč

901424: 100× 60g

+ Initial LiSi PressVest tekutina ZDARMA

901425: 900 ml

Initial LiSi PressVest Intro Kit 1 490 Kč

901427: 6× 100 g prášek, 135 ml tekutiny, 30 ml tekutiny SR a sprej tryska

Initial LiSi PressVest SR tekutina 1 690 Kč

901426: 30 ml



GC Initial Zr-FS

Keramika vhodná pro vypalování na zirkonové konstrukce. Tento jedinečný, všestranný keramický systém nabízí zubním technikům vysoký stupeň flexibility a širokou škálu možností od monochromatických až po bioestetické náhrady.


Initial Zr-FS Advanced Set 46 350 Kč

877011: 11× Inside, 5× Cervical Translucent, 3× Enamel Occlusal, 4× Enamel Opal, 7× Shoulder Transpa, 3× Shoulder Opaque, 3× Fluo Dentin, Gingival Universal, Correction Powder, 25 ml glaz. tekutina, modelovací tekutina, schůdková tekutina a 2× vzorník



Initial Zr-FS Basic Set 46 350 Kč

877010: 3× Frame Modifier, 16× Dentin, 2× Opaqus Dentin Modifier, 4× Enamel Intensive, CLF, 2× Translucent, 5× Trans. Modifier, glaz. prášek, INvivo/INSitu INCisio, glaz. tekutina, 2× mod. tekutina, 2× vzorník



GC Initial MC

Keramika vhodná pro vypalování na nedrahoukovové konstrukce

Initial MC náhradní balení

20 g a 50 g balení jednotlivé odstíny

20 g: 4+1 zdarma (816 Kč / balení)

50 g: 3+1 zdarma (1 530 Kč / balení)

Initial MC Advanced Set 23 690 Kč

877003: 11× Inside, 5× Cervical Translucent, 3× Enamel Occlusal, 4× Enamel Opal, 3× Fluo Dentin, Gingival Universal, 25 ml glaz. tekutina, 2× 50 ml modelovací tekutina, 2× vzorník



Initial MC Basic Set (práškový opáker) 39 140 Kč

Initial MC Basic Set (pastový opáker) 35 530 Kč

877045 (práškový opáker), 877001 (pastový opáker): 16× Opaker, 16× Dentin, 4× Enamel, 3× Inside, 1× CLF, 2× Translucent, 10 g Glazura, 3 g Incisio, 25 ml glazurovací tekutina, 2× 50ml modelovací tekutina a 2× vzorník

GC Initial Zirconia Disk

Za studena lisované (CIP) zirkonové disky s extrémně vysokou kvalitou a optimalizovanými fyzikálními vlastnostmi. K dispozici dva typy bloků ST (standardní translucence) a HT (vysoká translucence).



Jednotlivé štětce	Objednací číslo	Akční cena
878114	ST 98,5 × 12 mm	3 590 Kč
878115	ST 98,5 × 14 mm	3 790 Kč
878116	ST 98,5 × 18 mm	4 390 Kč
878117	ST 98,5 × 25 mm	5 490 Kč
878118	HT 98,5 × 12 mm	3 490 Kč
878119	HT 98,5 × 14 mm	3 690 Kč
878120	HT 98,5 × 18 mm	4 290 Kč
878121	HT 98,5 × 25 mm	5 390 Kč

GC Initial Spectrum Stains NOVINKA

Dobarvovače a glazury se širokým spektrem barev 16-ti odstínů pro individualizaci přirozených zubů. S dobarvovači je možné malovat, nebo je vrstvit na nevypálenou keramiku.

initial™

Initial Spectrum Stain Set 22 900 Kč

877094: 16× Initial Spectrum Stain SPS1-SPS16 (3 g), Initial Glaze Powder GL (10 g), Initial Spectrum Glaze Liquid (25 ml), Initial Spectrum Glaze Paste Liquid (8 ml), Initial Spectrum Stain Shade Guide

Initial Spectrum Stain Refill 1 350 Kč

876151-66: 3 g



GC Initial Lustre Paste NOVINKA

Nové odstíny pro hloubku barvy, světelnou dynamiku a hloubkové efekty. Jednotlivé odstíny, 4 g.

initial™

Effect Shade L-9 Orange 1 550 Kč

876426: 4 g



Effect Shade L-10 Twilight 1 550 Kč

876427: 4 g



GC Initial Enamel Opal Booster NOVINKA

Pro Initial MC, Zr-FS a LiSi.

Initial MC Enamel Opal Booster 990 Kč

870079: 20 g

Initial Zr-FS Enamel Opal Booster 1 290 Kč

875079: 20 g

Initial LiSi Enamel Opal Booster 1 250 Kč

875885: 20 g



initial™

GC GRADIA PLUS

Modulární kompozitní systém
pro nepřímé dostavby.

GRADIA PLUS Layer Set 25 990 Kč

901048

GRADIA PLUS Paint Set 15 990 Kč

901050

GRADIA PLUS Gum Shades Set 16 690 Kč

901051

GRADIA PLUS One Body Set 13 990 Kč

901052

GRADIA PLUS Accessory Set 14 190 Kč

901053

GRADIA PLUS Opaque 2 ml 1 220 Kč

GRADIA PLUS Paste HB 3,3 ml 1 590 Kč

GRADIA PLUS Paste LB 2 ml 1 290 Kč

GRADIA PLUS Lustre Paint 0,8 ml 1 390 Kč

GRADIA PLUS One Body 2 ml 1 290 Kč




Vyzkoušejte si materiál Gradia Plus
přímo ve Vaší laboratoři - zavolejte nám
a zarezervujte si termín demonstrace.

GRADIA® PLUS – Gum

GUM OPAQUE
0.5 mm



GUM LIGHT BODY
GUM HEAVY BODY
1.0 mm



GRADIA® PLUS – One Body


DENTIN
1.0 mm



BLEACH
1.0 mm



GRADIA® PLUS – Lustre Paint



GC Labolight DUO

Polymerační jednotka pro nepřímé
kompozitní práce se dvěma
vlnovými délkami.

**Mimořádná nabídka
COMBI PACK za akční cenu
110 000 Kč**

Sestava obsahuje:
Gradia PLUS Layer Set
Gradia PLUS Paint Set
Gradia PLUS Accessory Set
Labolight DUO

Labolight DUO

74 990 Kč

009137: polymerační
jednotka



GC Gradia Plus Modelling Liquid

Modelovací tekutina pro přesnou mo-
delaci kompozitních materiálů. Ideální
pro štetčkovou techniku.

Gradia Plus Modelling Liquid

750 Kč

901129: 3 ml



GC Metal Primer Z

Dokonalá vazba na všechny kovové
konstrukce.

Metal Primer Z

4 790 Kč

009295: 5 ml



GC Stellavest

Bezuhlíková fosfátová zatmelovací hmota vhodná k použití u slitin obecných kovů.

Stellavest 530 Kč
800044: 4× 150 g prášek a 135 ml tekutina



GC Fujivest Premium

Bezuhlíková fosfátová zatmelovací hmota pro korunky a můstky, vhodná pro všechny typy dentálních slitin.

Fujivest Premium 750 Kč
890181: 4× 150 g prášek a 135 ml tekutina

GC Fujivest Platinum II

Bezuhlíková fosfátová zatmelovací hmota speciálně určená pro slitiny z drahých a polodrahých kovů.

Fujivest Platinum II 720 Kč
900675: 4× 150 g prášek a 135 ml tekutina



GC Initial CAST NP

Chrom-kobaltová slitina pro odlévání konstrukcí metalo-keramických korunek a můstků. Díky velmi jemné molekulární struktuře vytvoříte s GC Initial CAST NP odlitky s hladkým a kompaktním povrchem.

Initial CAST NP, 250 g 2 390 Kč
901143: 250 g
Initial CAST NP, 500 g 4 490 Kč
901144: 500 g
Initial CAST NP, 1000 g 7 790 Kč
901145: 1 000 g



Initial sada štětců

Sada obsahuje 5 štětců, které jsou určeny pro aplikování opákerů a 3D dobarvovačů na keramiku a k modelování keramiky.

Initial sada štětců 2 450 Kč

877058: Initial Brush Opaque OP, Initial Brush 00 LP, Initial Brush 02 LP, Initial Brush 06 M, Initial Brush 08 M

Jednotlivé štětce	Objednací číslo	Akční cena
Opaque OP	877042	220 Kč
00 LP	877051	120 Kč
02 LP	877052	140 Kč
06 M	877056	640 Kč
08 M	877057	1 340 Kč



GC Fujirock EP

Dentální modelová sádra typu IV.

Fujirock EP Classic Line, zlatohnědá 1 112 Kč
5 kg
Fujirock EP Classic Line, zlatohnědá 2 136 Kč
12 kg
Fujirock EP Classic Line, béžová topaz 1 224 Kč
5 kg



Fujirock EP Premium Line, 4 kg 990 Kč
Odstíny: pastelová žlutá, polární bílá, Inka hnědá, titanově šedá

Fujirock EP Premium Line, 11 kg 2 090 Kč
Odstín: pastelová žlutá



GC Pattern Resin LS

Bezezbytku spalitelná modelovací pryskyřice.

Pattern Resin LS 2 390 Kč
890076: prášek 100 g, tekutina 105 ml




GC Initial IQ Lustre Pastes NF

Univerzální 3-rozměrné dobarvovací hmoty pro všechny typy keramiky (MC, LF, Zr, Ti, AL, LiSi).

Initial IQ Lustre Pastes NF V-shades

19 020 Kč

877078: odstíny po 4 g: 1× neutrální, 1× Value, 4× Body, 8× sklovinné po 4 g, 1× tekutina na ředění (8 ml), 1× obnovující tekutina (8 ml), 1× podložka a 2× štětec



Initial IQ Lustre Pastes NF neutral

3 900 Kč

876425: 3× 4g

Initial IQ Lustre Pastes NF Gum shades

12 470 Kč

877088: 5× Gum odstín (po 4 g), 4× Stain Modifier odstín (po 3 g), 1× tekutina na ředění (8 ml), 1× obnovující tekutina (8 ml), 1× míchací podložka a 2× štětec



Náhradní balení

Nové odstíny Enamel Effect pro hloubku barvy, světelnou dynamiku a hloubkové efekty.

876426: 4 g, odstín 9 (orange) - 1 550 Kč

876427: 4 g, odstín 10 (twilight) - 1 550 Kč

Initial INmetalbond

1 950 Kč

877050: 2× 4g tuba



Při zakoupení GC Initial IQ Lustre Pastes NF V-shades Setu (877078) za běžnou cenu 22 450 Kč, získáte zdarma GC Initial IQ Lustre Pastes NF Gum Shades (877088).

GC Aadva

Digitální technologie je snadnější se špičkovým laboratorním skenerem od GC.

Ušetřete čas při skenování a získejte nepřekonatelnou přesnost s jedinečnými skenovacími body scan flags. Intuitivní a pokročilý design s rychlostí světla, otevřený systém, skener je vybavený systémem Aadva Dental CAD s podporou systému ExoCAD.

Kontaktujte nám pro získání dalších informací a podrobností. Zeptejte se nás na možnost proškolení!

