




Laboratoř

léto 2017




speciální nabídka

platí od 1. 5. do 31. 8. 2017



GC Initial Layering Guides

GC



sledujte nás na
facebook.com/gceurope



GRADIA PLUS Layer Set

Balení: 5 × GRADIA PLUS Opaque 2 ml (O-Base, OA, OB, OC, OD), 14 × GRADIA PLUS Paste Heavy Body 3,3 ml (HB-DA1, HB-DA2, HB-DA3, HB-DA3.5, HB-DB1, HB-DB3, HB-DC3, HB-DD2, HB-EL, HB-ED, HB-CLF, HB-PE, HB-ODA, HB-ODB), 5 × GRADIA PLUS Dispensing Tip Needle Tip & Light Protective Cover, 1 × Mixing Pad No. 22, 1 × Plastic Spatula No. 2 Blue
Obj. č.: 901048

25.990



GRADIA PLUS One Body Set

Balení: 5 × GRADIA PLUS Opaque 2 ml (O-Base, OA, OB, OC, OD), 1 × GRADIA PLUS Paste Light Body 2 ml (LB-Base OD), 5 × GRADIA PLUS One Body 2 ml (LB-A, LB-B, LB-C, LB-D, LB-W), 10 × GRADIA PLUS Dispensing Tip Plastic Type Wide & Light Protective Cover, 5 × GRADIA PLUS Dispensing Tip Needle Tip & Light Protective Cover, 1 × Mixing Pad No. 22, 1 × Plastic Spatula No. 2 Blue
Obj. č.: 901052

13.990



GRADIA PLUS Paint Set

Balení: 10 × GRADIA PLUS Lustre Paint 0,8 ml (LP-A, LP-B, LP-C, LP-D, LP-CLF, LP-CL, LP-Blue, LP-Grey, LP-Cream, LP-Lavender), 1 × GRADIA PLUS Lustre Paint Diluting Liquid 3 ml, 10 × GRADIA PLUS Dispensing Tip Needle Type Small & Light Protective Cover, 10 × Brush Round, N° 1, 10 × Brush Flat, N° 1, 2 × Brush Holder (Ivory & White), 5 × Disposable Palette, 1 × Mixing Pad No. 14B
Obj. č.: 901050


15.990



GRADIA PLUS Accessory Set

Balení: 1 × GRADIA PLUS Air Barrier 10 ml, 1 × GRADIA PLUS Separator 5 ml, 1 × GRADIA PLUS Die Hardner 5 ml, 1 × GRADIA PLUS Modeling Liquid 3 ml, 1 × Ceramic Primer II 3 ml, 1 × Metalprimer Z 5 ml, 1 × Acrylic Primer 5 ml, 1 × Diapolisher Paste 2 g, 10 × Brush Round, N° 1, 10 × Brush Flat, N° 1, 2 × Brush Holder (Ivory & White), 1 × Brush N° 7, 1 × Shade Guide Kit, 1 × Mixing Pad No. 22
Obj. č.: 901053

14.190



GRADIA PLUS Gum Shades Set

Balení: 1 × 2 ml GRADIA PLUS Opaque O-Base, 2 × 2 ml GRADIA PLUS Gum Shades Opaque (GO-1, GO-2), 1 × 0,8 ml GRADIA PLUS Lustre Paint (LP-CL), 2 × 0,8 ml GRADIA PLUS Gum Shades Lustre Paint (GLP-Bright Red, GLP-Violet), 4 × 2 ml GRADIA PLUS Gum Shades Light Body (GLB-1, GLB-2, GLB-3, GLB-4), 1 × 3,3 ml GRADIA PLUS Gum Shades Heavy Body GHB-2, 1 × 3 ml GRADIA PLUS Lustre Paint Diluting tekutina, 10 × štětec kulatý č. 1, 10 × štětec plochý č. 1, 2 × násada na štětec, podložka, příslušenství
Obj. č.: 901051

16.690



Labolight DUO

Nejmodernější multifunkční polymerační zařízení pro zubní techniky, kombinující 2 polymerační režimy:

- předpolymeraci (step mode)
- finální polymeraci (full mode)

Polymerační jednotka pro nepřímé kompozitní práce se dvěma vlnovými délkami:

- 465nm-485nm (12 modrých LED diod)
- 390nm-400nm (3 fialové LED diody)

Obj. č.: 009137


74.990



Mimořádná nabídka COMBI PACK

Gradia PLUS Layer Set
+ Gradia PLUS Paint Set
+ Gradia PLUS Accessory Set
+ Labolight DUO

za akční cenu 110.000 Kč!



- vynikající estetické vlastnosti
- skvělá leštitelnost
- barevně stálý materiál
- použitelný pro veškeré laboratorní indikace
- rentgenokonstrastní
- ekonomicky nenáročný



Modulární kompozitní systém pro nepřímé dostavby.

Zarezervujte si termín demonstrace GRADIA PLUS ve Vaší laboratoři.



GC představuje tento nový kompozitní systém, který byl navržen v úzké spolupráci se špičkovými zubními technikami. Světlem polymerující kompozitní materiál nabízí v prostředí dutiny ústní jas, transparentci, sytost barvy a přirozenou opalescenci, které jsou podobné keramickým materiálům.

Pro tento vysoce pevný a rentgenokonstrastní nanohybrid je využívána nejnovější technologie polymeru na bázi křemičitého skla. Díky tomu materiál splňuje ty nejvyšší požadavky zubních techniků i zubních lékařů. Vysoce naplněný kompozit s homogenně rozptýlenými ultra-jemnými částicemi plniva nabízí výborné mechanické

vlastnosti, barevnou stálost a vynikající leštitelnost materiálu. Indikováno jak bez použití kovové konstrukce: pro korunky, inleje, estetické fasety, tak s použitím kovové konstrukce pro můstky a implantátové suprastruktury. Tento kompozitní systém je modulárně navržený tak, že můžete využívat buď techniku jednoduchého vrstvení, nebo multichromatické vrstvení. Můžete dokonce použít techniku vrstvení pouze z jednoho odstínu, a následně pak práci dobarvit. Systém je tedy materiálově velmi ekonomický.

**Informujte se o zajímavé možnosti výměny Vašeho starého kompozitního systému!
Kontaktujte GC produktové specialisty.**

Zarezervujte si termín demonstrace GRADIA PLUS ve Vaší laboratoři.



Zavolejte nám a zcela **NEZÁVAZNĚ** a **ZDARMA** si vyzkoušejte novou keramiku přímo ve VAŠÍ ZUBNÍ LABORATOŘI. V případě zájmu Vám vypracujeme **SPECIÁLNÍ NABÍDKU** ušitou na míru pro nákup keramického systému GC Initial LiSi.



Náhradní balení	Cena
GRADIA PLUS Opaque 2 ml	1.220
GRADIA PLUS Paste HB (Heavy Body), 3,3 ml	1.590
GRADIA PLUS Paste LB (Light Body), 2 ml	1.290
GRADIA PLUS Lustre Paint 0,8 ml	1.390
GRADIA PLUS One Body 2 ml	1.290
GC Acrylic Primer, 6 ml	1.690
GRADIA PLUS Modelling Liquid, 3 ml	750

- » Nepřekonatelná pevnost v ohybu
- » Bezkonkurenční estetika
- » Přírozená fluorescence
- » Snadná leštitelnost

IDS
NOVINKA

Initial LiSi Press

První lithium disilikátové keramické presovací ingoty s vysokou pevností, které využívají unikátní technologie od GC - technologie rovnoměrně rozptýlených mikrokryсталů lithium disilikátu pro stejnoměrné vyplnění celé skelné matrix.

Balení: 5 × ingot 3 g, 4 translucence: HT, MT, LT a střední opákní; široká škála odstínů.
Obj. č.: 901428-450

2.590

2.260



Initial LiSi PressVest

fosfátová zatmelovací hmota bez obsahu karbonu, určená pro presovanou keramiku, která nabízí jednodušší, rychlejší a bezpečnější zpracování. Při použití této zatmelovací hmoty není již třeba vypresovanou keramiku smáčet v kyselině fluorovodíkové a následně pískovat pro odstranění reakční vrstvy.

Balení	Obj. č.	Akční cena
Initial LiSi PressVest prášek, 100 × 60 g	901424	5.900
Initial LiSi PressVest tekutina, 1 × 900 ml	901425	1.230
Initial LiSi PressVest SR tekutina, 1 × 30 ml	901426	1.860
Initial LiSi PressVest Intro Kit, 6 × 100 g prášek, 1 × 135 ml tekutina, 1 × 30 ml tekutina SR, 1 × sprej tryska	901427	1.690



Mimořádná nabídka

Initial LiSi PressVest Intro Kit
a 1 × Initial LiSi Press ingot (5 × 3 g),
odstín dle výběru
za mimořádnou cenu 3.590 Kč!



Vysoká vypalovací stabilita i po několika vypalovacích cyklech. Speciálně navrženo a přizpůsobeno světelné dynamice lithium disilikátových konstrukcí. Nízká teplota vypalování a přesná rovnováha koeficientu tepelné roztažnosti. Komplexní systém odstínu a systém vrstvení vychází z osvědčeného bio-estetického konceptu odstínu Initial.



GC Initial LiSi Advanced set, obj.č.: 877087

GC Initial LiSi, Enamel Occlusal, EO-15, 20 g
GC Initial LiSi, Fluo-Dentin, FD-91/FD-92/FD-93, 20 g
GC Initial LiSi, Cervical Translucent, CT-22/CT-23/CT-24/CT-25, 20 g
GC Initial LiSi, Enamel Opal, EOP-2/EOP-3/EOP-4, 20 g
GC Initial LiSi, INside, IN-41/IN-42/IN-43/IN-44/IN-45/IN-46/IN-47/IN-48/IN-49/IN-50/IN-51, 20 g

běžná cena 24.610

akční cena: 20.390

GC Initial LiSi Basic set, obj.č.: 877086

GC Initial LiSi, Dentin, D-A1/DA-2/DA-3/DB-1/D-B2/D-C2, 20 g
GC Initial LiSi, Enamel, E-57/E-58/E-59/E-60, 20 g
GC Initial LiSi, Clear Fluorescence, CL-F, 20 g
GC Initial LiSi, Translucent, TN/TO, 20 g
GC Initial LiSi, Bleach Dentin, BLD-2, 20 g
GC Initial LiSi, Bleach Enamel, BL-E, 20 g
GC Initial LiSi, Translucent Modifier, TM-01/TM-05, 20 g
GC Initial AL,Zr,Ti / INvivo-INsitu Glaze, GL, 10 g, LiSi
GC Initial AL,Zr,Ti / INvivo-INsitu Glaze Liquid, 25 ml, LiSi
GC Initial LiSi, modelovací tekutina, 50 ml
GC Initial LiSi odstínový průvodce
GC Initial LiSi technický manuál

běžná cena 20.330

akční cena: 17.190



Initial MC Basic Set

Balení: Balení: 16× Opaker (práškový nebo pastový), 16× Dentin, 4× Enamel, 3× Inside, 1× CLF, 2× Translucent, 1× Glazura (10 g), 1× INcizio (3 g), 1× 25 ml glaz. tekutina, 2× 50 ml modelovací tekutina, 2× vzorník.

Obj. č.: 877045 – práškový opaker

39.140

Obj. č.: 877001 – pastový opaker

35.530

Initial MC Advanced Set

Balení: 11× Inside, 5× Cervical Translucent, 3× Enamel Occlusal, 4× Enamel Opal, 3× Fluo Dentin, 1× Gingival Universal, 1× 25 ml glaz. tekutina, 2× 50 ml modelovací tekutina, 2× vzorník

Obj. č.: 877003

23.690

Initial MC náhradní balení

Balení: 20 g – jednotlivé odstíny

**4+1
ZDARMA**

4.080

816 ~~4.020~~ / 1 balení

Balení: 50 g – jednotlivé odstíny

**3+1
ZDARMA**

6.120

1.530 ~~2.040~~ / 1 balení

Initial Zr-FS Basic Set

Balení: 3× Frame Modifier, 16× Dentin, 2× Opaqus Dentin Modifier, 4× Enamel, 4× Enamel Intensive, 1× CLF, 2× Translucent, 5× Translucent Modifier, 1× glaz. prášek, 1× INVIVO/INSITU INCISIO, 1× glaz. tekutina, 2× model. tekutina, 2× vzorník

Obj. č.: 877010

46.350

Initial Zr-FS Advanced Set

Balení: 11× Inside, 5× Cervical Translucent, 3× Enamel Occlusal, 4× Enamel Opal, 7× Shoulder Transpa, 3× Shoulder Opaque, 3× Fluo Dentin, 1× Gingival Universal, 1× Correction Powder, 1× glaz. tekutina, 1× modelovací tekutina, 1× schůdková tekutina, 2× vzorník

Obj. č.: 877011

46.350

Initial LRF bloky (pro CEREC)

Leucitem zesílené sklokeramické CAD/CAM bloky. Vysoká hustota materiálu, extrémně hladký povrch, chameleon efekt.

Jedná se o leucitem vyztuženou živcovou keramikou v CAD/CAM blocích, která je nabízena v pěti odstínech, s vysokou a nízkou translucencí ve VITA odstínech. Bloky jsou určeny pro veškeré rekonstrukce celokeramických nepřímých náhrad. Ať už práci pouze leštíte, nebo glazujete, GC Initial™ LRF bloky poskytují nejvyšší lomovou stabilitu a pevnost v ohybu ve své kategorii.

Balení: 5 bloků

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5

Velikost: 12 HT/LT, 14 HT/LT, 14L HT/LT

Obj. č.: 876501-533

**INDS
NOVINKA**

1.990



Cerasmart (pro CEREC)



Balení (5 bloků) Akční cena

Vel. 12 HT / LT 2.940

Vel. 14 HT / LT 3.040

Vel. 14L HT / LT 3.240

Initial LRF glazovací pasta a tekutina

Obj. č.: 876590

1.290



Initial Firing Foam

Speciální podpurný materiál pro fixaci objektů při vypalování keramiky, garantovaná rozměrová stabilita během vypalovacího procesu.

Balení: 10 g.

Obj. č.: 877089


620



Cerasmart Universal (kompatibilní s ostatními frézami)*



* přesný seznam kompatibilních fréz na vyžádání u prodejce



Initial CAST NP

Slitina pro odlévání konstrukcí metalokeramických korunek a můstků. Díky velmi jemné molekulární struktuře vytvoříte s GC Initial CAST NP odlitky s hladkým a kompaktním povrchem. Tyto vlastnosti, v kombinaci s tepelnou roztažností $14,1 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ (25-500 °C), zajišťují, že je GC Initial CAST NP kompatibilní s většinou běžných konvenčních fazetovacích keramik dostupných na trhu. Stejně tak je kompatibilní s kompozitními fazetovacími materiály. Tato slitina pokrývá širokou škálu aplikací - vše od korunky až po rozsáhlé můstky.

Balení	Obj. č.	Akční cena
250 g	901143	2.590
500 g	901144	4.890
1000 g	901145	7.890

Initial Lustre Pastes NF V-shades

Univerzální 3-rozměrné dobarvovací hmoty pro všechny typy keramiky (MC, LF, Zr, Ti, AL, LiSi)

Balení: odstíny à 4 g: 1× neutrální, 1× value, 4× body, 8× sklovinné po 4 g, 1× tekutina na ředění (8 ml), 1× obnovující tekutina (8 ml), 1× podložka, 2 štětce
Obj. č.: 877078

22.450

19.020

12.470

10.250

Initial Lustre Pastes NF Gum shades

Jsou vše, co potřebujete k vytvoření naprosto přirozeného přechodu mezi okrajem korunky a gingivou v několika málo krocích.

Balení: 5× Gum odstín (à 4 g), 4× Stain Modifier odstín (à 3 g), 1× tekutina na ředění (8 ml), 1× obnovující tekutina (8 ml), 1× míchací podložka, 2 štětce
Obj. č.: 877088

náhradní balení

Balení: kalíšek 4 g, jednotlivé odstíny

1.850

1.550



Initial Lustre Pastes NF Gum shades



Initial Lustre Pastes NF V-shades



GC Fujirock EP CLASSIC LINE

Ideální pro všechny typy protetiky díky kombinaci vysoké přesnosti, výjimečné okrajové pevnosti a odolnosti vůči vysokému tlaku.

Balení	Mimořádná cenová nabídka
5 kg Zlatohnědá	1.112
5 kg Běžová topaz	1.224
12 kg Zlatohnědá	2.136



GC Fujirock EP PREMIUM LINE

Tato sádra byla speciálně vyvinuta pro velmi náročné a citlivé technologie, jako rozsáhlé práce s implantáty a komplexní celokeramické práce.

Balení	Mimořádná cenová nabídka
4 kg Pastelová žlutá	990
4 kg Polární bílá	990
4 kg Inka hnědá	990
4 kg Titanově šedá	990
11 kg Pastelově žlutá	2.090



Composite Primer

Adhezivum pro vazbu kompozitu ke kompozitu.

Balení: tekutina 3 ml
Obj. č.: 004865

810
710



Ceramic Primer II

Ceramic Primer II se používá pro vytvoření silné vazby během fixace mezi všemi estetickými nepřímými náhradami a cementy na bázi pryskyřice, nebo při opravách přímých kompozitních náhrad.

Balení	Obj. č.	Cena	Cena
3 ml	008552	2.650	2.440
10 unidose	008620	1.380	1.240



Metal Primer Z

Dokonalý pro indikace na všechny kovové konstrukce.

Balení: tekutina 5 ml
Obj. č.: 009295

5.410



Initial Sada štetců

Sada 5 štetců, které jsou určené pro aplikování opákeru a 3D dobarvovačů na keramiku a k modelaci keramiky.



Balení	Obj. č.	Cena
GC Initial Brush Sada	877058	2.450
GC Initial Brush Opaque OP	877042	220
GC Initial Brush 00 LP	877051	120
GC Initial Brush 02 LP	877052	140
GC Initial Brush 06 M	877056	640
GC Initial Brush 08 M	877057	1.340

Vítejte v moderní stomatologii

Skenování → Přenos → Design → Výroba → Dodání → Umístění




GC Aadva systémy budou mít vždy připravené individuální řešení, které odpovídá vašim potřebám a požadavkům. Široká škála možností zajistit plnou podporu pro váš vstup do éry digitální stomatologie.



GC Aadva Intra Oral Scanner

INTRAORÁLNÍ SKENER - kombinuje přesnost, ergonomii a úspornost!

Snímky získané prostřednictvím našeho nového intraorálního skeneru umožňují dokonalou přípravu prerač, definování marginálních linií, hodnocení registrace skusu a vytvoření 3D modelu. Simulovaný model pak může být použit k vytvoření nepřímých dostaveb jako jsou fazety, inleje, onleje, individuální korunky a můstky až do 4 členů.



IDS
NOVINKA

Chcete získat více informací,
uvažujete o koupi
intraorálního skeneru?
Kontaktujte nás
a dozvíte se další
podrobnosti.

Aadva™ Lab Scan LABORATORNÍ SKENER

Digitální technologie je snadnější se špičkovým laboratorním skenerem od GC.

- ušetříte čas při skenování a získáte nepřekonatelnou přesnost s jedinečnými skenovacími body scan flags
- intuitivní a pokročilý design s rychlostí světla
- otevřený systém
- skener je vybavený systémem Aadva Dental CAD s podporou systému ExoCAD®

Pro další informace kontaktujte GC
produktového specialistu:



Region Čechy:
Martin Miškovský
tel.: +420 603 502 329



Region Praha a střední Čechy:
Jiří Hanek
tel.: +420 725 700 002



Region Morava:
Mgr. Michael Singer
tel.: +420 777 967 702

GC EUROPE N.V.

GCEE Czech Republic

CZ - 100 00 Praha 10, V Olšinách 82

tel.: +420 274 771 965, czech@eeo.gceurope.com

www.eeo.gceurope.com

sledujte nás na
facebook.com/gceurope



Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH.