

LABORATOŘ

podzim / zima 2016

platí od 1.9. do 31.12. 2016



Speciální
nabídka

95th
ANNIVERSARY

GC GRADIA® PLUS novinka

Modulární kompozitní systém pro nepřímé dostavby.

GC představuje tento nový kompozitní systém, který byl navržen v úzké spolupráci se špičkovými zubními technikami.

Světlem polymerující kompozitní materiál nabízí v prostředí dutiny ústní jas, transparenci, sytost barvy a přirozenou opalescenci, které jsou podobné keramickým materiálům.

Pro tento vysoce pevný a rentgenokonstrastní nanohybrid je využívána nejnovější technologie polymerů na bázi křemičitého skla. Díky tomu materiál splňuje ty nejvyšší požadavky zubních techniků i zubních lékařů. Vysoce naplněný kompozit s homogenně rozptýlenými ultra-jemnými částicemi plníva nabízí výborné mechanické vlastnosti, barevnou stálost a vynikající leštitelnost materiálu. Indikováno jak bez použití kovové konstrukce: pro korunky, inleje, estetické fasety, tak s použitím kovové konstrukce pro můstky a implantátové suprastruktury.

Tento kompozitní systém je modulárně navržený tak, že můžete využívat buď techniku jednoduchého vrstvení, nebo multichromatické vrstvení. Můžete dokonce použít techniku vrstvení pouze z jednoho odstínu, a následně pak práci dobarvit. Systém je tedy materiálově velmi ekonomický.

Vynikající estetické vlastnosti	Skvělá leštitelnost	Barevně stálý materiál	Použitelný pro veškeré laboratorní indikace	Rentgenokonstrastní	Ekonomicky nenáročný
---------------------------------	---------------------	------------------------	---	---------------------	----------------------

901048 GRADIA PLUS Layer Set

25 990,-

Balení: 5x GRADIA PLUS Opaque 2ml (O-Base, OA, OB, OC, OD), 14x GRADIA PLUS Paste Heavy Body 3,3ml (HB-DA1, HB-DA2, HB-DA3, HB-DA3.5, HB-DB1, HB-DB3, HB-DC3, HB-DD2, HB-EL, HB-ED, HB-CLF, HB-PE, HB-ODA, HB-ODB), 5x GRADIA PLUS Dispensing Tip Needle Tip & Light Protective Cover, 1x Mixing Pad No. 22, 1x Plastic Spatula No. 2 Blue

901052 GRADIA PLUS One Body Set

13 990,-

Balení: 5x GRADIA PLUS Opaque 2ml (O-Base, OA, OB, OC, OD), 1x GRADIA PLUS Paste Light Body 2ml (LB-Base OD), 5x GRADIA PLUS One Body 2ml (LB-A, LB-B, LB-C, LB-D, LB-W), 10x GRADIA PLUS Dispensing Tip Plastic Type Wide & Light Protective Cover, 5x GRADIA PLUS Dispensing Tip Needle Tip & Light Protective Cover, 1x Mixing Pad No. 22, 1x Plastic Spatula No. 2 Blue

901050 GRADIA PLUS Paint Set

15 990,-

Balení: 10x GRADIA PLUS Lustre Paint 0.8ml (LP-A, LP-B, LP-C, LP-D, LP-CLF, LP-CL, LP-Blue, LP-Grey, LP-Cream, LP-Lavender), 1x GRADIA PLUS Lustre Paint Diluting Liquid 3ml, 10x GRADIA PLUS Dispensing Tip Needle Type Small & Light Protective Cover, 10x Brush Round, N° 1, 10x Brush Flat, N° 1, 2x Brush Holder (Ivory & White), 5x Disposable Palette, 1x Mixing Pad No. 14B

901053 GRADIA PLUS Accessory Set

14 190,-

Balení: 1x GRADIA PLUS Air Barrier 10ml, 1x GRADIA PLUS Separator 5ml, 1x GRADIA PLUS Die Hardner 5ml, 1x GRADIA PLUS Modeling Liquid 3ml, 1x Ceramic Primer II 3ml, 1x Metalprimer Z 5ml, 1x Acrylic Primer 5ml, 1x Diapolisher Paste 2g, 10x Brush Round, N° 1, 10x Brush Flat, N° 1, 2x Brush Holder (Ivory & White), 1x Brush N° 7, 1x Shade Guide Kit, 1x Mixing Pad No. 22



Zarezervujte si
termín demonstrace
GRADIA PLUS ve vaší
laboratoři.

GC Labolight DUO

GC Labolight DUO je nejmodernější multifunkční polymerační zařízení pro zubní techniky, kombinující 2 polymerační režimy: předpolymeraci (step mode) a finální polymeraci (full mode). Polymerační jednotka pro nepřímé kompozitní práce se dvěma vlnovými délkami:

465nm-485nm (12 modrých LED diod); **390nm-400nm** (3 fialové LED diody)

obj. číslo: 009137

74 990,-



GC Initial Layering Guides



GC Restorative Dentistry Guides



sledujte nás na
facebook.com/gceurope



GC Optiglaze Color

Světlem tuhnoucí materiál pro zvýraznění charakteristik nepřímých kompozitních a akrylátových dostaveb a pro charakteristiku bloků z hybridní keramiky, prací z akrylátu a kompozitu

008408 **Optiglaze Color Set** 18 190,-

Balení: 17x Optiglaze color (kompletní sada)

Optiglaze Color doplňková balení

(barevné odstíny najdete v letáku Optiglaze color)

008409 - 423 **Optiglaze Color Plus** 2,6 ml 1 510,-

008424 **Optiglaze Color Clear** 5 ml 1 510,-

008425 **Optiglaze Color Clear HV** 5 ml 1 510,-

Cerasmart Universal Estetika, přesnost, pevnost ...

Estetika, přesnost, pevnost a flexibilita: to nejlepší z hybridní technologie soustředěné v Cerasmart Universal blocích od GC! **Pevnost a flexibilita:** nejvyšší pevnost v ohybu ve své kategorii, vyšší než u klasických keramických bloků, skvělé využití pro korunky na implantátech. **Přesnost a trvanlivost:** rychlé a přesné frézování, velmi jemné homogenně rozptýlené plnivo pro dlouhodobý lesk, vysoká radioopacita. **Estetika a CAD/CAM dostavby v několika krocích:** vyvážená fluorescence a opalescence, vysoce lesklý povrch, charakteristiky se snadno dosáhne použitím Optiglaze Color. **Kompatibilní s ostatními frézami!** (přesný seznam kompatibilních fréz na vyžádání u vašeho prodejce).

Indikace: korunky, inleje, onleje, fazety, korunky na implantátech

Cerasmart Universal Vel. 12 HT / LT (5 bloků v balení) 2 890,-

Cerasmart Universal Vel. 14 HT / LT (5 bloků v balení) 2 990,-

Cerasmart Universal Vel. 14L HT / LT (5 bloků v balení) 3 190,-

*GC GRADIA dentinové & sklovinné hmoty 3 + 1 tuba ZDARMA

4 tuby (4x 2,9 ml) 6 320,-

1 tuba 2,9 ml 1 580,-

akce 3 + 1 cena za tubu 1185,- 4 740,-

*GC GRADIA opaker 3 + 1 tuba ZDARMA

4 tuby (4x 2,4 ml) 4 480,-

1 tuba 2,4 ml 1 220,-

akce 3 + 1 cena za tubu 915,- 3 660,-



novinka



GC Fujirock EP CLASSIC LINE 5/12 kg

Ideální pro všechny typy protetiky díky kombinaci vysoké přesnosti, výjimečné okrajové pevnosti a odolnosti vůči vysokému tlaku.

Classic Line

MIMOŘÁDNÁ CENOVÁ NABÍDKA

5 kg **Zlatohnědá** 1 064,-

5 kg **Béžová topaz** 1 168,-

12 kg **Zlatohnědá** 2 040,-

GC Fujirock EP PREMIUM LINE 4/11 kg

Tato sádra byla speciálně vyvinuta pro velmi náročné a citlivé technologie, jako rozsáhlé práce s implantáty a komplexní celokeramické práce.

Premium Line

MIMOŘÁDNÁ CENOVÁ NABÍDKA

4 kg **Pastelová žlutá** 950,-

4 kg **Polární bílá** 950,-

4 kg **Inka hnědá** 950,-

4 kg **Titanově šedá** 950,-

11 kg **Pastelově žlutá** 1 990,-



GC Pattern Resin LS - Modelovací pryskyřice

Balení: Prášek 100 g, tekutina 105 ml, příslušenství

ZDARMA GC Hliníkový stojánek nebo GC Přesné váhy nebo GC Víceúčelové hodiny

890076 **GC Pattern Resin LS + GC Hliníkový stojánek** 2 330,-

900407 **GC Pattern Resin LS + GC Přesné váhy** 2 330,-

890244 **GC Pattern Resin LS + GC Víceúčelové hodiny** 2 330,-

VHODNÉ I DO ORDINACE



GC Stellavest

Zatmelovací hmota pro slitiny náhradních kovů (vc. Cr-Co), s rozsahem expanze do 3%

Komplet: **Prášek 8 kg (sáčky 4 x 2 kg) + tekutina 900 ml** 4 650,- 4 150,-

NOVÉ BALENÍ



*GC GRADIA nyní také ve vylepšené verzi GRADIA PLUS – viz str. 1



GC Initial Layering Guides



GC Restorative Dentistry Guides



sledujte nás na
facebook.com/gceurope



GC Composite Primer

Adhezivum pro vazbu kompozitu ke kompozitu

004865 **GC Composite Primer** tekutina 3 ml 790,- **660,-**

GC Ceramic Primer II

novinka

GC Ceramic Primer II se používá pro vytvoření silné vazby během fixace mezi všemi estetickými nepřímými náhradami a cementy na bázi pryskyřice, nebo při opravách přímých kompozitních náhrad.

008552 **Ceramic Primer II** Balení: 3 ml 2 590,- **2 390,-**

901015 **Ceramic Primer II** Balení: 50 unidose 4 470,-

008620 **Ceramic Primer II** Balení: 10 unidose 1 350,- **1 210,-**

GC Metal Primer Z

novinka

Dokonalý pro indikace na všechny kovové konstrukce. Jeden krok, který zajistí vazbu mezi kovem a pryskyřicí. Snadný a rychlý postup. Není nutná žádná tepelná úprava. Vytváří vazbu, a to i ve vlhkém prostředí. Univerzální použití.

009295 **GC Metal Primer Z** Balení: 5 ml 5 410,-

GC Initial Zirconia Disk

Za studena lisované (CIP) zirkonové disky s extrémně vysokou kvalitou a optimalizovanými fyzikálními vlastnostmi.

K dispozici jsou dva typy frézovacích bloků: **standardní translucence (ST)**, vhodné pro následné vrstvení keramikou / **vysoká translucence (HT)**, ideální pro plně anatomické a monolitické náhrady. Obě varianty vyhovují většině fréz pro CAD/CAM.

878114 **Initial Zirconia Disk ST** 98.5mm x 12mm 3 590,-

878115 **Initial Zirconia Disk ST** 98.5mm x 14mm 3 790,-

878116 **Initial Zirconia Disk ST** 98.5mm x 18mm 4 390,-

878117 **Initial Zirconia Disk ST** 98.5mm x 25mm 5 490,-

878118 **Initial Zirconia Disk HT** 98.5mm x 12mm 3 490,-

878119 **Initial Zirconia Disk HT** 98.5mm x 14mm 3 690,-

878120 **Initial Zirconia Disk HT** 98.5mm x 18mm 4 290,-

878121 **Initial Zirconia Disk HT** 98.5mm x 25mm 5 390,-



GC INITIAL LiSi

Všechny výhody na první pohled **novinka**

Vysoká vypalovací stabilita i po několika vypalovacích cyklech.

Speciálně navrženo a přizpůsobeno světelné dynamice lithium disilikátových konstrukcí.

Nízká teplota vypalování a přesná rovnováha koeficientu tepelné roztažnosti.

Komplexní systém odstínů a systém vrstvení vychází z osvědčeného bio-estetického konceptu odstínu Initial.

877086 **GC Initial LiSi Basic set** 19 400,- **16 690,-**

GC Initial LiSi, Dentin, D-A1/DA-2/DA-3/DB-1/D-B2/D-C2, 20 g GC Initial LiSi, Translucent Modifier, TM-01/TM-05, 20 g

GC Initial LiSi, Enamel, E-57/E-58/E-59/E-60, 20 g GC Initial AL,Zr,Ti / INvivo-INsitu Glaze, GL, 10 g, LiSi

GC Initial LiSi, Clear Fluorescence, CL-F, 20 g GC Initial AL,Zr,Ti / INvivo-INsitu Glaze Liquid, 25 ml, LiSi

GC Initial LiSi, Translucent, TN/TO, 20 g GC Initial LiSi, modelovací tekutina, 50 ml

GC Initial LiSi, Bleach Dentin, BLD-2, 20 g GC Initial LiSi odstínový průvodce

GC Initial LiSi, Bleach Enamel, BL-E, 20 g GC Initial LiSi technický manuál

877087 **GC Initial LiSi Advanced set** 23 500,- **19 800,-**

GC Initial LiSi, Enamel Occlusal, EO-15, 20 g GC Initial LiSi, Enamel Opal, EOP-2/EOP-3/EOP-4, 20 g

GC Initial LiSi, Fluo-Dentin, FD-91/FD-92/FD-93, 20 g GC Initial LiSi, INside, IN-41/IN-42/IN-43/IN-44/IN-45/IN-46/IN-47/IN-48/IN-49/IN-50/IN-51, 20 g

GC Initial LiSi, Cervical Translucent, CT-22/CT-23/CT-24/CT-25, 20 g



Zavolejte nám a zcela nezáväzně a zdarma si vyzkoušejte novou keramiku přímo ve Vaší zubní laboratoři. V případě zájmu si nechte od nás vypracovat speciální nabídku pro nákup keramického systému GC Initial LiSi.



GC Initial Sada štětců

Sada obsahuje 5 štětců, které jsou určeny pro aplikování opákeru a 3D dobarvovačů na keramiku a k modelování keramiky.

Balení: Initial Brush Opaque OP, Initial Brush 00 LP, Initial Brush 02 LP, Initial Brush 06 M, Initial Brush 08 M

877058 **GC Initial Brush** Sada 2 360,-

877042 **GC Initial Brush** Opaque OP 210,-

877051 **GC Initial Brush** 00 LP 110,-

877052 **GC Initial Brush** 02 LP 130,-

877056 **GC Initial Brush** 06 M 620,-

877057 **GC Initial Brush** 08 M 1 290,-



GC Initial Layering Guides



GC Restorative Dentistry Guides



sledujte nás na
facebook.com/gceurope



GC Initial IQ, One Body sada Layering-over-Metal (vrstvení na kov)

Balení: 5 x MC/Paste Opaque (O-A2, O-A3, O-B2, O-C2, O-D2 po 3g), 4x IQ/ L-O-M Body (A, B, C, D po 50g), 1x modelovací tekutina (25ml), 1x skleněná podložka, 1x štětec

Ekonomická metalokeramika, vrstvení jen z jednoho prášku.

877077 13 940,- 11 770,-



GC Initial IQ, One Body sada Layering-over-Zircon (vrstvení na zirkon)

Balení: 7 x Zr Light Reflective Liner (LR-1, LR-2, LR-3, LR-4, LR-5, LR-6, BL po 3g), 5x IQ/ L-O-Z Body (A, B, C, D, BL po 50g), 1x Liner Thinner (8ml), 1x modelovací tekutina (25ml), 1x skleněná podložka, 1x štětec

Koncept vrstvení na zirkon je kompatibilní se všemi technologiemi na bázi zirkonu.

877079 18 190,- 15 450,-



GC Initial MC náhradní balení

20 g - Balení jednotlivé odstíny	990,-
50 g - Balení jednotlivé odstíny	1 990,-
20 g - 4+1 zdarma	792,- za jedno balení 3 960,-
50 g - 3+1 zdarma	1490,- za jedno balení 5 970,-

GC Lustre Pastes NF V-shades

Univerzální 3-rozměrné dobarvovací hmoty pro všechny typy keramiky (MC, LF, Zr, Ti, AL, LiSi)

Balení: odstíny po 4g: 1x neutrální, 1x value, 4x body, 8x sklovinné po 4g, 1x tekutina na ředění (8ml), 1x obnovující tekutina (8ml), 1x podložka, 2 štětce

877078	GC Lustre Pastes NF V-shades	21 590,-	18 470,-
	Náhradní balení kalíšek 4g jednotlivé odstíny	1 780,-	1 510,-



GC Initial Lustre Pastes NF Gum shades **novinka**

Jsou vše, co potřebujete k vytvoření naprosto přirozeného přechodu mezi okrajem korunky a gingivou v několika málo krocích.

Balení: 5x Gum odstín (po 4g), 4x Stain Modifier odstín (po 3g), 1x tekutina na ředění (8ml), 1x obnovující tekutina (8ml), 1x míchací podložka, 2 štětce

877088 11 990,- 9 960,-



GC Initial® CAST NP

Slitina pro přípravu metalokeramických korunek a můstků

Díky velmi jemné molekulární struktuře vytvoříte s GC Initial CAST NP odlitky s hladkým a kompaktním povrchem. Tyto vlastnosti, v kombinaci s tepelnou roztažností $14,1 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ (25-500°C), zajišťují, že je GC Initial CAST NP kompatibilní s většinou běžných konvenčních fazetovacích keramik dostupných na trhu. Stejně tak je kompatibilní s kompozitními fazetovacími materiály. Tato slitina pokrývá širokou škálu aplikací - vše od korunky až po rozsáhlé můstky.

901143	Initial CAST NP 250 g	3 290,-
901145	Initial CAST NP 1000 g	8 290,-



novinka

GC Initial CAST NP a jeho klíčové vlastnosti:

Kompatibilní s většinou běžných fazetovacích keramik

Vynikající vlastnosti při zpracování a velmi jemná molekulární struktura

Nízká tvorba oxidů

Mnohostranné využití



Přemýšlíte o dalším keramickém systému do vaší laboratoře? Neváhejte kontaktovat GC produktové specialisty, kteří Vám nabídnou řešení přímo na míru za zcela mimořádné ceny!

Pro další informace kontaktujte GC produktového specialistu:



Region Čechy
Martin Miškovský, tel.: +420 603 502 329



Region Praha a střední Čechy
Jiří Hanek, tel.: +420 725 700 002



Region Morava
Mgr. Michael Singer, tel.: +420 777 967 702



Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH

GC EUROPE N.V.
GCEEO Czech Republic
CZ - 100 00 Praha 10, V Olšinách 82
tel.: +420 274 771 965, czech@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com

sledujte nás na
facebook.com/gceurope

