


Laboratoř

jaro | léto 2017



95th
ANNIVERSARY

speciální
nabídka

platí od 1. 1. do 30. 4. 2017



GC Initial Layering Guides



sledujte nás na
facebook.com/gceurope



- vynikající estetické vlastnosti
- skvělá leštitelnost
- barevně stálý materiál
- použitelný pro veškeré laboratorní indikace
- rentgenokontrastní
- ekonomicky nenáročný



novinka



Modulární kompozitní systém pro nepřímé dostavby.

GC představuje tento nový kompozitní systém, který byl navržen v úzké spolupráci se špičkovými zubními techniky.

Světlem polymerující kompozitní materiál nabízí v prostředí dutiny ústní jas, transparenci, sytost barvy a přirozenou opalescenci, které jsou podobné keramickým materiálům.

Pro tento vysoce pevný a rentgenokontrastní nanohybrid je využívána nejnovější technologie polymeru na bázi křemičitého skla. Díky tomu materiál splňuje ty nejvyšší požadavky zubních techniků i zubních lékařů. Vysoce naplněný kompozit s homogenně rozptýlenými

ultra-jemnými částicemi plniva nabízí výborné mechanické vlastnosti, barevnou stálost a vynikající leštitelnost materiálu. Indikováno jak bez použití kovové konstrukce: pro korunky, inleje, estetické fasety, tak s použitím kovové konstrukce pro můstky a implantátové suprastruktury. Tento kompozitní systém je modulárně navržený tak, že můžete využívat buď techniku jednoduchého vrstvení, nebo multichromatické vrstvení. Můžete dokonce použít techniku vrstvení pouze z jednoho odstínu, a následně pak práci dobarvit. Systém je tedy materiálově velmi ekonomický.

**Zarezervujte si termín demonstrace
GRADIA PLUS ve Vaší laboratoři.**



Náhradní balení	Cena
GRADIA PLUS Opaque 2 ml	1.220
GRADIA PLUS Paste HB (Heavy Body), 3,3 ml	1.590
GRADIA PLUS Paste LB (Light Body), 2 ml	1.290
GRADIA PLUS Lustre Paint 0,8 ml	1.390
GRADIA PLUS One Body 2 ml	1.290
GC Acrylic Primer, 6 ml	1.690
GRADIA PLUS Modelling Liquid, 3 ml	750



Zavolejte nám a zcela **NEZÁVAZNĚ** a **ZDARMA** si vyzkoušejte novou keramiku přímo ve VAŠÍ ZUBNÍ LABORATOŘI. V případě zájmu Vám vypracujeme **SPECIÁLNÍ NABÍDKU** ušitou na míru pro nákup keramického systému GC Initial LiSi.

Informujte se o zajímavé možnosti výměny
Vašeho starého kompozičního systému!
Kontaktujte GC produktové specialisty.



GRADIA PLUS Layer Set

Balení: 5× GRADIA PLUS Opaque 2 ml (O-Base, OA, OB, OC, OD),
14× GRADIA PLUS Paste Heavy Body 3,3 ml (HB-DA1, HB-DA2, HB-DA3,
HB-DA3.5, HB-DB1, HB-DB3, HB-DC3, HB-DD2, HB-EL, HB-ED, HB-CLF,
HB-PE, HB-ODA, HB-ODB), 5× GRADIA PLUS Dispensing Tip Needle Tip &
Light Protective Cover, 1× Mixing Pad No. 22, 1× Plastic Spatula No. 2 Blue
Obj. č.: 901048



25.990

GRADIA PLUS Paint Set

Balení: 10× GRADIA PLUS Lustre Paint 0,8 ml (LP-A, LP-B, LP-C, LP-D, LP-CLF,
LP-CL, LP-Blue, LP-Grey, LP-Cream, LP-Lavender), 1× GRADIA PLUS Lustre Paint
Diluting Liquid 3 ml, 10× GRADIA PLUS Dispensing Tip Needle Type Small &
Light Protective Cover, 10× Brush Round, N° 1, 10× Brush Flat,
N° 1, 2× Brush Holder (Ivory & White), 5× Disposable Palette,
1× Mixing Pad No. 14B
Obj. č.: 901050



15.990

GRADIA PLUS One Body Set

Balení: 5× GRADIA PLUS Opaque 2 ml (O-Base, OA, OB, OC, OD),
1× GRADIA PLUS Paste Light Body 2 ml (LB-Base OD), 5× GRADIA PLUS One
Body 2 ml (LB-A, LB-B, LB-C, LB-D, LB-W), 10× GRADIA PLUS Dispensing Tip
Plastic Type Wide & Light Protective Cover, 5× GRADIA PLUS Dispensing Tip
Needle Tip & Light Protective Cover, 1× Mixing Pad No. 22,
1× Plastic Spatula No. 2 Blue
Obj. č.: 901052



13.990

GRADIA PLUS Gum Shades Set

Balení: 1× 2 ml GRADIA PLUS Opaque O-Base, 2× 2 ml GRADIA PLUS Gum
Shades Opaque (GO-1, GO-2), 1× 0,8 ml GRADIA PLUS Lustre Paint (LP-CL),
2× 0,8 ml GRADIA PLUS Gum Shades Lustre Paint (GLP-Bright Red, GLP-Violet),
4× 2 ml GRADIA PLUS Gum Shades Light Body (GLB-1, GLB-2, GLB-3, GLB-4),
1× 3,3 ml GRADIA PLUS Gum Shades Heavy Body GHB-2, 1× 3 ml GRADIA
PLUS Lustre Paint Diluting tekutina, 10× štětec kulatý č.1,
10 x štětec plochý č. 1, 2× násada na štetec,
podložka, příslušenství
Obj. č.: 901051



16.690

GRADIA PLUS Accessory Set


Balení: 1× GRADIA PLUS Air Barrier 10 ml, 1× GRADIA PLUS Separator
5 ml, 1× GRADIA PLUS Die Hardner 5 ml, 1× GRADIA PLUS Modeling
Liquid 3 ml, 1× Ceramic Primer II 3 ml, 1× Metalprimer Z 5 ml, 1×
Acrylic Primer 5 ml, 1× Diapolisher Paste 2 g, 10× Brush Round, N° 1,
10× Brush Flat, N° 1, 2× Brush Holder (Ivory & White), 1× Brush N° 7,
1× Shade Guide Kit, 1× Mixing Pad No. 22
Obj. č.: 901053



14.190



všechny výhody na první pohled



novinka

Vysoká vypalovací stabilita i po několika vypalovacích cyklech. Speciálně navrženo a přizpůsobeno světelné dynamice lithium disilikátových konstrukcí. Nízká teplota vypalování a přesná rovnováha koeficientu tepelné roztažnosti. Komplexní systém odstínu a systém vrstvení vychází z osvědčeného bioestetického konceptu odstínu Initial.

GC Initial LiSi Basic set, obj.č.: 877086

GC Initial LiSi, Dentin, D-A1/DA-2/DA-3/DB-1/D-B2/D-C2, 20 g

GC Initial LiSi, Enamel, E-57/E-58/E-59/E-60, 20 g

GC Initial LiSi, Clear Fluorescence, CL-F, 20 g

GC Initial LiSi, Translucent, TN/TO, 20 g

GC Initial LiSi, Bleach Dentin, BLD-2, 20 g

GC Initial LiSi, Bleach Enamel, BL-E, 20 g

GC Initial LiSi, Translucent Modifier, TM-01/TM-05, 20 g

GC Initial AL,Zr,Ti / INvivo-INsitu Glaze, GL, 10 g, LiSi

GC Initial AL,Zr,Ti / INvivo-INsitu Glaze Liquid, 25 ml, LiSi

GC Initial LiSi, modelovací tekutina, 50 ml

GC Initial LiSi odstínový průvodce

GC Initial LiSi technický manuál



19.400

16.690



23.500

19.800

GC Initial LiSi Advanced set, obj.č.: 877087

GC Initial LiSi, Enamel Occlusal, EO-15, 20 g

GC Initial LiSi, Fluo-Dentin, FD-91/FD-92/FD-93, 20 g

GC Initial LiSi, Cervical Translucent, CT-22/CT-23/CT-24/CT-25, 20 g

GC Initial LiSi, Enamel Opal, EOP-2/EOP-3/EOP-4, 20 g

GC Initial LiSi, INside, IN-41/IN-42/IN-43/IN-44/IN-45/IN-46/IN-47/IN-48/IN-49/IN-50/IN-51, 20 g

Přemýšlíte o dalším keramickém systému do Vaší laboratoře? Neváhejte kontaktovat GC produktové specialisty, kteří Vám nabídnou řešení přímo na míru za zcela mimořádné ceny!

GC



-50%

na keramické sady
při výměnných
akcích

Initial MC Basic Set

Balení: 16× Opaker (práškový nebo pastový), 16× Dentin, 4× Enamel, 3× Inside, 1× CLF, 2× Translucent, 1× Glazura (10 g), 1× INCisio (3 g), 1× 25 ml glaz. tekutina, 2× 50 ml modelovací tekutina, 2× vzorník

práškový opaker
obj. č.: 877045

38.000

pastový opaker
obj. č.: 877001

34.500

Initial Zr-FS Basic Set

Balení: 3× Frame Modifier, 16× Dentin, 2× Opaqus Dentin Modifier, 4× Enamel, 4× Enamel Intensive, 1× CLF, 2× Translucent, 5× Translucent Modifier, 1× glaz. prášek, 1× INvivo/INSitu INCisio, 1× glaz. tekutina, 2× model. tekutina, 2× vzorník
Obj. č.: 877010

45.000

Initial MC Advanced Set

Balení: 11× Inside, 5× Cervical Translucent, 3× Enamel Occlusal, 4× Enamel Opal, 3× Fluo Dentin, 1× Gingival Universal, 1× 25 ml glaz. tekutina, 2× 50 ml modelovací tekutina, 2× vzorník
Obj. č.: 877003

23.000

Initial Zr-FS Advanced Set

Balení: 11× Inside, 5× Cervical Translucent, 3× Enamel Occlusal, 4× Enamel Opal, 7× Shoulder Transpa, 3× Shoulder Opaque, 3× Fluo Dentin, 1× Gingival Universal, 1× Correction Powder, 1× glaz. tekutina, 1× modelovací tekutina, 1× schůdková tekutina, 2× vzorník
Obj. č.: 877011

45.000

Initial MC náhradní balení	Cena	Balení	Cena
20 g - Balení jednotlivé odstíny	990	4+1 ZDARMA	3.960 (792 za jedno balení)
50 g - Balení jednotlivé odstíny	1.990	3+1 ZDARMA	5.970 (1.490 za jedno balení)

GC Initial IQ, One Body

sada Layering-over-Metal (vrstvení na kov)

Ekonomická metalokeramika, vrstvení jen z jednoho prášku.

Balení: 5× MC/Paste Opaque (O-A2, O-A3, O-B2, O-C2, O-D2 à 3 g), 4× IQ/L-O-M Body (A, B, C, D à 50 g), 1× modelovací tekutina (2 ml), 1× skleněná podložka, 1× štětec
Obj. č.: 877077

~~13.940~~

11.770



~~18.190~~

15.450

sada Layering-over-Zircon (vrstvení na zirkon)

Koncept vrstvení na zirkon je kompatibilní se všemi technologiemi na bázi zirkonu.

Balení: 7× Zr Light Reflective Liner (LR-1, LR-2, LR-3, LR-4, LR-5, LR-6, BL à 3 g), 5× IQ/ L-O-Z Body (A, B, C, D, BL à 50 g), 1× Liner Thinner (8 ml), 1× model. tekutina (25 ml), 1× skleněná podložka, 1× štětec
Obj. č.: 877079

GC Initial® CAST NP

Slitina vhodná pro odlévání konstrukcí metalokeramických korunek a můstků.

Díky velmi jemné molekulární struktuře vytvoříte s GC Initial CAST NP odlitky s hladkým a kompaktním povrchem. Tyto vlastnosti, v kombinaci s tepelnou roztažností $14,1 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ (25-500°C), zajišťují, že je GC Initial CAST NP kompatibilní s většinou běžných konvenčních fazetovacích keramik dostupných na trhu. Stejně tak je kompatibilní s kompozitními fazetovacími materiály. Tato slitina pokrývá širokou škálu aplikací - vše od korunky až po rozsáhlé můstky.



Balení	Obj. č.	Cena
Initial CAST NP 250 g	901143	3 290
Initial CAST NP 1000 g	901145	8 290

GC



Lustre Pastes

Initial Lustre Pastes NF Gum shades

Jsou vše, co potřebujete k vytvoření naprosto přirozeného přechodu mezi okrajem korunky a gingivou v několika málo krocích.

Balení: 5× Gum odstín (à 4 g), 4× Stain Modifier odstín (à 3 g), 1× tekutina na ředění (8 ml), 1× obnovující tekutina (8 ml), 1× míchací podložka, 2 šetce
Obj.č.: 877088

11.990

9.960

Initial Lustre Pastes NF V-shades

Univerzální 3-rozměrné dobarvovací hmoty pro všechny typy keramiky (MC, LF, Zr, Ti, AL, LiSi)

Balení: odstíny à 4 g: 1× neutrální, 1× value, 4× body, 8× sklovinné po 4 g, 1× tekutina na ředění (8 ml), 1× obnovující tekutina (8 ml), 1× podložka, 2 šetce
Obj.č.: 877078

21.590

18.470

náhradní balení

Balení: kalíšek 4 g, jednotlivé odstíny

1.780

1.510

Initial Lustre Pastes NF Gum shades



Initial Lustre Pastes NF V-shades





Composite Primer

Adhezivum pro vazbu kompozitu ke kompozitu.

Balení: tekutina 3 ml

Obj.č.: 004865

660

Metal Primer Z

Dokonalý pro indikace na všechny kovové konstrukce. Jeden krok, který zajistí vazbu mezi kovem a pryskyřicí. Snadný a rychlý postup. Není nutná žádná tepelná polymerace. Vytváří vazbu, a to i ve vlhkém prostředí. Univerzální použití.

Balení: tekutina 5 ml

Obj.č.: 009295

5.410

novinka



Ceramic Primer II

Ceramic Primer II se používá pro vytvoření silné vazby během fixace mezi všemi estetickými nepřímými náhradami a cementy na bázi pryskyřice, nebo při opravách přímých kompozitních náhrad.

Balení Ceramic Primer II	Obj. č.	Cena
3 ml	008552	2.590 2.390
50 unidose	901015	4.470
10 unidose	008620	1.350 1.210

Initial Sada štětců

Sada 5 štětců, které jsou určeny pro aplikování opákeru a 3D dobarvovačů na keramiku a k modelaci keramiky.

Balení	Obj. č.	Cena
GC Initial Brush Sada	877058	2.360
GC Initial Brush Opaque OP	877042	210
GC Initial Brush 00 LP	877051	110
GC Initial Brush 02 LP	877052	130
GC Initial Brush 06 M	877056	620
GC Initial Brush 08 M	877057	1.290

Fujirock EP CLASSIC LINE

Ideální pro všechny typy protetiky díky kombinaci vysoké přesnosti, výjimečné okrajové pevnosti a odolnosti vůči vysokému tlaku.

Balení	Mimořádná cenová nabídka
5 kg Zlatohnědá	1.064
5 kg Běžová topaz	1.168
12 kg Zlatohnědá	2.040



GC Fujirock EP PREMIUM LINE

Tato sádra byla speciálně vyvinuta pro velmi náročné a citlivé technologie, jako rozsáhlé práce s implantáty a komplexní celokeramické práce.

Balení	Mimořádná cenová nabídka
4 kg Pastelová žlutá	950
4 kg Polární bílá	950
4 kg Inka hnědá	950
4 kg Titanově šedá	950
11 kg Pastelově žlutá	1.990



novinka

GC

novinka

LABORATORNÍ SKENER **Aadva™ Lab Scan**

Digitální technologie je snadnější
se špičkovým laboratorním skenerem
od GC.

- ušetříte čas při skenování a získíte nepřekonatelnou přesnost s jedinečnými skenovacími body scan flags
- intuitivní a pokročilý design s rychlostí světla
- otevřený systém
- skener je vybavený systémem Aadva Dental CAD s podporou systému ExoCAD®

*Uvažujete o koupi skeneru?
Kontaktujte nás a vyzkoušejte si výhody
nejmodernějších technologií.*

POLYMERACNÍ ZAŘÍZENÍ **Labolight DUO**

Nejmodernější multifunkční polymerační zařízení
pro zubní techniky, kombinující
2 polymerační režimy:

- předpolymeraci (step mode)
- finální polymeraci (full mode)

Polymerační jednotka pro nepřímé kompozitní
práce se dvěma vlnovými délkami:

- 465nm-485nm (12 modrých LED diod)
- 390nm-400nm (3 fialové LED diody)

Obj. č.: 009137

74.990



Pro další informace kontaktujte GC
produktového specialistu:



Region Čechy:
Martin Miškovský
tel.: +420 603 502 329



Region Praha a střední Čechy:
Jiří Hanek
tel.: +420 725 700 002



Region Morava:
Mgr. Michael Singer
tel.: +420 777 967 702

GC

GC EUROPE N.V.

GCEEO Czech Republic

CZ - 100 00 Praha 10, V Olšinách 82

tel.: +420 274 771 965, czech@eeo.gceurope.com

www.eeo.gceurope.com

sledujte nás na
facebook.com/gceurope



Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH.