



# Speciální nabídka laboratoř

platná 1.5. - 31.8.2018

# GC



**GC Initial**  
Layering Guides



**GC Aplikace**  
ke stažení na App Store



Sledujte nás na  
[facebook.com/gceurope](https://facebook.com/gceurope)

GC EUROPE N.V.  
GCEEO Czech Republic  
CZ - 100 00 Praha 10, V Olšínách 82  
tel.: +420 274 771 965  
[czech@eoo.gceurope.com](mailto:czech@eoo.gceurope.com)  
[www.eoo.gceurope.com](http://www.eoo.gceurope.com)

**Jiří Hanek**  
Sales manažer pro  
laboratoře a nové technologie  
tel.: +420 725 700 002

**Martin Miškovský**  
Region Čechy  
tel.: +420 603 502 329

**Michael Singer**  
Region Morava  
tel.: +420 777 967 702

**Martin Šmíd**  
Region Čechy  
tel.: +420 724 020 555

# GC Initial LiSi

Vysoká vypalovací stabilita i po několika vypalovacích cyklech. Speciálně navrženo a přizpůsobeno světelné dynamice lithium disilikátových konstrukcí. Nízká teplota vypalování a přesná rovnováha koeficientu tepelné roztažnosti. Komplexní systém odstínu a systém vrstvení vychází z osvědčeného bio-estetického konceptu odstínu Initial.

## GC Initial LiSi Basic set

877086: GC Initial LiSi, Dentin, D-A1/DA-2/DA-3/DB-1/D-B2/D-C2, 20 g, GC Initial LiSi, Enamel, E-57/E-58/E-59/E-60, 20 g, GC Initial LiSi, Clear Fluorescence, CL-F, 20 g GC Initial LiSi, Translucent, TN/TO, 20 g GC Initial LiSi, Bleach Dentin, BLD-2, 20 g GC Initial LiSi, Bleach Enamel, BL-E, 20 g, GC Initial LiSi, Translucent Modifier, TM-01/TM-05, 20 g, GC Initial AL,Zr,Ti / INvivo-INSitu Glaze, GL, 10 g, LiSi, GC Initial AL,Zr,Ti / INvivo-INSitu Glaze Liquid, 25 ml, LiSi, GC Initial LiSi, modelovací tekutina, 50 ml, GC Initial LiSi S barevný graf, GC Initial LiSi technický manuál

17 190 Kč

Informujte se o zajímavé možnosti výměny Vašeho starého keramického nebo kompozitního systému!

Kontaktujte GC produktové specialisty.

## GC Initial LiSi Advanced set

877087: GC Initial LiSi, Enamel Occlusal, EO-15, 20 g, GC Initial LiSi, Fluo-Dentin, FD-91/FD-92/FD-93, 20 g, GC Initial LiSi, Enamel Opal, EOP-2/EOP-3/EOP-4, 20 g, GC Initial LiSi, Cervical Translucent, CT-22/CT-23/CT-24/CT-25, 20 g, GC Initial LiSi, INside, IN-41/IN-42/IN-43/IN-44/IN-45/IN-46/, IN-47/IN-48/IN-49/IN-50/IN-51, 20 g, GC Initial LiSi, modelovací tekutina 50 ml

20 390 Kč



## Initial Firing Foam 620 Kč

**Vynikající přenos tepla, snadné odstranění.** Speciální podpurný materiál pro fixaci objektů při vypalování keramiky, garantovaná rozměrová stabilita během vypalovacího procesu.

877089: 10 g



## Initial Sada štětců 2 450 Kč

Sada obsahuje 5 štětců, které jsou určeny pro aplikování opákerů a 3D dobarvovačů na keramiku a k modelování keramiky.

877058: Initial Brush Opaque OP, Initial Brush 00 LP, Initial Brush 02 LP, Initial Brush 06 M, Initial Brush 08 M

Jednotlivé štětce	Objednací číslo	Akční cena
Opaque OP	877042	220 Kč
00 LP	877051	120 Kč
02 LP	877052	140 Kč
06 M	877056	640 Kč
08 M	877057	1 340 Kč



# initial™ LiSi Press

GC Initial LiSi Press jsou první lithium disilikátové keramické presovací ingoty s vysokou pevností, které využívají unikátní technologie od GC - technologie rovnoměrně rozptýlených mikrokystalů lithium disilikátu pro stejnoměrné vyplnění celé skelné matrix.



**Nepřekonatelná pevnost v ohybu**  
**Bezkonkurenční estetika**  
**Přirozená fluorescence**  
**Snadná leštitelnost**

**GC Initial LiSi Press** — **1 990 Kč**

Čtyři translucence: HT, MT, LT a střední opákní; široká škála odstínů.

901428-450: 5× ingot 3 g

Trans Level	Bleach	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
HT	HT-EXW HT-BLE	HT-E58		HT-E59		HT-E60	HT-E57	HT-E59			HT-E60	HT-E59		HT-E60		HT-E59	
MT	MT-B00 MT-B0	MT-A1	MT-A2	MT-A3			MT-B1	MT-B2			MT-C1	MT-C2			MT-D2		
LT		LT-A				LT-B				LT-C				LT-D			
MO	MO-0	MO-1	MO-2			MO-1	MO-2		MO-1	MO-2							

## GC Initial LiSi Press Vest

GC LiSi PressVest je fosfátová zatmelovací hmota bez obsahu karbonu, určená pro presovanou keramiku, která nabízí jednodušší, rychlejší a bezpečnější zpracování

**Snadné odstranění reakční vrstvy v kombinaci s LiSiPress**  
**Super vysoká tekutost materiálu & dlouhý pracovní čas**  
**Snadná dekyvetace**  
**Přesně řízená expanze**

## Initial LiSi PressVest prášek

— **5 390 Kč**

901424: 100× 60g

## Initial LiSi PressVest tekutina

— **1 190 Kč**

901425: 900 ml

## Initial LiSi PressVest Intro Kit

— **1 490 Kč**

901427: 6× 100 g prášek, 135 ml tekutiny, 30 ml tekutiny SR a sprej tryska

## Initial LiSi PressVest SR tekutina

— **1 690 Kč**

901426: 30 ml



## Initial LRF bloky pro CEREC

Jedná se o leucitem vyztuženou živcovou keramikou v CAD/CAM blocích, která je nabízena v odstínech A1, A2, A3, A3,5, B1 a BL, s vysokou a nízkou translucencí ve třech velikostech.

- » Vysoká hustota materiálů
- » Extrémně hladký povrch
- » Chameleon efekt

Bloky jsou určeny pro veškeré rekonstrukce celokeramických nepřímých náhrad. Ať už práci pouze leštíte, nebo glazujete, GC Initial LRF bloky poskytují nejvyšší lomovou stabilitu a pevnost v ohybu ve své kategorii. 876501-533: 5 bloků v odstínech A1, A2, A3, A3.5, B1, BL a vel. 12 HT/LT, 14 HT/LT, 14L HT/LT.

1 990 Kč



## Initial LRF bloky pro univerzální použití

Leucitem zesílené sklokeramické CAD/CAM bloky. Vysoká hustota materiálu, extrémně hladký povrch, chameleon efekt.

- » Jen vyfrézovat...vyleštit...a fixovat

Balení: 5 bloků v odstínech A1, A2, A3, A3.5, B1, BL (obj. č. 876551-583) a velikostech 12 HT/LT, 14 HT/LT, 14L HT/LT.

1 990 Kč

## Initial LRF glazovací pasta a tekutina (876590)

1 290 Kč



## Cerasmart / Cerasmart Universal A1, A2, A3, A3,5, B1, Bleach

Estetika, přesnost, pevnost a flexibilita: to nejlepší z hybridní technologie soustředěné v CAD/CAM blocích; perfektní alternativa k nabídce keramických bloků. Cerasmart je určen pro CEREC, Cerasmart Universal je kompatibilní s ostatními frézami. Přesný seznam kompatibilních fréz na vyžádání u prodejce.

Vel. 12 HT / LT  
(5 bloků v balení) — 2 490 Kč

Vel. 14 HT / LT  
(5 bloků v balení) — 2 590 Kč

Vel. 14L HT / LT  
(5 bloků v balení) — 2 890 Kč



## Optiglaze Color Set — 18 650 Kč

008408: 17x Optiglaze color (kompletní sada)

## Doplňková balení Optiglaze

008409-423: OPTIGLAZE color plus, 2,6 ml (barvené odstíny najdete v letáku Optiglaze color) — 1 550 Kč

008424-5: OPTIGLAZE color clear / clear HV, 5 ml

1 550 Kč



# Fujirock



## GC Fujirock EP Classic Line

Dentální modelovací sádra typu IV.  
Odstíny: zlatohnědá, béžová topaz

5 kg zlatohnědá — 1 112 Kč

5 kg béžová topaz — 1 224 Kč

12 kg zlatohnědá — 2 136 Kč



## GC Fujirock EP Premium Line 4 kg

Dentální modelovací sádra typu IV  
Odstíny: pastelová žlutá, polární bílá, Inka hnědá, titanově šedá

990 Kč

## GC Fujirock EP Premium Line 11 kg

Dentální modelovací sádra typu IV  
Odstín: pastelově žlutá

2 090 Kč



## GC Metal Primer Z

Dokonalý pro indikace na všechny kovové konstrukce.  
009295: 5 ml

4 790 Kč



# GC Initial MC

## GC Initial MC Basic Set

877045 (práškový opáker), 877001 (pastový opáker): 116× Opaker, 16× Dentin, 4× Enamel, 3× Inside, 1× CLF, 2× Translucent, 10 g Glazura, 3 g Incisio, 25 ml glazurovací tekutina, 2× 50ml modelovací tekutina a 2× vzorník

— 39 140 Kč (práškový opáker)

— 35 530 Kč (pastový opáker)

## GC Initial Zr-FS Advanced Set

877011: 11× INside, 5× Cervical Translucent, 3× Enamel Occlusal, 4× Enamel Opal, 7× Shoulder Transpa, 3× Shoulder Opaque, 3× Fluo Dentin, Gingival Universal, Correction Powder, 25 ml glaz. tekutina, modelovací tekutina, schůdková tekutina a 2× vzorník

— 46 350 Kč



## GC Initial MC Advanced Set

877003: 11× Inside, 5× Cervical Translucent, 3× Enamel Occlusal, 4× Enamel Opal, 3× Fluo Dentin, Gingival Universal, 25 ml glaz. tekutina, 2× 50 ml modelovací tekutina, 2× vzorník

— 23 690 Kč

## GC Initial Zr-FS Basic Set

877010: 3× Frame Modifier, 16× Dentin, 2× Opaqus Dentin Modifier, 4× Enamel Intensive, CLF, 2× Translucent, 5× Trans. Modifier, glaz. prášek, INvivo/INsitu INCisio, glaz. tekutina, 2× mod. tekutina, 2× vzorník

— 46 350 Kč

## GC Initial MC náhradní balení

20 g a 50 g balení jednotlivé odstíny  
20 g: 4+1 zdarma (816 Kč / balení)  
50 g: 3+1 zdarma (1 530 Kč / balení)

## GC Initial CAST NP

Slitina pro odlévání konstrukcí metalokeramických korunek a můstků. Díky velmi jemné molekulární struktuře vytvoříte s GC Initial CAST NP odlitky s hladkým a kompaktním povrchem. Tyto vlastnosti, v kombinaci s tepelnou roztažností 14,1 x 10<sup>-6</sup> K<sup>-1</sup> (25-500°C), zajišťují, že je GC Initial CAST NP kompatibilní s většinou běžných konvenčních fazetovacích keramik dostupných na trhu. Stejně tak je kompatibilní s kompozitními fazetovacími materiály. Tato slitina pokrývá širokou škálu aplikací - vše od korunky až po rozsáhlé můstky.

901143: 250 g

— 2 390 Kč

901144: 500 g

— 4 490 Kč

901145: 1 000 g

— 7 790 Kč



## Initial Spectrum Stain Set **NOVINKA**

Dobarvovače a glazury pro individualizaci přirozených zubů.

877094: 16× Initial Spectrum Stain SPS1-SPS16 (3 g), Initial Glaze Powder GL (10 g), Initial Spectrum Glaze Liquid (25 ml), Initial Spectrum Glaze Paste Liquid (8 ml), Initial Spectrum Stain Shade Guide

— 22 900 Kč

## GC Initial Spectrum Stain Refil

876151-66: 3 g

— 1 350 Kč



# GC Initial IQ Lustre Pastes NF

Univerzální 3-rozměrné dobarvovací hmoty pro všechny typy keramiky (MC, LF, Zr, Ti, AL, LiSi).

## GC Lustre Pastes NF V-shades

877078: odstíny po 4 g: 1× neutrální, 1× Value, 4× Body, 8× sklovinné po 4 g, 1× tekutina na ředění (8 ml), 1× obnovující tekutina (8 ml), 1× podložka a 2× štětec

19 020 Kč

## Náhradní balení

1 550 Kč

Nové odstíny pro hloubku barvy, světelnou dynamiku a hloubkové efekty. Jednotlivé odstíny, 4 g.

876426 - Enamel Effect, odstín 9 - orange, 4 g

876427 - Enamel Effect, odstín 10 - twilight, 4 g



Kupte GC Lustre Pastes NF V-shades Set (877078) za běžnou cenu 22 450 Kč a dostanete GC Initial Lustre Pastes NF Gum shades (877088) ZDARMA!

877088: 5× Gum odstín (po 4 g), 4× Stain Modifier odstín (po 3 g), 1× tekutina na ředění (8 ml), 1× obnovující tekutina (8 ml), 1× míchací podložka a 2× štětec

12 470 Kč



# GC GRADIA PLUS



GRADIA

## GRADIA PLUS Layer Set

901048: 5× Gradis Plus Opaque 2ml (O-Base, OA, OB, OC, OD), 14× Gradia Plus Paste Heavy Body 3,3 ml (HB-DA1, HB-DA2, HB-DA3, HB-DA3.5, HB-DB1, HB-DB3, HB-DC3, HB-DD2, HB-EL, HB-ED, HB-CLF, HB-PE, HB-ODA, HB-ODB), 5× GRADIA PLUS Dispensing Tip Needle Tip & Light Protective Cover, 1× Mixing Pad No. 22, 1× Plastic Spatula No. 2 Blue



25 990 Kč



13 990 Kč

## GRADIA PLUS One Body Set

901052: 5× GRADIA PLUS Opaque 2ml (O-Base, OA, OB, OC, OD), 1× GRADIA PLUS Paste Light Body 2ml (LB-Base OD), 5× GRADIA PLUS One Body 2ml (LB-A, LB-B, LB-C, LB-D, LB-W), 10× GRADIA PLUS Dispensing Tip Plastic Type Wide & Light Protective Cover, 5× GRADIA PLUS Dispensing Tip Needle Tip & Light Protective Cover, 1× Mixing Pad No. 22, 1× Plastic Spatula No. 2 Blue

## GRADIA PLUS Paint Set

901050: 10× GRADIA PLUS Lustre Paint 0.8 ml (LP-A, LP-B, LP-C, LP-D, LP-CLF, LP-CL, LP-Blue, LP-Grey, LP-Cream, LP-Lavender), 1× GRADIA PLUS Lustre Paint Diluting Liquid 3ml, 10× GRADIA PLUS Dispensing Tip Needle Type Small & Light Protective Cover, 10× Brush Round, N° 1, 10× Brush Flat, N° 1, 2× Brush Holder (Ivory & White), 5× Disposable Palette, 1× Mixing Pad No. 14B



15 990 Kč



16 690 Kč

## GRADIA PLUS Gum Shades Set

(1× GRADIA PLUS Opaque 2.0 ml O-Base, 2× GRADIA PLUS Gum Shades Opaque 2.0ml GO-1, GO-2, 1× GRADIA PLUS Lustre Paint 0.8ml LP-CL, 2× GRADIA PLUS Gum Shades Lustre Paint 0.8ml GLP-Bright Red, GLP-Violet, 4× GRADIA PLUS Gum Shades Light Body 2.0ml GLB-1, GLB-2, GLB-3, GLB-4, 1× GRADIA PLUS Gum Shades Heavy Body 3.3ml GHB-2, 1× GRADIA PLUS Lustre Paint Diluting Liquid 3ml, 10× GRADIA PLUS Mixotip, 5× GRADIA PLUS Dispensing Tip Plastic Type Wide & Light Protective Cover, 5× GRADIA PLUS Dispensing Tip Needle Type Small & Light Protective Cover, 5× GRADIA PLUS Dispensing Tip Needle Tip & Light Protective Cover, 10× Brush Round N° 1, 10× Brush Flat N° 1, 2× Brush Holder (Ivory & White), 5× Disposable Palette, 1× Mixing Pad N° 22, 1× Plastic Spatula N° 2 Blue)

Vyzkoušejte si materiál Gradia Plus přímo ve Vaší laboratoři - zavolejte nám a zarezervujte si termín demonstrace.



## GRADIA PLUS Accessory Set

901053: 1× GRADIA PLUS Air Barrier 10 ml, 1× GRADIA PLUS Separator 5 ml, 1× GRADIA PLUS Die Hardner 5 ml, 1× GRADIA PLUS Modeling Liquid 3 ml, 1× Ceramic Primer II 3 ml, 1× Metal-primer Z 5 ml, 1× Acrylic Primer 5ml, 1× Diapolisher Paste 2 g, 10× Brush Round č. 1, 10× Brush Flat č. 1, 2× Brush Holder (Ivory & White), 1× Brush č. 7, 1× Shade Guide Kit, 1× Mixing Pad č. 22

14 190 Kč

**Gradia Plus Opaque**  
(2 ml)

1 220 Kč

**Gradia Plus Paste HB**  
(3,3 ml)

1 590 Kč

**Gradia Plus Paste LB**  
(2 ml)

1 290 Kč

**Gradia Plus Lustre Paint**  
(0,8 ml)

1 390 Kč

**Gradia Plus One Body**  
(2 ml)

1 290 Kč

## Acrylic Primer

901138: 6 ml

1 690 Kč

## Gradia Plus Modelling Liquid

901129: 3 ml

750 Kč

## Štětce kulatý / plochý

1 400 Kč

001533 / 001534: balení obsahuje 10 kusů

## Držák štětců

270 Kč

001535: 2 kusy



## Labolight DUO

Polymerační jednotka pro nepřímé kompozitní práce se dvěma vlnovými délkami.

**Mimořádná nabídka COMBI PACK**  
za akční cenu 110 000 Kč

Sestava obsahuje: Gradia PLUS Layer Set + Gradia PLUS Paint Set + Gradia PLUS Accessory Set + Labolight DUO

