

Ordinace

jaro | léto 2017



e s s e n t a

95th
ANNIVERSARY

speciální
nabídka

platí od 1. 1. do 30. 4. 2017



GC Restorative Dentistry Guides



sledujte nás na
facebook.com/gceurope



Univerzální, výplňový kompozitní rentgenkontrastní materiál pro všechny estetické výplně s unikátním systémem jednoduchého vrstvení odstínů*.

e s s e n t i a

Essentia	Obj. č.	Cena
Essentia Starter Kit , 7× tuba (2 ml), odstíny: LD, MD, DD, LE, U, ML + 2 stříkačky dle výběru + G-Premio Bond (5 ml) ZDARMA	900964	16.570 11.690
Essentia Starter Kit + GC Essentia stojánek ZDARMA , 7× tuba (2 ml), odstíny: LD, MD, DD, LE, DE, U, ML, 20× koncovka III	900964	10.800 8.990
Essentia jednotlivé tuby , 1× tuba (2 ml), odstíny: LD, MD, DD, LE, DE, U, ML	900972- 900978	1.690 1.350
Essentia Modifier Kit , 4× tuba (2,4 ml), odstíny: RBM - red brown, BM - black, WM - white, OM - opalescent	900982	5.490 4.790



Štětce	Obj. č.	Akční cena
Štětec plochý , 10 ks	001534	1.360
Štětec kulatý , 10 ks	001533	1.360
Držák štětců , 2 ks	001535	260

Essentia tuby nebo unitipy + G-Premio BOND promo balení

Balení: Essentia unitipy Medium Dentin MD (0,16 ml) 15×, Light Enamel LM (0,16 ml) 15×, Universal U (0,16 ml) 15×, G-Premio BOND 5 ml, dávkovací mistička (20×), jednorázové aplikátory (25×), EVE Diacomp Plus Twist lešticí disky (Medium 1×, Fine 1×)
Obj. č.: 901421

novinka

Balení: Essentia tuby Medium Dentin MD (2ml) 1×, Light Enamel LM (2ml) 1×, Universal U (2ml) 1×, G-Premio BOND 5ml, dávkovací mistička (20×), jednorázové aplikátory (25×), EVE Diacomp Plus Twist lešticí disky (Medium 1×, Fine 1×)
Obj. č.: 901420

5.690



5.290



* Vše o vrstvení a práci s odstíny Essentia se dozvíte během praktických kurzů, které pořádá GC se svými partnery. Zeptejte se nás a přihlašte se.



Nový modulární kompozitní systém pro nepřímé dostavby. Informujte se ve svých zubních laboratořích.

novinka

G-Premio BOND

jednosložkové světlem tuhnoucí univerzální adhezivum

Balení	Obj. č.	Cena
G-Premio BOND, 5 ml a aplikátory	009031	2.990
G-Premio BOND, 5 ml	009037	2.390
G-Premio BOND, 50 ks unidose	009035	2.890
G-Premio BOND, 3 lahvičky po 5 ml	009033	6.290



G-æniel Bond refil

Samoleptací světlem tuhnoucí jednosložkové adhezivum.
Balení: 5 ml. Obj. č.: 004646

2.650



G-Multi Primer, 5 ml

- G-Multi Primer zajišťuje trvalou adhezi ke VŠEM typům náhrad
- G-Multi Primer používá tři různé chemické prostředky k dosažení perfektní adheze ve všech situacích. Obj. č.: 009553

1.690

G-Bond Starter Kit

Samoleptací světlem tuhnoucí jednosložkové adhezivum 7 generace.
Balení: 5 ml, 50 mikrotip štětečků, 1x mikrotip aplikátor, 1x míchací miska
Obj. č.: 003416

2.290



Ceramic Primer II

Nový Ceramic Primer II pro vytvoření silné vazby během fixace mezi všemi estetickými nepřímými náhradami na bázi keramiky, cementy na bázi pryskyřice, nebo při opravách přímých kompozitních náhrad.
Balení: 3 ml. Obj. č.: 008552

2.390



novinka

2.590

GC REPAIR KIT

Ordinační set na všechny druhy intraorálních oprav.

Balení: G-Premio Bond 5x unidose, Ceramic Primer II 5x unidose, Gradia Plus OA1 (opáker pro překrytí dostaveb na bázi kovu) 1 tuba (2 ml), technický průvodce, aplikátory a mikroštětečky
Obj. č.: 901139

Composite Primer

Adhezivum pro vazbu kompozitu ke kompozitu.
Balení: 3 ml
Obj. č.: 004865

660



Univerzální, výplňový materiál pro zhotovení přímých neviditelných výplní. Systém výběru odstínů v závislosti na věku pacienta. Snadná manipulace.

G-ænial

novinka

G-ænial tuby + G-Premio BOND promo balení

Balení: G-ænial tuby A2 (2,7 ml) 1x, A3 (2,7 ml) 1x, P-A3 (2,7 ml) 1x, G-Premio BOND 5 ml, dávkovací mistička (20x), jednorázové aplikátory (25x), EVE Diacomp Plus Twist lešticí disky (Medium 1x, Fine 1x)
Obj.č.: 901418

5.590

G-ænial unitipy + G-Premio BOND promo balení

Balení: G-ænial unitipy A2 (0,16 ml) 20x, A3 (0,16 ml) 20x, P-A3 (0,16 ml) 20x, G-Premio BOND 5 ml, dávkovací mistička (20x), jednorázové aplikátory (25x), EVE Diacomp Plus Twist lešticí disky (Medium 1x, Fine 1x)
Obj.č.: 901419

7.390

G-ænial Universal Flo A2 nebo A3 + G-Premio BOND promo balení

Balení: G-ænial Universal Flo tuba A2 nebo A3 (2 ml) 3x, dávkovací kanyly III plastové 60x, ochranná krytka 3x, G-Premio BOND 5 ml, dávkovací mistička (20x), jednorázové aplikátory (25x), EVE Diacomp Plus Twist lešticí disky (Medium 1x, Fine 1x)
Obj.č.: 901422 / 3

5.890

G-ænial Flo X 4+1 tuba ZDARMA

odstín dle výběru, (tuba Flo X = 2 ml = 3,6 g),
odstíny: A1, A2, A3, A3,5, A4, CV, AO2, AO3,
cena za tubu v akci 1.450

G-ænial Universal Flo 4+1 tuba ZDARMA

odstín dle výběru, (tuba Flo X = 2 ml = 3,4 g),
odstíny: A1, A2, A3, A3,5, A4, CV, AO2, AO3,
cena za tubu v akci 1.500

G-ænial 4+1 tuba ZDARMA

odstín dle výběru, (tuba Anterior = 2,7 ml (4,7 g), tuba Posterior = 2,7 ml (5,5 g),
odstíny Anterior: XBW, BW, A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE, odstíny Posterior: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3,5, P-JE, P-IE,
cena za tubu v akci 1.450



Gradia Direct 4 + 1 tuba ZDARMA odstín dle výběru vč. Gradia Direct X

(tuba Anterior = 2,7 ml = 4,0 g, tuba Posterior = 2,7 ml = 4,7 g, tuba Gradia Direct X = 5,0 g)
odstíny Anterior: XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, DT, CT, GT, NT, WT, CVT,
odstíny Posterior: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3,5, P-WT, P-NT
odstíny Gradia Direct X: X-A1, X-A2, X-A3, X-A3,5, X-AO2, X-WT
**V mimořádné nabídce 4 + 1 je cena jedné zakoupené tuby 1.110,- Kč,
cena 1 tuby v balíčku 890,- Kč!**



Gradia Direct Flo

Balení: 2 balení × 1,5 g tuba, 4 kovové špičky, 2 uzávěry, libovolná kombinace balení (Flo & LoFlo) a odstínů. Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, BW
**Speciální cena při nákupu 2 balení!
(libovolná kombinace balení obou materiálů)**

2.400



Gradia Direct LoFlo

Balení: 2 balení × 1,3 g, 4 kovové špičky, 2 uzávěry, libovolná kombinace balení (Flo & LoFlo) a odstínů. Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, BW
**Speciální cena při nákupu 2 balení!
(libovolná kombinace balení obou materiálů)**

2.400



Gradia Core Kit

Balení: 1× kartuše 10 ml, samoleptací bond tekutina A&B, 20 automix koncovek, 20 endo koncovek, příslušenství
Obj. č.: 003651

4.590



Diapolisher Paste

Balení: tuba 2g,
1× kovová koncovka,
1× kryt koncovky
Obj. č.: 004415

1.220



Diapolisher Paste Box

Balení: kalíšek 8 g
Obj. č.: 001516

2.390

Polymerační lampa D-Light DUO

ZDARMA k vybraným akcím!

Hledáte lehkou a snadno ovladatelnou LED lampu, se kterou budete polymerovat oblíbené GC produkty? Objevte novou D-Light Duo... Dvě LED diody s různými vlnovými délkami pro polymeraci, která probíhá současně v pásmu modrého a fialového světla.

akce č. 1

20× tuba Essentia,
libovolná kombinace
+ polymerační lampa D-Light Duo ZDARMA

akce č. 2

20× tuba G-æniel,
odstín dle výběru, libovolná kombinace
+ polymerační lampa D-Light Duo ZDARMA

akce č. 3

25× tuba Gradia Direct,
odstín dle výběru, libovolná kombinace
+ polymerační lampa D-Light Duo ZDARMA

akce č. 4

8× GC kapsle,
libovolná kombinace
+ polymerační lampa D-Light Duo ZDARMA



Estetika, přesnost, pevnost a flexibilita:
to nejlepší z hybridní technologie
soustředěné v CAD/CAM blocích;
perfektní alternativa k nabídce
keramických bloků.

novinka



Cerasmart

GC Cerasmart Advanced Kit

Balení: Cerasmart bloky (3× vel.14, A2 HT, 2× vel.14, A3 HT, 3× vel.14, A2 LT, 2× vel.14, A3 LT), Ceramic Primer II 3 ml, Optiglaze Color A Plus (2,6 ml), White (2,6 ml), Red Brown (2,6 ml), Clear (5 ml), Clear HV (5 ml), jednorázové dávkovací mističky 20×, jednorázové zelené aplikátory 25×, Gradia štětec kulatý 5×, Gradia štětec plochý 5×, Gradia držák štětců
Obj.č.: 900908

13.990

GC Cerasmart (určeno pro CEREC)



Balení (5 bloků)	Akční cena
Vel. 12 HT / LT	2.890
Vel. 14 HT / LT	2.990
Vel. 14L HT / LT	3.190

GC Cerasmart Universal (kompatibilní s ostatními frézami)*



Optiglaze Color

Světlem tuhnutí materiál pro
zvýraznění charakteristik nepřímých
kompozitních a akrylátových dostaveb.

Optiglaze Color jsou předpřipravené
světlem tuhnutí nanofilní zvýrazňovací tekutiny, které vám
dávají možnost přidat vaší práci trvalou barvu a povrchový
lesk velmi jednoduchým způsobem.



Balení	Obj. č.	Akční cena
Optiglaze Color Chairside Kit, Balení: clear, Clear HV, A plus, White, Red Brown	900916	7.690
Optiglaze Color Set, Balení: 17× Optiglaze color (kompletní sada)	008408	18.190

Doplňková balení	Obj. č.	Akční cena
OPTIGLAZE color plus, 2,6 ml (barevné odstíny najdete v letáku Optiglaze color)	008409 - 423	1.510
OPTIGLAZE color clear, 5 ml	008424	1.510
OPTIGLAZE color clear HV, 5 ml	008425	1.510

* přesný seznam kompatibilních fréz na vyžádání u prodejce

Cílem aktivního preventivního ošetření v praxi je snížit rizikové faktory vzniku zubního kazu, podpořit remineralizaci a navrátit prostředí dutiny ústní do normálního stavu.



MI Varnish Intro

790

Balení: 10 unidose
MI Varnish (5 jahoda + 5 máta),
0.50 ml à unidose, 20 štětečků
Obj.č.: 900727



MI Varnish refil

2.550

Balení: 35 unidose
MI Varnish jahoda nebo máta,
0.50 ml à unidose, 50 štětečků
Obj.č.: 900728 / 29



MI Varnish Klinické balení

Balení: 100 unidose MI Varnish jahoda nebo máta, 0.50 ml à unidose, 100 štětečků
Obj.č.: 900730 / 31

6.090



GC Tooth Mousse, PROMO BALENÍ (5+1)

Balení: 1 tuba od každé příchutě: máta, jahoda, vanilka, meloun, tutti-frutti + 1 tuba ZDARMA
Obj.č.: 900471

2.490



GC Tooth Mousse, PROMO BALENÍ (5+1)

Balení: 1 tuba od každé příchutě: máta, jahoda, vanilka, meloun, tutti-frutti + 1 tuba ZDARMA
Obj.č.: 900470

2.490



Balení	Akční cena
GC Tooth Mousse nebo MI Paste Plus sortimentní balení 10 kusů, Balení po 10 ks (2 tuby od každé příchutě): máta, jahoda, vanilka, meloun, tutti-frutti	4.560
GC Tooth Mousse nebo MI Paste Plus 10 kusů, Balení po 10 ks (2 tuby od každé příchutě): máta, jahoda, vanilka, meloun, tutti-frutti	4.560

Initial LiSi

Vytvořte pro své pacienty přirozený zub pomocí nové GC keramiky Initial LiSi, která je určena pro lithium disilikátové konstrukce. Informujte se ve své zubní laboratoři.

novinka

GC G-CEM LinkForce

Nový univerzální adhezivní pryskyřičný cement se silnou vazbou ke všem materiálům. Univerzální, výkonné a funkční řešení všech vašich úkolů spojených s adhezí.



Balení	Obj. č.	Cena
G-CEM LinkForce System Kit , G-CEM LinkForce A2 8.7 g (5 ml), G-CEM LinkForce Translucent 8.7 g (5 ml), 30× GC Automix Tip Regular, 5× GC Automix Tip for endo, G-Multi PRIMER (5 ml), G-Premio BOND (5 ml), G-Premio BOND DCA (3 mL), GC Etchant 4.8 g (3.6 ml), G-CEM LinkForce Try-In Paste A2 1.5 g (1.2 ml), G-CEM LinkForce Try-In Paste Translucent 1.5 g (1.2 ml), aplikační koncovka s krytkou, 20× jednorázová míchací mistička, 50× jednorázový aplikátor (jemný)	009540	8.990
G-CEM LinkForce Starter Kit A2 8,7 g (5 ml) / Starter Kit TL 8,7 g (2 ml), 20× GC Automix Tip Regular, G-Multi PRIMER (5 ml) , G-Premio BOND (5 ml) , 20× jednorázová míchací mistička, 50× jednorázový aplikátor (jemný), technická karta	009542 (A2) 009543 (TL)	4.990
G-CEM LinkForce Refill, odstíny: A2, TL, OPAQUE, BL 8,7 g (5 ml)	009544 - 47	4.090
G-Premio Bond DCA (3 ml)	009552	1.290

GC G-CEM LinkAce

Nová generace samoadhezivních duálně tuhoucích pryskyřičných cementů s vylepšeným, vysoce účinným způsobem chemického tuhnutí.



Balení	Obj. č.	Akční cena
G-CEM LinkAce A2 2+1 ZDARMA, 3× stříkačka A2 (2,7 ml/4,6 g), 22× míchací kanyly, 8× endo koncovky	900693	4.290
G-CEM LinkAce TRANSLUCENTNÍ 2+1 ZDARMA, 3× stříkačka TL (2,7 ml/4,6 g), 22× míchací kanyly, 8× endo koncovky	900694	4.290
G-CEM LinkAce A2 Kit, 4× stříkačka A2 (2,7 ml/4,6 g), 30× míchací kanyly, 10× endo koncovky	900732	5.360
G-CEM LinkAce A2 + TL Kit, 4× stříkačka: 3× A2 + 1× TL (2,7 ml/4,6 g), 30× míchací kanyly, 10× endo koncovky	900734	5.360
G-CEM LinkAce A2 / TL, 1× stříkačka (2,7 ml/4,6 g), 7× míchací kanyly, 3× endo koncovky	900686 - 87	1.690

Fuji PLUS

Standardní pryskyřičný modifikovaný cement, byl navržen tak, aby vám nabídl jednoduché a bezchybné cementování a silnou a trvanlivou vazbu, na kterou se můžete spolehnout.



Balení	Obj. č.	Akční cena
Fuji PLUS kapsle 50, 50× 0,19 ml, odstín: A3, žlutá	003210-09	4.880 3.590
Fuji PLUS kapsle 50+10, 60× 0,19 ml, odstín: žlutá, A3	800126-7	3.890
Fuji PLUS Full Set A3 P/L, 15 g prášek A3, 7 ml tekutina, 6,5 ml kondicioner	003211	3.790 3.190
Fuji PLUS refil žlutá, A3, TL, 15 g prášek	003212-14	1.950 1.790
Fuji PLUS EWT, prodloužený pracovní čas (15 g prášek)	003231	1.950 1.790

FujiCEM2 Slide & Lock

Pryskyřičný modifikovaný skloionomerní fixační cement ve formě pasta-pasta.

FujiCEM 2 SL Automix Starter Kit, 1× kartuše (7,2 ml/13,3 g), 15× míchací koncovky, 5× endo koncovky, FujiCEM2 dispenzer
Obj. č.: 900900


3.890

GC průvodce fixačními materiály. Najděte si ten správný cement(y) pro snazší splnění vašich fixačních zadání!

	Inleje a onleje			Korunky a můstky				Čepy a lité dostavby				Fazety
	Kov	Živcová keramika Leucitem zesílená keramika	Lithium disilikát Kompozit (např. GC GRADIA PLUS)	Hybridní keramika (např. CERASWART)	Kov (např. GC Initial Cast NF) Zirkon (např. GC Initial Zirconia disk) Alumina	Lithium disilikát Kompozit (např. GC GRADIA PLUS)	Živcová keramika Leucitem zesílená keramika	Hybridní keramika (např. CERASWART)	Sklovláknové (např. EverStick POST & GC Fiber post)	Kov	Zirkon (např. GC Initial Zirconia disk)	
Fuji I Konvenční sklonomerní cement	●	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	● Živcová keramika ● Leucitem zesílená keramika ● Hybridní keramika (např. CERASWART) ● Kompozit
Fuji PLUS Pryskyřičí modifikovaný sklonomerní cement	●	● (inleje)	●	-	●	-	-	●	●	●	-	-
FujiCEM 2 Pryskyřičí modifikovaný sklonomerní cement	●	● (inleje)	●	-	●	-	-	●	●	●	-	-
G-CEM LinkAce Samoadhezivní pryskyřičí cement	●	●	●	-	●	-	-	●	●	●	-	-
G-CEM Samoadhezivní pryskyřičí cement	●	●	●	-	●	-	-	●	●	●	-	-
G-CEM LinkForce Adhezivní pryskyřičí cement	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
G-aenial Universal Flo Adhezivní kompozit	-	●	● (je-li tloušťka menší než 2.0 mm)*1	●	-	-	-	-	-	-	-	●

Další vlastnosti GC fixačních materiálů

	Konvenční sklonomer		Pryskyřičí modifikovaný sklonomer				Samoadhezivní pryskyřice		Adhezivní pryskyřice	
	Fuji I	Fuji I	Fuji PLUS	Fuji PLUS EWT*2	Fuji PLUS	FujiCEM 2	G-CEM	G-CEM LinkAce	G-CEM LinkForce	G-aenial Universal Flo
Odstíny	Světle žlutý	Světle žlutý	Žlutý, Translucent a A3	A3	Žlutý a A3	Světle žlutý	A2, Translucent, AO3 a BO1	A2, Translucent, AO3 a BO1	A2, Translucent, Opaque a Bleach	A1, A2, A3, A3.5, A4, BW, B1, B2, B3, C3, CV, AO2, AO3, JE a AE
Míchací čas	20 sec	10 sec	20 sec	20 sec	10 sec	10-15 sec	10 sec	10-15 sec	10-15 sec	N.A.
Pracovní čas	2 min	2 min 15	2 min 30	3 min 30	2 min	2 min 15	2 min 30	2 min 50	3 min	N.A.
Doba tuhnutí (od začátku míchání)	4 min 30	4 min 30	4 min 30	5 min 45	4 min 15	4 min 30	4 min	4 min	4 min	N.A.

Poznámky: *1 Pro nepřímé náhrady o malé tloušťce (≤ 2 mm), umožňující použití čistě světlelné polymerace. *2: EWT: Extended Working Time (prodloužený pracovní čas); ideální pro fixaci rozsáhlejších můstků.

GC Tissue Conditioner

Měkký podkládací materiál, který zůstává déle čistý. Lze ho použít k ošetření tkání, měkkému podložení a zhotovení funkčních otisků. Dokonale hladký povrch zaručuje neuvěřitelně hojivé a hygienické vlastnosti.

Vhodný v případě:

zánětu tkáně, po protetickém chirurgickém zákroku, ihned po extrakci zubu, hojení po implantátu.

GC Tissue Conditioner růžový nebo bílý

Balení: prášek 90 g, tekutina 101 ml,
ochranný lak 15 ml
Obj. č.: 003455 / 6

2.990



GC Reline Soft & GC Reline Extra Soft

Dočasné měkké silikonové materiály pro podkládání k okamžitému použití díky dávkování z kartuší. Oba materiály napomáhají kompenzovat resorpční procesy, normalizují podrážděnou tkáň a zaručují dokonale padnoucí náhradu.

Vhodný v případě:

kostních výčnělků na maxilárním a mandibulárním oblouku, velkých podsekřivin na výběžku, po fázi hojení tkáně u implantačních technik.

Reline Extra Soft úvodní balení

Balení: 1× kartuše 62 g (48 ml), 6× míchací kanyla II modrá, 1× Primer R 12 g (13 ml), dokončovací disk, Modifier A&B po 10 g (9 ml), příslušenství
Obj. č.: 004841

Reline Soft úvodní balení

Balení: 1× kartuše 62 g (48 ml), 6× míchací kanyla II modrá, 1× Primer R 12 g (13 ml), dokončovací disk, Modifier A&B po 10 g (9 ml), příslušenství
Obj. č.: 004840

6.490



GC Reline

Moderní materiál pro tvrdé podložení náhrady v ordinaci, který neobsahuje metyl metakrylát, nedráždí sliznici, zaručuje dokonale padnoucí anatomický tvar, snadno se odstraňuje z náhrady.

Vhodný v případě:

pro okamžité použití, kdy pacient nemůže čekat.
S dokončováním a leštěním lze začít 5,5 minuty po namíchání, po měkkém podložení nebo ošetření tkáně.

Reline úvodní balení

Balení: prášek 80 g,
tekutina 12 g (12 ml),
bond 12 g (12 ml)
Obj. č.: 346000

3.790





EQUIA Forte

Balení	Cena
EQUIA Forte Organizer Kit , 50 kapslí (à 10 ks v odstínech: A2, A3, A3.5, B1, B3), 4ml EQUIA Forte Coat, 25× aplikační štěteček Obj.č.: 901017	5.490
EQUIA Forte Intro balení , 20 kapslí (A2 nebo A3), 20× 0,1ml unit dose EQUIA Forte Coat, 25× aplikační štěteček Obj.č.: 900937 A2, 900939 A3	2.740 2.590
EQUIA Forte Promo balení , 100 kapslí (A2, A3 nebo A2-A3), 4ml EQUIA Forte Coat, 25× aplikační štěteček Obj.č.: 900948 A2, 900952 A2-A3, 900953 A3	9.460 8.490
EQUIA Forte Klinické balení , 200 kapslí (A2, A3 nebo B2), EQUIA Forte Coat 6 ml, 25× aplikační štěteček Obj.č.: 900955 A2, 900957 A3, 900958 B2	15.160 14.090
EQUIA Forte Coat , 4 ml tekutiny, 25× aplikační štěteček Obj.č.: 900962	2.280 1.990
EQUIA Forte Coat , 50 unidose Obj.č.: 900960	3.150 2.890

Balení	Cena
EQUIA Klinické balení (250 kapslí A2 nebo A3 nebo B2) , Balení: 250 kapslí (A2, A3 nebo B2), 1× EQUIA Coat 6 ml, příslušenství Obj.č.: 900860 A2, 900861 A3, 900859 B2	19.470 17.220
EQUIA Promo balení (2x 50 kapslí A2 nebo A3 nebo A2-A3) , Balení: 2 x 50 kapslí (A2, A3 nebo A2-A3), 1× EQUIA Coat 4 ml, příslušenství Obj.č.: 900593 A2, 900595 A3, 900594 A2-A3	9.290 8.300



EQUIA



GC Fuji skloionomery prášek + tekutina

Prášek + tekutina	Běžná cena	Akční cena
GC Fuji VIII 1-1 (odstíny: A2, A3, A3,5, B2, B3, C4)	2.370	1.490
GC Fuji II LC Improved 3-2 bal. (odstíny: A2, A3, B3)	8.820	7.550
GC Fuji IX GP 1-1 (odstín A3)	2.630	2.190
GC Fuji IX GP EXTRA 1-1 (odstíny: A2, A3)	2.860	2.500
GC Fuji IX GP 3-2 (odstíny: A2, A3, B3)	6.300	5.390
GC Fuji Triage růžová 1-1 P/L	2.590	2.220
GC Fuji Triage bílá 1-1 P/L	2.590	2.220

6x GC kapsle dle libovolného výběru + Silver Mix 90 ZDARMA

Balení: 6x 50 kapslí, kapsle dle výběru



2x kapsle + GC Aplikátor III ZDARMA

Balení: Fuji I, Fuji Plus, G-CEM, Fuji II LC Imp, Fuji VIII GP, Fuji IX GP/Fast, Fuji IX GP Extra, Fuji Triage za běžnou cenu (platí pro 2 balení od jednoho druhu kapslí, odstíny dle výběru)



GC Capsule Mixer CM II

Digitálně ovládaný vysokorychlostní přístroj pro míchání všech dentálních materiálů v kapslích.
Obj. č.: 004166



2x GC Fuji kapsle (50 kapslí)

Kapsle	Běžná cena	Akční cena
GC Fuji II LC Improved (odstíny: A1, A2, A3, A3,5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2)	4.930	3.940
GC Fuji IX GP/FAST (odstíny: A2, A3, A 3,5, B2, B3, C4, A1 - FAST)	4.350	3.480
GC Fuji VIII GP (odstíny: A2, A3, A3,5, B2, B3, B4, sortiment)	4.440	3.550
GC Fuji Triage (odstíny: růžová, bílá)	4.270	3.400
GC G-CEM (odstíny: A2, AO3, TL, BO1, sortiment)	6.890	5.510
GC Fuji IX GP Extra (odstíny: A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3, C4, sortiment)	4.790	3.830
GC EQUIA Fil (odstíny: A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3, C4, SW, sortiment)	4.500	3.600
GC EQUIA Forte Fil (odstíny: A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3, C4, sortiment)	4.920	3.930

Uvedená cena je za 1 balení.

15.550

SKELNÁ VLÁKNA



everX Posterior

vlákny zasílený kompozit nahrazující dentin, je nejpevnějším materiálem pro velké kavity

Balení	Obj. č.	Akční cena
everX Posterior, 15 unitipů × 0,13 ml (0,25 g)	005118	2.120
everX Posterior, 50 unitipů × 0,13 ml (0,25 g)	005274	6.330
everX Posterior Intro Kit, 30 unitipů (2× 15 unitipů v uzavíratelném plastovém boxu), 1× aplikátor unitipů Unitip Applier II	900681	4.900



Vlákna everStick

výztuže ze skelných vláken

Balení	Obj. č.	Akční cena
everStick C&B, 1 × 8 cm	900853	2.090
everStick PERIO, 1 × 8 cm	900851	1.920
everStick INTRO, everStick C&B 8 cm, everStick PERIO 8 cm, 1× StickREFIX D silikonový váleček	900854	2.920
everStick COMBI, everStick C&B 8 cm, everStick PERIO 8 cm, everStick NET 30 cm ² , everStick POST 1.2 5 čepů, Stick STEPPER nástroj, StickREFIX D silikonový váleček	900855	6.680



GC Composite Primer

Adhezivum pro vazbu kompozitu ke kompozitu.

Balení: tekutina 3 ml
Obj. č.: 004865

660



Chcete se dozvědět více o práci s výztužemi ze skelných vláken? Zavolejte nám a objednejte si školení přímo do ordinace!

Pro další informace kontaktujte GC produktového specialistu:



Region Čechy:
Martin Miškovský
tel.: +420 603 502 329



Region Praha a střední Čechy:
Jiří Hanek
tel.: +420 725 700 002



Region Morava:
Mgr. Michael Singer
tel.: +420 777 967 202

GC EUROPE N.V.

GCEEO Czech Republic

CZ - 100 00 Praha 10, V Olšínách 82

tel.: +420 274 771 965, czech@eeo.gceurope.com

www.eeo.gceurope.com

sledujte nás na
facebook.com/gceurope



Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH.