

Heraeus Kulzer

Mitsui Chemicals Group



Speciální nabídka

jaro & léto 2016 Laboratoře

platná do 31.7.2016

Giving a hand to oral health.

HeraCeram® a HeraCeram® - Zirkonia

všechny odstíny i gramáže včetně MONO

v odstínech

Dentine, Opaque, Incisal, Transpa, Gingiva a Pasteopaque 2ml

Technicky dokonalá keramika - se Stabilizovanou Leucitovou Strukturou (SLS).

SLS zaručuje vysokou odolnost vůči namáhání.

Díky jednotné úrovni krystalů leucitu se odštípnutí keramiky stalo minulostí.

při koupi 3ks

10%
sleva



Rádi Vám zapůjčíme First Touch Sety a můžete si práci s naší keramikou vyzkoušet. Zavolejte nám!

Obraťte se na naše reprezentanty nebo Vaše obchodníky a dostanete výhodnou první nabídku – **výměnná akce**.

NAŠE NEJPRODÁVANĚJŠÍ:

	běžná cena	AKČNÍ CENA
HeraCeram® Dentine 20g, Pasteopaque 2ml	713,-	641 Kč
HeraCeram® Opal Incisal 20g, Transpa 20g	1 055,-	949 Kč
HeraCeram® Zirkonia Dentine 20g, Incisal 20g	1 062,-	955 Kč
HeraCeram® Zirkonia Opal Incisal 20g, Opal Transpa 20g	1 118,-	1006 Kč
HeraCeram® Stains universal 2ml	826,-	743 Kč

Meliodent® Heat Cure - prášek 1000g - 970,- Kč
tekutina 500ml - 355,- Kč

Teplem polymerizující pryskyřice Meliodent® nabízí kompletní a cenově příznivý systém pro výrobu zubních náhrad. Velký výběr odstínů.

Set
1.300,-

Meliodent® Rapid Repair - prášek 1000g - 1370,- Kč
tekutina 500ml - 800,- Kč

Pro případné opravy.

Set
2.120,-



Moldavest® Exact 35x 160g + Investment® BS liquid 1 (900ml)



2.020,-

Nejlepší volba pro odlévání nelegokových slitin na fixní náhrady!

Formu lze vyhřívat konvenční i rychlou metodou.

Pro vyšší expanzi lze použít tekutinu BS Liquid 3

Mísící poměr pro 35ml tekutiny na 160g prášku:

CrCo slitiny 78%liquid + 22% destilovaná voda

CrNi slitiny 68%liquid + 32% destilovaná voda

Signum® Composite je kompozit, který je ideálním řešením v kombinaci s kovovou konstrukcí.

Signum® Ceramis je kompozit určený speciálně pro bezkovové náhrady především díky své pružnosti.
RADIOKONTRASTNÍ

Signum® Matrix je nanohybridní kompozit vytvářející dynamickou interakci mezi fluorescencí, opalescencí a translucencí. Právě díky těmto vlastnostem mají náhrady naprosto přirozený vzhled.

Signum® Cre-active barevné materiály pro dosažení úžasných individuálních charakteristik náhrady, která dokonale zapadne mezi stávající vlastní zuby.

při koupi 3ks

10%

sleva



NAŠE NEJPRODÁVANĚJŠÍ:

	běžná cena	AKČNÍ CENA
Signum® Matrix OS	814,-	732 Kč
Signum® Composite - Dentine, Margin, Enamel	796,-	716 Kč
Signum® Composite Flow - Dentine, Cervical	805,-	724 Kč
Signum® Ceramis - Dentine, Enamel	934,-	840 Kč
Signum® Ceramis - Effect	1013,-	911 Kč

Vazebné systémy

Signum® metal bond I+II 2x 4ml set

- vazebný systém kov – kompozit

Signum® zirconia bond I+II 2x 4ml set

- vazebný systém zirkon-kompozit

Signum® ceramic bond I+II 2x 4ml set

- vazebný systém keramika- kompozit

3.580,- Kč

3.580,- Kč

3.265,- Kč



460,-

Moldastone® CN 4,5 kg

Velmi tvrdá tixotropní syntetická sádra (220 N/mm² po 1 hod.) s vysokou mechanickou odolností, typ IV.

Dostupné v barvách: žlutá, broskvová, růžová, zelená, světle hnědá, šedá



Ceny slitin jsou platné do 31.3.2016
Po tomto datu volejte svému prodejci,
nebo reprezentantům firmy Heraeus-Kulzer.

Nedrahokovové slitiny

			Cr	Co	W	Fe	Si	Ni	Mo	Mn	CTE	tvrdost	Licí tepl.	tavicí int
Heraenium P	7.990,- Kč	Chromkobaltové slitiny na korunky a můstky	25	59	10		1			0,8	13,8	330	1550	1305-1400
Heraenium Pw	6.990,- Kč	Chromkobaltové slitiny na korunky a můstky	24	55,2	15	4	1			0,8	14,3	290	1550	1320-1400
Heraenium Na	6.490,- Kč	Chromniklové slitiny na korunky a můstky	24			<2	<2	59,3	10	<2	14,1	200	1450	1190-1300
Heraenium EH	5.290,- Kč	Slitiny na skelety	28	64			1		6,5	1		310	1530	1330-1380
Heraenium NF	6.950,- Kč	Slitiny na skelety	29	63			1		5	1		360	1530	1330-1380
Heraenium CE	5.250,- Kč	Slitiny na skelety	27	63,5			1		6,5	1		380	1530	1330-1380

HiLite® power

Kupte si velmi výkonný laboratorní polymerizační přístroj s nejkratší dobou polymerizace.

Šetřete čas - čas jsou peníze!

Doba polymerace jen 90 sec.!

O individuální nabídku požádejte prosím svého prodejce nebo reprezentanta Heraeus Kulzer

Chcete ušetřit?



Vzdělávací programy Heraeus Kulzer v 1. polovině roku 2016 - bližší informace naleznete na našich www.heraeus-kulzer.cz

Signum - moderní koncept kompozita v praxi

Na tomto školení Vám ukážeme nové možnosti kompozitů Signum Ceramis a Signum Composite pro zubní techniky.
Díky systému Matrix poznáte skvělé estetické a mechanické vlastnosti tohoto kompozitu.



Jiří Taufer

HeraCeram - ukázka prací s keramikou

HeraCeram - inspiруйте se jednoduchostí zpracování keramiky HeraCeram. Pro kovové a zirkonium oxidové konstrukce. Na školení budou prezentovány základní techniky pro snadné dosažení skvělých výsledků ve fixní protetice fasetované keramikou. Keramika HeraCeram Vám jednoduše umožní víc.



Jakub Hošek

Připravíme pro Vás individuální školení!
Kontaktujte naše reprezentanty nebo svého prodejce!

- Tato speciální nabídka platí do 31. července 2016.
- Uvedené ceny jsou doporučené ceny pro konečného zákazníka včetně DPH.
- Heraeus Kulzer si vyhrazuje právo na změnu cen.
- Obrázky produktů jsou ilustrativní.

Country manager Česká republika
Martin Kutáč +420 724 509 000
martin.kutac@kulzer-dental.com

odborný reprezentant - Morava
Radim Pištěk +420 608 820 920
radim.pistek@kulzer-dental.com

odborný reprezentant - Čechy
Iveta Vetyšková +420 728 584 257
ivetavetyiskova@seznam.cz

odborný reprezentant - Čechy
Šárka Skalická +420 774 535 131
sarka.skalicka@kulzer-dental.com

www.heraeus-kulzer.com
www.heraeus-kulzer.cz

**Více informací najdete na našem webu
nebo u našich reprezentantů.**