

INTERAKCE

||| 2017



INTERDENT®

100 00 Praha 10, Foerstrova 12 • tel./fax: 274 783 114, 274 814 404, 274 820 130 • interdent@interdent.cz • www.interdent.cz

Alert

NOVINKA

Kompozitní **světlem tuhoucí kondenzovatelný materiál pro distální úsek** navržený jako plnohodnotná alternativa amalgámu. Obsahuje plnivo v podobě nasekaných skelných vláken poskytujících kompozitu snadnou manipulaci a výjimečné fyzikální vlastnosti. Vykazuje nízké polymerační smrštění a díky vysoké radioopacitě je snadno rozpoznatelný na RTG snímcích. K dispozici je v pěti odstínech.



- Nízké polymerační smrštění (1,9%) s vysokou pevností v tlaku a pevností v ohybu
- Snadné vytvoření aproximálních bodů kontaktu
- Osvit až v 5mm vrstvách
- Vysoká úroveň radioopacity
- Minimální míra opotřebení
- Možnost výběru z pěti nejčastějších odstínů A2, A3, A3.5, B1, C2



Alert 4 g stříkačka **639 Kč**

Alert unidose 10 × 0,25 g **579 Kč**



ELASTIC CROMO

Alginátová otkovaci hmota s barevnou indikací průběhu tuhnutí a možností odlítní otisku až po 120 hodinách.



Elastic Cromo 450g **119 Kč**



YPEEN PREMIUM

Alginátová otkovaci hmota s vynikající reprodukovatelností detailů, snadným a bezprašným mícháním, nestékavou konzistencí, vysokou pevností v tlaku, výhodnou hodnotou elastického zotavení po deformaci, dokonale hladkým povrchem sádrového odlitku a rychlým průběhem tuhnutí.

Ypeen Premium 450g **169 Kč**

OPTOSIL / XANTOPREN

Velmi výhodné balení kvalitní kondenzační silikonové otkovaci hmoty.

Optosil / Xantopren **989 Kč**

(900 ml Optosil Comfort Putty + 140 ml Xantopren L + 60 ml vytvrzovací pasty)



Optosil Comfort Putty 900 ml **469 Kč**

Xantopren L 140 ml **289 Kč**

Vytvrzovací pasta 60 ml **239 Kč**

SILOFLEX PLUS

Silikonová otkovaci hmota typu C s pastovým katalyzátorem.



Siloflex Plus Putty 1.350g **899 Kč**

Siloflex Plus Light 200g **499 Kč**



Siloflex Plus Catalyst 60g **299 Kč**

EXPRESS XT

Řada vinylpolysiloxanových otkovacích hmot s dokonalou reprodukcí detailů. Vyznačují se dokonalou hydrofilií, výborně zatékají a mají téměř 100% rozměrovou stabilitu. Express XT se dodává v kartuších pro míchání v přístrojích nebo v dózách pro ruční míchání.

Express XT Body Light/Light Quick/Regular/Regular Quick 2x50 ml **1.299 Kč**

Express XT Putty Soft/Quick 2x250 ml **1.689 Kč**

(Do vyprodání zásob)



Express XT Penta Putty/H/H Quick 360 ml **1.689 Kč**

INTERAKCE

ALGHAMIX II

Přístroj pro míchání alginátových otiskovacích hmot výrazně ušetří čas, výsledná hmota je namíchána homogenně a s minimem bublinek. Dvě rychlosti umožňují lepší kontrolu míchání.



Alghamix II **12.289 Kč**

+ 12 ks Hydrogum 5 **ZDARMA**



VARIOTIME BITE

Inovovaná postupně tuhnoucí silikonová hmota pro registraci skusu.

Variotime Bite **759 Kč**

(2×50 ml, 12 míchacích kanyl)

CERADENT

Plotýnkový vosk pro registraci skusu, tvárný již při mírně zvýšené teplotě.



Ceradent 1000g **489 Kč**



XANTOPREN M MUCOSA

Otiskovací materiál pro okraje funkčních otisků a kompletní otisky sliznice bezzubých čelistí.

Xantopren M Mucosa 140 ml **649 Kč**

Xantopren vytvrzovací pasta 60 ml **239 Kč**

KELÍMEK A LOPATKA NA OTISKOVAČÍ HMOTY

Středně tuhý kelímek o objemu 0,25l (průměr 11,5cm) a míchací lopatka na míchání alginátových otiskovacích hmot.

Kelímek **199 Kč**

Lopatka **139 Kč**



JEDNORÁZOVÁ STŘÍKAČKA EXPRESS XT INTRA-ORAL

Stříkačka se plní přímo z kartuše a usnadňuje přesné dávkování. Ve srovnání s běžnými pistolovými aplikátory zůstane v kanyle podstatně menší zbytek otiskovací hmoty.

Express XT Intra-oral Syringe 20ks **1.299 Kč**



PERMITE / GS-80

Permite – kvalitní směsný amalgám s vysokým obsahem stříbra a optimální konzistencí. V akci se dodává normálně a pomalu tuhnoucí.
Složení: Ag 56 %, Sn 27,9 %, Cu 15,4 %, In 0,5 %, Zn 0,2 %.
GS-80 – směsný ekonomický amalgám se 40% obsahem stříbra. V akci se dodává normálně a pomalu tuhnoucí. Složení slitiny: Ag 40 %, Sn 31,3 %, Cu 28,7 %.



Permite 400 mg 50 kapslí
normálně/pomalu tuhnoucí

1.389 Kč

GS-80 400 mg 50 kapslí
normálně/pomalu tuhnoucí

939 Kč

Permite 600 mg 50 kapslí
normálně/pomalu tuhnoucí

1.789 Kč

GS-80 600 mg 50 kapslí
normálně/pomalu tuhnoucí

1.289 Kč

Permite 800 mg 50 kapslí
normálně/pomalu tuhnoucí

2.589 Kč

GS-80 800 mg 50 kapslí
normálně/pomalu tuhnoucí

1.589 Kč



Při odběru 6 × GC kapslí
míchací přístroj **ZDARMA**

SILVER MIX 90

Univerzální míchací přístroj pro kapslové
dentální materiály. Příkon přístroje 70W.

ETCHING GEL

Gel pro leptání povrchu skloviny.

Etching gel
3,5g


289 Kč

(3,5g gelu, 10 aplikačních kanyl)

Etching gel 30g
balení JUMBO

919 Kč

(30g gelu, 2 aplikační stříkačky,
20 aplikačních kanyl)



Gluma Self Etch
4 ml

1.589 Kč

GLUMA SELF ETCH

Gluma Self Etch je jednosložkové adhezivum, které umožňuje aplikovat pouze v jedné vrstvě leptání, primer i bond. Kombinuje vysokou pevnost bondu a klinicky spolehlivé výplně, navíc má i desenzitizující efekt. Nový Self Etch s nanoplnivem je bondovací systém 7. generace, je bezpečný, spolehlivý a praktický.

G-MULTI PRIMER

Adhezivum pro zajištění trvalé vazby ke všem typům náhrad, používá tři různé chemické prostředky k dosažení perfektní adheze ve všech situacích.



G-Multi Primer
5 ml

1.649 Kč

INTERAKCE

CHARISMA TOPAZ

Světlem tuhnoucí, radioopákní, nano-hybridní kompozit založený na patentovaném TCD-matrixu. Charisma Topaz kombinuje snadné monochromatické vrstvení jako Charisma Classic s možností polychromatického vrstvení.

Charisma Topaz
úvodní sada **5.999 Kč**

(1 × 4 g stříkačka odstíny A2; A3; A3.5; B2; CL; OM, 4 ml Gluma Bond Universal, 2.5 ml Gluma Etch 35 Gel, příslušenství)



Charisma Topaz
4 g **899 Kč**

(Odstíny A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; C2; OL; OM; OD; CL; CO; BL nebo OB)



Charisma Topaz
základní sada **8.999 Kč**

(1 × 4 g stříkačka odstíny A1; A2; A3; A3.5; B2; C2; CL; OL; OM; OD, 4 ml Gluma Bond Universal, 2.5 ml Gluma Etch 35 Gel, příslušenství)

Filtek Z 550 4 g
jednotlivé odstíny **999 Kč**

(Do vyprodání zásob)



Filtek Z 550
zkušební sada **4.399 Kč**

(4 × 4 g odstíny A2, A3, A3.5, OA2, 1 × 6 g Adper Single Bond 2, 1 × 3 ml tuba Scotchbond leptací gel, příslušenství)

FILTEK Z 550

Nanohybridní univerzální kompozit pro frontální a distální úsek chrupu. Materiál se nelepí na nástroje, nestéká, je pevný, otěru odolný a snadno leštitelný. Dodává se v odstínech A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, OA2, OA3.

Filtek Z 550
zaváděcí sada **7.299 Kč**

(8 × 4 g odstíny A1, A2, A3, A3.5, B3, C2, D3, OA2, 1 × 6 g Adper Single Bond 2, 1 × 3 ml tuba Scotchbond leptací gel, příslušenství)

G-ÆNIAL FLO X, G-ÆNIAL UNIVERSAL FLO

G-æniaľ Flo X – rentgenoktrastní zatékavý kompozit s nízkou viskozitou.

G-æniaľ Universal Flo – samoleštící univerzální zatékavý kompozit.

G-æniaľ Universal Flo 3,4 g
jednotlivé odstíny **1.559 Kč**

G-æniaľ Flo X 3,6 g
jednotlivé odstíny **1.499 Kč**



G-æniaľ Universal Flo
+ G-premio Bond **5.699 Kč**

(G-æniaľ Universal Flo 3 × tuba A2 nebo A3, G-Premio Bond 5 ml, příslušenství)



HERCULITE XRV ULTRA FLOW

Radioopákní nanohybridní flow kompozit s nízkým objemovým smrštěním, snadno leštitelný a s vynikající pevností v ohybu. Dodává se v odstínech A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, D2, XL1, XL2 a univerzální opákní.

Herculite XRV Ultra Flow
2 × 2 g jednotlivé odstíny **899 Kč**

EQUIA FORTE

EQUIA Forte Fil je rychle tuhnoucí, estetický výplňový materiál s jedinečnou sklohybridní technologií s vysokou odolností proti prasklinám a opotřebením s uvolňováním fluoridu. Je neobyčejně odolná a váže se stejně dobře na všechny zubní struktury bez ohledu na věk. Použitím EQUIA Forte Coat, kompozitního laku s homogenně rozptýlenými částicemi, se vytvoří velmi pevný bulkový materiál, který představuje funkční alternativu amalgámu pro výplně v postranním úseku chrupu.



Equia Forte Fil A2 nebo A3,
klinické balení 200 ks

13.999 Kč

+ Equia Forte Fil
A2 nebo A3 50 ks

ZDARMA

Equia Forte 50 kapslí
jednotlivé odstíny nebo sortiment

3.999 Kč

FUJI II LC

Fuji II LC 50 kapslí
jednotlivé odstíny nebo sortiment

3.999 Kč

Estetický světle tuhnoucí skloionomerní výplňový cement.
Odstíny A1, A2, A3, A3,5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2.

Fuji II LC Improved 3 × 15g
odstíny A2, A3, B3 + 2 × 8g tekutina

7.729 Kč

Fuji II LC Improved 15g
jednotlivé odstíny

1.999 Kč



RIVA SELF CURE / RIVA SELF CURE HV

Radioopákní chemicky tuhnoucí skloionomerní výplňový materiál, který je díky vynikající adhezi, uvolňování fluoridu, vysoké pevnosti a estetice doporučován pro širokou škálu klinických aplikací. Riva SC HV má čtyřikrát vyšší viskozitu než Riva SC. Má výborný marginální uzávěr, zanedbatelné smrštění, a je proto vhodný pro velké výplně.

Riva Self Cure
prášek 15g, tekutina 6,9 ml

999 Kč

(odstíny A1, A2, A3, A3,5, A4, B2, B3, T-A2, T-A3, T-A3.5)



Riva Self Cure 50 kapslí
normálně nebo rychle tuhnoucí

2.739 Kč

(odstíny A1, A2, A3, A3,5, A4, B2, B3, T-A2,
T-A3, T-A3.5 nebo sortiment)

Riva Self Cure HV
50 kapslí

2.739 Kč

(odstíny A1, A2, A3, A3,5)



KETAC MOLAR EASYMIX A.R.T.

Ketac Molar Easymix A.R.T.
12,5g prášku A3, 8,5g tekutiny

1.199 Kč

Skloionomerní cement s vysokou pevností
pro výplně v distálním úseku.



BUILD-IT FR

Duálně tuhnoucí nebo samotuhnoucí kompozitní materiál vyztužený skleněnými vlákny určený k dostavbám jak vitálních, tak zejména endodonticky ošetřených zubů ve spojení se skleněnými či prefabrikovanými kovovými čepy. Dodává se v automix třikačkách, duálně tuhnoucí v odstínech A2, A3, OW a samotuhnoucí v odstínech modrá a zlatá.

Build-It FR 8,6g
jednotlivé odstíny

659 Kč

Build-It FR Intro Kit

2.179 Kč

(5 × 8,6g Build-It FR v odstínech A2, A3, opákní bílý,
modrý, zlatý, 40 × kanyly, 40 × intraorální koncovky)



INTERAKCE

DYCAL

Kalciumhydroxidový preparát pro přímé i nepřímé překrytí pulpy.

Dycal Dentine nebo Ivory **759 Kč**

(13 g báze + 11 g katalyzátoru)



CAVITON

Cavition 30g **469 Kč**



Provizorní výplňový materiál pro standardní kavity a po endodontickém ošetření. Tuhnutí se iniciuje vodou a slinami, snadno se odstraňuje.

PROTEMP 4

Kompozit pro zhotovení provizorních náhrad, který se vyznačuje vysokou odolností vůči frakturám, abrazivní stabilitou, vysokou estetikou a snadným zpracováním.

Protemp 4 jednotlivé odstíny 50 ml **2.759 Kč**

(A1, A2, A3, A3.5, B3, míchací kanyly 16 ks)

(Do vyprodání zásob)



Protemp 4 sada **4.699 Kč**

(50 ml odstín A2, 16 ks míchací kanyly, míchací pistole)



PREVISION CEM

PreVISION CEM je jednosložkový materiál tvrdnoucí působením vlhkosti určený pro fixaci provizorních korunek a můstků nebo pro provizorní fixaci dlouhodobých rekonstrukcí.

Prevision cem 37g **429 Kč**

GC G-CEM LINKFORCE

Nový univerzální adhezivní pryskyřičný cement se silnou vazbou ke všem materiálům. Univerzální, výkonné a funkční řešení všech úkolů spojených s adhezí.

G-CEM LinkForce Refill 8,7g (5 ml) **3.999 Kč**

(odstíny: A2, TL, OPAQUE nebo BL)

G-CEM LinkForce System Kit **8.888 Kč**

(G-CEM LinkForce A2+TL 8.7g (5 ml), G-Multi Primer (5 ml), G-Premio Bond (5 ml), G-Premio Bond DCA (3 ml), GC Etchant 4.8g (3.6 ml), G-CEM LinkForce Try-In Paste A2+TL 1.5g (1.2 ml), příslušenství)

G-CEM LinkForce Starter Kit A2 nebo TL 8,7g (5 ml) **4.899 Kč**

(G-CEM LinkForce A2/TL 8.7g (5 ml), G-Multi Primer (5 ml), G-Premio Bond (5 ml), G-Premio Bond DCA (3 ml), příslušenství)



SEALAPEX

Polymerní kalcium-hydroxidová výplň kořenového kanálku. Je rentgenokonstrastní, tuhne v kořenovém kanálku, je kompatibilní s gutaperčovými čepý.



Sealapex **769 Kč**

(12 g báze, 12 g katalyzátor, míchací podložka)



SmearClear 110 ml **699 Kč**

SMEARCLEAR

Přípravek s vylepšeným složením 17% EDTA s kyselinou citrónovou pro důsledné odstranění smear layer. Čistí dentinové kanálky od zbytků organických materiálů, ideální pro finální irigaci.

FIBREKLEER 4X

Skelnými vlákny vyztužené kompozitní intrapulpální čepý. Vyznačují se vysokou pevností v ohybu a tlaku a zároveň vysokou elasticitou, ohýbají se stejně jako dentin. Jsou vysoce radioopákné a jejich povrch je silanizován pro lepší vazbu s fixačním pryskyřičným cementem. Jsou dodávány ve tvarech Tapered (průměr 1,25 mm; 1,375 mm; 1,5 mm), Parallel (průměr 1,00 mm; 1,25 mm; 1,5 mm) a Original (průměr 1,00 mm; 1,25 mm; 1,5 mm).




FibreKleer 4X Parallel nebo Original Post Kit **1.549 Kč**

(5 × čep 1,00 mm; 5 × čep 1,25 mm; 5 × čep 1,5 mm; 1 × vrtáček 1,00 mm; 1 × vrtáček 1,25 mm; 1 × vrtáček 1,5 mm)

FibreKleer 4X Tapered Post Kit **1.949 Kč**

(5 × čep 1,25 mm; 5 × čep 1,375 mm; 5 × čep 1,5 mm; 1 × vrtáček 1,25 mm; 1 × vrtáček 1,375 mm; 1 × vrtáček 1,5 mm)



FibreKleer čepý Parallel nebo Original jednotlivé velikosti **819 Kč**

Vrtáčky FibreKor Drill Tapered jednotlivé velikosti **679 Kč**



Vrtáčky FibreKor Drill Parallel nebo Original jednotlivé velikosti **329 Kč**

FibreKleer čepý Tapered jednotlivé velikosti **729 Kč**

K-FILE

Ø max. 450–800

Balení 6 ks, sortiment po 1 ks (cena za balení)



Dřík	L	Obj. číslo	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080
654	L = 21	173.21.654. ...	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080
654	L = 25	173.25.654. ...	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080
654	L = 28	173.28.654. ...	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080
654	L = 31	173.31.654. ...	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080
		Cena Kč	139,-	139,-	99,-	99,-	99,-	99,-	99,-	99,-	139,-	139,-	139,-	139,-	139,-	139,-

Dřík	L	Sortiment	Obj. číslo	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080	Cena Kč
654	L = 21	Sortiment	173.21.654.S01															139,-
			173.21.654.S02															139,-
654	L = 25	Sortiment	173.25.654.S01															139,-
			173.25.654.S02															139,-
654	L = 28	Sortiment	173.28.654.S01															139,-
			173.28.654.S02															139,-
654	L = 31	Sortiment	173.31.654.S01															139,-
			173.31.654.S02															139,-

Manuální opracování: použijte pilovací pohyby současně s rotačními pohyby, max. 45° po směru hodinových ručiček.

INTERAKCE

POLANIGHT

Polanight je vysoce viskózní pH neutrální gel obsahující fluor a karbamid peroxidu, určený pro kosmetické bělení. Směs gelů s vysokým obsahem vody zajišťuje minimální citlivost a výborný výsledek po aplikaci.



Polanight 16%
4 x 1,3 g

939 Kč



GLUMA DESENSITIZER

Přípravek pro použití v hypersenzitivních cervikálních oblastech. Po aplikaci je zajištěna okamžitá úleva od bolesti a dlouhodobá ochrana.

Gluma Desensitizer
5 ml

1.439 Kč

CLEANPOLISH A SUPERPOLISH

Osvědčená čistící a lešticí pasta (CleanPolish) a pasta pro vysoký lesk (SuperPolish). Používají se pro leštění přirozených zubů, kompozitů, amalgámů, skloionomerů a zlata. CleanPolish má RDA 43,8 a SuperPolish RDA 9,8.



CleanPolish 50 g

289 Kč

SuperPolish 50 g

289 Kč



TOOTH MOUSSE / MI PASTE

Tooth Mousse – bioaktivní dentální krém bez cukru s obsahem Reacaldentu pro obnovení minerální rovnováhy v dutině ústní. Používá se u pacientů se salivárními vadami, se ztíženou ústní hygienou, po bělení zubů a ke snížení přecitlivělosti dentinu.
MI Paste Plus – pasta s obsahem Reacaldentu a fluoridu. Používá se např. pro pacienty s vyšším rizikem agresivního zubního kazu a ztrátou zubní tkáně, v průběhu ortodontické léčby, v době těhotenství.

Pasty se dodávají v pěti příchutích: meloun, jahoda, tutti-frutti, máta a vanilka.

Tooth Mousse / MI Paste
jednotlivé příchutě 40 g

499 Kč

Tooth Mousse / MI Paste
Promo balení 5 + 1

2.499 Kč



PROFYLAKTICKÉ KARTÁČKY

Kalíšky z přírodních vláken nebo nylonu. Nylonové kartáčky se dodávají ve dvou tvrdostech – měkkí růžové a střední bílé.



Profylaktický kartáček
nylon růžový 1 ks

12 Kč

Profylaktický kartáček
přírodní / nylon bílý 1 ks

19 Kč



ARTIKULAČNÍ PAPÍR

Artikulační papír v barvě modré, červené nebo modročervené k úpravě okluzálních ploch.



Artikulační papír
proužky 12×10 listů

119 Kč



Artikulační papír
podkovy 6×10 listů

199 Kč

BROUSICÍ PÁSKY DIAMANTOVÉ

Pásky s hladkým
okrajem 10 ks

899 Kč

Pásky s pilkovým
okrajem 10 ks

1.099 Kč

Brousicí pásky diamantové s hladkým okrajem ve třech hrubostech (extra jemné, jemné, střední) a dvou šířkách (2.5, 3.75 mm). Pásky s pilkovým okrajem ve dvou hrubostech (extra jemné, jemné) a šířce 3.75 mm. Perforované pásky s hladkým nebo pilkovým okrajem ve třech hrubostech (extra jemné, jemné, střední) a dvou šířkách (2.5, 3.75 mm).



Perforované pásky
s hladkým okrajem 10 ks

999 Kč

Perforované pásky
s pilkovým okrajem 10 ks

1.099 Kč

STRIPROLL

Transparentní polyesterové pásky síly 0,05 mm v šířkách 6, 8 nebo 10 mm pro práci s kompozitními materiály.

Striproll 15 m transparentní
různé šířky

319 Kč



687

686

685

SOF-LEX SPIRAL

Sof-lex disky je dvoukrokový systém k dosažení vysokého stupně přirozeného lesku. Spirálový tvar se přizpůsobí všem povrchům a dosáhne i do obtížně přístupných oblastí z jakéhokoliv úhlu.



Sof-lex Spiral zaváděcí balení

959 Kč

(5 ks předleštící disky, 5 ks diamantové leštící disky, 1 ks mandrel)

Sof-lex Spiral 15 ks
předleštící disky

1.149 Kč

Sof-lex Spiral 15 ks
diamantové leštící disky

1.499 Kč

FLEXI-SNAP

Speciální oboustranně sypané leštící disky ve čtyřech hrubostech o průměrech 12 nebo 8 mm.

Flexi-Snap sada

1.099 Kč

(po 20 discích ve čtyřech hrubostech a dvou průměrech, 2 mandrelly)

Flexi-Snap
jednotlivé druhy 50 ks


349 Kč

Flexi-Snap
mandrel RA

79 Kč



Ø mm	12	8	12	8
OBJ. Č.	1260UM	1261UM	1270UM	1271UM



Ø mm	12	8	12	8	4
OBJ. Č.	1280UM	1281UM	1290UM	1291UM	4038RA

INTERAKCE


VRTÁČKY NA DENTIN

Speciální typ tvrdokovového vrtáčku pro selektivní odstranění kariesu a měkkého dentinu při současném zachování zdravého tvrdého dentinu. Speciální tvar břitů umožňuje jemnou exkavaci bez vibrací.

139 Kč

Selective dentin remover

U_{max} 50 000
Balení 5 ks (cena za 1 ks)




Dřík	OBJ. Č.	014	016	018
204 RA	C1SDR.204...	014	016	018

Tvar H31RPC

Válec zaoblený

U_{max} 60.000–160.000

Balení 5 ks (cena za 1 ks)



L mm	4,2	4,2
ø ^{1/10} mm	010	012
Dřík 314 FG	OBJ. Č.	H31RPC.314...
		010
		012

Dřík 314 FG OBJ. Č. H31RPC.314...

NÁSTROJ POWERCUT

Speciální tvrdokovový rotační nástroj zejména na efektivní rozřezávání kovových korunek a rychlé odstranění starých amalgámových výplní. Při použití je nezbytně nutné chladit vodou.

PowerCut H31RPC

79 Kč

VZORNÍK VITAPAN CLASSICAL

Klasický Vita vzorník obsahuje 16 odstínů: červenohnědé (A1, A2, A3, A3.5, A4), červenožluté (B1, B2, B3, B4), šedé (C1, C2, C3, C4), červenošedé (D2, D3, D4). Vzorník je možné rozšířit o extrasvětlé bleach odstíny OM1, OM2, OM3.



Vitapan Classical

1.999 Kč

Vitapan Classical
s Bleach odstíny

2.299 Kč

Barevné
skleničky 5 ks

1.399 Kč



Opálové
skleničky 5 ks

1.699 Kč

SKLENIČKY NA MEDIKAMENTY

Skleničky z barevného nebo z opálového skla s barevným proužkem pro medicínální roztoky.

Kovová spona
pro stojánek

599 Kč

Opálový stojánek
rovný

799 Kč

JEDNORÁZOVÉ APLIKAČNÍ ŠTĚTEČKY

Jednorázové ohebné štětečky, nejsou nasákové, materiál ulpívá pouze na povrchu a jsou odolné vůči rozpouštědlům. Dodávají se po 400 ks ve variantách Medium (modré), Fine (zelené), Superfine (fialové) nebo v sadě (100× Medium, 200× Fine, 100× Superfine).

2 + 1 balení ZDARMA

Zásobník na
aplikační štětečky

199 Kč

Aplikační štětečky
400 ks

979 Kč



SAVKY TRANSPARENTNÍ

Transparentní jednorázové savky z odolného plastu je možné díky vloženému drátku jednoduše tvarovat.

Savky transparentní
100 ks, délka 15 cm

69 Kč



NITRILOVÉ RUKAVICE

Vyšetřovací rukavice s mikrotexturovaným povrchem pro lepší manipulaci s nástroji. Jsou hypoalergenní, určeny zejména pro osoby alergické na latex.

Velikosti XS, S, M, L, XL.

Nitrilové rukavice
nepudrované 100 ks

169 Kč



ROUŠKY

Barevné roušky s vloženým drátkem pro snadné tvarování a fixaci.

Roušky s gumičkou / s úvazky
50 ks (zelené, modré nebo bílé)

119 Kč

SADY LEŠTICÍCH ROTAČNÍCH NÁSTROJŮ

TopGloss sada
na leštění kompozitů

1.999 Kč



Obj. č. 1945

DiaGloss sada
na kompozity


1.599 Kč



Obj. č. 1940

Sada na konečnou
úpravu kompozitů

1.099 Kč



Obj. č. 0790

Sada na keramické
estetické fazety

1.099 Kč



Obj. č. 0390

CeraGloss sada
na leštění keramiky I

3.399 Kč



Obj. č. 30045

CeraGloss sada
na leštění keramiky II

1.799 Kč



Obj. č. 30040

Sada na leštění
amalgámu

499 Kč



Obj. č. 0990

Sada na opracování
a leštění amalgámu

1.099 Kč



Obj. č. 0991

Sada pro profylaxi

599 Kč



Obj. č. 0089

Sada pro ortodocii

2.199 Kč



Obj. č. 0080

Sada na úpravu
zubních náhrad

889 Kč



Obj. č. 0090

Lešticí sada
na pryskyřice

499 Kč



Obj. č. 0630

INTERAKCE

BECHTOZID SENSITIVE

Sprej pro čištění a dezinfekci povrchů zdravotnických nástrojů a pomůcek, jako např. tácků a násadců. Je velmi účinný a zároveň šetrný ke všem materiálům. Má nízký obsah alkoholu, proto jej lze použít i na povrchy citlivé na alkohol. Je účinný proti bakteriím a houbám během 1 minuty, během 5 minut účinkuje proti M. Terrae a HBV/HCV/HIV/BVDV a Vaccinia viry inaktivuje během 1 minuty. Dodává se bez parfemace nebo se svěží citrusovou vůní.



Bechtozid Sensitive 1 litr
bez parfemace / citrus **299 Kč**

Bechtozid Sensitive 5 litrů
bez parfemace / citrus **999 Kč**



OROLIN BURBATH

Bezaldehydový roztok pro dezinfekci rotačních nástrojů. Maximální čisticí účinnost a krátká doba expozice. Roztok je připraven k přímému použití, je biologicky odbouratelný.

Orolin Burbath
2 litry **529 Kč**

Orolin Burbath
5 litrů **1.249 Kč**


DENTIRO WIPES

Vlhčené ubrousky připravené k okamžitému použití určené pro rychlou dezinfekci a čištění malých povrchů a zdravotnického vybavení.

Dentiro Wipes náhradní balení
120 ks Classic, Floral nebo Lemon **219 Kč**

(Nelze kombinovat s dalšími slevami)

4 + 2 balení ZDARMA



TST Helix proužky 30 ks,
tělísko Helix **1.699 Kč**

TST Helix proužky 250 ks,
tělísko Helix **4.699 Kč**

TST HELIX

Proužky pro kontrolu správného průniku páry ke sterilizovaným předmětům při parní sterilizaci. Indikátor neobsahuje olovo ani jiné těžké kovy a není toxický. Samolepicí vrstva na rubové straně usnadňuje vložení do systému dokumentace sterilizace.

NÁDOBY NA DEZINFEKCI

Plastové nádoby na dezinfekci s perforovanou vložkou. Dodávají se s průhledným (4 litry) nebo neprůhledným (3 litry) víkem.

Nádoba na dezinfekci
s průhledným víkem **1.799 Kč**

Nádoba na dezinfekci
s neprůhledným víkem **1.199 Kč**



SAFARGAM NG2 / SAFARGAM PLUS

Slitiny s vysokým obsahem mědi pro dentální amalgám bez fáze gama 2.
Safargam NG2 – složení: Ag 42 %, Sn 31,5 %, Cu 26,5 %.
Safargam Plus – složení: Ag 50 %, Sn 29,9 %, Cu 20,1 %.

Safargam NG2
250 g **3.799 Kč**

Původní cena: 5.475 Kč

Safargam Plus
250 g **4.399 Kč**

Původní cena: 6.231 Kč

Safargam Plus
500 g **8.499 Kč**

Původní cena: 12.291 Kč



HERCULITE XRV ULTRA FLOW

Radioopákní nanohybridní flow kompozit s nízkým objemovým smrštěním, snadno lešitelný a s vynikající pevností v ohybu.

Herculite XRV Ultra Flow 2×2 g
odstín A1 (exp. 10/2017) **499 Kč**

Původní cena: 1.172 Kč

Herculite XRV Ultra Flow 2×2 g
odstín UO (exp. 10/2017) **499 Kč**

Původní cena: 1.172 Kč

Herculite XRV Ultra Flow 2×2 g
odstín A2 (exp. 12/2017) **649 Kč**

Původní cena: 1.172 Kč

Herculite XRV Ultra Flow 2×2 g
odstín UO (exp. 12/2017) **549 Kč**

Původní cena: 1.172 Kč

KARPULOVÉ JEHLY SOPIRA

Sterilní kanyly s dvojitým fazetovaným ostřím a speciálním silikonovým povlakem pro zajištění snadného průchodu tkáněmi.



Karpulové jehly 100 ks
rozměry 0.3×12, 0.3×16 **189 Kč**

Původní cena: 285 Kč



ČÍPKY S KÓNICITOU

Papírové a gutaperčové čípky v ISO velikosti 15 s kónicitou 0.6 nebo 0.4.

Papírové čípky 100 ks
ISO 15 kónicita 0.6 / 0.4 **99 Kč**

Původní cena: 175 Kč

Gutaperčové čípky 60 ks
ISO 15 kónicita 0.6 (exp. 11/2017) **129 Kč**

Původní cena: 256 Kč

MASTERTORQUE LUX M9000L

Světelná turbínka s tlačítkovým upínáním, sterilizace do 135°C. Pohodová a bezpečná práce díky Direct Stop Technology (DST), výkon 23W, hluchost 57 dB, výměnný mikrofiltr.



Mastertorque Lux M9000L
stříbrná **26.990 Kč**

Původní cena: 39.157 Kč

V jednoduchosti



RelyX™ Ultimate Clicker™

je



RelyX™ U200 Clicker™

krása.



Ketac™ Cem Plus Clicker™

**3M se zaměřuje
na poskytování
jednoduchých
řešení.**

(Do vyprodání zásob)

Relyx Ultimate Clicker
zkušební balení

2.949 Kč

Relyx U200 Clicker 11 g
(transparent, A2 nebo A3 opákní)

3.859 Kč

Ketac Cem Plus Clicker 11 g

2.449 Kč

INTERDENT®

10000 Praha 10, Foerstrova 12, tel./fax: 274 783 114

OBCHODNÍ ZÁSTUPCI:



- Ivana Škulavíková Mottlová, tel.: 733 663 406 / Karlovarsko, Ústecko, Šluknovsko, Kladensko
- Zita Antošová, tel.: 733 647 117 / Plzeňský kraj, Berounsko, Rakovnicko
- Daniela Horáková, tel.: 739 039 927 / Praha, Středočeský kraj
- Monika Kolátorová, tel.: 604 245 670 / Praha, Středočeský kraj
- Jan Jaša, tel.: 731 576 099 / Jihomoravský kraj