

# INTERAKCE

2017



# INTERDENT®

100 00 Praha 10, Foerstrova 12 • tel./fax: 274 783 114, 274 814 404, 274 820 130 • interdent@interdent.cz • www.interdent.cz

# Charisma Topaz

Světlem tuhnoucí, radioopákní, **nano-hybridní kompozit** založený na patentovaném TCD-matrixu. Charisma Topaz kombinuje snadné monochromatické vrstvení jako Charisma Classic s možností polychromatického vrstvení.

Charisma Topaz nabízí stejné **klinické indikace** jako Charisma Opal:

- Přímé výplně kavit třídy I–V (podle G.V. Blacka)
- Přímé kompozitní fazety
- Korekce tvaru zubů (např. diastémy, vrožené defekty zubů, atd.)
- Dlahování uvolněných zubů vlivem traumatu nebo periodontální choroby
- Nepřímé výplně (inlaye, fazety)
- Opravy mléčného chrupu
- Preprotetická dostavba pahýlů
- Opravy keramiky, kompozit (v kombinaci s adekvátním setem na opravy)



Charisma Topaz 4 g **799 Kč**

(Odstíny A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; C2; OL; OM; OD; CL; CO; BL nebo OB)

Charisma Topaz úvodní sada **9.499 Kč**

(1 × 4 g stříkačka odstíny A1; A2; A3; A3.5; B2; C2; CL; OL; OM; OD, 4 ml Gluma Bond Universal, 2.5 ml Gluma Etch 35 Gel, příslušenství)

Charisma Topaz základní sada **5.999 Kč**

(1 × 4 g stříkačka odstíny A2; A3; A3.5; B2; CL; OM, 4 ml Gluma Bond Universal, 2.5 ml Gluma Etch 35 Gel, příslušenství)

**NOVINKA**



- Měkká, stabilní konzistence, nelepí se
- Systém plniva s nanočásticemi umožňuje dokonalou lešitelnost
- Dlouhý pracovní čas i pod vlivem operačního světla
- Kombinuje vysokou pevnost s minimálním smrštěním
- Dobrá úroveň radioopacity
- Kompatibilní s běžně používanými bondovacími materiály a technikami



## ELASTIC CROMO

Alginátová otkovaci hmota s barevnou indikací průběhu tuhnutí a možností odlítní otisku až po 120 hodinách.



Elastic Cromo 450g **119 Kč**

## HYDROGUM 5

Hydrogum 5 453g **249 Kč**



Velmi rychle tuhnucci alginátová otkovaci hmota se stabilitou otisku až 120 hodin. Snadno se míchá, je tixotropní. Barva fialová, pŕichuť exotického ovoce.

## OPTOSIL / XANTOPREN

Velmi výhodné balení kvalitní kondenzační silikonové otkovaci hmoty.

Optosil / Xantopren **949 Kč**

(900 ml Optosil Comfort Putty + 140 ml Xantopren L + 60 ml vytvrzovací pasty)



Optosil Comfort Putty 900ml **469 Kč**


Xantopren L 140ml **289 Kč**

Vytvrzovací pasta 60ml **239 Kč**

Stomaflex Putty 1300g **529 Kč**

Stomaflex Light/Very Light 130g **219 Kč**

Stomaflex Catalyst Gel 60g **209 Kč**



## STOMAFLEX

Inovovaný tradiční otkovaci materiál – jednodušší míchání a dávkování, snížená lepkovitost, měkčí struktura, optimalizovaná doba míchání, zpracování i tuhnutí. Gelový katalyzátor je možné použít pro Putty, Light i řidší Very Light.

Stomaflex Putty + Light/Very Light + Catalyst Gel **799 Kč**

## IMPRINT 4

Imprint 4 je nejrychleji tuhnucci A-silikonová otkovaci hmota díky aktivnímu samozahřívání. Chemická reakce způsobí, že se hmota aktivně a rychle zahřeje na tělesnou teplotu po uplynutí pracovního času, čímž výrazně urychlí tuhnutí. Je vysoce hydrofilní, dokonce i ve viskózním stavu, a díky své optimální zatékavosti zachytí i ten nejmenší detail. Dodává se ve sladěných kontrastních barvách, různých viskozitách, s různými pracovními časy a dobou tuhnutí. Má příjemnou mátovou chuť.

Imprint 4 Penta Putty/Heavy/Super Quick Heavy 2x360ml **5.999 Kč**

(Do vyprodání zásob)

Imprint 4 Super Quick Ultra Light/Light/Regular Imprint 4 Light/Regular 4x50ml **2.899 Kč**

Imprint 4 Penta Putty/Heavy/Super Quick Heavy **2.979 Kč**

(Zkušební balení: báze a katalyzátor 360 ml, krém 50 ml, 15x kanyla, 5x koncovka)



# INTERAKCE

## XANTOPREN M MUCOSA

Otiskovací materiál pro okraje funkčních otisků a kompletní otisky sliznice bezzubých čelistí.

Xantopren M Mucosa  
140 ml

**679 Kč**

Xantopren  
vytvrzovací pasta 60 ml

**239 Kč**



Ceradent 1000 g

**479 Kč**



## CERADENT

Plotýnkový vosk pro registraci skusu, tvárný již při mírně zvýšené teplotě.

## PODKOVY PRO REGISTRACI SKUSU

Voskové podkovy pro registraci skusu vyztužené gázou.

Voskové podkovy  
20 ks

**559 Kč**



## TISSUE CONDITIONER

Měkký akrylový rebazovací materiál k podkládání zubních snímacích náhrad. Lze jej použít i k ošetření tkání a zhotovení funkčních otisků. Doba tuhnutí v ústech je 5 minut, je možné opakovaně přidávat nový materiál.

Tissue conditioner  
růžový / bílý

**2.899 Kč**

(90g prášek, 101 ml tekutina,  
15 ml Coating Agent, příslušenství)

## KELÍMEK A LOPATKA NA OTISKOVAČÍ HMOTY

Středně tuhý kelímek o objemu 0,25l (průměr 11,5cm) a míchací lopatka na míchání alginátových otiskovacích hmot.

Kelímek

**199 Kč**

Lopatka

**139 Kč**



## STŘÍKAČKA NA OTISKOVAČÍ HMOTY

Kovová stříkačka pro přesné nanášení nízkoviskózních otiskovacích hmot. Aplikace je s ní snazší a přesnější.

Stříkačka na OH  
+ 10 ks koncovky + štěteček

**1.599 Kč**

## SAFARGAM NG2

Slitina s vysokým obsahem mědi pro dentální amalgám bez fáze gama 2. Vyznačuje se dobrou odolností vůči korozi, vysokou pevností v tlaku, nízkou hodnotou tečení a malou objemovou změnou.

Safargam NG2  
250 g **3.999 Kč**

Safargam NG2  
500 g **7.899 Kč**

(Do vyprodání zásob)



## PISTOLE NA AMALGÁM

Plastové pistole pro snadnou aplikaci amalgámů.

Pistole na amalgám  
38°, 45° nebo 90° **319 Kč**

## KELÍMEK NA AMALGÁM

Speciální tvar dna kelímku umožňuje snadné a bezpečné plnění amalgámových pistolí. Průměr kelímku je 3,5 cm, výška 3,5 cm.

Kelímek na amalgám **429 Kč**



## ETCHING GEL

Gel pro leptání povrchu skloviny.



Etching gel  
3,5 g **269 Kč**

(3,5 g gelu, 10 aplikačních kanyl)

Etching gel 30 g  
balení JUMBO **879 Kč**

(30 g gelu, 2 aplikační stříkačky,  
20 aplikačních kanyl)

## G-BOND

Jednosložkové samoleptací světlem tuhnoucí adhezivum. Velmi jednoduchá manipulace, pouze třicetisekundový pracovní postup, lze aplikovat na vlhkou sklovinu nebo dentin.



G-Bond 5 ml **2.099 Kč**



## GLUMA 2BOND

Nové adhezivum 5. generace s nanofilním plnivem. Zajišťuje priming, bonding i desensitizaci při aplikaci jediné vrstvy v jediném kroku po naleptání skloviny a dentinu. Díky vynikající okrajové adaptaci a vysoké vazebné síle na sklovinu a dentin je Gluma 2Bond perfektním řešením pro typické aplikace dvoukrokových adhezivních systémů.

Gluma 2Bond 4 ml **1.499 Kč**

Gluma 2Bond sada **1.799 Kč**

(4 ml Gluma 2Bond, 2 x 2,5 ml Gluma Etch 20 Gel)

# INTERAKCE

## CHARISMA FLOW

Hybridní zatékavý radioopákní světlem polymerující flow kompozit.

Charisma Flow 1,8g  
jednotlivé odstíny

**549 Kč**



Charisma Flow  
sada 4 × 1,8g

**2.149 Kč**

(odstíny A1, A2, A3, Baseline)



## FILTEK Z 550

Filtek Z 550 4g  
jednotlivé odstíny

**849 Kč**

(Do vyprodání zásob)

Filtek Z 550  
zkušební sada

**4.399 Kč**

(4 × 4g odstíny A2, A3, A3.5, OA2,  
1 × 6g Adper Single Bond 2,  
1 × 3 ml tuba Scotchbond leptací gel, příslušenství)



Filtek Z 550  
zaváděcí sada

**7.199 Kč**

(8 × 4g odstíny A1, A2, A3, A3.5, B3, C2, D3,  
OA2, 1 × 6g Adper Single Bond 2, 1 × 3 ml tuba  
Scotchbond leptací gel, příslušenství)

## EVERX POSTERIOR

Vlákný zesílený kompozit nahrazující dentin, používaný společně s konvenčními kompozity (např. G-aenial Posterior), které nahrazují sklovinu. Vlákna zabraňují vzniku a šíření prasklin, které jsou považovány za hlavní příčinu selhání kompozitních výplní. Tato vlákna z něj činí perfektní materiál pro zesílení všech rozsáhlých kompozitních výplní. Díky svým jedinečným vlastnostem otevírá everX Posterior nové možnosti pro sanaci rozsáhlých kavit formou přímé výplně. Polymerovat lze až 5 mm silnou vrstvu materiálu, materiál se váže ke kompozitu i zubním tkáním.



everX Posterior  
15 × 0,25g

**1.999 Kč**

everX Posterior  
50 × 0,25g

**6.199 Kč**

everStick  
Combi sada

**6.599 Kč**

(everStick C&B 8cm, everStick Perio 8cm,  
everStick NET 30cm<sup>2</sup>, everStick Post 1.2  
5 čepů, Stick Stepper nástroj,  
StickRefix D silikonový nástroj)



everStick C&B  
1 × 8cm

**1.999 Kč**

everStick Perio  
1 × 8cm

**1.899 Kč**

## EVERSTICK

Výztuže ze skleněného vlákna everStick jsou vyrobeny ze silanizovaných skelných vláken a matrice ze světlem tuhnoucí pryskyřice. Vlákna mají skvělé mechanické vlastnosti, jsou pevná a mají elasticitu podobnou dentinu. EverStick C&B je vhodný pro můstky ukotvené na povrchu, pro inlejšové a onlejšové můstky, pro hybridní, provizorní a laboratorně zhotovené můstky. EverStick Perio se používá pro periodontální dlahování a kombinace periodontální dlahy a můstku ukotveného na povrchu. EverStick Post je přizpůsobivý, polymerem a pryskyřicí impregnovaný čep ze skelných vláken.



everStick  
Intro sada

**2.899 Kč**

(everStick C&B 8cm, everStick Perio 8cm,  
StickRefix D silikonový nástroj)



## KETAC MOLAR EASYMIX A.R.T.

Skleionomerní cement s vysokou pevností pro výplně v distálním úseku.

Ketac Molar Easymix A.R.T.  
15 g prášku A3, 10 g tekutiny **1.249 Kč**



## EQUIA

Oblíbený skleionomerní výplňový systém, který se skládá z materiálů Equia Fil a samo-adhezivního ochranného laku s nanočásticemi Equia Coat. Dodává se v barvách A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, SW nebo sortiment, Promo Pack v barvách A2-A2, A2-A3, A3-A3.



Equia Promo Pack **7.999 Kč**

(2 x 50 kapslí Equia Fil, 4 ml Equia Coat)

Equia Fil kapsle 50 ks  
jednotlivé odstíny **3.499 Kč**

Equia Coat 4 ml **1.899 Kč**

## RIVA LIGHT CURE / RIVA LIGHT CURE HV

Radioopákní světlem tuhnucí pryskyřicí modifikovaný skleionomerní výplňový materiál s vysokou viskozitou. Díky vynikající adhezi, uvolňování fluoridů, vysoké pevnosti a estetice je doporučován pro širokou škálu klinických aplikací. Viskozita Riva Light Cure HV je desetkrát vyšší než u Riva LC.

Riva Light Cure  
50 kapslí **2.589 Kč**

(odstíny A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, Bleach, sada)

Riva Light Cure HV  
50 kapslí **2.589 Kč**

(odstíny A1, A2, A3, A3.5, B1)

Riva Light Cure  
prášek 15g, tekutina 7,2 ml **1.199 Kč**

(odstíny A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, Bleach)



## ADHESOR N

Dvousložkový cement, používá se např. pro podložky pod amalgámové nebo kompozitní výplně, dočasné výplně, k fixaci korunek a můstků. Dodává se v odstínech 1 a 2.



Adhesor N  
80 g prášku + 55 g tekutiny **259 Kč**

## GC G-CEM LINKFORCE

Nový univerzální adhezivní pryskyřičný cement se silnou vazbou ke všem materiálům. Univerzální, výkonné a funkční řešení všech úkolů spojených s adhezí.

G-CEM LinkForce  
Refill 8,7 g (5 ml) **3.999 Kč**

(odstíny: A2, TL, OPAQUE nebo BL)

G-CEM LinkForce System Kit **8.888 Kč**

(G-CEM LinkForce A2, T 8.7 g (5 ml), G-Multi PRIMER (5 ml), G-Premio BOND (5 ml), G-Premio BOND DCA (3 ml), GC Etchant 4.8 g (3.6 ml), G-CEM LinkForce Try-In Paste A2, TL 1.5 g (1.2 ml), příslušenství)

G-CEM LinkForce Starter Kit  
A2 nebo TL 8,7 g (5 ml) **4.899 Kč**

(G-Multi PRIMER (5 ml), G-Premio BOND (5 ml), příslušenství)

**NOVINKA**



# INTERAKCE

## FUJI PLUS

Fixační skloionomerní cement s mimořádně silnou vazbou ke všem materiálům. Odstín A3.

Fuji Plus **3.149 Kč**

(15 g prášku, 7 ml tekutiny, 6,5 ml kondicioneru)



Fuji Plus kapsle 50 ks **3.499 Kč**



## BUILD-IT FR

Build-It FR 8,6 g jednotlivé odstíny **649 Kč**

Build-It FR Intro Kit **2.179 Kč**

(5 x 8,6 g Build-It FR v odstínech A2, A3, opákní bílý, modrý, zlatý, 40x kanyly, 40x intraorální koncovky)

Duálně tuhnutí nebo samotuhnutí kompozitní materiál vyztužený skleněnými vlákny určený k dostavbám jak vitálních, tak zejména endodonticky ošetřených zubů ve spojení se skleněnými či prefabrikovanými kovovými čepy. Dodává se v automix stříkačkách, duálně tuhnutí v odstínech A2, A3, OW a samotuhnutí v odstínech modrá a zlatá.

## DYCAL

Kalciumhydroxidový preparát pro přímé i nepřímé překrytí pulpy.



Dycal Dentine nebo Ivory **759 Kč**

(13 g báze + 11 g katalyzátoru)

## PROTEMP 4

Kompozit pro zhotovení provizorních náhrad, který se vyznačuje vysokou odolností vůči frakturám, abrazivní stabilitou, vysokou estetikou a snadným zpracováním.

(Do vyprodání zásob)

Protemp 4 jednotlivé odstíny 50 ml **2.869 Kč**

(A1, A2, A3, A3.5, B3, míchací kanyly 16 ks)

Protemp 4 sada **4.699 Kč**

(50 ml odstín A2, 16 ks míchací kanyly, míchací pistole)

## CAVITON

Provizorní výplňový materiál pro standardní kavity a po endodontickém ošetření. Tuhnutí se iniciuje vodou a slinami, snadno se odstraňuje.



Cavition 30g **449 Kč**

## ADHESOR TC / ADHESOR TC NE

Adhesor TC – zinkoxid-eugenolový provizorní fixační cement.  
Adhesor TC NE – provizorní fixační cement bez obsahu eugenolu.

Adhesor TC **479 Kč**

(85 g báze, 25 g katalyzátor)

Adhesor TC NE **479 Kč**

(85 g báze, 25 g katalyzátor)



## PERMA EVOLUTION

Dvosložková definitivní kořenová výplň ve dvojité automix stříkačce. Neobsahuje jodoform ani paraformaldehyd, je rentgenkontrastní, biokompatibilní a má i silné mikrobiocidní účinky. Je objemově stálá, má silnou adhezi k dentinu a snadno se zpracovává.



Perma Evolution  
12g **969 Kč**

Perma Evolution sada **999 Kč**

(Do vyprodání zásob)

(12g Perma Evolution, 20ks míchací kanyly, 20ks koncovky)

## FILECARE



Lubrikační přípravek, který šetří kořenové nástroje a usnadňuje odstranění debris z kořenového kanálku. Umožňuje tubulární penetrace medikamentů a výplňových materiálů.

FileCare  
5 x 3 ml **1.699 Kč**

FileCare 3 ml **369 Kč**

## FIBREKLEER 4X

**NOVINKA**

Skelnými vlákny vyztužené kompozitní intrapulpální čepy. Vyznačují se vysokou pevností v ohybu a tlaku a zároveň vysokou elasticitou, ohýbají se stejně jako dentin. Jsou vysoce radioopákní a jejich povrch je silanizován pro lepší vazbu s fixačním pryskyřičným cementem. Jsou dodávány ve tvarech Tapered (průměr 1,25 mm; 1,375 mm; 1,5 mm) Parallel (průměr 1,00 mm; 1,25 mm; 1,5 mm) a Original (průměr 1,00 mm; 1,25 mm; 1,5 mm).




FibreKleer 4X  
Parallel nebo Original Post Kit **1.549 Kč**

(5x čep 1,00 mm; 5x čep 1,25 mm; 5x čep 1,5 mm; 1x vrtáček 1,00 mm; 1x vrtáček 1,25 mm; 1x vrtáček 1,5 mm)

FibreKleer 4X  
Tapered Post Kit **1.949 Kč**

(5x čep 1,25 mm; 5x čep 1,375 mm; 5x čep 1,5 mm; 1x vrtáček 1,25 mm; 1x vrtáček 1,375 mm; 1x vrtáček 1,5 mm)



FibreKleer čepy Parallel  
nebo Original jednotlivé velikosti **819 Kč**

FibreKleer čepy Tapered  
jednotlivé velikosti **729 Kč**



Vrtáčky FibreKor Drill Parallel  
nebo Original jednotlivé velikosti **319 Kč**

Vrtáčky FibreKor Drill Tapered  
jednotlivé velikosti **679 Kč**

## HEDSTRÖM

U<sub>max.</sub> 450–800

Balení 6 ks, sortiment po 1 ks (cena za balení)



Dřík		Obj. číslo	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080	
654	L = 21	174.21.654. ...	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080	
654	L = 25	174.25.654. ...	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080	
654	L = 28	174.28.654. ...	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080	
654	L = 31	174.31.654. ...	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080	
		<b>Cena Kč</b>	<b>159,-</b>	<b>159,-</b>	<b>129,-</b>	<b>129,-</b>	<b>129,-</b>	<b>129,-</b>	<b>129,-</b>	<b>129,-</b>	<b>159,-</b>	<b>159,-</b>	<b>159,-</b>	<b>159,-</b>	<b>159,-</b>	<b>159,-</b>	<b>Cena Kč</b>
654	L = 21	Sortiment															<b>159,-</b>
																	<b>159,-</b>
654	L = 25	Sortiment															<b>159,-</b>
																	<b>159,-</b>
654	L = 28	Sortiment															<b>159,-</b>
																	<b>159,-</b>
654	L = 31	Sortiment															<b>159,-</b>
																	<b>159,-</b>

# INTERAKCE

## TOOTH MOUSSE / MI PASTE

Tooth Mousse – bioaktivní dentální krém bez cukru s obsahem Recaldentu pro obnovení minerální rovnováhy v dutině ústní. Používá se u pacientů se salivárními vadami, se ztíženou ústní hygienou, po bělení zubů a ke snížení přecitlivělosti dentinu. MI Paste Plus – pasta s obsahem Recaldentu a fluoridu. Používá se např. pro pacienty s vyšším rizikem agresivního zubního kazu a ztrátou zubní tkáně, v průběhu ortodontické léčby, v době těhotenství. Pasty se dodávají v 5 příchutích: meloun, jahoda, tutti-frutti, máta a vanilka.



Tooth Mousse / MI Paste  
jednotlivé příchutě 40 g **549 Kč**

Tooth Mousse / MI Paste  
Promo balení 5 + 1 **2.489 Kč**



## GLUMA DESENSITIZER

Přípravek pro použití v hypersenzitivních cervikálních oblastech. Po aplikaci je zajištěna okamžitá úleva od bolesti a dlouhodobá ochrana.

Gluma Desensitizer  
5 ml **1.399 Kč**

## FUJI TRIAGE

Chemicky tuhnutí skloionomer bez přísad pryskyřic s vysokou mírou uvolňování fluoridu pro ochranu fisur a povrchu kořenů zubu a prevenci citlivosti. Dodává se v bílé a růžové barvě.

Fuji Triage **2.199 Kč**

(15 g prášek, 10 g tekutina, 6 g Dentin  
Conditioner, příslušenství)

Fuji Triage  
50 kapslí **3.499 Kč**



Prophy Repair  
95 g **449 Kč**

(Do vyprodání zásob)

## PROPHY REPAIR

Profylaktická pasta obsahující silikáty, které jsou aktivovány po celou dobu čištění do konečného doleštění. Příchut' máty, neobsahuje lepek.

+ žluté profylaktické  
gumičky 24 ks **ZDARMA**

## DEPURAL NEO

Abrazivní pasta k očištění povrchu zubů po odstranění zubního kamene, před zhotovením výplně nebo k odstranění barevných pigmentací.



Depural Neo  
75 g **124 Kč**

## PROFYLAKTICKÉ KARTÁČKY

Profylaktický kartáček  
nylon růžový 1 ks **12 Kč**



Kalíšky z přírodních vláken nebo nylonu. Nylonové kartáčky se dodávají ve dvou tvrdostech – měkkí růžové a střední bílé.

Profylaktický kartáček  
přírodní / nylon bílý 1 ks **19 Kč**

## FLEXI-SNAP

Speciální oboustranně sypané lešticí disky ve čtyřech hrubostech o průměrech 12 nebo 8 mm.

Flexi-Snap  
jednotlivé druhy 50 ks

**349 Kč**



Ø mm	12	8	12	8	12	8	12	8	4
OBJ. Č.	1260UM	1261UM	1270UM	1271UM	1280UM	1281UM	1290UM	1291UM	4038RA

Flexi-Snap sada

**1.119 Kč**

(po 20 discích ve čtyřech hrubostech a dvou průměrech, 2 mandrelly)

Flexi-Snap  
mandrel RA

**79 Kč**

## BROUSICÍ PÁSKY DIAMANTOVÉ

Pásky s hladkým  
okrajem 10 ks

**899 Kč**

Pásky s pilkovým  
okrajem 10 ks

**1.099 Kč**

Brousicí pásky diamantové s hladkým okrajem ve třech hrubostech (extra jemné, jemné, střední) a dvou šířkách (2.5, 3.75 mm). Pásky s pilkovým okrajem ve dvou hrubostech (extra jemné, jemné) a šířce 3.75 mm. Perforované pásky s hladkým nebo pilkovým okrajem ve třech hrubostech (extra jemné, jemné, střední) a dvou šířkách (2.5, 3.75 mm).



Perforované pásky  
s hladkým okrajem 10 ks

**999 Kč**

Perforované pásky  
s pilkovým okrajem 10 ks

**1.149 Kč**

## POLYESTEROVÉ PÁSKY

Řezané polyesterové pásky, délka 80 mm, šířka 6/8/10 mm, tloušťka 0,05 mm.



Polyesterové pásky  
jednotlivé šířky 100 ks

**149 Kč**



TopGloss  
1 ks

**119 Kč**

L mm	10,0	6,0	10,0	1,0	
Průměr Ø1/10 mm	050	030	060	100	
Dřík 204 RA	OBJ. Č.	ED20032	ED20033	ED20035	ED20038

## TOPGLOSS

Mikrodiamantové gumičky na dokonalé vyleštění povrchu všech kompozitních a kompomerních výplní v jednom kroku.

## PARAPULPÁLNÍ ČEPY RETOPIN

Pozlacené nebo titanové čepy o průměru .021" (0,6 mm) nebo .017" (0,5 mm) pro fixaci trvalých amalgámových a kompozitních výplní.

Retopin zlatý sada  
.017" nebo .021"

**869 Kč**

(25 ks čepů s mandrelem, předvrtávač, ruční zavaděč)

Retopin zlatý 100 ks  
.017" nebo .021"

**1.599 Kč**

Retopin titanový sada  
.017" nebo .021"

**1.049 Kč**

(25 ks čepů s mandrelem, předvrtávač, ruční zavaděč)

Retopin titanový 100 ks  
.017" nebo .021"

**1.899 Kč**





# INTERAKCE

## NITRILOVÉ RUKAVICE

Vyšetřovací rukavice s mikrotexturovaným povrchem pro lepší manipulaci s nástroji. Jsou hypoalergenní, určeny zejména pro osoby alergické na latex. Velikosti XS, S, M, L, XL.

Nitrilové rukavice  
nepudrované 100 ks **169 Kč**



Roušky s gumičkou / s úvazky  
50 ks (zelené, modré nebo bílé) **119 Kč**



## ROUŠKY

Barevné roušky s vloženým drátkem pro snadné tvarování a fixaci.

## SAVKY TRANSPARENTNÍ

Transparentní jednorázové savky z odolného plastu je možné díky vloženému drátku jednoduše tvarovat.

Savky transparentní  
100 ks, délka 15 cm **69 Kč**



## JEDNORÁZOVÉ APLIKÁTORY APPLY

Aplikátory Apply  
100 ks různé druhy **99 Kč**

Aplikátory pro přesné nanášení malých množství tekutin, např. bondů. Dodávají se ve variantách tvrdé, střední nebo měkké.



## SKLENIČKY NA MEDIKAMENTY

Skleničky z barevného skla pro medicijní roztoky se dodávají v sadě (čirá, žlutá, růžová, zelená, modrá) nebo jednotlivě.



Barevná sklenička  
s víčkem 1 ks **279 Kč**

Barevné  
skleničky 5 ks **1.379 Kč**

Kovová spona  
pro stojánek **499 Kč**



Opálový stojánek  
rovný **829 Kč**



Ruční kartáček  
jemnější **74 Kč**

## KARTÁČEK RUČNÍ

Ruční kartáček pro čištění nástrojů, rotačních nástrojů apod.

Ruční kartáček  
hrubší **119 Kč**

## BECHTOZID SOFT

Pěnový sprej pro dezinfekci a čištění povrchů citlivých na alkohol, přírodní a syntetické kůže.



Bechtoid Soft 1 l  
s rozprašovačem

**319 Kč**

Bechtoid Soft 5 l

**1.049 Kč**



## BECHTOFIX PLUS, BECHT XL WIPES PLUS

Nové dezinfekční ubrusky pro ošetření povrchů jsou vyrobeny z mimořádně měkké netkané textilie s vynikající absorpcí, která je velmi odolná proti roztržení. Ubrousky jsou k dispozici v provedení s obsahem alkoholu nebo bez alkoholu.

Bechtoid Plus / Bechtoid alkoholfrei  
100 ks (14 × 20 cm)

**99 Kč**

Bechtoid Plus / Bechtoid alkoholfrei  
v dóze 100 ks (14 × 20 cm)

**149 Kč**

Becht XL Wipes plus / Becht XL  
Wipes alkoholfrei 90 ks (28 × 30 cm)

**399 Kč**

Dóza pro ubrousky Becht XL Wipes

**169 Kč**

## OROLIN BURBATH


Bezaldehydový roztok pro dezinfekci rotačních nástrojů. Maximální čistící účinnost a krátká doba expozice. Roztok je připraven k přímému použití, je biologicky odbouratelný.

Orolin Burbath  
2 litry

**499 Kč**

Orolin Burbath  
5 litrů

**1.199 Kč**



Mikroزيد Sensitive  
1 litr

**269 Kč**

Mikroزيد 1 litr

**239 Kč**



## MIKROZID, MIKROZID SENSITIVE

Dezinfekční prostředek se širokým spektrem účinnosti pro dezinfekci ploch a předmětů postřikem. Mikroزيد Sensitive je dezinfekční prostředek bez obsahu alkoholu s rychlým nástupem účinku. Je určen zejména na ošetření ploch, které by mohl alkohol poškodit, např. plexisklo, ultrazvukové koncovky apod.

Mikroزيد Sensitive  
5 litrů

**999 Kč**

## EUROSTERIL ROLE

Obaly z vícevrstvého polypropylenu/polyesteru pro sterilizaci nástrojů. Silný papír a dokonalý svar poskytují ochranu před kontaminací.

Eurosteril role  
200 m, 5 cm

**339 Kč**

Eurosteril role  
200 m, 7,5 cm

**479 Kč**



Eurosteril role  
200 m, 10 cm

**629 Kč**

Eurosteril role  
200 m, 15 cm

**1.099 Kč**

# INTERAKCE

## KOLÉNKOVÉ NÁSadCE KAVO

**EXPERTmatic E20L násadec 1:1** – skleněný světlovod, oddělená voda a vzduch, tlačítkové upínání, termodezinfekce, sterilizace až do 135°C.

**EXPERTmatic E25L násadec 1:5** – světlovod, oddělená voda a vzduch, vnitřní vedení chladicího média, tlačítkové upínání, keramická ložiska, výměnný mikrofilm pro zachytávání nečistot ve vodě, omyvatelný, termodezinfekce, sterilizace až do 135°C.

EXPERTmatic E20L  
násadec 1:1 **16.990 Kč**

EXPERTmatic E25L  
násadec 1:5 **19.990 Kč**

*(Do vyprodání zásob, ceny nelze kombinovat s dalšími slevami)*



D-Light Duo **12.990 Kč**

## D-LIGHT DUO

Polymerační bezdrátová LED lampa se dvěma vlnovými délkami (400, 480 nm) pro polymeraci, která probíhá současně v pásmu modrého a fialového světla. Spolehlivý výkon umožní polymerování všech materiálů.

## SILVER MIX 90

Univerzální míchací přístroj pro kapslové dentální materiály.  
Příkon přístroje 70W.

**Při odběru 6× GC kapslí za ceníkové ceny Silver Mix 90 ZDARMA**

Silver Mix 90 **9.990 Kč**



Stolní lampa Flexi II  
černá nebo bílá **2.990 Kč**

## STOLNÍ LAMPA FLEXI II

Plnospektrální stolní lampa, kterou lze šroubem uchytnout na hranu stolu nebo postavit přímo na stůl. Vysoká variabilita vertikálního i horizontálního nastavení je možná díky dvěma kloubům a otočnému čepu.

## EUROSEAL

Svářečka obalů pro parní sterilizaci. Svařuje 12mm svarem, který vyhovuje všem požadavkům legislativy. Díky kvalitní elektronice udržuje stabilní teplotu. Světelná a zvuková signalizace indikuje konec svařovacího procesu. Je opatřen komfortním nastavitelným držákem fólie a táckem. Rozměry (Š × H × V): 44 × 39 × 31,5 cm.

Euroseal **15.990 Kč**

*(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)*





## FUJI TRIAGE

Chemicky tuhnoucí skloionomer bez přísad pryskyřic s vysokou mírou uvolňování fluoridu pro ochranu fisur a povrchu kořenů zubu a prevenci citlivosti.

Fuji Triage bílý (exp. 4/2017)

**1.499 Kč**

Původní cena: 2.590 Kč



## NANOWISE

NanoWISE Trial Kit  
4 × 4 g (exp. 4/2017)

**1.299 Kč**

Původní cena: 2.078 Kč

Nanohybridní kompozit pro konzervační ošetření frontálních i distálních zubů, který spojuje nejlepší mechanické a estetické vlastnosti. Má velmi nízkou objemovou kontrakci, snadno se modeluje, nelepí se, skvěle přilne ke stěnám kavity a vytváří hladký povrch. Dodává se v odstínech A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, C4, D2, D3, OL, OM, OD, CL.



NanoWISE C3 1 × 4 g  
(exp. 12/2017)

**399 Kč**

Původní cena: 629 Kč

NanoWISE D2 1 × 4 g  
(exp. 9/2017)

**399 Kč**

Původní cena: 629 Kč

NanoWISE D3 1 × 4 g  
(exp. 1/2018)

**399 Kč**

Původní cena: 629 Kč

## MI VARNISH

MI Varnish je bioaktivní, fluoridační ochranný lak s obsahem kalcia a fosfátu. Poskytuje vysokou dávku fluoridu spolu s přidaným posilujícím účinkem vápníkových a fosfátových iontů. Jednoduchá aplikace nevyžaduje žádnou přípravu nebo profylaxi. Díky jednorázovým aplikačním štětečkům se materiál snadno dostává do těžko přístupných míst.

MI Varnish refil 35 × 0,5 ml  
jahoda / máta (exp. 10/2017)

**1.999 Kč**

Původní cena: 3.040 Kč



## PAPÍROVÉ ČÍPKY S KÓNICITOU

Papírové čípky v ISO velikosti 15 s kónicitou 0.6 nebo 0.4.

Papírové čípky 100 ks  
ISO 15 kónicita 0.6 / 0.4

**139 Kč**

Původní cena: 175 Kč

## MASTERTORQUE LUX M9000L

Světelná turbínka s tlačítkovým upínáním, sterilizace do 135°C. Pohodová a bezpečná práce díky Direct Stop Technology (DST), výkon 23W, hluchost 57 dB, výměnný mikrofiltr.



Mastertorque Lux M9000L  
stříbrná

**29.990 Kč**

Původní cena: 39.157 Kč

**3M**

# Sof-Lex™

## Diamantový lešticí systém

**Novinka**

Pomocí dokončovacího spirálového disku lze jednoduše připravit výplně pro konečné leštění. Následným použitím diamantového lešticího spirálového disku se docílí lesku, jakého je obvykle možné dosáhnout pouze s použitím lešticích past.

Díky jedinečnému tvaru těchto unikátních nástrojů lze pracovat pod jakýmkoliv úhlem, snadno se přizpůsobí všem povrchům zubů. Spirálové disky jsou stejně účinné při práci ve frontálním i postranním úseku.

## Krásný úsměv vytvoříte snadno pouze dvěma spirálovými disky!

**Zaváděcí balení:**

5× Sof-Lex dokončovací spirálové disky (béžové)

5× Sof-Lex diamantové lešticí spirálové disky (růžové)

Návod na použití, technická karta

Sof-Lex zaváděcí balení

**999 Kč****INTERDENT®**

10000 Praha 10, Foerstrova 12, tel./fax: 274 783 114

**OBCHODNÍ ZÁSTUPCI:**

- Ivana Škulavíková Mottlová, tel.: 733 663 406 / Karlovarsko, Ústecko, Šluknovsko, Kladensko
- Zita Antošová, tel.: 733 647 117 / Plzeňský kraj, Berounsko, Rakovnicko
- Daniela Horáková, tel.: 739 039 927 / Praha, Středočeský kraj
- Monika Kolátorová, tel.: 604 245 670 / Praha, Středočeský kraj
- Jan Jaša, tel.: 731 576 099 / Jihomoravský kraj