


# INTERAKCE

1/2017  
LABORATOŘ



# INTERDENT®

100 00 Praha 10, Foerstrova 12 • tel./fax: 274 783 114, 274 814 404, 274 820 130 • [interdent@interdent.cz](mailto:interdent@interdent.cz) • [www.interdent.cz](http://www.interdent.cz)

# 3D TISKÁRNA

## Formlabs Form 2

- Technologie tisku: SLA
- Automatický dávkovač pryskyřice
- Tisková plocha: 145 × 145 × 175 mm
- Výška vrstvy: 25–140 μm
- Průměr vytvrzovacího bodu: 140 μm
- Ovládání: dotykový displej
- Výkon laseru: 250 mW
- Datový vstup: Wi-Fi



Do tiskárny se jednoduše importuje virtuální model vytvořený pomocí skeneru a modelačního programu. Následně je práce automaticky vytištěna ve vysoké přesnosti.

Tiskárna využívá tekutý fotopolymer, který je vytvrzován pomocí laserového paprsku.

Snadno vyměnitelné zásobníky s příslušnými náplněmi umožňují tisk různých protetických výrobků, od spalitelných konstrukcí přes implantologické dlahy po dělené modely.



Formlabs Form 2

**105.990 Kč**



Video s pracovním postupem na adrese: [www.interdent.cz/Vzdelavani/Pracovni-postupy/FormLabs](http://www.interdent.cz/Vzdelavani/Pracovni-postupy/FormLabs)



## FUJIROCK

Fujirock Classic Line je ideální pro všechny typy protetiky díky kombinaci vysoké přesnosti, výjimečné okrajové pevnosti a odolnosti vůči vysokému tlaku. Dodává se v barvách zlatohnědá a béžová. Sádra Fujirock Premium Line byla speciálně vyvinuta pro velmi náročné a citlivé technologie, jako rozsáhlé práce s implantáty a komplexní celokeramické práce. Dodává se v barvách pastelová žlutá, bílá, hnědá, šedá.



Fujirock Classic line 5 kg  
zlatohnědý, béžový **999 Kč**

Fujirock Classic line  
12 kg zlatohnědý **1.989 Kč**

(Do vyprodání zásob)

Fujirock Premium line 4 kg  
pastelově žlutý, bílý, hnědý, šedý **929 Kč**

Fujirock Premium line  
11 kg pastelově žlutý **1.989 Kč**

## INTERROCK NEW

Extra tvrdá tixotropní sádra s vylepšenými vlastnostmi. Je určena pro velmi přesné práce, zejména korunky a můstky. Dodává se v barvách zlatohnědá nebo slonová kost. Tvrdost 250 N/mm<sup>2</sup> po 24 hodinách.



VIDEO

Interrock New  
4 kg sáček **399 Kč**

Interrock New  
5 kg vědro **679 Kč**

Interrock New  
20 kg vědro **2.149 Kč**

Interrock New  
25 kg pytel **2.199 Kč**

## MODELSYSTEM 2000

Systém pro zjednodušení přípravy modelu. Jeho použitím se uspoří až 20 % materiálu; model je zhotoven během 10 minut se 100% přesností. Destičky se dodávají ve dvou velikostech – velká a malá. Transportní destička slouží k přenášení modelů s pracemi mezi laboratoří a ordinací. Na rozdíl od pracovní destičky má transportní destička pouze plastové čepy.



Modelsystem 2000 sada **4.499 Kč**

Modelsystem 2000 pracovní  
destička velká nebo malá **739 Kč**

(150 ml izolační tekutina, 3 sady kompletní destička malá,  
2 sady kompletní destička velká, 2 ks manžeta malá,  
1 ks manžeta velká, 3 ks transportní destička malá,  
2 ks transportní destička velká, 1 ks šroub malý, 1 ks šroub  
velký, 1 ks poziční destička malá, 1 ks poziční destička velká)

Modelsystem 2000 transportní  
destička velká nebo malá **43 Kč**

Giroform **53.790 Kč**

+ Giroform  
Starter Kit **ZDARMA**



(Cenu přístroje nelze kombinovat s dalšími slevami)



## GIROFORM

Inovovaný systém na výrobu modelu, který díky redukcí expanze sádry zpřesňuje práci. Model má dokonalý vzhled, jeho zhotovení je rychlé a velmi hospodárné.

Giroform destičky Classic L  
100 ks bílé nebo modré **1.859 Kč**

Giroform destičky  
Premium+ L 100 ks **2.299 Kč**

Giroform čepy  
1000 ks **789 Kč**


# INTERAKCE

## VODICÍ ČEPY

Střední a slabé mosazné vodící čepy se dodávají v provedení s trnem a bez trnu.

Vodící čepy s trnem  
100 ks střední nebo slabé **229 Kč**

Vodící čepy bez trnu  
100 ks střední nebo slabé **189 Kč**



Vodící čepy s trnem  
1000 ks střední nebo slabé **1.299 Kč**

Vodící čepy bez trnu  
1000 ks střední nebo slabé **999 Kč**



Šelakové bazální desky jsou termoplastické, snadno tvarovatelné na sádrovém modelu. Používají se na přípravu individuálních otiskovacích lžic, dodávají se v růžové barvě.

Bazální desky  
horní / dolní 100 ks **1.499 Kč**

Bazální desky  
sada **229 Kč**

(8 horních a 4 dolní desky)

## INTERLUX, INTERTRAY, PLAQUE PHOTO

Interlux – lampa pro polymeraci světlem tuhnujících materiálů.  
Intertray, Plaque Photo – světlem polymerující bazální desky pro zhotovení individuálních otiskovacích lžic.



Interlux **4.449 Kč**



Plaque Photo 50 ks  
modré / růžové / transparentní **1.269 Kč**

Intertray 50 ks  
růžové **1.199 Kč**



GumQuick  
sada **1.299 Kč**

(2×50 ml, 12 mísicích kanyl, 10 ml DuoSep)

Pistole  
na kartuše **1.739 Kč**

GumQuick Scan  
sada **1.599 Kč**

(2×50 ml, 12 mísicích kanyl, 10 ml DuoSep)

GumQuick Implant  
sada **1.799 Kč**

(2×50 ml, 12 mísicích kanyl, 10 ml DuoSep)

## GUMQUICK

Adiční silikonové hmoty v kartuších pro zhotovení gingivální masky. Gumquick odpovídá odstínu gingivy a má zanedbatelnou kontrakci. Gumquick (60 Shore A) má vynikající reprodukci detailů. Gumquick Scan (65 Shore A) obsahuje speciální přísadu pro skenování ve všech dostupných skenerech. Gumquick Implant (75 Shore A) má sníženou flexibilitu pro zhotovení přesného modelu na implantáty. Povrch zpolymerovaného materiálu je odolný vůči abrazi.

## INTERFILM

Již tenká vrstva Interfilmu dobře izoluje modely, např. při zhotovení kapničky metodou namáčení do vosku. Izoluje sádro od sádry, vosk od sádry a vosk od kovu. Dodává se ve 200 ml nádobce s mechanickým rozprašovačem a v 1 l lahvi pro doplnění.

Interfilm 200 ml **139 Kč**

Interfilm 1 l **579 Kč**



## PLOTÝNKOVÝ VOSK NEW

Ekonomická varianta s nižším obsahem včelího vosku. Je plastický a pevný, lze jej použít pro modelaci bazí náhrad a skusových valů. Dodává se v síle 1,5mm, barva je světle růžová.

Plotýnkový vosk New 500g **249 Kč**



## VOSKOVÝ DRÁT V ROLI

Velmi dobře se tvaruje, je odolný vůči deformacím při tvarování, je beze zbytku spalitelný. Dodává se ve dvou tvrdostech a v průměrech 2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0mm.

Voskový drát 250g zelený tvrdý / modrý střední **499 Kč**



## SPOJOVACÍ VOSK

Vosk žlutooranžové barvy je určen zejména pro připojování voskových předtvarů a vtokového systému při modelování. Používá se pouze ve velmi malém množství.

Spojovací vosk 6g **59 Kč**



## PŘEDTVARY PRO SNÍMACÍ PROTETIKU

Různé voskové páskové a mřížkové retence a předtvary spon.


Mřížková retence 75×150mm 10 ks **649 Kč**

Mřížková retence 70×70mm 20 ks **649 Kč**

Retence s oválnými otvory 25 ks **329 Kč**

Retence s kruhovými otvory 25 ks **499 Kč**

Voskové předtvary spon 10×20 ks **499 Kč**



## SMARTWAX DUO

Elektrický modelovací nůž, k němuž lze připojit dvě násadky. Pro každou z koncovek je možné individuálně naprogramovat tři rozdílné teploty v rozsahu 50–220°C. K dispozici je šest typů koncovek včetně korkového držátka, s nožem se dodává jedna násadka se základní koncovkou, samostatná násadka je bez koncovky.

Smartwax Duo **8.990 Kč**

+ násadka s kabelem **ZDARMA**





# INTERAKCE

## I-BOND NF

Slitina k napalování keramiky na bázi Cr-Co, neobsahuje nikl, berylium ani galium.

I-Bond NF  
1000g **6.499 Kč**

I-Bond NF  
250g **1.899 Kč**



## I-BOND 02 / I-BOND LO

Cenově výhodné chromniklové slitiny k napalování keramiky bez obsahu berylia. I-Bond LO se vyznačuje velmi nízkou oxidací.

I-Bond 02/LO  
1000g **4.799 Kč**

I-Bond 02/LO  
250g **1.399 Kč**

## I-GW

Chromniklová slitina na korunky a můstky pro fazetování plasty.

I-GW  
1000g **3.599 Kč**

I-GW  
250g **999 Kč**



## I-MG / I-MG HE

Slitiny určené ke zhotovení skeletů vyznačující se velkou odolností proti korozi. I-MG HE je vysoce elastický a umožňuje opakovanou aktivaci spon.

I-MG  
1000g **4.499 Kč**

I-MG HE  
1000g **4.799 Kč**

## WIRON 99

Nejpoužívanější slitina pro napalování keramiky a pro fazetování pryskyřičnými materiály, neobsahuje berylium.

Wiron 99  
250g **2.799 Kč**



Wiron 99  
1000g **9.999 Kč**



## WIROBOND C, WIROBOND 280

Chromkobaltové slitiny bez příměsi niklu a berylia pro napalování keramických hmot a pro fazetování pryskyřičnými materiály.

Wirobond C/280  
250g **2.899 Kč**

Wirobond C/280  
1000g **10.499 Kč**

## INTERVEST K+B SPEED

Velmi přesná univerzální fosfátová ztmelovací hmota pro zhotovení korunek a můstků z drahokovových i náhradních slitin. Je určena pro konvenční i rychlé vypalování. Mísící tekutina: Expasol.



Intervest K+B Speed  
6,5 kg (41 × 160 g)

**1.199 Kč**

Expasol  
1 litr

**349 Kč**

## INTERFINE K+B SPEED

Velmi jemná ztmelovací hmota pro vypalování korunek, můstků a pro presovací keramiku. Vypalování je možné rychlou nebo klasickou metodou. Větší expanze lze docílit vyšší koncentrací Expasolu. Mísící tekutina: Expasol.



Interfine K+B Speed  
6,5 kg (41 × 160 g)

**1.499 Kč**

Expasol  
5 litrů

**1.299 Kč**

## BELLAVEST SH

Pevná ztmelovací hmota s možností konvenčního i rychlého vyhřívání, vhodná i pro odlévání bez kovového licího kroužku. Mísí se s tekutinou BegoSol HE.

Bellavest SH 12,8 kg  
(80 × 160 g)

**2.599 Kč**



Wirofine 18 kg  
(45 × 400 g)

**2.549 Kč**



## WIROFINE

Velmi jemná ztmelovací hmota na skelety určená pro klasické i rychlé vypalování. Mísí se s tekutinou BegoSol K.

## MANŽETY S PODLOŽKOU

Silikonové manžety se používají pro bezkroužkovou metodu odlévání. Díky kónickému tvaru manžety lze kroužek snadno vyjmout.

Manžeta  
s podložkou 1X

**359 Kč**

Manžeta  
s podložkou 3X

**399 Kč**

Manžeta  
s podložkou 6X

**499 Kč**

Manžeta  
s podložkou 9X

**599 Kč**



Smartmix X2

**36.890 Kč**

(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)



## SMARTMIX X2

Vakuová míchačka se speciálním tvarem míchadla, které zajišťuje naprosto homogenní horizontální i vertikální promíchání materiálu. Všechny parametry míchání – čas, rychlost, smysl otáček, interval, předmíchání, prevakuum, postvakuum a název programu – lze zadat velmi jednoduše. Přístroj je možné zavěsit na stěnu nebo postavit na stůl za použití stojanu, který se dodává jako zvláštní příslušenství. S míchačkou se dodává nádoba o objemu 500 ml.


# INTERAKCE

## VACUMAT 6000


Poslední generace keramických pecí Vacumat 6000M v lakovaném (na přání v nerezovém) provedení pro pálení všech dentálních fazetovacích keramik. Vacumat 6000 MP umožňuje zhotovení keramických náhrad presováním i napalování fazetovacích keramických hmot. Modulární systém dává možnost výběru ze dvou typů dotykových ovládaní (vPad comfort – pro dvě pece, vPad excellence – až pro čtyři pece) s různým stupněm funkčního vybavení. Nově jsou obě tato ovládaní podsvícena LED světlem a mají intuitivní uživatelské menu. V ovládaních jsou nahrány pracovní postupy ke všem typům Vita keramik a další novinkou je speciální software pro použití v zubní ordinaci.



Vacumat 6000M **69.990 Kč**



Vacumat 6000 MP **99.990 Kč**



Vakuová pumpa **21.990 Kč**



vPad comfort **34.990 Kč**




vPad excellence **47.990 Kč**



## V60 I-LINE



V60 i-Line **89.990 Kč**



Vakuová pumpa **21.990 Kč**



Spolehlivá a vysoce výkonná pec pro vypalování keramiky s integrovaným dotykovým displejem s jednoduchým a intuitivním ovládaním. Pec je vybavena ochranou před výpadkem proudu, kontrolovaným rychlým ochlazením a automatickým čištěním. Vypalovací komora a spolehlivá elektronika zajistí dokonalé výsledky vypalování. Pro bezpečné odkládání prací slouží dva integrované stolky.

## VITA VM7 / VM9 / VM13

Systém keramických hmot s různým koeficientem teplotní roztažnosti pro fazetování kovových i celokeramických nosných konstrukcí.



Vita VM Standard Sety **30% SLEVA**



Vita VM 12 g WO, O, BD, D, EN, WIN, NT **449 Kč**




Vita VM 50g **1.549 Kč**

## VITA VMK MASTER



Vita VMK Master Standard Sety **30% SLEVA**



Vita VMK Master 12 g WO, O, OD, D, EN, WIN, N, T **359 Kč**

Nejnovější zástupce řady VMK. Zachovává standardní vrstvení dentinu a skloviny jako jeho předchůdce VMK 95. VMK Master má minimální smrštění, vylepšené modelovací vlastnosti a ideální koeficient teplotní roztažnosti (WAK) pro napalování na všechny běžně používané slitiny. Dodává se v odstínech dle vzorníků Vita 3D-Master a Classical.

Vita VMK Master 50g **1.249 Kč**



## AKZENT PLUS

S použitím dobarvovacího materiálu Akzent Plus Effect Stains lze velmi jednoduše a přesně reprodukovat nejrůznější opákní barevné efekty a anomálie na povrchu keramiky. Dodává se ve formě prášku nebo pasty. Akzent Plus Body Stains jsou nové transparentní fluorescenční barvy, kterými lze změnit barevný odstín keramiky. Dodává se ve formě prášku, pasty a spreje.



Akzent Plus  
prášek sada

**11.990 Kč**



Akzent Plus  
pasta sada

**12.990 Kč**



Akzent Plus  
sprej sada

**14.990 Kč**



**NOVINKA**

## AKZENT PLUS CHROMA STAINS

Nové transparentní odstíny Akzent Plus. Odstíny A–D odpovídají klasickému Vita vzorníku. Použitím Akzent Plus Chroma snadno změním sytost barvy.



Akzent Plus  
Chroma Stains sada

**2.199 Kč**

Akzent Plus  
Chroma Stains 3 g

**449 Kč**

## GC INITIAL LISI PRESS

**NOVINKA**

První lithium disilikátové keramické presovací ingoty s vysokou pevností, které využívají unikátní technologie od GC – technologie rovnoměrně rozptýlených mikrokrystalů lithium disilikátu pro stejnoměrné vyplnění celé skelné matrix. Presovací ingoty díky tomu zůstávají stabilní, bez zkreslení nebo poklesu hodnoty barvy, a to i po opakovaném vypalování keramiky. Výsledkem je naprosto dokonalá kombinace pevnosti a estetiky, díky které se GC Initial LiSi Press perfektně hodí pro všechny typy náhrad ve všech úrovních transparentnosti.



GC Initial LiSi Press  
5 × 3 g

**1.999 Kč**



GC LiSi PressVest  
Intro Kit

**1.499 Kč**

(6 × 100 g GC LiSi PressVest prášek, 135 ml GC LiSi PressVest tekutina, 30 ml GC LiSi PressVest SR tekutina, GC LiSi PressVest SR tekutina sprej)

**NOVINKA**

## GC LISI PRESSVEST

Fosfátová ztmelovací hmota bez obsahu karbonu, určená pro presovanou keramiky, která nabízí jednodušší, rychlejší a bezpečnější zpracování.

Při použití této ztmelovací hmoty v kombinaci s GC LiSi PressVest SR spray (odstraňovač povrchového napětí) není již třeba vypresovanou keramiky smáčet v kyselině fluorovodíkové a následně pískovat pro odstranění reakční vrstvy.

GC LiSi PressVest  
prášek 60 × 100 g

**5.399 Kč**

GC LiSi PressVest  
tekutina 900 ml

**1.119 Kč**

GC LiSi PressVest SR  
tekutina 100 ml

**1.699 Kč**

## GC INITIAL VYPALOVACÍ PASTA

Vypalovací pasta pro stabilní fixaci objektů v keramické peci. Použitím pasty zlepšíme přenos tepla v keramické peci.



GC Initial  
vypalovací pasta 10 g

**599 Kč**

**NOVINKA**

# INTERAKCE

## SIGNUM / SIGNUM CERAMIS

Signum je nanohybridní kompozit pro fazetování korunek a můstků. Je indikován na fazetové fixní korunky a můstky, atraumatické korunky, fazetování snímatelných částí zásuvných spojů a náhrad na implantáty a pro individualizaci umělých zubů. Signum ceramis je velice tvrdý rentgenkontrastní sklokeramický kompozit pro bezkovové náhrady. Používá se pro bezkovové korunky, fazety, inleje, onleje a individualizaci umělých zubů.

**AKCE pro nové uživatele: 1+1**

**ZDARMA**



Signum 4g  
D, M, EN, ET

**699 Kč**

Signum Ceramis 4g  
D, M, EN

**799 Kč**

Signum C+B  
Opaque 3g

**589 Kč**



## SIGNUM FLOW

Rentgenkontrastní kompozit s mikrofilním plnivem, který je určen k fazetování kovových konstrukcí. Flow konzistence urychluje a zjednodušuje nanášení kompozitu.

Materiál je tixotropní a lze jej nanášet přímo ze stříkačky nebo pomocí štětce. Jeho mechanické vlastnosti jsou stejné jako Signum Matrix, je možné jej kombinovat se Signem Composite, Signem Ceramis i Signem C&B Opaquer. Novinkou jsou CV hmoty, které zintenzivňují barvy v cervikální oblasti.

Signum flow  
Essentia Set

**12.999 Kč**

Signum flow 4g

**699 Kč**

## SIGNUM METAL BOND

Bondovací systém pro spojení kovu s pryskyřicemi nebo kompozity při zhotovování korunek, můstků a skeletů.

Signum Metal Bond I  
4 ml

**2.499 Kč**

Signum Metal Bond II  
4 ml

**1.499 Kč**

Signum Metal Bond sada  
(4 ml Bond I + 4 ml Bond II)

**3.499 Kč**



## SIGNUM INSULATING PEN I+II

Dvousložkový izolační přípravek pro izolaci sádry nebo epoxidových pryskyřic proti kompozitům nebo keramice.

SADA Insulating pen

**1.299 Kč**

(12 ml Insulating pen I, 12 ml Insulating pen II)

## HILITE POWER

HiLite power je stroboskopická polymerační lampa pro všechny dentální světlem tuhnutí materiály. Vytvrzuje např. fazetovací kompozity, kompozity se skelným plnivem, materiály pro vykrvávání a individuální otiskovací lžice. Čas polymerace je velmi krátký.



HiLite power

**55.990 Kč**

(Ceny nelze kombinovat s dalšími slevami)

+ Signum Ceramis  
sada

**9.999 Kč**

+ Signum Composite  
sada

**11.999 Kč**

## U-MID CLASSIC

Porézní destičky ze sinterované keramiky, které díky kapilární nasákovosti udržují konstantní vlhkost keramické hmoty. Destičky lze používat s destilovanou vodou nebo speciální U-mid tekutinou, se kterou se keramika lépe zpracovává.

U-mid Classic Light  
15 × 7,3 cm

**3.399 Kč**

U-mid Classic  
24 × 13,5 cm

**6.599 Kč**



## PINZETY SMILE LINE

Pinzety  
do korunek

**799 Kč**



Měkké pinzety do korunek mají průhledné gumové koncovky, náhradní koncovky jsou součástí balení.


- 4000-SG1 Pinzeta jednoduchá
- 4000-SG2 Pinzeta zdvojená na moláry
- 4000-SG3 Pinzeta mini

## SMILE LINE NÁSADKY Z KARBONU + SPOJKA

Elegantní a jedinečně lehké karbonové násadky jsou plně kompatibilní s modulárním systémem nástrojů Smile line.

FlexMount FL 4000 je flexibilní gumová spojka pro spojení nástroje a násadky. Při nanášení keramiky spojka pomáhá udržet perfektní špičku štětce.

**NOVINKA**



Násadka z karbonu  
krátká/standardní/jednostranná

**949 Kč**

Spojka FlexMount  
FL 4000

**649 Kč**



**NOVINKA**

## SMILE LINE MDP



Smile Line  
MDP

**12.499 Kč**



„Mobilní foto studio“, které umožňuje vytvářet dokonalé dentální fotografie z vašeho smartphonu bez potřeby speciálních znalostí, kalibrací nebo instalace nových aplikací. Obsahuje tři nezávislé skupiny LED diod, díky kterým je umožněn individuální osvit. Univerzální adaptér lze přizpůsobit na veškeré smartphony s tloušťkou 55–85 mm. Jako příslušenství je možné dokoupit polarizační filtr a difuzér na blesk.

## EASYSHADE V

Již 5. generace přístroje pro spektrofotometrické digitální měření odstínu přirozených i vybělených zubů podle vzorníku Vitapan Classical a 3D-Master nebo ověření odstínu na zhotovené náhradě či kontrolu odstínu zirkonoxidových bloků. Easyshade V má nový barevný dotykový displej, určuje a kontroluje barvy zubu s přesností, která je ve srovnání s výkonností lidského oka dvojnásobná. Nový software nabízí například funkce: baterie s ochranou proti samovybití, indukční nabíjení, spojení se smartphonem aplikací Vita mobileAssist pro sdělování informací o barvě mezi ordinací a laboratoří, spojení s Vita Assist SW.

Easyshade V

**44.990 Kč**

(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)





# INTERAKCE

## ZUBY CROSS LINKED 2

Sítované pryskyřičné zuby s vynikající odolností vůči abrazi.

Cross Linked 2  
4 × 28 ks různé tvary a odstíny

**1.189 Kč**



## SUPERACRYL / DURACRYL / PREMACRYL / DURACROL

Superacryl Plus 500g  
odstíny O, U, V, X, Z

**613 Kč**

Duracryl Plus 500g  
odstíny O, U, V, Z

**667 Kč**

+ 250 ml  
tekutiny

**ZDARMA**



Premacryl Plus 500g  
odstíny O a V

**792 Kč**

Duracrol 500g

**841 Kč**

+ 250 ml  
tekutiny

**ZDARMA**

## PALA CRE-ACTIVE

Světlem polymerující systém pro individualizaci snímáních náhrad a estetické zhotovení gingiválních oblastí fixních náhrad, např. Branemarkových můstků. K dispozici je pět pastovitých gingiválních hmot a šest fluidních intenzivních barev.

Pala cre-active  
sada

**8.499 Kč**

(12 × 3g PALA cre-active, vzorník, štěteček,  
20 × kovové kanyly 1,2 mm,  
5 × plastové kanyly 1,87 mm)

Pala cre-active 3g gingivální  
hmoty jednotlivé odstíny

**949 Kč**

Pala cre-active 3g intenzivní  
barvy jednotlivé odstíny

**749 Kč**



Mosazná kyveta

**3.199 Kč**



## ČTYŘDÍLNÁ MOSAZNÁ KYVETA

Čtyřdílná mosazná kyveta s vnitřními rozměry 10 × 8,5 × 5,5 cm umožňuje použití větších modelů.

## WAPO-MAT

Wapo-Mat je plně automatický přístroj pro varnou polymeraci všech běžných pryskyřic ve vodní lázni po dobu max. 12 hodin. Programování je možné ve třech krocích, na přehledném multifunkčním displeji je zobrazen např. čas od počátku polymerace, aktuální teplota, zbývající čas atd. Do nerezové nádrže je možné umístit až šest kyvet se třmeny.



Wapo-Mat

**54.990 Kč**

## PODJAZYKOVÉ TŘMENY

Třmeny jsou anatomicky tvarované, opatřené retencí. Dodávají se ve třech velikostech (7, 8 a 9 cm).



Podjazykové třmeny  
1 ks různé velikosti

**49 Kč**



## PALASEAL

Světlem polymerující lak pro konečnou úpravu všech metylmetakrylátových pryskyřic. Použitím Palasealu lze docílit dokonalého lesku.

Palaseal sada **1.599 Kč**

(2 x 15 ml Palaseal + 45 ml Palaclean)

Palaseal  
2 x 15 ml **1.399 Kč**

## CONNECTOR

Světlem polymerizovaný bond pro spojení světlem vytvrzovaných kompozitů a dentálních akrylových pryskyřic, např. při jejich individualizaci.

Connector 5 ml **1.999 Kč**



## PRECI VERTIX P, PRECI HORIX

PRECI VERTIX P – zásuvný spoj typu matrice-matice se používá pro snímatelné sedlové náhrady i snímatelné můstky.  
PRECI HORIX – jednoduchý zásuvný spoj typu třmene s plastovými jezdcí – maticemi. Používá se pro zhotovení hybridních náhrad i pro skeletové náhrady.

Preci Vertix P sada **1.199 Kč**

Preci Horix sada **1.499 Kč**

## CEKA MULTI COMPOSITE

Všestranně použitelné a vysoce tekuté lepidlo pro: zirkon, keramiku, kompozity, titan, drahokovové a nedrahokovové slitiny. Pracovní čas je 3–4 minuty a po 30 minutách tvrdnutí dosáhnete vysoce pevného spojení.

CEKA Multi Composite **1.999 Kč**



**NOVINKA**

## FRÉZOVACÍ PŘÍSTROJ S2 PROFI

Inovovaný frézovací přístroj s podstavcem pro komfortnější práci. Novinkou je zesílené frézovací rameno, které zabraňuje vibracím při frézování. Dodává se v kompletu s novým výkonným bezuhlíkovým mikromotorem řady Q. Jako příslušenství je možné dokoupit nožní spínač typu Start/Stop nebo nástroje pro vyhodnocení modelu.

Frézovací přístroj  
S2 Profi **115.990 Kč**

## FRÉZY EDENTA

**NOVINKA**

**5 + 1 ks ZDARMA**

Tyto a ostatní tvrdokovové frézy z katalogu INTERDENT (str. 226–234)

TC-Cutter VZ65 je speciálně vyvinutý typ břitu z velmi kvalitního sintrovaného karbidu wolframu pro opracování PEEK (Polyetheretherketon) a PMMA (polymethylmethakrylát). S novým typem břitu (VZ65) lze efektivně opracovávat i termoplastické materiály, které mají tu vlastnost, že se při opracování mažou.

### Typ břitu VZ65

- 023: 40 000
- 045: 30 000
- 060: 20 000



L mm	14,0	8,0	8,0	3,0	8,0	13,0	5,0	14,0
Průměr ø 1/10 mm	023	023	023	014	023	045	023	060
Obj. číslo	ED0165.023	ED0765.023	ED0865.023	ED1665.014	ED1765.023	ED5665.045	ED7765.023	ED5465.060
Cena Kč	410,-	410,-	410,-	319,-	410,-	557,-	410,-	557,-

Dřík 104 HP ø2,35

## DIAMANTOVÉ DISKY MULTICUT

**NOVINKA**


Tyto a ostatní diamantové disky z katalogu INTERDENT (str. 246–251)

**5 + 1 ks ZDARMA**

Univerzální vícevrstvý diamantový disk s elektrolytickým diamantováním okraje. Používá se k separaci, hrubému broušení a konturování keramiky, zirkonu, zlatých a CoCr slitin. Snadno odřezává vtokové kanály přesované keramiky. Jeho řezné vlastnosti jsou srovnatelné se sintrovanými disky, ale je pružnější.

### MultiCut 354

- 190: 20 000
- 220: 15 000



L mm	0,20	0,20	0,30	0,30
Průměr ø 1/10 mm	190	220	190	220
Obj. číslo	ED354.514.190	ED354.514.220	ED354.524.190	ED354.524.220
Cena Kč	1.147,-	1.147,-	1.147,-	1.147,-

Dřík 104 HP ø2,35

## CERASTAR

Nově vyvinuté kameny s hybridním typem zrna pro opracování všech keramických materiálů. Diamanto-keramické hybridní zrna zabraňuje vzniku mikrotrhlin a opracovávaný materiál se nezahlívá.

### CeraStar

- 15 000

**NOVINKA**



L mm	13,0	11,0
Průměr ø 1/10 mm	050	040
Obj. číslo	ED901.050	E902.040
Cena Kč	349,-	349,-

Dřík 104 HP ø2,35

**NOVINKA**

## OCCLUPOL STARTEC

### Occlupol Startec

- 15 000
- Balení 10 ks



L mm	22,0	22,0	22,0
Průměr ø 1/10 mm	030	030	030
Obj. číslo	ED1121	ED1122	ED1123
Cena Kč	1.099,-	1.099,-	1.099,-

Dřík 104 HP ø2,35

Lešticí nástroje s diamantovým zrnem, vyvinuté pro opracování zirkonu, disilikátu, zirkonem zesílené lithium silikátové keramiky (ZLS) a hybridních keramik.



## FINÝRKA TC851

Finýrka pro jemné vypracování keramických okluzních ploch, zejména fisur a k úpravě okluzálních kontaktů. Je vhodná pro všechny typy keramik a kompozitů.

### Finýrka TC851

∅ 40000  
Balení 5 ks



**NOVINKA**



**Dřík 104 HP ∅2.35**

L mm	1,0
Průměr ∅ <sup>1/10</sup> mm	010
Obj. číslo	EDTC851.3.314.010
Cena Kč	149,-


**NOVINKA**

## K-DIAMANTY HP

Diamanty pro zpracování zirkonu, lithium disilikátu a všech fazetovacích keramik. Technologie výroby K-Diamantů splňuje požadavky na opracování tvrdých materiálů, aniž by narušila jejich stabilitu.

### K-Diamanty HP

Hrúbost  
• Standard  
• Jemné  
Balení 3 ks



L mm	8,0	10,0	10,0	8,0	8,0	6,0	10,0	10,0	10,0	7,0	3,0	4,5	
Obj. číslo	K801.021	K847S.014	K850.018	K850.023	K856.016	K856.018	K861L.024	K863.010	K863.012	K881.016	KF379.014	K379.023	
Obj. číslo			KF850.018		KF856.016	KF856.018	KF861.014			KF863.012	KF881.016	KF379.014	
Dopor. ot./min	18000	18000	18000/12000	18000	18000/12000	18000/12000	12000	18000	18000	12000	18000/12000	12000	18000
Cena Kč	189,-	189,-	189,-	189,-	189,-	189,-	189,-	189,-	189,-	189,-	189,-	189,-	

## Q BASIC / Q PROFI

Q Basic – nový univerzální bezuhlíkový mikromotor Schick pro běžné laboratorní práce. Dodává se v kolenním, nožním a stolním provedení. Krouticí moment mikromotoru je 6,7 Ncm, rozsah otáček lze nastavit v rozmezí 1 000–40 000 ot./min.

Q Profi – inovovaný jednoduchý bezuhlíkový mikromotor Schick pro nejnáročnější laboratorní práce. Dodává se v kolenním a nožním provedení. Krouticí moment je nyní 8,0 Ncm, rozsah otáček lze nastavit u nožní verze v rozmezí 1 000–40 000 ot./min, u kolenní verze v rozmezí 1 000–50 000 ot./min.



Q Basic kolenní,  
nožní nebo stolní

**29.990 Kč**



Q Profi kolenní  
nebo nožní

**34.990 Kč**



(Ceny nelze kombinovat  
s dalšími slevami)

## QUBE II

Momentálně nejsilnější vyráběný laboratorní mikromotor s krouticím momentem 9 Ncm je konstruován pro všechny běžné práce a pro práce vyžadující vysoké otáčky 60 000 ot./min. Mikromotory se standardně dodávají s novým krátkým násadcem ve verzi kolenní, nožní nebo stolní. Nové je také řídicí ovládání, kterým lze mikromotor snadno obsluhovat. Dynamický pedál nebo pedál Start/Stop pro stolní provedení je dodáván jako zvláštní příslušenství. K motorům lze připojit modelovací nůž na vosk.

QUBE II kolenní,  
stolní nebo nožní

**46.990 Kč**

Elektrický  
modelovací nůž

**6.490 Kč**



**DOPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB QUBE,  
QUBE PLUS, QUBE PREMIUM**

# INTERAKCE

## ERKOFORM 3D

Inovované typy osvědčeného přístroje pro tepelné tvarování fólií. Jejich přednosti jsou: české pokyny při ovládnání dotykového displeje, video průvodce, bezdotykové teplotní čidlo, snadné upínání fólií, údaje o všech fóliích v paměti přístroje, automatické chlazení se zapnutou vakuovou pumpou, možnost použití fólií až do tloušťky 5,5 mm. Erkoform 3d+ vydává akustický i optický signál pro zahájení adaptování fólie. Erkoform 3d motion provede nahřátí a adaptování fólie na model automaticky bez přítomnosti obsluhy.



Erkoform 3d+ **41.990 Kč**

Occluform 3 **12.490 Kč**

Erkoform 3d motion **47.990 Kč**

**NOVINKA**

## ERKODUR / ERKODUR FREEZE

Oblíbená tvrdá fólie pro přístroje Erkodent v nové tloušťce 2,5 mm. Erkodur se dodává jako čirý, Erkodur freeze transparentní tyrkysový. Oblasti použití jsou všechny typy okluzních dlah, předtvary pro lití, redukované dlahy, nákusné dlahy, fixační dlahy, implantační šablony a tvrdší dlahy pro Silensor-SL.

Erkodur čirý  
10 ks **949 Kč**

Erkodur freeze  
10 ks **999 Kč**



Erkodur čirý  
50 ks **3.799 Kč**

Erkodur freeze  
50 ks **3.999 Kč**

## PLAYSAFE TRIPLE

VIDEO

Triple je třívrstvá 5,5 mm fólie připravená pro výrobu chrániče typu Playsafe heavy-pro. Triple light je třívrstvá 4,1 mm fólie pro výrobu chrániče typu Playsafe light-pro. Úvodní set obsahuje: transparentní třívrstvou fólii 5,5/4,1 mm Ø 120 mm, vymezovač odlehčení do skusu a přípravek pro fixaci vymezovače v Occluformu. Běžné balení se dodává ve všech barvách Erkoform color a obsahuje: třívrstvou fólii Ø 120 mm, pouzdro pro uchování chrániče a vzorek FG-sheet pro vyleštění chrániče.



PS Triple  
úvodní set **729 Kč**

PS Triple  
různé barvy **499 Kč**

PS Triple Freestyle  
různé barvy **699 Kč**

PS Triple Light  
úvodní set **659 Kč**

PS Triple Light  
různé barvy **449 Kč**

PS Triple Light  
Freestyle různé barvy **639 Kč**

**NOVINKA**

## LISKOSIL S, M, L

LiskoSil S 6 ks  
+ 1 ks mandrel **899 Kč**

LiskoSil M 6 ks  
+ 1 ks mandrel **999 Kč**

LiskoSil L 6 ks  
+ 1 ks mandrel **1.199 Kč**

LiskoSil je jemný abrazivní lešticí kotouč. Při větším přitlaku odstraňuje větší množství materiálu a naopak při lehčím přitlaku jemně leští. Výsledkem je vždy hladký a mírně matný povrch. K dispozici jsou tři velikosti: LiskoSil S Ø 16 mm, tloušťka 2 mm, LiskoSil M 28 mm/2 mm, LiskoSil L 28 mm/4 mm.



LiskoSil S, M, L  
sada **449 Kč**

(à 1 ks LiskoSil S, M, L + 3 ks mandrel)

## DUOSTAR

Kombinovaný pískovač pro hrubé pískování v komoře s oběhem písku a jemné pískování pomocí dvou trysek s pískem na jedno použití. V násadkách trysek je integrováno LED osvětlení, pracovní pole je tak ideálně osvětleno přímo a beze stínů. V pevné trysece je zaměřovací paprsek, pomocí něhož lze práci přesně umístit a pískování je tak velmi rychlé a efektivní. LED technologie navíc umožňuje detekovat během pískování praskliny v keramice, a tak předejít případným pozdějším reklamacím. Duostar Plus se dodává včetně odsávání s vícestupňovou filtrací Filter Module H. Duostar Z je vybaven přípojkou pro externí odsávání.



Duostar Z **59.990 Kč**

Duostar Plus **79.990 Kč**

## BASIC ECO

Basic eco **21.570 Kč**

*(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)*



Přístroj pro jemné pískování se dvěma nádržkami. Díky velkému ochrannému sklu a inovativnímu LED osvětlení je zaručeno maximální zorné pole.

## INTERALOX

Bílý čistý aluminiumoxid je velmi tvrdý, používá se na pískování odlitků z drahokovových i náhradních slitin. Dodává se v zrnitostech 250, 150, 110 a 50 µm.

Interalox 7 kg **599 Kč**

Interalox 28 kg **1.999 Kč**



Steamer X3 **32.990 Kč**

*(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)*



## STEAMER X3

Parní čistička s jednoduchým ovládáním je vyrobena z odolných dílů. Nádrž na vodu o obsahu 3,7 l i vnější plášť přístroje jsou vyrobeny z nekorodujícího hliníku. Snadné plnění bez nutnosti použití nálevky. Čistička je vybavena vodoznakem.

## ODSÁVÁNÍ SILFRADENT

Mobilní odsávání pro laboratorní přístroje se čtyřstupňovou filtrací. Dodává se ve dvou provedeních, která se liší kapacitou a výkonem.

Odsávání Silfradent 900W **14.990 Kč**

Odsávání Silfradent 1000W **16.990 Kč**



## ODSÁVÁNÍ SMARTAIR EVO

SMARTair EVO je výkonné odsávací zařízení pro všechny typy laboratorních stolů. SMARTair EVO mobilní je univerzální odsávání pro použití v zubní laboratoři. Reguluje sání ve 4 výkonových stupních. Filtry zachytí 99,9% jemného prachu, filtr z aktivního uhlí pohlcuje pachy a výpary vzniklé například při opracování pryskyřic.



SMARTair EVO **35.990 Kč**

SMARTair EVO mobilní **35.990 Kč**



# INTERAKCE

## OCCLUSPRAY

Ke zjištění bodu kontaktu mezi protetickými výrobky a antagonisty nebo mezi protetickými výrobky a nosnými pilíři jak v ordinaci, tak v laboratoři.



Occluspray 75 ml  
zelený nebo červený

**269 Kč**

**NOVINKA**



## ARTIKULAČNÍ PAPÍR ARTEXACT

Používá se zejména pro kontrolu okluzálních ploch u nově zhotovených výplní, korunek nebo můstků. Oboustranný modročervený papír je silný pouhých 15  $\mu$ m, přitom je velmi pevný a odolný proti roztržení. Výrazné barvy jsou jasně zřetelné i na vlhkých plochách výplní a náhrad zhotovených z různých materiálů. Nařezaný papír o rozměrech 20 x 100 mm se dodává v plastové krabičce.

ArtExact 250 ks

**179 Kč**

## ARTIKULAČNÍ FÓLIE BAUSCH

Jednostranné i oboustranné artikulační fólie o síle 8  $\mu$ m pomocí nichž je možné velice přesně upravit okluzní plochy. Fólie se dodávají v šířce 22 mm a délce 20 m. Jednostranné fólie se dodávají v barvách červená, zelená, modrá a bílá. Oboustranná fólie v barvách červená, zelená a modrá.



Jednostranná fólie

**349 Kč**

Oboustranná fólie

**459 Kč**



## LATEXOVÉ RUKAVICE

Rukavice ze 100% přírodního latexu. Jsou hypoalergenní, velmi odolné a elastické. Dodávají se lehce pudrované kukuřičným škrobem nebo nepudrované. Velikosti XS, S, M, L nebo XL.

Latexové rukavice  
pudrované 100 ks

**139 Kč**

Latexové rukavice  
nepudrované 100 ks

**169 Kč**

## BECHTOFIX PLUS

Nové dezinfekční ubrousky pro ošetření povrchů jsou vyrobeny z mimořádně měkké netkané textilie s vynikající absorpcí, která je velmi odolná proti roztržení. Ubrousky jsou k dispozici v provedení s obsahem alkoholu nebo bez alkoholu.

Bechtofix Plus / Bechtofix alkoholfrei  
v dóze 100 ks (14 x 20 cm)

**149 Kč**



+ náhradní  
balení **ZDARMA**

Bechtofix Plus / Bechtofix alkoholfrei  
100 ks (14 x 20 cm)

**89 Kč**

Termín	Téma	Výrobce	Místo	Přednášející	Cena Kč
15. 5.	<b>Bezkovová keramika – WORKSHOP</b> Workshop kde se seznámíte s různými druhy frézovaných konstrukcí a s různými fazetovacími materiály. SURPRINITY VITA VM11, Zirkondioxid VITA VM9, MARK II VITA Add On, VITA Akzent Plus. V ceně školení je oběd a občerstvení.	VITA	Praha	<b>Tom Arslanian</b>	2.500,-
8. 6.–9. 6.	<b>Tepelné tvarování fólií</b> Praktické využití techniky vakuové tepelného tvarování fólií (individuální lžice, sportovní chrániče chrupu, dlahy, nosiče bělicích přípravků, provizorní můstky atd.)	ERKODENT	Praha	<b>Tom Arslanian</b>	5.900,-
1. 6.–2. 6.	<b>Od celokeramiky VM9 ke kovokeramice VM13</b> Snadné dosažení stejných estetických výsledků na zirkonové nebo kovové konstrukci pomocí známého konceptu vrstvení VITA VM. Tipy a triky použitelné v každodenní práci. Individuální charakteristika – tvar, barva, povrch, funkce. Kurz je určen pro mírně a středně pokročilé zubní techniky, kteří již pracují s dentální keramikou.	VITA	Praha	<b>Jürgen Freitag, Německo</b>	*15.000,-
12. 6.–14. 6.	<b>Skelety</b> Vyhodnocení modelu s použitím paralelometru, návrh vhodných kotevnic prvků, statika a geometrie budoucí skeletové náhrady. Zhotovení deskové náhrady se třemi kotevními prvky.	BEGO	Milevsko	<b>Milan Kořánek</b>	8.900,-
13. 6.–14. 6.	<b>Estetika VITA VM13 a VM9</b> Individuální vrstvení keramických hmot VITA VM13 a VM9, použití Professional Kitu, VITA Akzentu Plus a Interna. Řešení barevně náročnějších rekonstrukcí ve frontálním úseku.	VITA	Ostrava	<b>Čeněk Neruda</b>	5.900,-
16. 6.	<b>SIRONA inEos X5 a CEREC inLab CAD 15.2 a CAM 16</b> Seznámení se s programem inLab, MCXL, MCX5 a scannerem inEos X5. Praktická ukázka frézování MCXL. Školení je určené pro zubní lékaře i zubní techniky. V ceně školení je občerstvení a oběd.	SIRONA	Praha	<b>Tom Arslanian</b>	700,-
19. 6.–20. 6.	<b>Protetika a implantáty</b> Orientace v názvosloví, rozdělení jednotlivých konstrukčních dílů, zhotovení modelu včetně gingivální masky, zhotovení kovové konstrukce nesené implantáty.	INTERDENT	Milevsko	<b>Milan Kořánek</b>	11.640,-
23. 8.	<b>GC Initial – univerzální keramický systém</b> Initial LiSi – nová, vysoce estetická živičná keramika, která je přizpůsobená světelné dynamice lithium disilikátových konstrukcí. Představení keramického systému Initial LiSi, práce s Initial LiSi na GC modelu s lithiium disilikátovou kapnou.	GC	Hr. Králové	<b>Krešimir Varda</b>	1.500,-
4. 9.	<b>SIRONA inEos X5 a CEREC inLab CAD 15.2 a CAM 16</b> Seznámení se s programem inLab, MCXL, MCX5 a scannerem inEos X5. Praktická ukázka frézování MCXL. Školení je určené pro zubní lékaře i zubní techniky. V ceně školení je občerstvení a oběd.	SIRONA	Praha	<b>Tom Arslanian</b>	700,-
18. 9.	<b>Bezkovová keramika – WORKSHOP</b> Workshop kde se seznámíte s různými druhy frézovaných konstrukcí a s různými fazetovacími materiály. SURPRINITY VITA VM11, Zirkondioxid VITA VM9, MARK II VITA Add On, VITA Akzent Plus. V ceně školení je oběd a občerstvení.	VITA	Praha	<b>Tom Arslanian</b>	2.500,-
2. 10.–3. 10.	<b>Protetika a implantáty</b> Orientace v názvosloví, rozdělení jednotlivých konstrukčních dílů, zhotovení modelu včetně gingivální masky, zhotovení kovové konstrukce nesené implantáty.	INTERDENT	Milevsko	<b>Milan Kořánek</b>	11.640,-
2. 10.–4. 10.	<b>Skelety podle systému – SILADENT</b> Úsporná a přesná metoda zhotovení skeletů podle SILADENT systému. Návrh konstrukce a vyhodnocení na paralelometru, dublování, lití a opracování skeletové náhrady.		Praha	<b>Tom Arslanian</b>	7.500,-
4. 10.–6. 10.	<b>Skelety</b> Vyhodnocení modelu s použitím paralelometru, návrh vhodných kotevnic prvků, statika a geometrie budoucí skeletové náhrady. Zhotovení deskové náhrady se třemi kotevními prvky.	BEGO	Milevsko	<b>Milan Kořánek</b>	8.900,-
5. 10.	<b>VM Koncept – Power kurz VM13</b> Individuální vrstvení keramických hmot VITA VM13, použití Professional Kitu, VITA Akzentu Plus a Interna. Řešení barevně náročnějších rekonstrukcí ve frontálním úseku.	VITA	Ostrava	<b>Čeněk Neruda</b>	2.900,-
13. 10.–14. 10.	<b>Estetika VITA VM13 a VM9</b> Individuální vrstvení keramických hmot VITA VM13 a VM9, použití Professional Kitu, VITA Akzentu Plus a Interna. Řešení barevně náročnějších rekonstrukcí ve frontálním úseku.	VITA	Ostrava	<b>Čeněk Neruda</b>	5.900,-
20. 10.	<b>SIRONA inEos X5 a CEREC inLab CAD 15.2 a CAM 16</b> Seznámení se s programem inLab, MCXL, MCX5 a scannerem inEos X5. Praktická ukázka frézování MCXL. Školení je určené pro zubní lékaře i zubní techniky. V ceně školení je občerstvení a oběd.	SIRONA	Praha	<b>Tom Arslanian</b>	700,-
23. 10.–25. 10.	<b>Zásuvné spoje</b> Zhotovení konstrukce fixní a snímatelné části protetické náhrady.	ZL MICRODENT	Milevsko	<b>Milan Kořánek</b>	10.480,-
24. 10.	<b>VM Koncept – Power kurz</b> Individuální vrstvení keramických hmot VITA VM13, použití Professional Kitu, VITA Akzentu Plus a Interna. Řešení barevně náročnějších rekonstrukcí ve frontálním úseku.	VITA	Praha	<b>Čeněk Neruda</b>	2.900,-
26. 10.–27. 10.	<b>Tepelné tvarování fólií</b> Praktické využití techniky vakuové tepelného tvarování fólií (individuální lžice, sportovní chrániče chrupu, dlahy, nosiče bělicích přípravků, provizorní můstky atd.)	ERKODENT	Ostrava	<b>Tom Arslanian</b>	5.900,-
30. 10.–31. 10.	<b>Snímání protetika</b> Teorie výběru zubů podle fyziologie obličeje, registrace mezičelistních vztahů, zastavení modelů do artikulátoru, stavění zubů podle ověřených pravidel, anatomická modelace náhrady měkkých tkání, základní pravidla pro správnou adhezi protézy.	VITA	Ostrava	<b>Tom Arslanian</b>	6.500,-
2. 11.–3. 11.	<b>Estetika VITA VM13 a VM9</b> Individuální vrstvení keramických hmot VITA VM13 a VM9, použití Professional Kitu, VITA Akzentu Plus a Interna. Řešení barevně náročnějších rekonstrukcí ve frontálním úseku.	VITA	Praha	<b>Čeněk Neruda</b>	5.900,-
6. 11.	<b>VITA VM LC a VITA VM LC flow</b> Jeden fazetovací kompozitní materiál, dvě konzistence, nové možnosti v konceptu VM.	VITA	Praha	<b>Čeněk Neruda</b>	2.000,-
8. 11.–10. 11.	<b>Kovokeramika – základní</b> Základní vrstvení keramických hmot z materiálu VM13 nebo VMK Master. Seznámení s teorií (modelace, opracování, vhodné slitiny) i praxí (dvě korunky a tříčlenný můstek).	VITA	Praha	<b>Michal Nový</b>	6.000,-
10. 11.	<b>VM Koncept – Power kurz VM9</b> Individuální vrstvení keramických hmot VITA VM9, použití Professional Kitu, VITA Akzentu Plus a Interna. Řešení barevně náročnějších rekonstrukcí ve frontálním úseku.	VITA	Ostrava	<b>Čeněk Neruda</b>	2.900,-
14. 11.	<b>Power kurz VMK Master</b> Individuální vrstvení keramických hmot VITA VMK Master, použití Professional Kitu, VITA Akzentu Plus a Interna. Řešení barevně náročnějších rekonstrukcí ve frontálním úseku.	VITA	Ostrava	<b>Čeněk Neruda</b>	2.900,-
23. 11.	<b>VITA keramika VM Koncept – Power kurz</b> Jednodenní individuální kurz – vrstvení keramických hmot VITA VMK Master, použití Professional Kitu, VITA Akzentu Plus a Interna. Řešení barevně náročnějších rekonstrukcí ve frontálním úseku.	VITA	Praha	<b>Čeněk Neruda</b>	2.880,-
5. 12.	<b>VM Koncept – Power kurz VM13</b> Individuální vrstvení keramických hmot VITA VM13, použití Professional Kitu, VITA Akzentu Plus a Interna. Řešení barevně náročnějších rekonstrukcí ve frontálním úseku.	VITA	Ostrava	<b>Čeněk Neruda</b>	2.900,-
1. 12.–2. 12.	<b>Tepelné tvarování fólií</b> Praktické využití techniky vakuové tepelného tvarování fólií (individuální lžice, sportovní chrániče chrupu, dlahy, nosiče bělicích přípravků, provizorní můstky atd.)	ERKODENT	Praha	<b>Tom Arslanian</b>	5.900,-
12. 12.	<b>Power kurz VMK Master</b> Individuální vrstvení keramických hmot VITA VMK Master, použití Professional Kitu, VITA Akzentu Plus a Interna. Řešení barevně náročnějších rekonstrukcí ve frontálním úseku.	VITA	Ostrava	<b>Čeněk Neruda</b>	2.900,-

\* 50% ceny hradí INTERDENT a výrobce.



# Božská síla



INTERDENT®



**SCHICK**  
DENTAL