

INTERAKCE

II 2016



INTERDENT®

100 00 Praha 10, Foerstrova 12 • tel./fax: 274 783 114, 274 814 404, 274 820 130 • interdent@interdent.cz • www.interdent.cz

EndoVac

Systém představující jednoduchou a bezpečnou **techniku výplachu kořenových kanálků**. Použitím negativního tlaku je dezinfekční roztok aplikován do koronární kavity zubu a pak je odsáván z apikální části kořenového kanálku. Velké částice se z kořenového kanálku odstraňují speciálním nástrojem s makrokanylou, malé mikroskopické částice speciální mikrokanylou s laserově vytvořenými otvory.

BEZPEČNOST

EndoVac tahá irigační prostředek hluboko do kanálku a vypouští jej přes sací otvory, takže nevzniká riziko zatlačení hypochloritu sodného za apikální otvor.

EFEKTIVITA

Systém EndoVac umožňuje irigaci v plném rozsahu pracovní délky, takže můžete konečně dosáhnout na poslední kritické 3–4 mm, které doteď často zůstávaly neošetřeny.

ÚSPĚCH

Systém EndoVac vytváří silný proud přečerpávající dezinfekční irigační prostředky přes celý kanálkový systém, takže bakterie ničí rychleji a efektivněji.

1 SADA EndoVac
Kompletní instalační souprava


21.990 Kč

(Multiportový adaptér, 2× souprava násadec/prstový násadec, 2× souprava hadiček, 20× makrokanyly, 20× mikrokanyly 25 mm, 20× aplikační špičky, 6× stříkačky 20 ml na NaOCl, 6× stříkačky 3 ml na EDTA, příslušenství)

1 SADA EndoVac Starter kit

9.990 Kč

(Multiportový adaptér, souprava násadec/prstový násadec, souprava hadiček, 5× makrokanyly, 5× mikrokanyly 25 mm, 5× aplikační špičky, 6× stříkačky 20 ml na NaOCl, 6× stříkačky 3 ml)



EndoVac je složen ze čtyř součástí

- Multiportový adaptér (MPA)
- Hlavní aplikační špička (MDT)
- Makrokanyla
- Mikrokanyla

ELASTIC CROMO

Alginátová otiskovací hmota s barevnou indikací průběhu tuhnutí a možností odlítní otisku až po 120 hodinách.

Elastic Cromo
450g

109 Kč



Phase Plus
453g

239 Kč



PHASE PLUS

Bezprašná tixotropní alginátová otiskovací hmota s mátovou příchutí a třístupňovou barevnou indikací průběhu tuhnutí. Má krátkou dobu tuhnutí a povrch otisku je velmi hladký.

OPTOSIL / XANTOPREN

Velmi výhodné balení kvalitní kondenzační silikonové otiskovací hmoty.

Optosil / Xantopren

959 Kč

(900 ml Optosil Comfort Putty + 140 ml Xantopren L + 60 ml vytvrzovací pasty)



Optosil Comfort
Putty 900 ml

469 Kč

Xantopren L
140 ml

289 Kč

Vytvrzovací pasta
60 ml

239 Kč

SILOFLEX PLUS

Silikonová otiskovací hmota typu C s pastovým katalyzátorem.



Siloflex Plus
Putty 1.350g

779 Kč



Siloflex Plus
Light 200g

429 Kč

Siloflex Plus
Catalyst 60g

259 Kč

IMPRINT 4

NOVINKA

Imprint 4 je nejrychleji tuhnoucí A-silikonová otiskovací hmota díky aktivnímu samozahřívání. Chemická reakce způsobí, že se hmota aktivně a rychle zahřeje na tělesnou teplotu po uplynutí pracovního času, čímž výrazně urychlí tuhnutí. Je vysoce hydrofilní, dokonce i ve viskózním stavu, a díky své optimální zatékavosti zachytí i ten nejmenší detail. Dodává se ve sladěných kontrastních barvách, různých viskozitách, s různými pracovními časy a dobou tuhnutí. Má příjemnou mátovou chuť.

Imprint 4 Penta Putty/Heavy/
Super Quick Heavy 2x360 ml

5.999 Kč

Imprint 4 Super Quick Ultra Light/Light/Regular
Imprint 4 Light/Regular 4x50 ml

2.899 Kč

Imprint 4 Penta Putty/
Heavy/Super Quick Heavy

3.769 Kč

(Zkušební balení: báze a katalyzátor 360 ml, krém 50 ml, 15x kanyla, 5x koncovka)

+ Penta kanyly 30 ks

ZDARMA



XANTOPREN M MUCOSA

Otiskovací materiál pro okraje funkčních otisků a kompletní otisky sliznice bezzubých čelistí.



Xantopren M Mucosa
140 ml

599 Kč

Xantopren
vytvrzovací pasta 60 ml

239 Kč



PODKOVY PRO REGISTRACI SKUSU

Voskové podkovy pro registraci skusu vyztužené gázou.

Voskové podkovy
20 ks

539 Kč

ULTRAPAK CLEANCUT

Speciálně tkané retrakční vlákno ve tvaru řetízku vyrobené ze 100% bavlny. Ultrapak Cleancut je možno napustit hemostatikem. Samořezný systém Cleancut na víčku krabičky umožňuje velmi snadné a pohodlné odříznutí vlákn. Délka vlákn v lahvičce je 244 cm.



Ultrapak Cleancut
síla 000

579 Kč

Ultrapak Cleancut
síla 00

519 Kč

Ultrapak Cleancut
síla 0, 1, 2 nebo 3

469 Kč

TISSUE CONDITIONER

Měkký akrylový rebazovací materiál k podkládání zubních snímákových náhrad. Lze jej použít i k ošetření tkání a zhotovení funkčních otisků. Doba tuhnutí v ústech je 5 minut, je možné opakovaně přidávat nový materiál.



Tissue conditioner
růžový / bílý

3.199 Kč

(90 g prášek, 101 ml tekutina,
15 ml Coating Agent, příslušenství)

IMPRESSION COMPOUND

Termoplastická otiskovací hmota v tyčinkách pro otisky v měděné obroučce a pro doplnění k okrajům otiskovací lžice. Zelené tyčinky s pracovní teplotou 50 °C.



Impression compound
zelený 15 tyčinek

539 Kč



Ceradent 1000 g

489 Kč



CERADENT

Plotýnkový vosk pro registraci skusu, tvárný již při mírně zvýšené teplotě.

ANA 2000 HCAA

Amalgám bez gama 2 fáze a bez preamalgamace.
Dodává se v lisovaných tabletách s kapslemi rtuti nebo jako piliny.

ANA 2000 HCAA
piliny 250g

4.999 Kč

ANA 2000 HCAA
Duett 400 dávek

5.999 Kč



Kelímek na amalgám

429 Kč

KELÍMEK NA AMALGÁM

Speciální tvar dna kelímku umožňuje snadné a bezpečné plnění amalgámových pistolí.
Průměr kelímku je 3,5 cm, výška 3,5 cm.

CAPMIX

Univerzální míchací přístroj pro kapslované dentální materiály. Vyznačuje se velmi praktickým držákem kapslí s automatickou retencí, do kterého se kapsle snadno vkládají. Možnost volby míchacích časů (1–39 sekund) a nastavení předvoleb.



**Při odběru kapslovaného materiálu
3M Espe v hodnotě 20.900 Kč
(v ceníkových cenách) Capmix ZDARMA**

Capmix

9.999 Kč



Super etch
9,6 ml stříkačka (12 g)

549 Kč

SUPER ETCH

Leptací gel s obsahem 37% kyseliny fosforečné.

GLUMA BOND UNIVERSAL

Bond pro všechny bondovací techniky, total etch, selektivní etch, self-etch. Široká škála indikací přímých i nepřímých výplní, vhodné i na opravu keramiky.

Gluma Bond Universal 4 ml

1.399 Kč

NOVINKA



ADPER SINGLE BOND 2

Adhezivní přípravek typu Total Etch s technologií nanoplniva. Je určen pro kompozitní a kompozitní výplně, adhezivní cementování keramických fazet, kovových, keramických nebo kompozitních nepřímých náhrad, desenzibilizaci citlivých krčků a opravy keramických, metalokeramických a kompozitních náhrad.

Adper Single Bond 2
6 g

1.899 Kč

(Do vyprodání zásob)



CHARISMA CLASSIC

Mikrohybridní kompozit Charisma Classic je klasický výplňový materiál s druhou generací technologie plniva Microglass. Charisma Classic se lehce a rychle modeluje díky krémové konzistenci a lze ji také snadno leštit a dosáhnout tak vysokého povrchového lesku. Dodává se v odstínech A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, OA2, OA3, OA3.5.



Charisma Classic 4g
jednotlivé odstíny

499 Kč

Charisma Classic sada 8 × 4g
s Gluma 2Bond

4.999 Kč



everX Posterior
15 × 0,25g

1.999 Kč

everX Posterior
50 × 0,25g

6.199 Kč

EVERX POSTERIOR

Vlákný zesílený kompozit nahrazující dentin, používaný společně s konvenčními kompozity (např. G-aenial Posterior), které nahrazují sklovinu. Vlákná zabraňují vzniku a šíření prasklin, které jsou považovány za hlavní příčinu selhání kompozitních výplní.

Tato vlákna z něj činí perfektní materiál pro zesílení všech rozsáhlých kompozitních výplní. Díky svým jedinečným vlastnostem otevírá everX Posterior nové možnosti pro sanaci rozsáhlých kavit formou přímé výplně. Polymerovat lze až 5 mm silnou vrstvu materiálu, materiál se váže ke kompozitu i zubním tkáním.

FILTEK ULTIMATE / FILTEK ULTIMATE FLOW

Nanokompozitní výplňový materiál s vylepšenou technologií umožňuje ještě vyšší stálost naleštění a odolnost proti abrazím a frakturám. Zatékavý nanokompozit Filtek Ultimate Flow má vynikající estetické vlastnosti, lepší odolnost vyleštěného povrchu, nízkou abrazi a snížené polymerační smrštění.



(Do vyprodání zásob)

Filtek Ultimate Flow 1 × 2g
odstíny B1, B2, C2, D2, W, XW nebo OA3

899 Kč

Filtek Ultimate Flow 2 × 2g
odstíny A1, A2, A3, A3.5 nebo A4

1.499 Kč

Filtek Ultimate 4g
jednotlivé odstíny

1.369 Kč

G-ÆNIAL UNIVERSAL FLO

Samolešticí univerzální zatékavý kompozit.

G-aenial Universal Flo 2 ml
jednotlivé odstíny

1.479 Kč



VERTISE FLOW

Nový samoadhezivní flow kompozit na bázi technologie OptiBond. Zabudování adhezivní složky do flow kompozitu velmi zjednodušuje zpracování výplně. Dodává se v odstínech A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, UO.

Vertise Flow sada

3.499 Kč

(4 × 2g odstíny A2, A3, A3.5, UO, příslušenství)

Vertise Flow 2 × 2g
jednotlivé odstíny

1.589 Kč



KETAC MOLAR EASYMIX A.R.T.

Skoionomerní cement s vysokou pevností pro výplně v distálním úseku.

Ketac Molar Easymix A.R.T.
15 g prášku A3, 10 g tekutiny

1.199 Kč



FUJI IX / FUJI IX FAST / FUJI IX EXTRA

Skoionomerní cementy pro výplně a dostavby v laterálním úseku chrupu. Varianta FAST má kratší dobu tuhnutí. Fuji IX EXTRA má velmi vysokou translucenci a uvolňuje třikrát více fluoridových iontů než FAST.



Fuji IX Extra
50 kapslí

3.799 Kč

(Odstíny A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3, C4, sortiment)

Fuji IX
50 kapslí

3.399 Kč

(Odstíny A2, A3, A3,5, B2, B3, C4)

Fuji IX Fast
50 kapslí

3.399 Kč

(Odstíny A1, A2, A3, A3,5, B2, B3, C4)

RIVA LIGHT CURE / RIVA LIGHT CURE HV

Radioopákní světlem tuhnoucí pryskyřici modifikovaný skoionomerní výplňový materiál s vysokou viskozitou. Díky vynikající adhezi, uvolňování fluoridů, vysoké pevnosti a estetice je doporučován pro širokou škálu klinických aplikací. Viskozita Riva Light Cure HV je desetkrát vyšší než u Riva LC.

Riva Light Cure
50 kapslí

2.389 Kč

(Odstíny A1, A2, A3, A3,5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, Bleach, sada)

Riva Light Cure HV
50 kapslí

2.389 Kč

(Odstíny A1, A2, A3, A3,5, B1)



EASYCORE / BUILD-IT FR

Duálně tuhnoucí nebo samotuhnoucí kompozitní materiál (nyní také s novým názvem Build-It FR) vyztužený skleněnými vlákny určený k dostavbám jak vitálních, tak zejména endodonticky ošetřených zubů ve spojení se skleněnými či prefabrikovanými kovovými čepy. Dodává se v automix stříkačkách, duálně tuhnoucí v odstínech A2, A3, OW a samotuhnoucí v odstínech modrá a zlatá.



EasyCore / Build-It FR
8,6 g jednotlivé odstíny

719 Kč

**Při nákupu 3 balení
aplikační pistole**

ZDARMA



EasyCore / Build-It FR
Intro Kit

2.199 Kč

(5 × 8,6 g v odstínech A2, A3, opákní bílý, modrý, zlatý, 40× kanyly, 40× intraorální koncovky)

MAXCEM ELITE

Samoleptací, samoadhezivní kompozitní fixační duálně tuhnutí cement pro nepřímo zhotovované náhrady.



MaxCem Elite sada

4.559 Kč

(2×5 g čirý, 5 g bílý, 5 g bílý opákní, 5 g žlutý, 30× míchací kanyly, 20× míchací kanyly se širokým otvorem, 10× intraorální koncovky, 10× koncovky pro plnění kořenových kanálků)

DYCAL

Kalciumhydroxidový preparát pro přímé i nepřímé překrytí pulpy.

Dycal Dentine nebo Ivory

759 Kč

(13 g báze + 11 g katalyzátoru)



PROTEMP 4

Kompozit pro zhotovení provizorních náhrad, který se vyznačuje vysokou odolností vůči frakturám, abrazivní stabilitou, vysokou estetikou a snadným zpracováním.



Protemp 4
jednotlivé odstíny 50 ml

2.899 Kč

(A1, A2, A3, A3.5, B3, míchací kanyly 16 ks)

Protemp 4 sada

4.799 Kč

(50 ml odstín A2, 16 ks míchací kanyly, míchací pistole)

CAVITON

Provizorní výplňový materiál pro standardní kavity a po endodontickém ošetření. Tuhnutí se iniciuje vodou a slinami, snadno se odstraňuje.



Cavition 30g

449 Kč



RELYX TEMP NE

Provizorní fixační cement bez eugenolu pro cementování provizorních a definitivních korunek a můstků. Lze aplikovat v tenké vrstvě a vazba k zubu je velmi pevná. Zbytky cementu zůstávají po sejmutí na náhradě.

RelyX Temp NE

899 Kč

(36 g báze + 16 g katalyzátoru)

UNIFAST III

Chemicky tuhnoucí akrylátová pryskyřice pro provizorní inleje, korunky, můstky a opravy. Je materiálem velmi příjemné konzistence s rychlou dobou aplikace a dokonalou volbou pro dlouhodobá provizoria. Dodává se v odstínech A1, A2, A3, A3.5, B2, E3, incizální, průsvitný, růžový a růžový s vlákny.

Unifast III sada

2.699 Kč

(2 × 35 g prášek v odstínech A2, A3, 42 ml tekutina, příslušenství)



ASPHALINE TEMP

Provizorní výplň zubních kanálků obsahující polymerní adsorbentní jód, který se plynule uvolňuje a působí jako účinná dezinfekce zaručující autosterilizaci pasty po celou dobu použití. Asphaltine Temp vytváří mechanickou bariéru, která zabraňuje vniknutí bakterií a virů do zubního kanálku. Také spolehlivě ničí mikroorganismy na hranici mezi dentinem a provizorní výplní. Asphaltine Temp chrání zubní apex, nezbarvuje zuby, má neutrální chuť a je rentgenkontrastní. Pastu lze velmi jednoduše aplikovat a odstraňovat běžnými nástroji.



Asphaltine
Temp 7g

879 Kč

PERMA EVOLUTION

Dvosložková definitivní kořenová výplň ve dvojité automix stříkačce. Neobsahuje jodoform ani paraformaldehyd, je rentgenokontrastní, biokompatibilní a má i silné mikrobiocidní účinky. Je objemově stálá, má silnou adhezi k dentinu a snadno se zpracovává.

Perma Evolution sada

1.149 Kč

(12 g Perma Evolution, 20 ks míchací kanyly, 20 ks koncovky)

Perma Evolution 12 g

1.099 Kč



FILECARE

Lubrikační přípravek, který šetří kořenové nástroje a usnadňuje odstranění debris z kořenového kanálku. Umožňuje tubulární penetrace medikamentů a výplňových materiálů.

FileCare
5 x 3 ml

1.699 Kč

FileCare 3 ml

359 Kč



MIRAJECT ENDOTEC LUER / DUO

Flexibilní proplachovací kanyly k výplachům kořenových kanálků s jedním nebo dvěma (Duo) postranními otvory. Díky těmto otvorům a zaoblenému zakončení je zamezeno poškození apexu a kanálek je proplachován v celé své délce. Délka kanyl je 25 mm.



	Balení	21 G Ø 0,80 mm zelená	23 G Ø 0,60 mm modrá	25 G Ø 0,50 mm červená	27 G Ø 0,40 mm šedá	30 G Ø 0,30 mm žlutá
Endotec Luer	25 ks	HA254216	HA254217	HA254218	HA254228	HA254219
Endotec Duo	25 ks		HA254230	HA254231	HA254232	HA254233
Cena Kč		999,-	999,-	999,-	999,-	999,-

PLASTOVÉ STŘÍKAČKY PRO KANYLY

Stříkačka 5 ml, 10 ks

399 Kč



Jednorázové plastové stříkačky se závitem Luer Lock pro bezpečné nasazení kanyly. Zásobník stříkaček je opatřen stupnicí pro kontrolu optimálního množství.

PLNIČE



Kvalitní plniče bez nebo s bezpečnostní spirálou. Velikosti ISO 25, 30, 35 a 40 v délkách 21 nebo 25 mm.

Plnič bez bezpečnostní spirály

U_{max.} 800

Balení 4 ks, sortiment po 1 ks (cena za balení)

199 Kč




Dřík		OBJ. Č.	025	030	035	040
204 RA	L = 21	178.21.204. ...	025	030	035	040
	Sortiment	178.21.204 S0	025	030	035	040
204 RA	L = 25	178.25.204. ...	025	030	035	040
	Sortiment	178.25.204 S0	025	030	035	040

Plnič s bezpečnostní spirálou

U_{max.} 800

Balení 4 ks, sortiment po 1 ks (cena za balení)

229 Kč



Dřík		OBJ. Č.	025	030	035	040
204 RA	L = 21	178S.21.204. ...	025	030	035	040
	Sortiment	178S.21.204 S0	025	030	035	040
204 RA	L = 25	178S.25.204. ...	025	030	035	040
	Sortiment	178S.25.204 S0	025	030	035	040

POLANIGHT

Polanight je vysoce viskózní pH neutrální gel obsahující fluor a karbamid peroxidu, určený pro kosmetické bělení. Směs gelů s vysokým obsahem vody zajišťuje minimální citlivost a výborný výsledek po aplikaci.



Polanight 16 %
4 × 1,3 g

739 Kč



GLUMA DESENSITIZER

Přípravek pro použití v hypersenzitivních cervikálních oblastech. Po aplikaci je zajištěna okamžitá úleva od bolesti a dlouhodobá ochrana.

Gluma Desensitizer
5 ml

1.399 Kč

TOOTH MOUSSE / MI PASTE

Tooth Mousse – bioaktivní dentální krém bez cukru s obsahem Reacaldentu pro obnovení minerální rovnováhy v dutině ústní. Používá se u pacientů se salivárními vadami, se ztíženou ústní hygienou, po bělení zubů a ke snížení přecitlivělosti dentinu. MI Paste Plus – pasta s obsahem Recaldentu a fluoridu. Používá se např. pro pacienty s vyšším rizikem agresivního zubního kazu a ztrátou zubní tkáně, v průběhu ortodontické léčby, v době těhotenství. Pasty se dodávají v 5 příchutích: meloun, jahoda, tutti-frutti, máta a vanilka.



Tooth Mousse / MI Paste
jednotlivé příchutě 40 g

549 Kč

Tooth Mousse / MI Paste
Promo balení 5 + 1

2.489 Kč

PROPHY REPAIR

Profylaktická pasta obsahující silikáty, které jsou aktivovány po celou dobu čištění do konečného doleštění. Příchutí máty, neobsahuje lepek.



Prophy Repair
95 g

479 Kč

**+ žluté profylaktické
gumičky 24 ks**

ZDARMA

CLEANIC

Univerzální profylaktická pasta zaručuje maximální vyčištění a vyleštění v jednom kroku s nízkou abrazí skloviny a dentinu. Příchutí máta, zelené jablko, nově i s ovocnou příchutí.



Cleanic s fluoridem
100 g jednotlivé příchutě

569 Kč

Cleanic bez fluoridu
100 g příchutí máta

569 Kč



Profylaktický kartáček
1 ks

19 Kč

PROFYLAKTICKÉ KARTÁČKY

Kalíšky z přírodních vláken nebo nylonu. Nylonové kartáčky se dodávají ve dvou tvrdostech – měkké růžové a střední bílé.

MEZIZUBNÍ DŘEVĚNÉ KLÍNKY

Barevně značené mezizubní klínky v různých velikostech (1 – oranžové, 2 – žluté, 3 – červené, 4 – modré, 5 – zelené, 6 – bílé) vyrobené ze speciálního dřeva.

Mezizubní klínky sortiment
6 velikostí 100 ks

219 Kč

Mezizubní klínky
jednotlivé velikosti 100 ks

199 Kč



SOF-LEX

Sof-Lex disky 50 ks
různé průměry a hrubosti

559 Kč



Disky pro dokončení a leštění kompozitních výplní. Dodávají se ve dvou průměrech a čtyřech hrubostech.

METAFIX

Matrice All-in-One s integrovaným systémem napínání a otevírání se používají pro kompozitní výplně II. třídy MO/OD/MOD v laterálním úseku chrupu. Snadno se upevňují a pomocí uvolňovacího mechanismu se jednoduše vyjmají. Umožňují tvarování výplně s jasnými konturami pro vytváření perfektních bodů kontaktu, zajišťují přehledné pracovní pole.



Metafix matrice 50 ks
malé / střední / velké

1.489 Kč

Polyesterové pásky
jednotlivé šířky 100 ks

149 Kč



POLYESTEROVÉ PÁSKY

Řezané polyesterové pásky, délka 80 mm, šířka 6/8/10 mm, tloušťka 0,05 mm.

NAPÍNAČE MATRIC


Univerzální napínač Ivory se dodává v různých velikostech. Napínač Nystrom pro levou a pravou stranu umožní vytvořit ideální bod kontaktu.

Napínač Ivory č. 8
šíře 5 mm, 6 mm, 7 mm

529 Kč

Napínač Nystrom
šíře 6 mm, 1 pár

1.499 Kč



SOFT TISSUE TRIMMER

Chirurgický keramický nástroj do turbíny – náhrada skalpelu. Při použití se výrazně sníží krvácení.

STT249
STT250

300.000–500.000
Balení 1 ks



L mm	5,0	8,0
Průměr ø 1/10 mm	016	016
Dřík 314 FG	OBJ. Č.	EDSTT249
		EDSTT250

Soft Tissue Trimmer

1.299 Kč

INTRAORÁLNÍ RTG FILMY

Intraorální rentgenový film s vysokou kvalitou obrazu při nízké dávce záření.

Agfa Dentus M2 Comfort
3 × 4 cm 150 ks

799 Kč



OBÁLKY NA RTG SNÍMKY

Souvislý pás průhledných pouzder na RTG snímky se dodává v balení se 160 ks nebo 480 ks pouzder. Pro archivaci snímků o velikosti 2 × 3 cm nebo 3 × 4 cm.

Obálky na RTG snímky
160 ks

379 Kč

Obálky na RTG snímky
480 ks

939 Kč

KARPULOVÉ JEHLY SOPIRA

Sterilní kanyly s dvojitým fazetovaným ostřím a speciálním silikonovým povlakem pro zajištění snadného průchodu tkáněmi. Dodávají se v rozměrech 0,3×12, 0,3×16, 0,3×21, 0,3×25, 0,4×25, 0,4×38.



Karpulové jehly 100 ks
jednotlivé rozměry

259 Kč



CITOJECT

Karpulová stříkačka pro intraligamentární anestezii se vyznačuje snadnou a bezpečnou manipulací. Jejím použitím docílíme rychlého nástupu anestezie do cca 30 sekund.

Karpulová stříkačka
Citoject

8.999 Kč

LIHOVÝ KAHAN Z ČIRÉHO SKLA

Lihový kahan z čirého skla s bočním plněním. Komplet včetně víčka, hořáku a knotu. Obsah cca 90 ml, výška 123 mm, průměr 79 mm.

Kahan z čirého skla

889 Kč



VZORNÍK VITAPAN CLASSICAL

Klasický Vita vzorník obsahuje 16 odstínů: červenohnědé (A1, A2, A3, A3.5, A4), červenožluté (B1, B2, B3, B4), šedé (C1, C2, C3, C4), červenošedé (D2, D3, D4). Vzorník je možné rozšířit o extrasvětlé bleach odstíny OM1, OM2, OM3.

Vitapan Classical

1.999 Kč

Vitapan Classical
s Bleach odstíny

2.349 Kč

SAVKY TRANSPARENTNÍ

Transparentní jednorázové savky z odolného plastu je možné díky vloženému drátku jednoduše tvarovat.

Savky transparentní
100 ks, délka 15 cm

69 Kč



Aplikátory sada

629 Kč

(4 × 100 ks aplikátorů, 2 držáky)

Aplikátory
jednotlivé barvy 100 ks

159 Kč

APLIKÁTORY

Speciální aplikátory pro přesné nanášení bondů a jiných tekutin. V barvách červená, žlutá, zelená a modrá.

ROUŠKY

Barevné roušky s vloženým drátkem pro snadné tvarování a fixaci.

Roušky s gumičkou / s úvazky
50 ks (zelené, modré nebo bílé)

119 Kč



KOLÉNKOVÉ NÁSADCE KAVO

EXPERTmatic E20L násadec 1:1 – skleněný světlovod, oddělená voda a vzduch, tlačítkové upínání, termodezinfekce, sterilizace až do 135 °C.

EXPERTmatic E25L násadec 1:5 – světlovod, oddělená voda a vzduch, vnitřní vedení chladicího média, tlačítkové upínání, keramická ložiska, výměnný mikrofilm pro zachytávání nečistot ve vodě, omyvatelný, termodezinfekce, sterilizace až do 135 °C.

EXPERTmatic E20L
násadec 1:1

16.990 Kč

EXPERTmatic E25L
násadec 1:5

19.990 Kč

(Do vyprodání zásob, ceny nelze kombinovat s dalšími slevami)

ULTRAZVUKOVÉ ČISTIČKY EMMI

Emmi 5P – kompaktní čistička s nerezovou vanou, objem 0,5l.

Emmi 12HC/20HC/30HC – čističky s nerezovou vanou s vyhříváním, objem 1,2/2,0/3,0l.

Všechny čističky se dodávají s víčkem, košíkem a univerzálním čisticím roztokem.

Emmi 20HC

7.299 Kč

Emmi 30HC

11.999 Kč



Emmi 5P

2.799 Kč



Emmi 12HC

5.999 Kč



BECHTOZID SENSITIVE

Sprej pro čištění a dezinfekci povrchů zdravotnických nástrojů a pomůcek, jako např. tácků a násadců. Je velmi účinný a zároveň šetrný ke všem materiálům. Má nízký obsah alkoholu, proto jej lze použít i na povrchy citlivé na alkohol. Je účinný proti bakteriím a houbám během 1 minuty, během 5 minut účinkuje proti M. Terrae a HBV/HCV/HIV/BVDV a Vaccinia viry inaktivuje během 1 minuty. Dodává se bez parfemace nebo se svěží citrusovou vůní.



Bechtozid Sensitive 1 litr
bez parfemace / citrus **299 Kč**

Bechtozid Sensitive 5 litrů
bez parfemace / citrus **999 Kč**



(Do vyprodání zásob)

Desident CaviCide
700 ml **255 Kč**

+ 200 ml ZDARMA

Desident CaviCide 5l **659 Kč**

DESIDENT CAVICIDE

Dezinfekční a dekontaminační přípravek k povrchové dezinfekci nástrojů, přístrojů a ostatních pomůcek s neporézním povrchem. Tento univerzální prostředek je určen k přímému použití, je efektivní proti TB, HBV, HCV, virům (hydrofilním a lipofilním), bakteriím (včetně MRSA a VRE) a houbám. Při správném použití zároveň čistí, dekontaminuje a dezinfikuje, a tím šetří čas.

+ pumpa ZDARMA

BECHTOFIX PLUS

Dezinfekční čisticí ubrusky pro rychlé ošetření menších ploch. Během 1 minuty hubí bakterie a houby a inaktivují viry HBV/HCV/HIV/BVDV/vaccinia. Jsou šetrné vůči pokožce a všem alkoholu odolným plochám, mají příjemnou vůni.

Bechtofix Plus
náhradní balení 120 ks **129 Kč**

Bechtofix Plus
dóza 120 ks **179 Kč**



Orolin Burbath
2 litry **519 Kč**

Orolin Burbath
5 litrů **1.219 Kč**



OROLIN BURBATH

Bezaldehydový roztok pro dezinfekci rotačních nástrojů. Maximální čisticí účinnost a krátká doba expozice.

Roztok je připraven k přímému použití, je biologicky odbouratelný.

OROLIN PERASEPT

Univerzální prášek pro dezinfekci vyššího stupně lékařských a stomatologických nástrojů včetně termolabilních. Rozpuštěním přípravku ve vodě vzniká koncentrovaný roztok vhodný pro rychlou sterilizaci. Široké spektrum účinnosti zahrnuje všechny bakterie, spóry, mykotické organismy i neobalené viry. Kromě dezinfekčních má i výborné čisticí účinky.

Orolin Perasept 1 kg **849 Kč**



CAVIWIPES

CaviWipes – dezinfekční a čistící ubrousky napuštěné směsí Desident CaviCide s nízkým obsahem alkoholu. Tuberkulocidní, bakteriocidní, virucidní a fungicidní účinek do 3 minut.



CaviWipes 45 ks
(exp. 9/2016)

119 Kč

Ceníková cena: 192 Kč

RELYX U200

Samoadhezivní univerzální pryskyřičný cement vhodný pro všechny druhy materiálů. Vykazuje vysokou pevnost vazby, nevyžaduje leptání, priming ani bonding a je odolný vůči vlhkosti.



Relix U200 Automix 8,5g
TR (exp. 7/2016)

1.899 Kč

Ceníková cena: 2.878 Kč

Relix U200 Automix 8,5g
A3 Opákní (exp. 12/2016)

2.299 Kč

Ceníková cena: 2.878 Kč

EVERSTICK

Výztuže ze skelných vláken pro můstky z vláken vyztužených kompozitů. Pro všechny indikace zahrnující chybějící zuby, a to dočasně nebo dlouhodobě. Sada obsahuje: 8 cm everStick C&B, 8 cm everStick Perio, 5× everStick Post 1,2 mm, 30 cm² everStick Net, silikonový nástroj StickRefix D, nástroj StickStepper.



everStick Combi sada
(exp. 9/2016)

4.499 Kč

Ceníková cena: 7.820 Kč

everStick Perio 1 × 8 cm
(exp. 10/2016)

1.499 Kč

Ceníková cena: 2.230 Kč

EQUIA FILL

Skloionomerní samoadhezivní výplňový materiál pro distální úsek.



Equia Fill B2
(exp. 12/2016)

2.399 Kč

Ceníková cena: 4.500 Kč

Equia Fill B3
(exp. 5/2016)

999 Kč

Ceníková cena: 4.500 Kč

Equia Fill C4
(exp. 10/2016)

1.999 Kč

Ceníková cena: 4.500 Kč

GUTAPERČOVÉ ČÍPKY S KÓNICITOU

Gutaperčové čípky s kónicitou 0.4 nebo 0.6.



Čípky s kónicitou 0.4 100 ks
20–45 (exp. 6/2016)

139 Kč

Ceníková cena: 256 Kč

Čípky s kónicitou 0.6 100 ks
20/30/35 (exp. 6/2016)

139 Kč

Ceníková cena: 256 Kč

STOJANOVÁ LAMPA MULTI 3v1

Součástí balení je odnímatelné zvětšovací sklo a sponka na dokumenty a také komponenty pro tři varianty instalace – stojanová lampa na podlahu, přichycení na hranu pracovního stolu pomocí svorky nebo stolní lampa. Žárovka 24W je zárukou dostateku světla při všestranném využití nejen v ordinaci.

Stojanová lampa
Multi 3 v 1

2.899 Kč

Ceníková cena: 4.270 Kč



3M Science.
Applied to Life.™

Dobře padnoucí náhrada by Vás neměla nikdy překvapit.

Když dojde na otiskování, nemusíte volit mezi přesností a jednoduchostí použití. Otiskovací procedura 3M Vám zajistí obojí. Procedura zahrnuje produkty, které jsou jednoduché a dávají Vám kontrolu při každém kroku. A-silikony a polyétery jsou navrženy pro zlepšení Vašich každodenních postupů i u náročnějších případů. Je to nejjednodušší způsob, jak dělat lepší otisky.

1 Retrakce

3M™ ESPE™
Adstringentní retrakční pasta



2 Aplikace krému

3M™ ESPE™
Intraorální stříkačka



3 Otisk

Imprint™ 4
Otiskovací materiál



INTERDENT®

100 00 Praha 10, Foerstrova 12, tel./fax: 274 783 114

OBCHODNÍ ZÁSTUPCI:



- Ivana Škulavíková Mottlová, tel.: 733 663 406 / Karlovarský, Ústecký kraj, Šluknovsko, Kladensko
- Zita Antošová, tel.: 733 647 117 / Plzeňský kraj, Berounsko, Rakovnícko
- Daniela Horáková, tel.: 739 039 927 / Praha, Středočeský kraj
- Monika Kolátorová, tel.: 604 245 670 / Praha, Středočeský kraj
- Jan Jaša, tel.: 731 576 099 / Jihomoravský kraj