

# INTERAKCE

|| 2017



# INTERDENT®

100 00 Praha 10, Foerstrova 12 • tel./fax: 274 783 114, 274 814 404, 274 820 130 • interdent@interdent.cz • www.interdent.cz

# Assistina TWIN

Nová Assistina TWIN je **automatická údržbová jednotka** pro:

- přímé a kolénkové násadce
- turbíny
- vzduchové motory
- vzduchové scalery
- přímé a kolénkové chirurgické násadce



Assistina TWIN

**74.990 Kč**

**NOVINKA**



## Vlastnosti výrobku:

- nejkratší doba cyklu pouhých 10 sekund na nástroj
- jednoduché ovládání stisknutím jednoho tlačítka
- plně automatické dávkování oleje a čisticí tekutiny
- systém monitorování procesu pro konzistentní výsledky ošetřování
- výfukový filtr pro čisté a bezpečné pracovní prostředí
- jednoduchá výměna náplní a filtrů bez náradí
- flexibilita díky různým nástrojovým adaptérům
- design zaručuje snadné čištění pomocí dezinfekce otřením



## ALLIGAT

Bezprašná alginátová otiskovací hmota ve dvou verzích – rychle tuhnoucí Alligat Chroma s barevnou kontrolou a normálně tuhnoucí Alligat Classic.

Alligat Chroma 453 g **149 Kč**

1 karton/24 ks: **3.499 Kč**



Alligat Classic 453 g **139 Kč**

1 karton/24 ks: **3.299 Kč**

Xantalgin Crono 500 g **259 Kč**



## XANTALGIN CRONO

Bezprašná alginátová otiskovací hmota nejnovější generace s peprmintovou příchutí. Všechny důležité fáze průběhu otiskování jsou indikovány změnou barvy (modrá – fialová – růžová – bílá). Otisk je možné odlít až do 120 hodin.

## ZETAPLUS / ZETAFLW

ZetaPlus – kondenzační silikonová otiskovací hmota pro metodu dvojího otiskování. Má zelenou barvu a peprmintovou příchutí. Dobu tuhnutí lze upravit množstvím přidaného katalyzátoru. ZetaPlus Soft má zvýšenou elasticitu, žlutou barvu a peprmintovou příchutí.

ZetaFlow – kondenzační otiskovací hmota určená zejména pro dvoufázovou otiskovací techniku.

ZetaFlow Intro Kit **1.149 Kč**

(900 ml Putty, 140 ml Light, 60 ml Catalyst, míchací podložky)



ZetaPlus Intro Kit L/VL **1.049 Kč**

(900 ml ZetaPlus/Plus Soft, 140 ml Oranwash L/VL, 60 ml Indurent Gel)



## SPEEDEX

Silikonová otiskovací hmota pro metodu dvojího míchání i otiskování a pro funkční otisky. Dobu tuhnutí lze upravit množstvím přidaného katalyzátoru v rozmezí  $\pm 30\%$ .

Speedex se kvalitou blíží otiskovacím hmotám typu A, velmi dobře reprodukuje detaily a dobře zatéká.

Krém se snadno míchá a používá se jako korekční hmota pro všechny metody otiskování.

Speedex sada **1.389 Kč**

(910 ml Putty, 140 ml Light Body, 60 ml univerzální aktivátor)



## VARIOTIME

A-silikonová otiskovací hmota firmy Heraeus s cíleným urychleným tuhnutím v ústech. Je hydrofilní a výborně reprodukuje detaily ve vlhkém prostředí. Dodává se ve třech konzistencích – Putty, Heavy Tray a Monophase – v plastových kartuších pro míchací přístroje. Pro korekční otisk lze vybrat ze tří viskozit – Medium, Light a Extra Light. Variotime Easy Putty je verze pro ruční míchání.

Variotime Putty/Heavy Tray/Monophase 2 x 380 ml **2.899 Kč**

Variotime body Medium/Light/Extra Light 2 x 50 ml, 12 kanyl **749 Kč**



Variotime Easy Putty 2 x 300 ml **1.239 Kč**

# INTERAKCE

## REPIN

Dvousložková zinkoxid-eugenolová otiskovací hmota.



Repin **339 Kč**

(300g Repin bílá pasta,  
125g Repin hnědá pasta)

Plotýnkový vosk  
500g **249 Kč**



## PLOTÝNKOVÝ VOSK NEW

Středně tvrdý růžový plotýnkový vosk v nové kvalitě. Je plastický a pevný, lze jej použít pro modelaci bazí náhrad a kusových valů. Dodává se v síle 1,5mm.

## ULTRAPAK CLEANCUT

Speciálně tkané retrakční vlákno ve tvaru řetízku vyrobené ze 100% bavlny. Ultrapak Cleancut je možno napustit hemostatikem. Samofezný systém Cleancut na víčku krabičky umožňuje velmi snadné a pohodlné odříznutí vlákn. Délka vlákn v lahvičce je 244 cm.

Ultrapak Cleancut  
síla 000 **579 Kč**

Ultrapak Cleancut  
síla 00 **519 Kč**



Ultrapak Cleancut  
síla 0, 1, 2 nebo 3 **469 Kč**



## TOKUSO REBASE II


Rychle tuhnoucí rebazovací materiál. Doba od namíchání do konečného vytvrzení je 6,5 min.

Tokuso Rebase II  
sada **3.199 Kč**

## MÍCHACÍ KANYLY PRO OTISKOVAČÍ HMOTY

Kanyly a koncovky pro míchání a aplikaci otiskovacích hmot v kartuších.

Kanyly žluté nebo  
tyrkysové 1:1 **100 ks** **839 Kč**  
1 ks: **8,39 Kč**



Intraorální koncovky  
žluté nebo bílé 100 ks **449 Kč**  
1 ks: **4,49 Kč**



Kanyly červené pro  
Pentamix 50 ks **1.649 Kč**  
1 ks: **32,98 Kč**



Kanyly žluté  
pro Dynamix 50 ks **1.449 Kč**  
1 ks: **28,98 Kč**

## ANA 2000 HCAA

Amalgám bez gama 2 fáze a bez preamalgamace.  
Dodává se v lisovaných tabletách s kapslemi rtuti nebo jako piliny.

ANA 2000 HCAA  
piliny 250g

**4.999 Kč**

ANA 2000 HCAA  
Duett 400 dávek

**5.999 Kč**



## CONTOUR, TYTIN, TYTIN FC

Contour – disperzní směšná slitina s pevnou kondenzovatelností a hladkým carvingem bez drolení.  
Tytin – amalgám s vysokým obsahem stříbra se sférickými částicemi.  
Tytin FC má vlastnosti Tytinu a odpor při kondenzaci jako směšné slitiny. Dodává se standardně (modré označení) nebo pomalu (světle modré označení) tuhnoucí.

	50 × 400 mg	50 × 600 mg	50 × 800 mg	500 × 400 mg	500 × 600 mg	500 × 800 mg
<b>Contour</b>	<b>1.379 Kč</b>	<b>1.629 Kč</b>	<b>2.739 Kč</b>	<b>15.449 Kč</b>	<b>13.999 Kč</b>	<b>21.569 Kč</b>
<b>Tytin</b>	<b>1.679 Kč</b>	<b>2.129 Kč</b>	<b>2.499 Kč</b>	<b>13.869 Kč</b>	<b>19.099 Kč</b>	<b>21.699 Kč</b>
<b>Tytin FC</b>	<b>1.679 Kč</b>	<b>2.129 Kč</b>	<b>3.249 Kč</b>	<b>17.569 Kč</b>	<b>17.769 Kč</b>	<b>27.999 Kč</b>

## GLUMA BOND UNIVERSAL

Bond pro všechny bondovací techniky, total etch, selektivní etch, self-etch.  
Široká škála indikací přímých i nepřímých výplní, vhodné i na opravu keramiky.

Gluma Bond Universal 4 ml

**1.499 Kč**



## G-PREMIO BOND

Jednosložkový univerzální bond, kompatibilní se všemi režimy leptání, určený nejen pro přímý bonding, ale i pro provádění oprav a řešení hypersenzitivity.  
Optimalizovaným dávkováním lze dosáhnout až 300 kapek z jedné lahvičky.

G-Premio Bond Kit

**2.898 Kč**

(G-Premio Bond 5 ml, 50× aplikátor,  
20× jednorázová mistička)

G-Premio Bond  
3×5 ml

**6.289 Kč**

G-Premio Bond  
5 ml

**2.389 Kč**



## SINGLE BOND UNIVERSAL

Univerzální jednosložkové adhezivum pro všechny techniky – total-etch, selective-etch i self-etch.  
Lze jej aplikovat na suchý i vlhký leptaný dentin, sklovinu i nepřímé povrchy bez nutnosti použití silanu.



Single Bond Universal  
5 ml

**1.999 Kč**



# INTERAKCE

## CHARISMA CLASSIC

Mikrohybridní kompozit Charisma Classic je klasický výplňový materiál s druhou generací technologie plniva Microglass. Charisma Classic se lehce a rychle modeluje díky krémové konzistenci a lze ji také snadno leštit a dosáhnout tak vysokého povrchového lesku. Dodává se v odstínech A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, OA2, OA3, OA3.5.

Charisma Classic sada 8 × 4 g  
s Gluma 2Bond

**4.999 Kč**



Charisma Classic 4 g  
jednotlivé odstíny

**549 Kč**

## FILTEK Z250

(Do vyprodání zásob)



Filtek Z250 4 g  
jednotlivé odstíny

**899 Kč**

Univerzální kompozit pro frontální i postranní úsek chrupu. Materiál se nelepí na nástroje, snadno se modeluje, je rentgenokonstrastní a okrajový uzávěr je vynikající. Je značně odolný vůči abrazi, má vysokou pevnost v ohybu a nízké polymerační smrštění. Dodává se v odstínech A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, I, UD.

## ESSENTIA

Essentia je unikátní estetický výplňový materiál s dvouodstíňovým vrstvením, kde spojení mikrohybridního a nanohybridního materiálu pokrývá všechny výplňové indikace systémem jednoduchého vrstvení odstínů. Tři dentinové odstíny, lišící se intenzitou barvy a opacitou, jsou odpovědné za barevnou intenzitu odstínu výplně. Dva sklovinné odstíny v kombinaci s dentinovými odstíny zajišťují translucenci a tím celou výplň ožívují.

Essentia starter kit

**8.989 Kč**

(7×2 ml stříkačka, odstíny LD, MD, DD, LE, DE, U, ML, 20× aplikační koncovka II, příslušenství)

Essentia 2 ml

**1.349 Kč**

(odstíny LD, MD, DD, LE, DE, U, ML)



**NOVINKA**

Essentia LoFlo /  
Essentia HiFlo 2 ml

**1.499 Kč**

## ESSENTIA UNIVERSAL / ESSENTIA FLO

Světlem tuhnoucí radioopákní, univerzální výplňový kompozit s výjimečnou pevností pro všechny typy kavit, od cervikální až po okluzální. Vykazuje výbornou kompatibilitu s přirozenou zubní tkání, nabízí jednoodstíňové řešení všech indikací v postranním úseku. Dodává se ve třech viskozitách. Essentia U – univerzální kompozit v konzistenci pasty. Essentia LoFlo – nízkou zatékavý kompozit. Essentia HiFlo – vysoce zatékavý kompozit.

Essentia Universal Kit 3 × 2 ml  
(Universal, LoFlo, HiFlo)

**3.329 Kč**

## FILTEK ULTIMATE FLOW

Zatékavý nanokompozit Filtek Ultimate Flow má vynikající estetické vlastnosti, lepší odolnost vyleštěného povrchu, nízkou abrazi a snížené polymerační smrštění.

Filtek Ultimate Flow 2 g  
odstíny B1, B2, C2, D2, W, XW nebo OA3

**919 Kč**



(Do vyprodání zásob)

Filtek Ultimate Flow 2 × 2 g  
odstíny A1, A2, A3, A3.5 nebo A4

**1.399 Kč**

## FUJI IX / FUJI IX FAST / FUJI IX EXTRA

Skoionomerní cementy pro výplně a dostavby v laterálním úseku chrupu. Varianta FAST má kratší dobu tuhnutí. Fuji IX EXTRA má velmi vysokou translucenci a uvolňuje třikrát více fluoridových iontů než FAST.

Fuji IX  
50 kapslí **3.399 Kč**

(odstíny A2, A3, A3,5, B2, B3, C4)



Fuji IX Fast  
50 kapslí **3.399 Kč**

(odstíny A1, A2, A3, A3,5, B2, B3, C4)

Fuji IX Extra  
50 kapslí **3.799 Kč**

(odstíny A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3, C4, sortiment)

## FUJI VIII GP

Chemicky tuhnuocí skoionomerní výplňový materiál modifikovaný pryskyřicí. Uvolňuje fluoridové ionty, je rentgenokontraštní. Snadno se zpracovává, protože není třeba zajišťovat suché pracovní pole. Používá se pro výplně III. a V. třídy a pro výplně na povrchu kořene zubu. Dodává se v kapslích a ve formě prášek-tekutina.



Fuji VIII GP  
prášek 15g, tekutina 6,8ml **1.489 Kč**

(odstín A2 nebo A3)



Fuji VIII GP  
50 kapslí **3.499 Kč**

(odstín A2 nebo A3)

## KETAC CEM PLUS/RADIOPAQUE

Ketac Cem Plus – upevňovací cement v praktickém disperzeru clicker.  
Ketac Cem Radiopaque – radioopákní skoionomerní upevňovací cement s uvolňováním fluoridů.

Ketac Cem Plus  
2 × 11g **4.799 Kč**

Ketac Cem Radiopaque  
3 × 33g + 3 × 12ml **3.499 Kč**



(Do vyprodání zásob)

## RELYX U200 / RELYX UNICEM APLICAP

Samoadhezivní univerzální pryskyřičný cement vhodný pro všechny druhy materiálů. Vykazuje vysokou pevnost vazby, nevyžaduje leptání, priming ani bonding a je odolný vůči vlhkosti. Relyx U200 se dodává v disperzeru Clicker nebo tubách Automix v barvách A2 univerzální, A3 opákní a translucenční. Relyx Unicem Aplicap se dodává v kapslích v barvách A1, A2, A3, translucenční a bílá opákní.



Relyx U200  
Automix 8,5g, příslušenství **2.699 Kč**

Relyx U200  
Clicker 11g **3.899 Kč**

Relyx Unicem Aplicap kapsle  
50 ks odstíny A2, A3, T **8.199 Kč**

Relyx Unicem Aplicap kapsle  
20 ks odstíny A1, bílý opákní **3.799 Kč**



# INTERAKCE

## GC REPAIR KIT

Kompletní sada se všemi produkty ke snadnému a rychlému provedení běžných intraorálních oprav. Silanizační činidlo Ceramic Primer II spolu s bondem zajišťuje dlouhodobou vazbu ke sklokeramice a hybridní keramice. Univerzální bond G-Premio Bond vytváří optimální vazbu ke všem povrchům – např. sklovině, dentinu, oxidu zirkonu, oxidu hlinitému a obecným slitinám. Světlem tuhnoucí opaker Gradia Plus Opaque umožňuje překrýt tmavý podklad pro dosažení výborné estetiky.

GC Repair Kit **2.499 Kč**

(Ceramic Primer II 5 unit dose, Gradia Plus Opaque 1 x 2 ml, G-Premio Bond 5 unit dose)



## ASPHALINE TEMP

Provizorní výplň zubních kanálků obsahující polymerní adsorbentní jód, který se plynule uvolňuje a působí jako účinná dezinfekce zaručující autosterilizaci pasty po celou dobu použití. Asphaltine Temp vytváří mechanickou bariéru, která zabraňuje vniknutí bakterií a virů do zubního kanálku. Také spolehlivě ničí mikroorganismy na hranici mezi dentinem a provizorní výplní. Asphaltine Temp chrání zubní apex, nezbarvuje zuby, má neutrální chuť a je rentgenokonstrastní. Pastu lze velmi jednoduše aplikovat a odstraňovat běžnými nástroji.



Asphaltine Temp 7 g **899 Kč**

## CALXYD

Pasta s hydroxidem vápenatým k přímému i nepřímému překrytí pulpy a dočasnému zaplnění kořenových kanálků.

Calxyd 2 x 3,5 g **149 Kč**



Cavit 28 g **459 Kč**



## CAVIT

Oblíbený materiál pro provizorní uzávěr kavity. Dodává se ve třech tvrdostech: červený – tvrdý, modrý (W) – střední a zelený (G) – měkký.

## RELYX TEMP NE

Provizorní fixační cement bez eugenolu pro cementování provizorních a definitivních korunek a můstků. Lze aplikovat v tenké vrstvě a vazba k zubu je velmi pevná. Zbytky cementu zůstávají po sejmutí na náhradě.

RelyX Temp NE **899 Kč**

(36 g báze + 16 g katalyzátoru)



Optitemp Automix **2.199 Kč**

(78 g kartuše, 15 míchacích kanyl)

## OPTITEMP AUTOMIX

Kompozitní materiál pro zhotovení provizorních fixních náhrad v ordinaci tzv. razídlouou metodou. Je vysoce odolný proti frakturám a abrazi, barevně stálý a snadno lešitelný. Dodává se v kartuši v odstínu A2.



## PERMA EVOLUTION

Dvosložková definitivní kořenová výplň ve dvojité automix stříkačce. Neobsahuje jodoform ani paraformaldehyd, je rentgenkontrastní, biokompatibilní a má i silné mikrobiocidní účinky. Je objemově stálá, má silnou adhezi k dentinu a snadno se zpracovává.



Perma Evolution sada **1.199 Kč**

(12g Perma Evolution, 20 ks míchací kanyly, 20 ks koncovy)

+ 60 ks **gutaperčových čepů** s konicitou 0.6 dle výběru **ZDARMA**

## 2SEAL



2Seal easymiX 15 ml + 20× kanyly **2.699 Kč**

Materiál pro výplně kořenových kanálků na bázi epoxidamin polymeru. Je radioopákní, má minimální smrštění, dlouhodobou objemovou stálost a hustotu. Dodává se v tubách nebo ve dvojité stříkačce easymiX.

2Seal tuby 2 × 4 ml **2.699 Kč**

2Seal easymiX 2 × 15 ml **3.799 Kč**

## AH PLUS / AH 26

AH plus – kořenový výplňový materiál ve formě pasta-pasta.

AH 26 bez stříbra – kořenový výplňový materiál na bázi epoxidové pryskyřice ve formě prášek-tekutina.



AH Plus sada 4g báze, 4g katalyzátoru **2.999 Kč**

AH 26 bez stříbra 8g prášku, 7,5g pryskyřice **2.699 Kč**

## ČEPY



Gutaperčové čepy celobarevné nebo barevně značené 100 ks **159 Kč**



Papírové čepy celobarevné nebo barevně značené 200 ks do vel. ISO 40, 120 ks od vel. ISO 45 **109 Kč**

Barevně značené papírové a gutaperčové čepy ve velikostech podle ISO v sadách nebo jednotlivě.



## PLNIČE

Kvalitní plniče bez nebo s bezpečnostní spirálou. Velikosti ISO 25, 30, 35 a 40 v délkách 21 nebo 25 mm.

### Plnič bez bezpečnostní spirály

U<sub>max.</sub> 800  
Balení 4 ks, sortiment po 1 ks (cena za balení)

**199 Kč**





Dřík		OBJ. Č.	025	030	035	040
204 RA	L = 21	178.21.204. ...	025	030	035	040
	Sortiment	178.21.204.S0	025	030	035	040
204 RA	L = 25	178.25.204. ...	025	030	035	040
	Sortiment	178.25.204.S0	025	030	035	040

### Plnič s bezpečnostní spirálou

U<sub>max.</sub> 800  
Balení 4 ks, sortiment po 1 ks (cena za balení)

**229 Kč**



Dřík		OBJ. Č.	025	030	035	040
204 RA	L = 21	178S.21.204. ...	025	030	035	040
	Sortiment	178S.21.204.S0	025	030	035	040
204 RA	L = 25	178S.25.204. ...	025	030	035	040
	Sortiment	178S.25.204.S0	025	030	035	040

# INTERAKCE

## KAVO PROPHYFLEX 3 / PROPHYPEARLS

Pneumatický práškový tryskáč pro čištění zbarvených zubů, odstraňování plaku, přípravu pro obnovování fisur a profylaxi. Násadec se nasazuje na rychlospojku MULTiflex a Sirona. Jako čistící médium se používá speciální PROPHYflex prášek (soda bicarbonate), PROPHYpearls (calcium carbonate) nebo PROPHYsuperpearls (calcium carbonate + xylitol) v různých příchutích.

(Ceny nelze kombinovat s dalšími slevami)



PROPHYflex 3 černý **24.990 Kč**

PROPHYpearls 80 × 15g (pomeranč/broskev/máta/černý rybíz) **2.999 Kč**



(Do vyprodání zásob)

Prophy Repair 95g **449 Kč**


## PROPHY REPAIR

Profylaktická pasta obsahující silikáty, které jsou aktivovány po celou dobu čištění do konečného doleštění. Příchut' máty, neobsahuje lepek.

**+ žluté profylaktické gumičky 24 ks v hodnotě 456 Kč ZDARMA**

## PROFLAKTICKÉ GUMIČKY EDENTA

Speciálně tvarované modré gumičky s obsahem velmi jemné abrazivní drtě k odstranění zubního plaku bez použití leštící pasty. Počet otáček: 5.000 ot./min. Barevné kalíšky se používají s leštící pastou. Počet otáček: 1.500 ot./min.



Mirafluor Gel 250 ml máta, jahoda **569 Kč**



Mirafluor K-Gel 250ml cola, jahoda **569 Kč**

## MIRAFLUOR GEL / K-GEL / TRAY

Fluoridační gely zvyšují odolnost skloviny proti kyselině, snižují tvorbu zubního plaku a urychlují remineralizaci. Mirafluor gel obsahuje 1,23% fluoridů a je určen pro dospělé pacienty. Mirafluor K-gel obsahuje 0,6% fluoridu a je vhodný pro děti. Dodávají se v různých příchutích. Mirafluor Tray jsou aplikační nosiče pro fluoridové gely z pěnového materiálu. Dvojitě lžice pro horní a dolní čelist se dodávají ve velikostech S, M a L.

Mirafluor Tray 50ks velikost S, M nebo L **779 Kč**

## JEDNORÁZOVÉ APLIKÁTORY APPLY

Aplikátory pro přesné nanášení malých množství tekutin, např. bondů. Dodávají se ve variantách regular, fine, superfine.

Aplikátory Apply 100ks různé druhy **99 Kč**




## ARTIKULAČNÍ PAPÍR ARTEXACT

Používá se zejména pro kontrolu okluzálních ploch u nově zhotovených výplní, korunek nebo můstků. Oboustranný modročervený papír je silný pouhých 15 μm, přitom je velmi pevný a odolný proti roztržení. Výrazné barvy jsou jasně zřetelné i na vlhkých plochách výplně a náhrad zhotovených z různých materiálů. Nařezaný papír o rozměrech 20 × 100 mm se dodává v plastové krabičce.

**NOVINKA**

ArtExact 250 ks **179 Kč**



Mezizubní klíčky jednotlivé velikosti 100 ks **199 Kč**

## MEZIZUBNÍ DŘEVĚNÉ KLÍČKY


Barevně značené mezizubní klíčky v různých velikostech (1 – oranžové, 2 – žluté, 3 – červené, 4 – modré, 5 – zelené, 6 – bílé) vyrobené ze speciálního dřeva.

Mezizubní klíčky sortiment 6 velikostí 100 ks **219 Kč**

## LEŠTICÍ A BROUSICÍ PÁSKY

Polyesterové lešticí (30 μm a 40 μm) a brousicí (60 μm) pásky v kotouči.

Pásky 10 m 30/40/60 μm **439 Kč**



Metafix matrice 50 ks malé / střední / velké **1.499 Kč**

## METAFIX

Matrice All-in-One s integrovaným systémem napínání a otevírání se používají pro kompozitní výplně II. třídy MO/OD/MOD v laterálním úseku chrupu. Snadno se upevňují a pomocí uvolňovacího mechanismu se jednoduše vyjmou. Umožňují tvarování výplně s jasnými konturami pro vytváření perfektních bodů kontaktu, zajišťují přehledné pracovní pole.

## NAPÍNAČE MATRIC

Univerzální napínač Ivory se dodává v různých velikostech. Napínač Nystrom pro levou a pravou stranu umožní vytvořit ideální bod kontaktu.

Napínač Ivory č. 8 šíře 5 mm, 6 mm, 7 mm **529 Kč**

Napínač Nystrom šíře 6 mm, 1 pár **1.499 Kč**



## KOVOVÉ MATRICE INTERDENT

Kovové matrice síly 0,035 mm ve čtyřech šířkách. Dodávají se v délce 10 m v kotouči (5 nebo 6 mm) nebo řezané v délce 80 mm po 25 ks (4 nebo 7 mm).

Matrice 10 m šířka 5 mm, 6 mm **399 Kč**


Matrice 25 ks šířka 4 mm, 7 mm **149 Kč**



# INTERAKCE

## ROUŠKY PRO PACIENTY

Roušky z nepropustné fólie pokryté savým papírem. Dodávají se v barvách zelená, modrá, růžová, žlutá, fialová, broskvová, tmavě modrá, oranžová a bílá.



Roušky skládané  
různé barvy 500 ks

**499 Kč**



Savky s pevnou  
koncovkou 100 ks

**69 Kč**

Savky s odnímatelnou  
koncovkou 100 ks

**69 Kč**

## JEDNORÁZOVÉ SAVKY

Jednorázové savky z odolného plastu s pevnou nebo odnímatelnou koncovkou v délce 15 cm. S pevnou koncovkou se dodávají neprůhledné bílé a modré. Savky s odnímatelnou koncovkou jsou k dispozici transparentní modré, zelené, žluté, červené, neprůhledné bílé, modré a zelené.

## LATEXOVÉ RUKAVICE

Rukavice ze 100% přírodního latexu. Jsou hypoalergenní, velmi odolné a elastické. Dodávají se lehce pudrované kukuřičným škrobem nebo nepudrované. Velikosti XS, S, M, L nebo XL.



Latexové rukavice  
pudrované 100 ks

**139 Kč**

Latexové rukavice  
nepudrované 100 ks

**169 Kč**

KaVo Spray  
500 ml

**799 Kč**



Aplikátor pro  
násadce / turbínky

**159 Kč**

## KAVO SPRAY

Spray pro ošetření násadců a turbínek. Zajišťuje jejich dlouhodobou životnost, koncovky a násadce jsou současně čištěny, ošetřovány a chráněny. Při použití příslušných rozprašovačů se přípravek dostane přesně tam, kde je pravidelně potřeba čištění a lubrikace. Aplikaci je doporučeno provádět dvakrát denně.

## RTG FILMY A ROZTOKY

Intraorální rentgenový film s vysokou kvalitou obrazu při nízké dávce záření. Koncentrované chemikálie pro ruční vyvolávání RTG snímků.

Vývojka nebo  
ustalovač Agfa 125 ml

**69 Kč**

Agfa Dentus M2 Comfort  
3 × 4 cm 150 ks

**869 Kč**



## OBÁLKY NA RTG SNÍMKY

Souvislý pás průhledných pouzder na RTG snímky se dodává v balení se 160 ks nebo 480 ks pouzder. Pro archivaci snímků o velikosti 2 × 3 cm nebo 3 × 4 cm.

Obálky na RTG snímky  
160 ks

**369 Kč**

Obálky na RTG snímky  
480 ks

**929 Kč**

## INDIKÁTORY STERILIZACE MPI / DHI

MPI – indikátorový proužek ke kontrole účinnosti sterilizace v parních sterilizátorech.  
DHI – chemický indikátor ke kontrole účinnosti sterilizace v horkovzdušných sterilizátorech.



Indikátory DHI  
200 ks

**939 Kč**



Indikátory MPI  
500 ks

**439 Kč**

**NOVINKA**

## BECHT SUCTION PLUS



Vysoce účinný dezinfekční, čistící a deodorizující prostředek pro dentální odsávací systémy s nebo bez odlučovače amalgamu a plivátka. Je účinný proti bakteriím, kvasinkám a virům (vaccinia, BVDV), je tuberkulocidní (M. Terraе). Neobsahuje aldehydy, fenoly ani chloridy, je šetrný ke všem materiálům. Dodává se ve formě koncentrovaného roztoku, který se před použitím ředí.

Becht Suction  
Plus 1l

**349 Kč**

Becht Suction  
Plus 5l

**1.249 Kč**

## OROCID MULTISEPT PLUS

Oroid Multisept Plus je koncentrát pro dezinfekci a čištění lékařských nástrojů bez obsahu aldehydů, fenolů a KAS. Díky kombinaci univerzálních tenzidů a dalších přísad vykazuje vysokou čistící účinnost, která usnadňuje následné manuální čištění. Je možná aplikace v ultrazvukové lázni.



Oroid MP  
1 litr

**499 Kč**

Oroid MP  
2 litry

**919 Kč**

Oroid MP  
5 litrů

**1.899 Kč**

## ISORAPID SPRAY



Isorapid Spray  
1 litr

**259 Kč**

Přípravek pro okamžitou dezinfekci postřikem nebo mytím, který je vhodný pro čištění zdravotnického vybavení. Má nízký obsah alkoholu, což snižuje možnost vzniku alergií a zároveň je šetrnější k ošetřovaným materiálům. Neobsahuje aldehydy a je snadno biologicky odbouratelný.

Isorapid Spray  
2 litry

**449 Kč**

Isorapid Spray  
5 litrů

**1.059 Kč**

## BECHTOFIX PLUS

Nové dezinfekční ubrousky pro ošetření povrchů jsou vyrobeny z mimořádně měkké netkané textilie s vynikající absorpcí, která je velmi odolná proti roztržení. Ubrousky jsou k dispozici v provedení s obsahem alkoholu nebo bez alkoholu.



Bechtifix Plus / Bechtifix alkoholfrei  
v dóze 100 ks (14 × 20 cm)

**149 Kč**

+ náhradní  
balení

**ZDARMA**

Bechtifix Plus / Bechtifix alkoholfrei  
100 ks (14 × 20 cm)

**89 Kč**

# INTERAKCE


## DYNAMIX SPEED

Přístroj na míchání otiskovacích hmot Dynamix Speed se třemi rychlostmi míchání.

Při odběru materiálů **Heraeus** v hodnotě **29.990 Kč** (v ceníkových cenách) **Dynamix Speed ZDARMA**



(Do vyprodání zásob)



Translux Wave **9.999 Kč**

(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)

## TRANSLUX WAVE

Translux Wave je bezdrátová lampa vybavená LED zdrojem světla. Je určena k polymeraci dentálních materiálů vytvrzovaných světlem, např. adheziv a výplňových materiálů. Je lehká, ergonomická, ovládaná jedním tlačítkem, umožňuje dva programy včetně soft startu. Má Li-ion baterii s dlouhou životností. Vestavěný radiometr kontroluje správnou funkci pro tvorbu perfektních výplní.

Při odběru doplňkových balení kompozitních a bondovacích materiálů **Heraeus** v hodnotě **19.990 Kč** (v ceníkových cenách) **Translux ZDARMA**

## CAPMIX

Univerzální míchací přístroj pro kapslované dentální materiály. Vyznačuje se velmi praktickým držákem kapslí s automatickou retencí, do kterého se kapsle snadno vkládají. Možnost volby míchacích časů (1–39 sekund) a nastavení předvoleb.

Při odběru kapslovaného materiálu **3M Espe** v hodnotě **20.900 Kč** (v ceníkových cenách) **Capmix ZDARMA**

Capmix **9.999 Kč**



Apex ID sada **19.666 Kč**



## APEX ID

Kompaktní digitální apexlokátor v moderním designu s unikátními funkcemi, které umožňují zaměřit se na to, co je skutečně důležité. Mezi velké výhody patří přesnost za všech podmínek, možnost nastavit individuální „nulový bod“ a průběžná kalibrace.

## EASYSHADE V

Již 5. generace přístroje pro spektrofotometrické digitální měření odstínu přirozených i vybělených zubů podle vzorníku Vitapan Classical a 3D-Master nebo ověření odstínu na zhotovené náhradě či kontrolu odstínu zirkonoxidových bloků.

Easyshade V má nový barevný dotykový displej, určuje a kontroluje barvy zubu s přesností, která je ve srovnání s výkonností lidského oka dvojnásobná. Nový software nabízí například funkce: baterie s ochranou proti samovybíjení, indukční nabíjení, spojení se smartphone aplikací Vita mobileAssist pro sdělování informací o barvě mezi ordinací a laboratoří, spojení s Vita Assist SW.

Easyshade V **44.990 Kč**

(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)





## CHARISMA OPAL

Univerzální světle tuhnoucí submikro-hybridní kompozit se vyznačuje přirozenou fluorescencí, vynikající leštitelností, výrazným chameleon efektem s vysokou radioopacitou. Je možné vybírat ze tří stupňů opacit.

Charisma Opal 4g  
odstíny A3.5, B2, B3, C2, BL

**499 Kč**

Původní cena: 870 Kč



## PHOTAC FIL QUICK APLICAP

Duálně tuhnoucí skloionomerní cement pro výplně v postranním i frontálním úseku chrupu. Není nutné použít kondicionér ani ochranný lak, uvolňuje fluoridové ionty.

Photac Fil Quick Aplicap 50 kapslí  
odstín A3 (exp. 12/2017)

**3.499 Kč**

Původní cena: 4.433 Kč



## EQUIA

Oblíbený skloionomerní výplňový systém, který se skládá z materiálů Equia Fil a samoadhezního ochranného laku s nanočásticemi Equia Coat.

Equia Promo Pack 2 x 50 kapslí  
odstín A2-A2 / A2-A3 + Equia Coat (exp. 04/2018)

**6.999 Kč**

Původní cena: 8.300 Kč



## PAPÍROVÉ ČEPY S KÓNICITOU

Papírové čepy v ISO velikosti 15 s kónicitou 0.6 nebo 0.4.

Papírové čepy 100 ks  
ISO 15 kónicita 0.6 / 0.4

**119 Kč**

Původní cena: 175 Kč



## OPÁLOVÁ NÁDOBA NA POUŽITÉ VRTÁČKY

Vrtáčky určené k dezinfekci se vhazují štěrbinou ve víčku přímo do plastového košíku, který je ponořen do dezinfekčního roztoku. Všechny části je možné sterilizovat v autoklávu.

Nádoba malá

**1.199 Kč**

Původní cena: 1.994 Kč





**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP

Injekce, kterou necítíte!

**Selekt+<sup>®</sup>**



**Selekt+**



balení – 100ks  
**199 Kč**



Nabídka velikostí

Číslo artiklu	Produkt	Délka jehly	Průměr	Barva duhového štítku
66066214	Selekt+ needle metric 30G; 0.3 x 12mm	12	0.3 mm	● modrá
66066215	Selekt+ needle metric 27G; 0.4 x 16mm	16	0.4 mm	● zelená
66066216	Selekt+ needle metric 30G; 0.3 x 21mm	21	0.3 mm	● žlutá
66066217	Selekt+ needle metric 30G; 0.3 x 25mm	25	0.3 mm	● oranžová
66066218	Selekt+ needle metric 27G; 0.4 x 35mm	35	0.4 mm	● červená

**INTERDENT<sup>®</sup>**

10000 Praha 10, Foerstrova 12, tel./fax: 274 783 114

**OBCHODNÍ ZÁSTUPCI:**



- Ivana Škulavíková Mottlová, tel.: 733 663 406 / Karlovarsko, Ústecko, Šluknovsko, Kladensko
- Zita Antošová, tel.: 733 647 117 / Plzeňský kraj, Berounsko, Rakovnicko
- Daniela Horáková, tel.: 739 039 927 / Praha, Středočeský kraj
- Monika Kolátorová, tel.: 604 245 670 / Praha, Středočeský kraj
- Jan Jaša, tel.: 731 576 099 / Jihomoravský kraj