

INTERAKCE

2019



INTERDENT®

100 00 Praha 10, Foerstrova 12 • tel./fax: 274 783 114, 274 814 404, 274 820 130 • interdent@interdent.cz • www.interdent.cz

EXACLEAR

Čirý jako sklo

Inovativní čirý silikonový materiál vhodný pro náročné estetické případy s vynikajícími výsledky.

Průsvitný vinyl polysiloxan

KŘIŠŤALOVĚ ČISTÝ POHLED

- Vysoká úroveň **transparence** zajišťuje skvělou možnost vizuální kontroly a viditelnost detailů.
- Bezkonkurenční průsvitnost umožňuje **velmi efektivní polymeraci** přes silikon.

OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

- Optimální konzistence pro **jednoduchou aplikaci do lžice**.
- Velice **jednoduché oříznutí nebo provrtání** silikonu při použití injekční techniky.

VÝSLEDKY

- Produkt je **tekutý během aplikace**, perfektně zobrazuje detaily.
- Ztuhlý silikon má optimální **tvrdost a odolnost proti roztržení** pro bezproblémové přemístění z modelu do úst.

EXACLEAR kartuše
2 × 51 g (48 ml)

1.789 Kč

Díky úžasné transparenční a jednoduchosti zpracování nabízí EXACLEAR mnohem snadnější použití a hladší proces. Perfektně se hodí pro:

- **Injekční techniku:** snadná kontrola aplikace a perfektní světelná polymerace.
- **Dočasné korunky a můstky:** efektivní polymerace světlem duálně tuhnoucího materiálu jako TEMPSMART™ DC.
- **Vrstvení kompozitu:** snadná polymerace palatinálně.
- **Umístění vláken nebo zámků:** snadné přemístění z modelu do úst.



GC

ALLIGAT

Bezprašná alginátová otkovácí hmota ve dvou verzích – rychle tuhnoucí Alligat Chroma s barevnou kontrolou a normálně tuhnoucí Alligat Classic.

Alligat Chroma 453 g **149 Kč**

1 karton/24 ks: **3.399 Kč** (cena za ks: **141,63 Kč**)



Alligat Classic 453 g **139 Kč**

1 karton/24 ks: **3.199 Kč** (cena za ks: **133,29 Kč**)

Hydrogum 5 453 g **249 Kč**



HYDROGUM 5

Velmi rychle tuhnoucí alginátová otkovácí hmota se stabilitou otisku až 120 hodin. Snadno se míchá, je tixotropní. Barva fialová, příchut' exotického ovoce.

SPEEDEX

Silikonová otkovácí hmota pro metodu dvojího míchání i otkování a pro funkční otisky. Dobu tuhnutí lze upravit množstvím přidaného katalyzátoru v rozmezí $\pm 30\%$. Speedex se kvalitou blíží otkovácím hmotám typu A, velmi dobře reprodukuje detaily a dobře zatéká. Krém se snadno míchá a používá se jako korekční hmota pro všechny metody otkování.

Speedex sada **1.339 Kč**

(910 ml Putty, 140 ml Light Body, 60 ml univerzální aktivátor)



ZETAPLUS / ZETAFLOW

ZetaPlus – kondenzační silikonová otkovácí hmota pro metodu dvojího otkování. Má zelenou barvu a pepermintovou příchut'. Dobu tuhnutí lze upravit množstvím přidaného katalyzátoru. ZetaFlow – kondenzační otkovácí hmota určená zejména pro dvoufázovou otkovácí techniku.

ZetaPlus Intro Kit L **979 Kč**

(900ml ZetaPlus, 140ml Oranwash L, 60ml Indurent Gel)

ZetaFlow Intro Kit **1.189 Kč**

(900ml Putty, 140ml Light, 60ml Catalyst, míchací podložky)

VARIOTIME

A-silikonová otkovácí hmota s cíleným urychleným tuhnutím v ústech. Je hydrofilní a výborně reprodukuje detaily ve vlhkém prostředí. Dodává se ve třech konzistencích – Putty, Heavy Tray a Monophase – v plastových kartuších pro míchací přístroje. Pro korekční otisk lze vybrat ze tří viskozit – Medium, Light a Extra Light. Variotime Easy Putty je verze pro ruční míchání.

Variotime Putty/Heavy Tray/ Monophase 2 x 380 ml **2.899 Kč**

Variotime Medium/Light/ Extra Light 2 x 50 ml, 12 kanyl **779 Kč**



Variotime Easy Putty 2 x 300 ml **1.279 Kč**

Při zakoupení **1 balení Variotime Easy Putty** nebo **2 balení Variotime Heavy Tray** obdržíte **Variotime Medium 2 x 50 ml** **ZDARMA**

INTERAKCE

ALGHAMIX II

Přístroj pro míchání alginátových otiskovacích hmot výrazně ušetří čas, výsledná hmota je namíchána homogenně a s minimem bublinek.



Alghamix II **11.790 Kč**



+ 12 ks Hydrogum 5 **ZDARMA**



Ceradent 1000g **499 Kč**

CERADENT

Plotýnkový vosk pro registraci skusu, tvárný již při mírně zvýšené teplotě.

PODKOVY PRO REGISTRACI SKUSU

Voskové podkovy pro registraci skusu vyztužené gázou.

Voskové podkovy
20 ks **599 Kč**



Ultrapak Cleancut
síla 0, 1, 2 nebo 3

439 Kč

Speciálně tkané retrakční vlákno ve tvaru řetízku vyrobené ze 100% bavlny. Ultrapak Cleancut je možno napustit hemostatikem. Samořezný systém Cleancut na víčku krabičky umožňuje velmi snadné a pohodlné odříznutí vláknů. Délka vláknů v lahvičce je 244 cm.



Ultrapak Cleancut
síla 000 **539 Kč**

Ultrapak Cleancut
síla 00 **469 Kč**

ADSTRINGENTNÍ RETRAKČNÍ PASTA

Pasta s obsahem 15 % chloridu hlinitého pro dočasnou retrakci marginální gingivy a vysušení sulku u zdravého periodontia např. při otiskování, preparaci tříd II a V nebo při situačních otiscích.

Adstringentní retrakční
pasta 25 kapslí **2.369 Kč**

Adstringentní retrakční
pasta 100 kapslí **7.999 Kč**



JEDNORÁZOVÁ STŘÍKAČKA EXPRESS XT INTRA-ORAL

Stříkačka pro A-silikony se plní přímo z kartuše a usnadňuje přesné dávkování. Ve srovnání s běžnými pistolovými aplikátory zůstane v kanyle podstatně menší zbytek otiskovací hmoty.



Express XT Intra-oral
Syringe 20 ks **1.379 Kč**

ANA 2000 HCAA

Amalgám bez gama 2 fáze a bez preamalgamace. Dodává se v lisovaných tabletách s kapslemi rtuťi.

ANA 2000 HCAA
Duett 400 dávek

5.999 Kč




PISTOLE NA AMALGÁM

Pistole na amalgám
38°, 45° nebo 90°

329 Kč

Plastové pistole pro snadnou aplikaci amalgámů.



ULTRA ETCH

Viskózní leptací roztok 35% kyseliny fosforečné s řízenou průměrnou hloubkou leptání. Nestéká a zároveň proniká i do nejmenších fisur na okluzálnímu povrchu. Je vhodný i pro techniku Total Etch.

Ultra Etch
IndiSpense 30 ml

1.949 Kč

Ultra Etch 4×1,2 ml
+ 20 kanyl Blue Micro

739 Kč



GLUMA 2BOND

Gluma 2Bond
sada

1.999 Kč

(4 ml Gluma 2Bond,
2 × 2,5 ml Gluma Etch 20 Gel)

Nové adhezivum 5. generace s nanofilním plnivem. Zajišťuje priming, bonding i desenzitizaci při aplikaci jediné vrstvy v jediném kroku po naleptání skloviny a dentinu. Díky vynikající okrajové adaptaci a vysoké vazebné síle na sklovinu a dentin je Gluma 2Bond perfektním řešením pro typické aplikace dvoukrokových adhezivních systémů.



Gluma 2Bond
4 ml

1.499 Kč

G-BOND

Jednosložkové samoleptací světlem tuhnucí adhezivum. Velmi jednoduchá manipulace, pouze třicetisekundový pracovní postup, lze aplikovat na vlhkou sklovinu nebo dentin.

G-Bond 5 ml

1.989 Kč



Adper Single Bond 2
6g

1.699 Kč

ADPER SINGLE BOND 2

Adhezivní přípravek typu Total Etch s technologií nanoplňiva.

Je určen pro kompozitní a kompomerní výplně, adhezivní cementování keramických fazet, kovových, keramických nebo kompozitních nepřímých náhrad, desenzibilizaci citlivých krčků a opravy keramických, metalokeramických a kompozitních náhrad.

INTERAKCE

CHARISMA OPAL

Univerzální světlem tuhnoucí submikro-hybridní kompozit se vyznačuje přirozenou fluorescencí, vynikající leštitelností, výrazným chameleon efektem s vysokou radioopacitou.

Charisma Opal
4g **679 Kč**

(Odstíny A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2,B3,
C2, BL, CO, OD, OL, OM)



CHARISMA OPAL FLOW



Zatékavý kompozit založený na nano-technologii, barevně kompatibilní s kompletní řadou kompozitních materiálů Charisma. Dodává se v odstínech A1, A2, A3, A4, B2, OM, a Baseline.

Charisma Opal
flow 1,8ml **549 Kč**

FILTEK Z250

Univerzální kompozit pro frontální i postranní úsek chrupu. Materiál se nelepí na nástroje, snadno se modeluje, je rentgenokonstrastní a okrajový uzávěr je vynikající. Je značně odolný vůči abrazi, má vysokou pevnost v ohybu a nízké polymerační smrštění. Dodává se v odstínech A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, I, UD.

Filtek Z250 4g
jednotlivé odstíny **949 Kč**



G-ÆNIAL UNIVERSAL INJECTABLE

Vysoce odolný kompozit pro kavity všech tříd. Snadné vytlačení materiálu, radioopákní, pevnost v ohybu, vynikající estetika. Injection Moulding Kit Promo obsahuje tři stříkačky kompozitu a nový silikonový materiál Exaclear.



NOVINKA

G-ænial Universal Injectable
1 ml jednotlivé odstíny **989 Kč**

(XBW, BW, A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, CV, CVD,
A01, A02, A03, JE, AE)

Injection Moulding
Kit Promo **2.969 Kč**

(3 × 1 ml G-ænial Universal Injectable A1, A2, A3,
48ml kartuše Exaclear, 3 × míchací koncovka)

G-ænial Universal
Injectable Kit **4.189 Kč**

(1 ml odstín A1, A2, A3, 5 ml G-Premio Bond,
30 × kanyla, 3 × ochranný kryt)

EVERX POSTERIOR

Vlákný zesílený kompozit nahrazující dentin, používaný společně s konvenčními kompozity (např. G-ænial Posterior), které nahrazují sklovinu. Vlákna zabraňují vzniku a šíření prasklin, materiál se váže ke kompozitu i zubním tkáním. Polymerovat lze až 5 mm silnou vrstvu materiálu.

everX Posterior
15 × 0,25g **1.989 Kč**

everX Posterior
50 × 0,25g **5.789 Kč**



ADHESOR N

Dvousložkový cement, používá se např. pro podložky pod amalgámové nebo kompozitní výplně, dočasné výplně, k fixaci korunek a můstků. Dodává se v odstínech 1 a 2.



Adhesor N
80g prášku + 55g tekutiny **259 Kč**

RIVA SELF CURE / RIVA SELF CURE HV

Radioopákní chemicky tuhnutí skloionomerní výplňový materiál, který je díky vynikající adhezi, uvolňování fluoridu, vysoké pevnosti a estetice doporučován pro širokou škálu klinických aplikací. Riva SC HV má čtyřikrát vyšší viskozitu než Riva SC. Má výborný marginální uzávěr, zanedbatelné smrštění, a je proto vhodný pro velké výplně.



Riva Self Cure
prášek 15g, tekutina 6,9ml **1.079 Kč**

(odstíny A1, A2, A3, A3,5, A4, B2, B3, T-A2, T-A3, T-A3.5)



Riva Self Cure HV
50 kapslí **3.389 Kč**

(odstíny A1, A3,5)

Riva Self Cure / Riva Self Cure HV
45 kapslí odstín A2 nebo A3 **2.689 Kč**

Riva Self Cure 50 kapslí **3.389 Kč**

(odstíny A1, A3,5, A4, B2, B3, T-A2, T-A3, T-A3.5 nebo sortiment)

FUJI IX / FUJI IX FAST / FUJI IX EXTRA

Skloionomerní cementy pro výplně a dostavby v laterálním úseku chrupu. Varianta FAST má kratší dobu tuhnutí. Fuji IX EXTRA má velmi vysokou translucenci a uvolňuje třikrát více fluoridových iontů než FAST.

Fuji IX Fast
50 kapslí **3.499 Kč**

(odstíny A1, A2, A3, A3,5, B2, B3, C4)



Fuji IX
50 kapslí **3.499 Kč**

(odstíny A2, A3, A3,5, B2, B3, C4)

Fuji IX Extra
50 kapslí **3.899 Kč**

(odstíny A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3, C4, sortiment)

EVERSTICK

everStick
Intro sada **2.999 Kč**

(everStick C&B 8cm, everStick Perio 8cm, StickRefix D silikonový nástroj)



everStick Perio
1 x 8cm **1.899 Kč**

Výztuže ze skleněného vlákna everStick jsou vyrobeny ze silanizovaných skelných vláken a matrice ze světlem tuhnutí pryskyřice. Vlákna mají skvělé mechanické vlastnosti, jsou pevná a mají elasticitu podobnou dentinu. EverStick C&B je vhodný pro můstky ukotvené na povrchu, pro inlejšové a onlejšové můstky, pro hybridní, provizorní a laboratorně zhotovené můstky. EverStick Perio se používá pro periodontální dlahování a kombinace periodontální dlahy a můstku ukotveného na povrchu.



everStick C&B
1 x 8cm **1.999 Kč**

INTERAKCE

KETAC MOLAR EASYMIX A.R.T.

Skoionomerní cement s vysokou pevností pro výplně v distálním úseku.

Ketac Molar Easymix A.R.T.
12,5g prášku A3, 8,5g tekutiny

1.199 Kč



KAVITAN LC

Skoionomerní světlem tuhnující rentgenokonstrastní podložkový a výplňový cement s vysokou pevností. Dodává se v odstínech A2, A3.

Kavitan LC jednotlivé odstíny

1.299 Kč

(12g prášku + 15g tekutiny)

FUJI PLUS

Fixační skoionomerní cement s mimořádně silnou vazbou ke všem materiálům. Odstín A3.

Fuji Plus

2.999 Kč

(15g prášku, 7 ml tekutiny,
6,5 ml kondicioneru)



Fuji Plus kapsle 50ks

3.599 Kč



Cavit 28g

449 Kč



CAVIT

Oblíbený materiál pro provizorní uzávěr kavity. Dodává se ve třech tvrdostech: červený – tvrdý, modrý (W) – střední a zelený (G) – měkký.

DYCAL

Kalciumhydroxidový preparát pro přímé i nepřímé překrytí pulpy.

Dycal Dentine
nebo Ivory

789 Kč

(13g báze + 11g katalyzátoru)



NOVINKA

Tempsmart DC
kartuše 48ml

2.799 Kč

(odstíny A1, A2, A3, A3,5, B1 nebo BW)



GC TEMPSMART DC

Duálně tuhnující kompozit pro provizorní korunky a můstky, první dočasný materiál bez obsahu změkčovačů. Díky tomu se vyznačuje vysokou pevností v lomu. Ultra jemné plnivo zajišťuje neuvěřitelně vysoký lesk po dlouhou dobu. Možnost polymerování zaručuje krátký pracovní čas.

Tempsmart DC
automix 10 ml

1.589 Kč

(odstíny A1, A2, A3 nebo B1,
10 míchacích koncovek)

RELYX FIBER POST

Kořenové kompozitní čepy se skelnými vlákny, které se svou elasticitou podobají dentinu, a proto je u nich v porovnání s keramickými a kovovými čepy nižší riziko kořenových fraktur. Jsou vysoce radioopákní, což umožňuje snadné rozpoznání umístění čepu. Dodávají se ve čtyřech velikostech: 0 (bílé), 1 (žluté), 2 (červené) a 3 (modré).



Relyx Fiber Post
doplňkové balení 10 ks **3.349 Kč**

ENDOMETHASONE N

Rentgenokontrastní kořenová výplň bez obsahu paraformaldehydu a dexametasonu. Antiseptická, nedráždivá, nevstřebatelná a nezpůsobuje zbarvení tkání.



Endomethasone N
14g prášku, 10g tekutiny **2.299 Kč**

AH PLUS / AH 26

AH plus – kořenový výplňový materiál ve formě pasta-pasta.
AH 26 bez stříbra – kořenový výplňový materiál na bázi epoxidové pryskyřice ve formě prášek-tekutina.

AH 26 bez stříbra
8g prášku, 7,5g pryskyřice **2.589 Kč**

(Do vyprodání zásob)



AH Plus sada
4g báze, 4g katalyzátoru **2.989 Kč**



AH Plus Jet
15g Automix **2.679 Kč**

ČEPY

Barevně značené papírové a gutaperčové čepy ve velikostech podle ISO v sadách nebo jednotlivě.



Gutaperčové čepy celobarevné nebo barevně značené 100 ks **159 Kč**




Papírové čepy celobarevné nebo barevně značené 200 ks do vel. ISO 40, 120 ks od vel. ISO 45 **109 Kč**

PLNIČE


Kvalitní plniče bez nebo s bezpečnostní spirálou. Velikosti ISO 25, 30, 35 a 40 v délkách 21 nebo 25 mm.

Plnič bez bezpečnostní spirály

U_{max} 800
Balení 4 ks, sortiment po 1 ks (cena za balení)



269 Kč




Dřík		OBJ. Č.	025	030	035	040
204 RA	L = 21	178.21.204. ...	025	030	035	040
	Sortiment	178.21.204.S0	025	030	035	040
204 RA	L = 25	178.25.204. ...	025	030	035	040
	Sortiment	178.25.204.S0	025	030	035	040

Plnič s bezpečnostní spirálou

U_{max} 800
Balení 4 ks, sortiment po 1 ks (cena za balení)



249 Kč



Dřík		OBJ. Č.	025	030	035	040
204 RA	L = 21	178S.21.204. ...	025	030	035	040
	Sortiment	178S.21.204.S0	025	030	035	040
204 RA	L = 25	178S.25.204. ...	025	030	035	040
	Sortiment	178S.25.204.S0	025	030	035	040

INTERAKCE

OPAESCENCE PF 10%, 16%

Bělící gel pro domácí použití s přidavkem fluoridu a dusičnanu draselného působícího proti citlivosti zubu. Gel zůstává aktivní po celých 8–10 hodin bělení. Dodává se s příchutí máta, meloun nebo bez příchutě a dvou koncentracích účinné látky.



(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)

Opalescence PF 10%, 16%
pacient kit **1.349 Kč**

(8 × 1,2 ml stříkačky, 30 ml Opalescence zubní pasta, pouzdro na nosič)



(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)

Opalescence zubní pasta
Standard, Sensitive 100 ml **229 Kč**

ZUBNÍ PASTA OPAESCENCE

Pasta k dlouhodobému uchování odstínu vybělených zubů a je vhodná i pro každodenní čištění. Nízkoabrazivní složení chrání sklovinu a současně odstraňuje povrchové skvrny. Uvolňování fluouoridu je účinné a rychlé, neobsahuje triklosan. Pasta má příchutí máty, dodává se ve variantách Standard nebo Sensitive pro citlivé zuby. Je vhodná pro použití od šesti let věku.

GLUMA DESENSITIZER

Přípravek pro použití v hypersenzitivních cervikálních oblastech. Po aplikaci je zajištěna okamžitá úleva od bolesti a dlouhodobá ochrana.



Gluma Desensitizer
5 ml **1.399 Kč**



Fluoride gel APF
450 ml **559 Kč**

FLUORIDE GEL APF

Fluoridační gel s obsahem 1,23 % fluoridových iontů pro účinnou ochranu zubů před vznikem zubního kazu. Dodává se v příchutích jahoda, pomeranč, lesní plody, bubble gum, třešeň a máta.

FLUORIDAČNÍ LŽÍČE

Oboustranné (pro horní i dolní patro) lžičky z měkkého plastu pro aplikaci fluoridových gelů. Jsou anatomicky tvarované s držadlem pro snadnou manipulaci. Dodávají se ve velikostech S, M a L.

Fluoridační lžiče
50 ks S, M nebo L **739 Kč**



ORAL-B GENIUS 9000 WHITEBOX

Genius 9000 – kartáček s šesti režimy čištění včetně péče o dásně a bělení zubů. Kulatá kartáčková hlava osciluje, rotuje a pulzuje, čímž narušuje a odstraňuje zubní plak. Technologie detekce pozice pomáhá zjistit, které oblasti jsou již vyčištěné.

Trojité senzory tlaku pomáhá chránit dásně. Kartáček je možné spárovat pomocí bluetooth s chytrým telefonem a tak vznikají nové možnosti, jak díky speciální aplikaci Oral-B App, která je dostupná pro Apple a Android, sledovat svou zubní hygienu v reálném čase již během čištění. Cestovní pouzdro s USB portem umožní v jedné zástrčce dobít současně chytrý telefon i zubní kartáček. Kompatibilní jsou kartáčkové hlavy Cross Action a Sensi Ultra Thin.

(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)

Pro jednu ordinaci lze objednat maximálně 2 kusy.

Oral-B Genius
9000 Whitebox **2.499 Kč**



BROUSICÍ PÁSKY DIAMANTOVÉ

Brousicí pásky diamantové s hladkým okrajem ve třech hrubostech (extra jemné, jemné, střední) a dvou šířkách (2.5, 3.75 mm). Pásky s pilkovým okrajem ve dvou hrubostech (extra jemné, jemné) a šířce 3.75 mm. Perforované pásky s hladkým nebo pilkovým okrajem ve třech hrubostech (extra jemné, jemné, střední) a dvou šířkách (2.5, 3.75 mm).

Pásky s pilkovým okrajem 10 ks

999 Kč



Pásky s hladkým okrajem 10 ks

899 Kč

Perforované pásky s hladkým okrajem 10 ks

949 Kč

Perforované pásky s pilkovým okrajem 10 ks

999 Kč



LEŠTICÍ A BROUSICÍ PÁSKY


Polyesterové lešticí (30 μ m a 40 μ m) a brousicí (60 μ m) pásky v kotouči.

Pásky 10m
30/40/60 μ m

439 Kč

SOF-LEX

Disky pro dokončení a leštění kompozitních výplní. Dodávají se ve dvou průměrech a čtyřech hrubostech.




Sof-Lex disky 50 ks
různé průměry a hrubosti

569 Kč

Selective dentin remover

ω_{max} 50000
Balení 5 ks (cena za balení)



639 Kč

Dřík 204 RA OBJ. Č.

ϕ 1/10 mm	014	016	018
C1SDR.204...	014	016	018

VRTÁČKY NA DENTIN

Speciální typ tvrdokovového vrtáčku pro selektivní odstranění kariesu a měkkého dentinu při současném zachování zdravého tvrdého dentinu. Speciální tvar břitů umožňuje jemnou exkavaci bez vibrací.

NÁSTROJ POWERCUT


Speciální tvrdokovový rotační nástroj zejména na efektivní rozřezávání kovových korunek a rychlé odstranění starých amalgámových výplní. Při použití je nezbytné nutně chladit vodou.

PowerCut H31RPC
5 ks

399 Kč

Tvar H31RPC

Válec zaoblený
 ω_{max} 60.000-160.000
Balení 5 ks (cena za balení)



Dřík 314 FG OBJ. Č.

L mm	4,2	4,2
ϕ 1/10 mm	010	012
H31RPC.314...	010	012

MEZIZUBNÍ KLÍNKY HAWE

Hawe interdentalní klínky vyrobené z platanového dřeva, které neuvolňuje třísky. Mají anatomicky optimální tvar, konkávní strany se perfektně přizpůsobují tvaru mezizubního prostoru. Čtvercové zakončení umožňuje snadné vsunutí klínku a vzhůru směřující hrot zabraňuje poškození papil. Dodávají se v barvách tyrkysová, oranžová, bílá, zelená, žlutá, modrá, červená a bílá XL.



Mezizubní klínky Hawe
sada 500 ks

1.299 Kč

Mezizubní klínky Hawe
100 ks jednotlivé velikosti

319 Kč

INTERAKCE

ARTIKULAČNÍ PAPÍR

Artikulační papír v barvě modré, červené nebo modročervené k úpravě okluzálních ploch.



Artikulační papír
proužky 12×10 listů

119 Kč



Artikulační papír
podkovy 6×10 listů

199 Kč



Jednorázové štětečky
černé tvrdší 100 ks

189 Kč

Jednorázové štětečky
bílé měkké 50 ks

119 Kč

JEDNORÁZOVÉ ŠTĚTEČKY

Univerzální jednorázové štětečky pro přesné nanášení malého množství tekutiny.

Držák štěteček
plastový jednostranný

39 Kč

JEDNORÁZOVÉ APLIKÁTORY APPLY

Aplikátory pro přesné nanášení malých množství tekutin, např. bondů. Dodávají se ve variantách tvrdé, střední nebo měkké.

Aplikátory Apply
100 ks různé druhy

119 Kč



KARPULOVÁ STŘÍKAČKA SOPIRA S ASPIRACÍ

Aspirační stříkačka se speciální rukojetí pro bezpečné uchopení, vhodná pro infiltrační, intraseptální a mandibulární anestezii. Díky dvojitému prstenci je možná aktivní aspirace. Sterilizovatelná, vyrobená z nerezové oceli.

Karpulová stříkačka
Sopira

1.369 Kč

KARPULOVÉ JEHLY SOPIRA

Sterilní kanyly s dvojitým fazetovaným ostřím a speciálním silikonovým povlakem pro zajištění snadného průchodu tkáněmi. Dodávají se v rozměrech 0.3×12, 0.3×16, 0.3×21, 0.3×25, 0.4×25, 0.4×38.

Karpulové jehly 100 ks
jednotlivé rozměry

249 Kč



Surgispon 32 ks
10 × 10 × 10 mm

359 Kč

Surgispon 10 ks
70 × 50 × 10 mm


799 Kč

SURGISPON

Chirurgická hemostatická houbička, vyrobená z prvotřídního velmi čistého želatinového materiálu pro použití při různých chirurgických zákrocích. Je sterilní, tvárná, ve vodě nerozpustná, nepyrogeenní a biokompatibilní.

ROUŠKY PRO PACIENTY

Roušky z nepropustné fólie pokryté savým papírem. Dodávají se v barvách zelená, modrá, růžová, žlutá, fialová, broskvová, tmavě modrá, oranžová a bílá.



Roušky skládané
různé barvy 500 ks

499 Kč

ROUŠKY PROPHYTEX

Třívrstvé roušky pro ochranu pacienta při čištění zubu AirFlow metodou. Vrstva z PE je oboustranně potažena savým ubrouskem. Rouška má rozměry 60 × 54 cm.



Prophtex 40 ks
bílá, modrá

339 Kč

LATEXOVÉ RUKAVICE

Rukavice ze 100% přírodního latexu. Jsou hypoalergenní, velmi odolné a elastické. Dodávají se lehce pudrované kukuřičným škrobem nebo nepudrované. Velikosti XS, S, M, L nebo XL.



Latexové rukavice
pudrované 100 ks

139 Kč

Latexové rukavice
nepudrované 100 ks

169 Kč

JEDNORÁZOVÉ SAVKY

Jednorázové savky z odolného plastu s pevnou nebo odnímatelnou koncovkou v délce 15 cm. S pevnou koncovkou se dodávají neprůhledné bílé a modré.

Savky s odnímatelnou koncovkou jsou k dispozici transparentní modré, zelené, žluté, červené, neprůhledné bílé, modré a zelené.



Savky s odnímatelnou
koncovkou 100 ks

69 Kč

Savky s pevnou
koncovkou 100 ks

69 Kč

VISTA-TEC

Velmi lehký štít z odolného plastu pro ochranu celého obličeje. Obroučka se dodává čirá, bílá, žlutá, růžová, zelená nebo modrá.



Vista-Tec
ultra light

1.439 Kč

(Obroučka, 5 × ochranný štít)

Vista-Tec
náhradní štíty 10 ks

1.459 Kč



INTRAORÁLNÍ RTG FILMY

Intraorální rentgenový film s vysokou kvalitou obrazu při nízké dávce záření.

Agfa Dentus M2 Comfort
3 × 4 cm 150 ks

899 Kč

INTERAKCE

BECHTOL PLUS

Dezinfekční roztok se zvýšenou účinností pro rotační nástroje. Hubí bakterie a houby a má komplexní virucidní účinky. Ani při delším působení nezpůsobuje korozi. Neobsahuje fenol a aldehydy a je biologicky odbouratelný.

Bechtol Plus
1 litr **389 Kč**

Bechtol Plus
5 litrů **1.539 Kč**



DENTIRO WIPES

Vlhčené ubrousky připravené k okamžitému použití určené pro rychlou dezinfekci a čištění malých povrchů a zdravotnického vybavení.

Dentiro Wipes náhradní balení
120ks Classic, Floral nebo Lemon **229 Kč**

4 + 1 balení ZDARMA

OROCID MULTISEPT PLUS

Oroid Multisept Plus je koncentrát pro dezinfekci a čištění lékařských nástrojů bez obsahu aldehydů, fenolů a KAS. Díky kombinaci univerzálních tenzidů a dalších přísad vykazuje vysokou čisticí účinnost, která usnadňuje následné manuální čištění. Je možná aplikace v ultrazvukové lázni.

(Do vyprodání zásob)

Oroid MP
1 litr **559 Kč**



Oroid MP
2 litry **999 Kč**

Oroid MP
5 x 1 litr **1.999 Kč**



Isorapid Spray
1 litr **289 Kč**

Isorapid Spray
2 litry **499 Kč**

ISORAPID SPRAY

Přípravek pro okamžitou dezinfekci postřikem nebo mytím, který je vhodný pro čištění zdravotnického vybavení. Má nízký obsah alkoholu, což snižuje možnost vzniku alergií a zároveň je šetrnější k ošetřovaným materiálům. Neobsahuje aldehydy a je snadno biologicky odbouratelný.

Isorapid Spray
5 litrů **1.089 Kč**

OROTOL PLUS

Vysoce účinný koncentrát pro současnou dezinfekci, dezodoraci, čištění a péči o stomatologická odsávací zařízení a plivátka. Je vhodný pro všechny separátory amalgámu. Dezinfekční a čisticí složky dosahují intenzivní péče, přitom jsou šetrné k materiálům a životnímu prostředí a nepění.

Orotol Plus
2,5l **1.549 Kč**



Becht4care
500 ml **179 Kč**

Becht4care
1 litr **269 Kč**

Becht4care
5 litrů **1.149 Kč**



NOVINKA

BECHT4CARE

Antiseptický bezbarvý gel bez obsahu fenolů a aldehydů pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou. Je vysoce účinný, během 30 vteřin působí proti bakteriím vč. MRSA a kvasinkám. Během 1 minuty účinkuje proti Mycobacterium terrae a inaktivuje viry HBV/HCV/HIV/BVDV. Gel obsahuje zvláčňující přísady a snadno se vstřebává.

CHARISMA TOPAZ

Světlem tuhnoucí radioopákní nanohybridní kompozit, založený na patentovaném TCD-matrix. Používá se pro přímé výplně kavit třídy I–V (dle Blacka), přímé kompozitní fazety, korekce tvaru zubů, dlahování uvolněných zubů, nepřímé výplně a různé typy oprav.



Charisma Topaz 4 g odstíny A4, B1, OL, OD, CL

529 Kč

Původní cena: 880 Kč

Charisma Topaz 4 g odstíny B2 (exp. 10/2019), OB (exp. 6/2019), BL (exp. 11/2019)

489 Kč

Původní cena: 880 Kč

Harmonize Enamel 4 g odstín A3 (exp. 4/2019)

339 Kč

Původní cena: 1.671 Kč



HARMONIZE

Nanohybridní světlem tuhnoucí univerzální kompozit Harmonize nové generace s Adaptivní Responzivní Technologíí, sítí nanoplňiv, která umožní zhotovit přirozeně vypadající výplně snadněji než kdykoli předtím.

Harmonize Enamel 4 g odstín A3 (exp. 5/2019)

399 Kč

Původní cena: 1.671 Kč

FUJI IX, FUJI IX EXTRA

Skoionomerní cementy pro výplně a dostavby v laterálním úseku chrupu.

Fuji IX Extra prášek 15 g odstín A3 (exp. 5/2019)

899 Kč

Původní cena: 1.860 Kč

Fuji IX prášek 15 g odstín B3 (exp. 11/2019)

999 Kč

Původní cena: 1.740 Kč



Fuji IX Extra prášek 15 g odstín B3 (exp. 3/2019)

499 Kč

Původní cena: 1.860 Kč

Fuji IX Extra tekutina 6,4 ml (exp. 12/2019)

899 Kč

Původní cena: 1.260 Kč

KAVITAN PRO

Rentgenokonstrastní skoionomerní kondenzovatelný cement určený pro semipermanentní výplně v distálním úseku chrupu (třída I a II), výplně III. a V. třídy ve stálém chrupu, výplně I., II., III. a V. třídy ve stálém chrupu (tzv. sendvičová technika), dostavby ztraceného dentinu před protetickým ošetřením a adhezivní podložky pod kompozitní nebo amalgámové výplně.

Kavitan Pro odstín A2 (exp. 9/2019)

699 Kč

Původní cena: 1.132 Kč

Kavitan Pro odstín A3 (exp. 3/2019)

299 Kč

Původní cena: 1.132 Kč

ENDODONTICKÝ MOTOR ELEMENTS

Endodontický motor Elements využívá výhod recipročního a rotačního pohybu současně a tím je nejbezpečnější na trhu z pohledu lékaře i pacienta. Jednoduchá pracovní sekvence založená na principu semaforového značení snižuje riziko zalomení nástroje a nevznikají starosti s výběrem hrotu a konicít.

Endodontický motor Elements

23.990 Kč

Původní cena: 44.733 Kč



Estetika
a přirozenost
v jednom.

K dodání od
1. 4. 2019

3M™ Filtek™ One

Vysoce estetický bulkfillový materiál

- ▶ VYSOKÁ ESTETIKA
- ▶ VYNIKAJÍCÍ ODOLNOST
- ▶ SKVĚLÁ MANIPULACE A MODELACE



INTERDENT®

10000 Praha 10, Foerstrova 12, tel./fax: 274 783 114

OBCHODNÍ ZÁSTUPCI:



- Ivana Škulavíková Mottlová, tel.: 733 663 406 / Karlovarsko, Ústecko, Šluknovsko, Kladensko
- Zita Antošová, tel.: 733 647 117 / Plzeňský kraj, Berounsko, Rakovnicko
- Daniela Horáková, tel.: 739 039 927 / Praha, Středočeský kraj
- Monika Kolátorová, tel.: 604 245 670 / Praha, Středočeský kraj
- Jan Jaša, tel.: 731 576 099 / Jihomoravský kraj