

Pružný polyamid pro výrobu zubních náhrad

VIVA FLEX PARTIALS®



Protéza z polyamidu Vivaflex nevypadá na první pohled hezky.

Zkuste ji
**ale nasadit
do úst**

Díky přírodnímu odstínu vypadá mnohem lépe a přirozeněji než protézy z jiných materiálů.

Přesvědčte se sami

Pokud vám materiál nebude z jakéhokoli důvodu vyhovovat, **vrátíme vám peníze.**

VIVA FLEX PARTIALS L.F.

Flexibilní polyamid P12

Teplota lití: 280 °C

Přehřívací čas: 15 min

Vstřikovací tlak: 6 bar

Balení 300 g: 5 300 Kč (vč. DPH)

Cena jedné protézy 290 Kč (vč. DPH)

Můžete použít jakýkoli vstřikovací přístroj.



Využijte akci na první objednávku

Vyberte si ze dvou výhodných balíčků a za jednu protézu zaplatíte jen **195 Kč**.

**Vivaflex Partials L.F. + 20 ks
prázdných kartuší**

Barva LF-2, balení 300 g

3 900 Kč (vč. DPH)

5x Vivaflex Partials kartuše 15 g

Barva LF-2, 5 ks plněných kartuší

975 Kč (vč. DPH)