

renfert promo



Opískováno, nevrstveno

Design okluzních ploch 2.0 s
technikou Olivera Brixie a
Basicem quattro IS



Čtěte více na
blog.renfert.com



NOVINKA! Basic eco

Přístroj pro jemné pískování
se dvěma nádržkami

Maximální zorné pole díky velkému ochrannému sklu a inovativnímu LED osvětlení ■ Spolehlivost procesu založená na mnoha letech zkušeností s technologií dentálního pískování

Basic eco,
Obj. č. 2949 2025
(1 x 25–70 µm, 1 x 70–250 µm)
Původní cena Kč 26.191,–
Speciální nabídka



Kč 23.490,–

Nabídka platná
do 31.03.2016



Krbec Dent s.r.o.
Úněšovská 20, 323 00 Plzeň
tel: 377 22 33 80, mob: 777 22 33 80
www.krbec.cz, info@krbec.cz



Basic classic

Jemná pískovací jednotka se 2 nádržkami na písky

Precizní pracovní postupy a skvělá efektivita vynaložených nákladů spolu se speciální míchací komorou značky Renfert (princip Venturi) ■ Inovativní PerfectView Concept: denní světlo a 4800 LUX pro neunavující práci ■ Přepínač pro volbu tanku uvnitř pískovací komory pro efektivitu práce

Basic classic,
Obj. č. 2947 2025
1 x 25–70 µm,
1 x 70–250 µm
Původní cena Kč 29.469,–
Speciální nabídka



Kč 26.190,–

Basic master

Jemná pískovací jednotka se 2 nádržkami na písky

Precizní pracovní postupy a skvělá efektivita vynaložených nákladů spolu se speciální míchací komorou značky Renfert (princip Venturi) ■ Velká pískovací komora umožňuje maximální volnost pohybu ■ Ventilační otvory pro optimální cirkulaci vzduchu a efektivní odsávání v pískovací komoře (PerfectView-Concept)

Basic master,
Obj. č. 2948 2025
1 x 25–70 µm,
1 x 70–250 µm
Původní cena Kč 34.418,–
Speciální nabídka



Kč 30.490,–


Vario basic

Kombinace oběhového pískování a mikro-pískování

Možné rozšíření o 1 až 4 zásobníky ■ Individuálně nastavitelná oběhová tryska s integrovaným principem Venturi pro efektivní pískování ■ O 50% nižší spotřeba abraziva díky systému inteligentního odsávání (odstraňuje pouze nepoužitelný jemný prach)

Vario basic (základní jednotka bez zásobníků), Obj. č. 2960 0005
Původní cena Kč 44.875,–
Speciální nabídka

Kč 39.990,–



Přehled Jemná
pískovací Basic

3 letá
záruka

10 zaručujeme dodání
náhradních dílů po 10 let

 **žádné zbytečné
prostoje**

Uvedené servisní výhody
platí při zakoupení přístrojů
Renfert.

Vario jet

Oběhový pískovač

Přesná koordinace nezbytných parametrů pískování (tlak, čas, velikost částic) ■ Chytrý odsávací systém: odsávány jsou pouze nepoužitelné jemné prachové částice ■ Vysoký stupeň volnosti pohybu díky snadno odnímatelnému pískovacímu koši

Vario jet, Obj. č. 2961 0000
Původní cena Kč 86.832,-
Speciální nabídka

Kč **76.380,-**



Basic quattro

Pískovač se 2 – 4 zásobníky na písek

Snadné doplňování zásobníků bez použití jakýchkoli nástrojů díky rychlospojkám a systému barevného kódování ■ Precizní pracovní postupy a skvělá efektivita vynaložených nákladů spolu se speciální míchací komorou značky Renfert (princip Venturi) ■ Integrovaná vzduchová tryska pro čištění objektů a rukou

Basic quattro,
Obj. č. 2958 0000
1 x 25–70 µm,
1 x 70–250 µm
Původní cena Kč 41.597,-
Speciální nabídka

Kč **36.690,-**



Basic quattro IS

Jemná pískovací jednotka s technologií okamžitého zastavení

Integrovaná technologie pro rychlé zastavení „IS“ (Immediate Stop – Okamžité zastavení) umožňuje přesné pískování jemných detailních objektů ■ Speciální mísící komory zajišťují přesné a spolehlivé opracování a vysokou účinnost ■ Individuální nastavení tlaku pro každý tank a kontrolní ukazatel tlaku zajišťuje bezpečný provoz

Basic quattro IS,
Obj. č. 2959 0000
1 x 25–70 µm,
1 x 70–250 µm
Původní cena Kč 53.594,-
Speciální nabídka

Kč **47.550,-**



Objednávejte u svého místního prodejce ještě dnes

Renfert

SILENT TS

Odsávání jednoho pracovního místa

3x delší životnost (ve srovnání s běžnými kolektorovými motory) díky novodobé technologii motoru ■ Ochrana proti zatížení prachem prostřednictvím vysokého objemového proudu (3 300 l/min) ■ Nízká hlučnost díky max. hodnotě 58 dB/A



SILENT TS,
Obj. č. 2921 0050
Původní cena Kč 44.252,-
Speciální nabídka

Kč **37.990,-**



SILENT TS2

Odsávání dvou pracovních míst

Sací výkon pouze tam, kde je potřeba a ve chvíli, kdy je potřeba, díky inteligentnímu a nezávislému ovládání 2 samostatných stlačitelných ventilů (vyžaduje připojení stlačeného vzduchu) ■ Konstantní sací výkon zajištěn automatickým do-regulováním výkonu motoru ■ Komfortní intuitivní ovládání s velkým přehledným multifunkčním displejem

SILENT TS2,
Obj. č. 2930 0050
Původní cena Kč 58.839,-
Speciální nabídka

Kč **49.990,-**



MT3

Bruska pracující za mokra

Rychlá změna sklonu stolku pomocí sklápěcího mechanismu (90° / 98°) ■ Bezpečnost: jsou-li přední dvířka otevřená, zastaví bezpečnostní spínač motor a vodu ■ Rovnoměrné rozložení optimálně umístěných trysek na vodu zabraňuje zanášení brusného disku

MT3
včetně brusného
disku Marathon
(částečně podiamantovaný),
Obj. č. 1808 0500
Původní cena Kč 32.746,-
Speciální nabídka

Kč **29.500,-**



MT plus

Bruska při mokrém i suchém broušení

Jednoduché a rychlé čištění díky otevíratelným předním dveřím ■ Brusný stolek a vodní sprcha snadno odnímatelné – snadné čištění ■ Zvukově izolovaný kryt vyrobený ze speciálního materiálu (polyuretan)

MT plus
včetně brusného
disku Marathon
(částečně
podiamantovaný),
Obj. č. 1803 0500
Původní cena Kč 46.383,-
Speciální nabídka

Kč **41.700,-**



3 letá záruka **10** zaručujeme dodání náhradních dílů po 10 let

 **žádné zbytečné prostoje**

Uvedené servisní výhody platí při zakoupení přístrojů Renfert.



Cim Özyurt
Produktový manažer

„S výrobkem Millo pro ušetříte peníze. Broušení dentálního oblouku ručním prvkem značně zvyšuje náklady na údržbu kvůli vysokému opotřebení a silnému znečištění.“



Millo pro

Obrušování zubních oblouků

Bezúdržbový, vysoce výkonný motor umožňuje rychlé a snadné broušení dentálních oblouků ■ Jemná konečná úprava povrchu a absolutně stejnoměrný kónický povrch v dentálním oblouku zaručují funkční spolehlivost a přesnost ■ Fréza Millo pro je rovněž výškově nastavitelná




Millo pro,
Obj. č. 1805 0000
Původní cena Kč 27.272,-
Speciální nabídka

Kč **24.550,-**

Magma

Přehřívací pec

Ohřev ze čtyř stran zajišťuje rovnoměrný ohřev v celé komoře pece ■ Rychlý nárůst teploty: až 900°C během pouhých 60 minut ■ Prostor pro uložení 99 programů + 1 program pro rychlé zatmelování



Magma
Přehřívací pec,
Obj. č. 2300 0000
Původní cena Kč 66.739,-
Speciální nabídka

Kč **56.990,-**


Magma

Přehřívací pec pro použití s konvertorem katalyzátoru

Ohřev ze čtyř stran zajišťuje rovnoměrný ohřev v celé komoře pece ■ Rychlý nárůst teploty: až 900°C během pouhých 60 minut ■ Snížení nepříjemných pachů a kouře díky přidávanému katalyzátoru

včetně katalyzátor

Magma pro použití s konvertorem katalyzátoru,
Obj. č. 2300 0500
+ Konvertor katalyzátoru pro Magma,
Obj. č. 2300 0001
Původní cena Kč 87.685,-
Speciální nabídka



Kč **73.890,-**

Power pillo

Nejmodernější dekyvetace odlitků a protéz

Šetří čas a peníze výkonným a současně jemným uvolňováním citlivých náhrad (odlitky, umělý chrup) ■ Absolutně bezúdržbové díky speciálnímu bezolejovému mechanismu ■ Maximální ochrana zdraví díky minimálnímu přenosu vibrací do kloubů



Power pillo,
Obj. č. 5022 5000
Původní cena Kč 13.735,-
Speciální nabídka

Kč **11.990,-**



Maik Witt
Produktový manažer

„Riziko poškození zubní protézy je i při opatrném uvolňování pomocí kleští nebo kladívka velmi vysoké. Rychlé a jemně rozdělované uvolňování během asi 1 minuty pomocí Power pillo představuje ekonomickou alternativu.“

Ceramicus

Štětce na keramiku

Vynikající pružnost ■ Velmi husté štětiny ■ Žádné nepříjemné třepení po každém nanášení keramiky



Popis	Obj.č.	Obsah	Původní cena	Speciální nabídka
Ceramicus sada se 6 velikostmi štětců (1, 2, 4, 6, 8, 1/0)	1716 0000	po 1 kusu	Kč 1.888,-	Kč 1.699,-
Ceramicus sada malovacích štětců se 2 kusy od každého (00, 000)	1703 0000	po 2 kusech	Kč 721,-	Kč 649,-
Ceramicus velikost 1	1716 0001	2 kusy	Kč 472,-	Kč 425,-
Ceramicus velikost 2	1716 0002	2 kusy	Kč 502,-	Kč 450,-
Ceramicus velikost 4	1716 0004	2 kusy	Kč 561,-	Kč 499,-
Ceramicus velikost 6	1716 0006	1 kus	Kč 502,-	Kč 450,-
Ceramicus velikost 8	1716 0008	1 kus	Kč 723,-	Kč 650,-
Ceramicus Big Brush	1716 0088	1 kus	Kč 1.106,-	Kč 999,-
Ceramicus velikost 1/0	1716 0110	2 kusy	Kč 472,-	Kč 425,-
Ceramicus velikost 2/0	1716 0120	2 kusy	Kč 472,-	Kč 425,-
Ceramicus Opákní štětec	1716 0200	2 kusy	Kč 634,-	Kč 570,-

Objednávejte u svého místního prodejce ještě dnes

NOVINKA!

Renfert Polish

Diamantové lešticí pasty na keramiku

Renfert Polish all-in-one: pro leštění porcelánových povlaků, hybridní keramiky a vysoce kvalitní pryskyřice. Také pro oxid zirkončitý a dvojsíran lithný ■ Renfert Polish ZrO_2 : diamantový granulát speciálně určený pro oxid zirkončitý ■ Renfert Polish $LiSi_2$: hrubý diamantový granulát speciálně určený pro dvojsíran lithný



Renfert Polish all-in-one,
10 g
Obj. č. 5100000
Původní cena Kč 1.770,-
Speciální nabídka

Kč **1.590,-**

Renfert Polish $LiSi_2$,
10 g
Obj. č. 5102000
Původní cena Kč 1.770,-
Speciální nabídka

Kč **1.590,-**

Renfert Polish ZrO_2 ,
10 g
Obj. č. 5101000
Původní cena Kč 1.770,-
Speciální nabídka

Kč **1.590,-**

Jost Prestin
CDT a majitel laboratoře:
„Ve své dosavadní praxi jsem se vždy pídil po lešticí pastě pro vysoký lesk, u níž lze velmi rychle dosáhnout požadovaného lesku. S pastou Renfert Polish vše v jednom dosáhnete požadovaného lesku během několika vteřin. Je to ta nejlepší univerzální lešticí pasta, co znám!“

Bison

Vysoce lešticí kartáčky

Dlouhá životnost díky hustému a pevnému provedení kartáčků ■ Speciálně určené pro leštění okluzních ploch a mezizubních prostor ■ Vynikající nanášení lešticích past

Bison montované,
Ø 14 mm, 100 kusů
Obj. č. 763 1100
Původní cena Kč 3.262,-
Speciální nabídka

Kč **2.990,-**

Bison montované,
Ø 18 mm, 100 kusů
Obj. č. 766 1100
Původní cena Kč 3.835,-
Speciální nabídka

Kč **3.456,-**




Slim

Lešticí kartáčky pro předleštění

Tenký kartáček pro práci na leštičce ■ Jemné kartáčky zabírají silné abrazí ■ Prostor mezi štětinami zajišťuje chladicí účinek

Slim lešticí kartáčky,
Ø 44 mm, 100 ks
Obj. č. 788 2000
Původní cena Kč 6.254,-
Speciální nabídka

Kč **5.620,-**



NOVINKA!

Calipretto CR

Přesný měřicí dotykový přístroj

Efektivní průběh procesu díky dotykové funkci bez kovového otěru ■ Dlouhá životnost díky téměř nezničitelným měřicím kuličkám ATZ ■ Velmi dobrá detekce měřených dat v krocích po 1/10 mm



Calipretto CR,
Obj. č. 1123 1000
Původní cena Kč 6.261,-
Speciální nabídka

Kč **5.490,-**



Attilio Sommella
Italský zubní technik
Docent int., autor

„Calipretto CR je fantastický nástroj, univerzální, snadno použitelný a ergonomický. Používám ho pro všechny keramické náhrady, protože na povrchu nezanechává žádné tmavé zbytky. Velmi praktický nástroj, se kterým máte vše pod kontrolou.“


Dynex Titanium

Pro titan a titanové slitiny

Minimální sklon k vyvíjení tepla a zatížení materiálu při zpracování titanu a titanových slitin ■ Elastický a stabilní pro rychlé oddělování a přesné zpracování zubních náhrad u implantátů

Dynex Brilliant

Pro keramiku, zirkon oxid a dvojsíran lithný



Extrémně tenký a pružný pro precizní oddělování mezizubních prostor a broušení plochých povrchů ■ Rychlé a spolehlivé oddělování lisovaných kanálků ■ Minimální vznik tepla a vibrací pro prevenci prasklin a odštěpků při zpracování všech keramických materiálů

	Popis	Použití	Obj. č.	Prům.	Tloušťka	Ks	Původní cena	Speciální nabídka
	Dynex Brilliant NOVINKA!	Keramika	56 0220	20 mm	0,20 mm	10	Kč 1.180,-	Kč 999,-
	Dynex Brilliant	Keramika	56 2520	20 mm	0,25 mm	10	Kč 1.239,-	Kč 1.090,-
	Dynex Brilliant NOVINKA!	Keramika	56 0320	20 mm	0,30 mm	10	Kč 1.298,-	Kč 1.190,-
	Dynex Titanium NOVINKA!	Titan	58 0322	22 mm	0,30 mm	20	Kč 738,-	Kč 690,-
	Dynex Titanium NOVINKA!	Titan	58 0326	26 mm	0,30 mm	20	Kč 1.151,-	Kč 999,-

Objednávejte u svého místního prodejce ještě dnes

