

INTERAKCE

||| 2019



INTERDENT[®]

100 00 Praha 10, Foerstrova 12 • tel./fax: 274 783 114, 274 814 404, 274 820 130 • interdent@interdent.cz • www.interdent.cz

Pevnost v souladu s krásou



GC

EQUIA Forte™ HT od GC

Bulkový sklohybridní
výplňový systém



INTERDENT.
OBCHODNÍ ZÁSTUPCI:



- Ivana Škulavíková Mottlová, tel.: 733 663 406 / Karlovarsko, Ústecko, Šluknovsko, Kladensko
- Zita Antošová, tel.: 733 647 117 / Plzeňský kraj, Berounsko, Rakovnicko
- Daniela Horáková, tel.: 739 039 927 / Praha, Středočeský kraj
- Monika Kolátorová, tel.: 604 245 670 / Praha, Středočeský kraj
- Bohdan Samek, tel.: 777 836 737 / Východočeský kraj
- Stanislav Molič, tel.: 731 484 772 / Východočeský kraj
- Jan Jaša, tel.: 731 576 099 / Jihomoravský kraj

ALLIGAT

Rychle tuhnoucí bezprašná alginátová otiskovací hmota ve dvou verzích. Alligat Chroma s barevným indikátorem.

Alligat Chroma 453 g **149 Kč**

1 karton/24 ks: **3.399 Kč** (cena za ks: **141,63 Kč**)



Alligat 453 g **129 Kč**

1 karton/24 ks: **2.999 Kč** (cena za ks: **125 Kč**)

Hydrogum 5
453 g **259 Kč**



HYDROGUM 5

Přesná rychle tuhnoucí alginátová otiskovací hmota se stabilitou otisku až 120 hodin. Snadno se míchá, je tixotropní. Barva fialová, příchut' lesního ovoce.

ZETAPLUS / ZETAFLW

Zeta – kondenzační silikonová otiskovací hmota pro metodu dvojího otiskování. Dobu tuhnutí lze upravit množstvím přidaného katalyzátoru.

ZetaPlus Putty má zelenou barvu s mátovou příchutí. ZetaFlow Putty má oranžovou barvu s malinovou příchutí.

ZetaFlow Intro Kit **1.149 Kč**

(900 ml Putty, 140 ml Light, 60 ml Catalyst)



ZetaPlus Intro Kit L **999 Kč**

(900 ml Putty, 140 ml Oranwash L, 60 ml Indurent Gel)



VARIOTIME

A-silikonová otiskovací hmota s cíleným urychleným tuhnutím v ústech. Je hydrofilní a výborně reprodukuje detaily ve vlhkém prostředí. Dodává se ve třech konzistencích – Putty, Heavy Tray a Monophase – v plastových kartuších pro míchací přístroje. Pro korekční otisk lze vybrat ze tří viskozit – Medium, Light a Extra Light. Variotime Easy Putty je verze pro ruční míchání.



Variotime Medium / Light /
Extra Light 2 × 50 ml, 12 kanyl **779 Kč**

Variotime Dynamix Putty/
Heavy Tray / Monophase 2 × 380 ml **2.899 Kč**

Při nákupu 3 × Variotime Dynamix
(2 × 380 ml) **obdržíte**
2 × Variotime krém (2 × 50 ml) **ZDARMA**



Variotime Easy Putty
2 × 300 ml **1.279 Kč**

Při nákupu 2 × Variotime Easy Putty
(2 × 300 ml) **obdržíte**
Variotime krém (2 × 50 ml) **ZDARMA**

DYNAMIX SPEED

Přístroj na míchání otiskovacích hmot se třemi rychlostmi míchání, dvě pro plnění do lžice a jedna do stříkačky. Výhodou je automatický zpětný chod pro výměnu náplně i indikátor úrovně naplnění v kartuši s LED kontrolkou.

Dynamix Speed balíček **47.499 Kč**

(Dynamix Speed, 9 × Variotime Dynamix Heavy Tray (2 × 380 ml),
6 × Variotime Medium Flow (2 × 50 ml), Dynamix míchací kanyly 50 ks)



(Do vyprodání zásob)

INTERAKCE

TISSUE CONDITIONER

Měkký akrylový rebazovací materiál k podkládání zubních snímacích náhrad. Lze jej použít i k ošetření tkání a zhotovení funkčních otisků. Doba tuhnutí v ústech je 5 minut, je možné opakovaně přidávat nový materiál.



Tissue conditioner
růžový / bílý **3.399 Kč**

(90 g prášek, 100 ml tekutina,
15 ml Coating Agent, příslušenství)



XANTOPREN M MUCOSA

Otiskovací materiál pro okraje funkčních otisků a kompletní otisky sliznice bezzubých čelistí.

Xantopren M Mucosa
140 ml **639 Kč**

Xantopren vytvrzovací pasta
60 ml **239 Kč**

ULTRAPAK CLEANCUT

Speciálně tkané retrakční vlákno ve tvaru řetízku vyrobené ze 100% bavlny. Ultrapak Cleancut je možno napustit hemostatikem. Samořezný systém Cleancut na víčku krabičky umožňuje velmi snadné a pohodlné odříznutí vlákna. Délka vlákna v lahvičce je 244 cm.

Ultrapak Cleancut
síla 0, 1, 2 nebo 3 **439 Kč**

Ultrapak Cleancut
síla 000 **549 Kč**

Ultrapak Cleancut
síla 00 **479 Kč**



ADSTRINGENTNÍ RETRAKČNÍ PASTA

Pasta s obsahem 15 % chloridu hlinitého pro dočasnou retrakci marginální gingivy a vysušení sulku u zdravého periodontia např. při otiskování, preparaci tříd II a V nebo při situačních otiscích.

Adstringentní retrakční
pasta 25 kapslí **2.369 Kč**

Adstringentní retrakční
pasta 100 kapslí **7.999 Kč**

OTISKOVAČÍ PLASTOVÉ LŽÍČE 3M

Plastové plné otiskovací lžičce s retenční páskou, okrajem a rezervoárem pro přebytečnou hmotu. Snížený zadní okraj usnadňuje vyjmutí otisku.

Otiskovací plastové lžičce
10 ks **649 Kč**

(Horní nebo dolní, velikost S, M, L)



KELÍMEK A LOPATKA NA OTISKOVAČÍ HMOTY

Středně tuhý kelímek o objemu 0,25l (průměr 11,5 cm) a míchací lopatka na míchání alginátových otiskovacích hmot.

Kelímek **199 Kč**

Lopatka **139 Kč**



ANA 2000 HCAA

Amalgám bez gama 2 fáze a bez preamalgamace. Dodává se v lisovaných tabletách s kapslemi rtuťi. Složení: Ag 43 %, Sn 29,6 %, Cu 25,4 %, Hg 2 %.

ANA 2000 HCAA
Duett 400 dávek

5.999 Kč



GLUMA ETCH

Gluma Etch 35 Gel

649 Kč

(2 x 2,5ml, 25 aplikačních kanyl)



Dodává se ve formě leptacího gelu s obsahem 35 % kyseliny fosforečné. Používá se pro přípravu skloviny před zhotovením kompozitní výplně, před fixací adhezivních můstků a pro dlahování uvolněných zubů.

GLUMA 2BOND

Nové adhezivum 5. generace s nanofilním plnivem. Zajišťuje priming, bonding i desenzitizaci při aplikaci jediné vrstvy v jediném kroku po naleptání skloviny a dentinu. Díky vynikající okrajové adaptaci a vysoké vazebné síle na sklovinu a dentin je Gluma 2Bond perfektním řešením pro typické aplikace dvoukrokových adhezivních systémů.

Gluma 2Bond
4 ml

1.499 Kč

Gluma 2Bond
sada

1.899 Kč

(4 ml Gluma 2Bond,
2 x 2,5ml Gluma Etch 20 Gel)

Při nákupu 2 balení Gluma 2Bond
(4 ml) obdržíte
Gluma Etch 35 gel ZDARMA



G-PREMIO BOND

Jednosložkový univerzální bond. Je kompatibilní se všemi režimy leptání, určený nejen pro přímý bonding, ale i pro provádění oprav a řešení hypersenzitivity.

V kombinaci se silnizačním prostředkem lze použít i pro opravy keramických náhrad.

Flip-top uzávěr umožňuje snadnou manipulaci jednou rukou.

G-Premio Bond
5 ml

1.659 Kč



ADPER SINGLE BOND 2

Adhezivní přípravek typu Total Etch s technologií nanoplňiva. Je určen pro kompozitní a kompomerní výplně, adhezivní cementování keramických fazet, kovových, keramických nebo kompozitních nepřímých náhrad, desenzibilizaci citlivých krčků a opravy keramických, metalokeramických a kompozitních náhrad.

Adper Single Bond 2
6g

1.599 Kč



STAE

Stae 5 ml

989 Kč



Jednosložkový adhezivní systém 5. generace na sklovinu i dentin. Obsahuje radikální resinový systém, který výrazně snižuje velikost spáry a smršťování. Rozpouštědlo je směs acetonu a vody a účinkuje na suchém i vlhkém povrchu. Stae je vhodný pro bondování kompozitů, kompoměrů a porcelánu.

INTERAKCE

CHARISMA OPAL

Univerzální světlem tuhnoucí submikrohybridní kompozit se vyznačuje přirozenou fluorescencí, vynikající leštitelností, výrazným chameleon efektem s vysokou radioopacitou.

Charisma Opal 4g **889 Kč**

(Odstíny A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, BL, CO, OD, OL, OM)

4 + 1 balení ZDARMA



Charisma Flow sada **2.149 Kč**

(4x 1,8g, odstíny A1, A2, A3, Baseline)

Charisma Flow 1,8g jednotlivé odstíny **419 Kč**

(Odstíny A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, OA2, OA3)

CHARISMA FLOW

Hybridní zatékavý radioopákní světlem polymerující flow kompozit.



FILTEK Z250

Univerzální kompozit pro frontální i postranní úsek chrupu. Materiál se nelepí na nástroje, snadno se modeluje, je rentgenokonstrastní a okrajový uzávěr je vynikající. Je značně odolný vůči abrazi, má vysokou pevnost v ohybu a nízké polymerační smrštění.

Filtek Z250 4g jednotlivé odstíny **939 Kč**

(Odstíny A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, I, UD)



SDR PLUS

Zatékavý podložkový kompozitní materiál, který je určený jako náhrada dentinu pro rozsáhlé výplně I. a II. třídy v distálním úseku. Fyzikální vlastnosti SDR jsou typické pro zatékavé flow kompozity, ale materiál je možné polymerovat ve 4mm vrstvách s minimálním polymeračním napětím.

SDR Plus ekonomické balení **4.889 Kč**

(50 x 0,25g odstín Universal)

+ SDR Plus doplňkové balení ZDARMA

(15 x 0,25g A1, A2, A3 nebo Universal)

G-ÆNIAL / G-ÆNIAL FLO X / G-ÆNIAL UNIVERSAL FLO

G-æniál – kompozitní světlem tuhnoucí materiál pro snadné zhotovení neviditelných výplní. Výjimečná estetika, nelepí se, je radioopákní.
G-æniál Flo X – rentgenokonstrastní zatékavý kompozit s nízkou viskozitou.
G-æniál Universal Flo – samolešticí univerzální zatékavý kompozit.



G-æniál Flo X 3,6g jednotlivé odstíny **1.499 Kč**

G-æniál Anterior 4,7g / Posterior 5,5g jednotlivé odstíny **1.499 Kč**

G-æniál Universal Flo 3,4g jednotlivé odstíny **1.549 Kč**



EQUIA FORTE HT

Bulkový sklohybridní výplňový systém. Pro sklohybridní materiály je použita směs částic s různou velikostí. Pevnost i manipulace byly ještě vylepšeny rozvinutím inteligentní kontroly distribuce a vzájemného působení těchto skleněných částic. Výsledkem je pevnější a nelepivý materiál, vhodný pro bulkové výplně, i pro zatěžované výplně II. třídy.



Equia Forte HT Intro Pack **2.249 Kč**

(20 kapslí Equia Forte HT, 20 unitdosa Equia Forte Coat, příslušenství v odstínech A2, A3 nebo B2)

Equia Forte HT Promo Pack **7.599 Kč**

(100 kapslí Equia Forte HT, 4 ml Equia Forte Coat FlipCap, příslušenství v odstínech A2, A2-A3, A3 nebo A3-B2)

NOVINKA

Equia Forte HT Clinic Pack **12.999 Kč**

(200 kapslí Equia Forte HT, 4 ml Equia Forte Coat FlipCap, příslušenství v odstínech A2, A3 nebo B2)

Equia Forte HT Refill **3.699 Kč**

(50 kapslí Equia Forte HT v odstínech A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4 nebo sortiment)



Ketac Molar Easymix A.R.T. **1.199 Kč**

(12,5g prášku A3, 8,5g tekutiny)

(Do vyprodání zásob)



KETAC MOLAR

Skloionomerní cement s vysokou pevností pro výplně v distálním úseku.

Ketac Molar Quick Aplicap **3.689 Kč**

(50 kapslí, odstíny A1, A2, A3 nebo Mix)

Ketac Molar Aplicap **3.439 Kč**

(50 kapslí, odstíny A1, A3 nebo Mix)

BREEZE

Samoadhezní pryskyřičný cement pro snadné tmelení skleněných, titanových, kovových a zirkonových čepů a fixních protetických rekonstrukcí mnoha typů. Vyznačuje se vysokou pevností vazby a nízkou expanzí.

Breeze 4 ml jednotlivé odstíny **719 Kč**

(Odstíny A2, TR, OW)

Breeze Intro kit **2.849 Kč**

(3 x 4 ml odstín A2, čirý, opákní bílý, 3 ml Silan, 10x kanyly, 10x endodontické koncovky)



Relyx Unicem Aplicap kapsle 50 ks **7.799 Kč**

(Odstíny A2, A3, T)

Relyx Unicem Aplicap kapsle 20 ks **3.799 Kč**

(Odstíny A1, bílý opákní)

RELYX U200 / RELYX UNICEM APLICAP

Samoadhezní univerzální pryskyřičný cement vhodný pro všechny druhy materiálů. Vykazuje vysokou pevnost vazby, nevyžaduje leptání, priming ani bonding a je odolný vůči vlhkosti.



Relyx U200 Clicker 11 g **3.629 Kč**

(Odstíny A2, A30, T)

Relyx U200 Automix 8,5g, příslušenství **2.579 Kč**

(Odstíny A2, A30, T)

(Do vyprodání zásob)

INTERAKCE

DYCAL

Kalciumhydroxidový preparát pro přímé i nepřímé překrytí pulpy.

Dycal Dentine
nebo Ivory **789 Kč**

(13g báze + 11g katalyzátoru)



Cavition 30g **469 Kč**



CAVITON

Provizorní výplňový materiál pro standardní kavity a po endodontickém ošetření. Tuhnutí se iniciuje vodou a slinami, snadno se odstraňuje.

CALCIMOL LC

Jednosložkový světlem tuhnoucí kalcium-hydroxidový přípravek, který se používá pro nepřímé překrytí pulpy a jako podložka pod všechny typy výplňových materiálů. Podporuje tvorbu sekundárního dentinu.

Calcimol LC
2 x 2,5g **1.299 Kč**



Lime-Lite **1.999 Kč**

(4 x 1,2 ml, aplikační kanyly)



LIME-LITE

Světlem tuhnoucí podložka na bázi hydroxyapatitu s obsahem pryskyřice. Podporuje obnovu dentinu a působí proti vzniku kazů díky uvolňování fluoridů.

TEMP BOND NE

Provizorní cement bez eugenolu, který negativně neovlivňuje polymeraci pryskyřičných cementů a akrylátových náhrad. Může být použit i u pacientů alergických na eugenol.

TempBond NE
pasta-pasta **679 Kč**

(50g báze, 15g katalyzátor, míchací podložka)

TempBond NE
Automix **1.149 Kč**

(2 x 11,8g TempBond NE Automix,
míchací kanyly)



GC TEMPSMART DC

Duálně tuhnoucí kompozit pro provizorní korunku a můstky, první dočasný materiál bez obsahu změkčovadla. Díky tomu se vyznačuje vysokou pevností v lomu. Ultra jemné plnivo zajišťuje vysoký lesk po dlouhou dobu. Možnost polymerování zaručuje krátký pracovní čas.

Tempsmart DC
kartuše 48 ml **2.799 Kč**

(Odstíny A1, A2, A3, A3,5, B1 nebo BW)



Tempsmart DC
automix 10 ml **1.589 Kč**

(Odstíny A1, A2, A3 nebo B1,
10 míchacích koncovek)

ENDOMETHASONE N

Rentgenokontrastní kořenová výplň bez obsahu paraformaldehydu a dexametasonu. Antiseptická, nedráždivá, nevstřebatelná a nezpůsobuje zbarvení tkání.

Endomethasone N sada **2.349 Kč**

(14 g prášku, 10 g tekutiny)



MTA+

MTA+ Mini **549 Kč**

(3 × 0,14 g, roztok 1 ml)

Materiál na rekonstrukci kořenového kanálku na bázi oxidu vápenatého, hlinitého a železitého.



NOVĚ V SORTIMENTU

MTA+ Standard **899 Kč**

(6 × 0,14 g, roztok 1 ml)

MTA+ Sada **1.189 Kč**

(10 × 0,14 g, roztok 1 ml)

CHLORAXID

Roztok k výplachu kořenových kanálků. Složení: chlornan sodný, čištěná voda.

Chloraxid 2% 200g **149 Kč**

Chloraxid 5,25% 200g **199 Kč**

Chloraxid 2% 400g **249 Kč**

Chloraxid 5,25% 400g **299 Kč**




NOVĚ V SORTIMENTU

RELYX FIBER POST

Kořenové kompozitní čepy se skelnými vlákny, které se svou elasticitou podobají dentinu, a proto je u nich v porovnání s keramickými a kovovými čepy nižší riziko kořenových fraktur. Jsou vysoce radioopákní, což umožňuje snadné rozpoznání umístění čepu.

Relyx Fiber Post doplňkové balení 10 ks **3.399 Kč**



(Velikosti: 0 – bílé, 1 – žluté, 2 – červené a 3 – modré)



HEDSTRÖM

Ø max. 450–800

Balení 6 ks, sortiment po 1 ks (cena za balení)



Dřík	L	Obj. číslo	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080	Cena Kč
654	L = 21	174.21.654. ...	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080	159,-
654	L = 25	174.25.654. ...	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080	159,-
654	L = 28	174.28.654. ...	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080	159,-
654	L = 31	174.31.654. ...	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080	159,-
		Cena Kč	159,-	159,-	129,-	129,-	129,-	129,-	129,-	129,-	159,-	159,-	159,-	159,-	159,-	159,-	Cena Kč
654	L = 21	Sortiment															174.21.654.S01
																	174.21.654.S02
654	L = 25	Sortiment															174.25.654.S01
																	174.25.654.S02
654	L = 28	Sortiment															174.28.654.S01
																	174.28.654.S02
654	L = 31	Sortiment															174.31.654.S01
																	174.31.654.S02

INTERAKCE

CLINPRO SEALANT

Světlem tuhnoucí materiál s obsahem fluoridových iontů pro pečetení jamek a fisur. Změna barvy usnadňuje vizuální kontrolu aplikace materiálu, velmi řídká konzistence umožňuje lepší zatékavost. Vazba ke sklovině je pevná a bezpečná.

Clinpro Sealant
Refill **459 Kč**

(1,2 ml Clinpro Sealant, 10× aplikační kanyly)

Clinpro Sealant
Zaváděcí balení **1.449 Kč**

(2 × 1,2 ml Clinpro Sealant, 3 ml leptací gel Scotchbond, 20× aplikační kanyly pro pečetidlo, 25× aplikační kanyly pro leptací gel)



Gluma Desensitizer
5 ml **1.299 Kč**

GLUMA DESENSITIZER

Přípravek pro použití v hypersenzitivních cervikálních oblastech. Po aplikaci je zajištěna okamžitá úleva od bolesti a dlouhodobá ochrana.

CARIES DETECTOR

Tekutina na odhalení kariézních defektů. Obsahuje speciální barvivo, pomocí kterého se přesně rozliší dvě vrstvy dentinu.



Caries Detector
6 ml **1.349 Kč**



Depural Neo
75 g **139 Kč**

DEPURAL NEO

Abrazivní pasta k očištění povrchu zubů po odstranění zubního kamene, před zhotovením výplně nebo k odstranění barevných pigmentací.

TOOTH MOUSSE / MI PASTE

Tooth Mousse – bioaktivní dentální krém bez cukru s obsahem Recaldentu pro obnovení minerální rovnováhy v dutině ústní. Používá se u pacientů se salivními vadami, se ztíženou ústní hygienou, po bělení zubů a ke snížení přecitlivělosti dentinu. MI Paste Plus – pasta s obsahem Recaldentu a fluoridu. Používá se např. pro pacienty s vyšším rizikem agresivního zubního kazu a ztrátou zubní tkáně, v průběhu ortodontické léčby, v době těhotenství. Pasty se dodávají v sadě v pěti příchutích: meloun, jahoda, tutti-frutti, máta a vanilka.

Tooth Mousse
jahoda 40g **499 Kč**

MI Paste
jahoda 40g **499 Kč**



Tooth Mousse
Promo balení 5 + 1 **2.459 Kč**

MI Paste
Promo balení 5 + 1 **2.559 Kč**

ORAL B GENIUS 8000

Kartáček s pěti režimy čištění – každodenní, jemný, péče o dásně, bělicí, prodloužený. Vizuální senzor tlaku, profesionální časovač (4 × 30s), 3D systém (10 500 oscilačně rotačních pohybů a 48 000 pulzů za minutu).

Kartáček je vybaven kroužkem SmartRing, který mění svoji barvu v závislosti na čištění.

Prostřednictvím SmartRing uživatel dostává informace od senzoru tlaku, časovače

a také propojení kartáčku s Vaším mobilním telefonem.

(Bez dalších slev)



Oral B Genius 8000 **3.199 Kč**

ARTIKULAČNÍ PAPÍR BAUSCH

Artikulační papír v barvě modré a červené k registraci skusu při úpravě okluzálních ploch.



Artikulační papír proužky
200 mikronů, box 300 ks

469 Kč

Artikulační papír podkovy
200 mikronů, box 50 ks

349 Kč



MEZIZUBNÍ DŘEVĚNÉ KLÍNKY

Barevně značené mezizubní klínky v různých velikostech (1 – oranžové, 2 – žluté, 3 – červené, 4 – modré, 5 – zelené, 6 – bílé) vyrobené ze speciálního dřeva.

Mezizubní klínky
jednotlivé velikosti 100 ks

199 Kč

Mezizubní klínky sortiment
6 velikostí 100 ks

219 Kč

MÍCHACÍ SKLÍČKA

Sklička pro míchání cementů jsou jednostranně broušená se zaoblenými okraji. Silnější skličko udržuje lépe teplotu, a tím je zaručena konstantní doba tuhnutí namíchaného cementu.

Skličko BT724
95 × 70 × 6 mm

79 Kč

Skličko IN0500
75 × 110 × 8 mm

119 Kč

Skličko IN0501
75 × 110 × 4 mm

119 Kč



NAVITIP KANYLY

Plastové koncovky s krčkem pod úhlem a velmi jemnou kovovou kanylou.

Balení	NaviTip 29 ga Ø 0,33 mm					NaviTip 30 ga Ø 0,30 mm				
	17 mm perleťová	21 mm světle žlutá	25 mm světle modrá	27 mm světle zelená	sada	17 mm bílá	21 mm žlutá	25 mm modrá	27 mm zelená	sada
20 ks	UD5112	UD5113	UD5114	UD5115	UD5116	UD1249	UD1349	UD1250	UD1354	UD1351
Cena Kč	1.499,-	1.499,-	1.499,-	1.499,-	1.499,-	1.499,-	1.499,-	1.499,-	1.499,-	1.499,-

COMPGLOSS

Dvoufázový leštící systém s diamantovými částicemi zaručuje vysoký lesk. Vysoce flexibilní leštící lamely se přizpůsobují jakékoliv povrchové struktuře, což umožňuje vyleštění i obtížně dostupných okluzivních povrchů. Doporučená rychlost 6 000 ot./min.

NOVINKA

CompGloss RA
1 ks

119 Kč



L mm	10,0	6,0	10,0	1,5	10,0	6,0	10,0	1,5
Průměr ϕ 1/10 mm	050	030	060	130	050	030	060	130
Dřík 204 RA OBJ. Č.	ED1032RA	ED1033RA	ED1035RA	ED1039RA	ED1132RA	ED1133RA	ED1135RA	ED1139RA
Fáze	1				2			

INTERAKCE

ROUŠKY PRO PACIENTY

Roušky z nepropustné fólie pokryté savým papírem.



Roušky skládané 500 ks **499 Kč**

(Barvy: zelená, modrá, růžová, žlutá, fialová, broskvová, tmavě modrá, oranžová, bílá)



Savky s odnímatelnou koncovkou 100 ks **69 Kč**

Savky s pevnou koncovkou 100 ks **69 Kč**

JEDNORÁZOVÉ SAVKY

Jednorázové savky z odolného plastu v délce 15cm. S pevnou koncovkou se dodávají transparentní, neprůhledné bílé a modré.

Savky s odnímatelnou koncovkou jsou k dispozici neprůhledné bílé, modré, zelené a průhledné modré, zelené, žluté, červené a transparentní.

LATEXOVÉ RUKAVICE

Rukavice ze 100% přírodního latexu. Jsou hypoalergenní, velmi odolné a elastické. Dodávají se lehce pudrované kukuřičným škrobem nebo nepudrované.

Latexové rukavice pudrované 100 ks **139 Kč**

(Velikosti XS, S, M, L nebo XL)

Latexové rukavice nepudrované 100 ks **169 Kč**

(Velikosti XS, S, M, L nebo XL)



ZRCÁTKA, DRŽÁTKA ZRCÁTEK

Stomatologická zrcátka o průměru 22 mm.

Zrcátko zvětšovací 12 ks **499 Kč**

Držátko zrcátek hladké odlehčené **69 Kč**

Zrcátko ploché 12 ks **339 Kč**

Držátko zrcátek rýhované **69 Kč**



INTRAORÁLNÍ RTG FILMY

Intraorální rentgenový film s vysokou kvalitou obrazu při nízké dávce záření.

Agfa Dentus M2 Comfort 3 x 4 cm 150 ks **799 Kč**



Agfa Dentus D/F vývojka/ustalovač 1000 ml **379 Kč**



VÝVOJKA, USTALOVAČ

Koncentrované chemikálie pro ruční a poloautomatické vyvolávání RTG snímků.

BECHTOL CLASSIC

Koncentrovaný roztok pro účinnou dezinfekci a čištění nástrojů. Neobsahuje fenoly ani aldehydy a je biologicky odbouratelný. Lze použít i pro čištění a dezinfekci v ultrazvukových čističkách.



Bechtol Classic
1 litr **399 Kč**

Bechtol Classic
5 litrů **1.399 Kč**

BECHT SUCTION PLUS

Vysoce účinný dezinfekční, čistící a deodorizující prostředek pro dentální odsávací systémy s nebo bez odlučovače amalgamu a plivátka. Neobsahuje aldehydy, fenoly ani chloridy, je šetrný ke všem materiálům. Dodává se ve formě koncentrovaného roztoku, který se před použitím ředí.



Becht Suction Plus
1 litr **399 Kč**

Becht Suction Plus
5 litrů **1.399 Kč**

OROLIN BURBATH

Bezaldehdyový roztok pro dezinfekci rotačních nástrojů. Maximální čistící účinnost a krátká doba expozice. Roztok je připraven k přímému použití, je biologicky odbouratelný.



Orolin Burbath
2 litry **549 Kč**

Orolin Burbath
5 litrů **1.279 Kč**

(Bez dalších slev)

Mikrozyd AF 250 ml
s rozprašovačem **169 Kč**

Mikrozyd AF 1 litr **239 Kč**

Mikrozyd AF 5 litrů **999 Kč**



MIKROZID AF

Alkoholový roztok pro dezinfekci malých ploch a předmětů postřikem s širokým spektrem účinnosti a rychlým nástupem do 1–2 min.

Mikrozyd AF 10 litrů **1.899 Kč**

CAVIWIPES

Dezinfekční a čistící ubrousky napuštěné směsí Desident CaviCide s nízkým obsahem alkoholu. Tuberkulocidní, bakteriocidní, virucidní a fungicidní účinek do 3 minut.

CaviWipes 45 ks
17,5 × 22,5 cm **169 Kč**

CaviWipes dóza 160 ks
15,2 × 17,1 cm **239 Kč**



OROMED GEL

Hydroalkoholický gel k okamžitému použití s širokým antimikrobiálním účinkem pro chirurgickou a hygienickou dezinfekci rukou a předloktí. Oromed Gel neobsahuje žádné biocidní látky, parfémy a barviva. Je biologicky rozložitelný a neškodný vůči životnímu prostředí.



(Bez dalších slev)

Oromed gel 500 ml
s pumpičkou **229 Kč**

+ 100 ml Oromed gel
cestovní balení **ZDARMA**

INDIKÁTORY STERILIZACE MPI / DHI

MPI – indikátorový proužek ke kontrole účinnosti sterilizace v parních sterilizátorech.
DHI – chemický indikátor ke kontrole účinnosti sterilizace v horkovzdušných sterilizátorech.



Indikátory MPI
500 ks **439 Kč**



Indikátory DHI
200 ks **899 Kč**



SAMOLEPICÍ SÁČKY PRO HS

Sáčky z nylonové fólie pro sterilizaci horkým vzduchem do teploty 200°C, dodávají se s procesovými testy, uzavírají se jen originálním samolepicím spojem.

**NOVĚ
V SORTIMENTU**

Samolepicí sáčky pro HS
100 ks, 50 × 250 mm **899 Kč**

Samolepicí sáčky pro HS
100 ks, 100 × 250 mm **1.349 Kč**

Samolepicí sáčky pro HS
100 ks, 75 × 250 mm **999 Kč**

Samolepicí sáčky pro HS
100 ks, 170 × 260 mm **1.749 Kč**

EUROSTERIL ROLE

Obaly z vícevrstvého polypropylenu/ polyesteru pro sterilizaci nástrojů. Silný papír a dokonalý svar poskytují ochranu před kontaminací.



Eurosteril role
200 m, 15 cm **1.119 Kč**

Eurosteril role
200 m, 5 cm **349 Kč**

Eurosteril role
200 m, 7,5 cm **499 Kč**

Eurosteril role
200 m, 10 cm **649 Kč**



Nádoba na dezinfekci
s neprůhledným víkem **1.199 Kč**

NÁDOBY NA DEZINFEKCI

Plastové nádoby na dezinfekci s perforovanou vložkou. Dodávají se s průhledným (4 litry) nebo neprůhledným (3 litry) víkem.

Nádoba na dezinfekci
s průhledným víkem **1.749 Kč**

ASSISTINA 301 PLUS

Přístroj pro automatické ošetření vzduchových scalarů, turbínových, přímých a kolénkových násadů s ISO připojením. Díky speciálním adaptérům je přístroj možné použít pro nástroje všech předních výrobců. Automatický ošetřovací cyklus pro jeden nástroj trvá pouhých 35 vteřin.



MC-1000
1 l čisticí tekutina **849 Kč**



(Bez dalších slev)



F1 MD-500
500 ml servisní olej **1.599 Kč**

Assistina 301 Plus **32.990 Kč**

(Assistina 301 Plus, sada tekutin)

Sada servisních tekutin
pro Assistinu **2.299 Kč**

(1 l čisticí tekutina MC-1000, 500 ml servisní olej F1 MD-500)

KaVo OP 3D nebo KaVo OP 3D Pro + Dell PC + InVivo 6

Dell PC ZDARMA

InVivo 6 – nejnovější verze softwaru dostupná od září



Akce platí od července do prosince 2019.

PŘIJĎTE NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Těšíme se na vás od 8:00 do 20:00
10. - 12. 9. 2019
Praha 4 - Chodov, KaVo showroom

DOMLUVTE SI INDIVIDUÁLNÍ TERMÍN!



Chcete ty nejlepší ceny KaVo techniky? My Vám je dáme!

Představíme Vám KaVo techniku: stomatologické soupravy, panoramatické rentgeny, CBCT, mikroskop a digitalizaci obrazu.



www.specialcare.cz



Kontaktní osoba: **Monika Kolátorová**
m.kolatorova@interdent.cz
tel.: 604 245 670


KAVO
Dental Excellence

INTERDENT®

EXPOZICE
2A6

vás zve na výstavu **PRAGODENT**

3.–5.10.2019



3M • Alltion • Amann Girrbach • ASA Dental • Bego • Becht • Coltene • Dentsply Sirona • DentaSun
Ekom • El. pece Svoboda • Edenta • EMAG • Erkodent • FormLabs • Gendex • GC • Hafner • Hager Werken
Ivoclar Vivadent • KaVo • Kerr • Kulzer • Leone • Medin • Medit • OCC • Oral-B • Primotec • Pentron
Polident • Renfert • Safina • SDI • Schülke & Mayr • Silfradent • Smile Line • Schick • Special Care
SpofaDental • Ultradent • Vision • Vita • Wassermann • VOCO • W&H • Ymarda • Zhermack • ZL Microdent

Výstaviště PVA EXPO **PRAHA - Letňany**