


INTERAKCE

3/2015
LABORATOŘ



INTERDENT®

100 00 Praha 10, Foerstrova 12 • tel./fax: 274 783 114, 274 814 404, 274 820 130 • interdent@interdent.cz • www.interdent.cz

Identica Blue

SPOLEHLIVÝ, PŘESNÝ A RYCHLÝ SKENER UMOŽŇUJÍCÍ
EXPORTOVAT SOUBORY V OTEVŘENÉM FORMÁTU STL



- Modré světlo
- Přesnost 10 μ m
- Otevřený formát STL
- Skenování artikulátoru
- Skenování otisků
- Ergonomický design

Identica Blue je jedním z nejlepších skenerů na trhu digitální stomatologie. Používá technologii **Blue Light**, která umožňuje rychlé skenování a zajišťuje naprostou přesnost.

Program je uživatelsky nenáročný, snadno a rychle se ovládá **krok za krokem**, od vložení modelu do skeneru až po export souboru do programu CAD pro úpravu návrhu.

Prostorná otevřená pracovní plocha umožňuje **skenování velkých modelů a modelů v artikulátoru**.

Identica Blue s SW Exocad

479.000 Kč



MOLDASTONE CN

Velmi tvrdá tixotropní syntetická sádra v barvách slonová kost, šedá, světle hnědá, světle zelená, růžová, světle růžová. Tvrdost 220 N/mm² po 1 hodině.

Moldastone CN 4,5 kg
různé barvy

439 Kč

Moldastone CN 18 kg
(4 x 4,5 kg) různé barvy

1.699 Kč



VODICÍ ČEPY STŘEDNÍ A SLABÉ

Mosazné vodící čepy se dodávají v provedení s trnem a bez trnu.

Vodící čepy bez trnu
100ks střední nebo slabé

189 Kč

Vodící čepy bez trnu
1000ks střední nebo slabé

999 Kč

Vodící čepy s trnem
100ks střední nebo slabé

229 Kč

Vodící čepy s trnem
1000ks střední nebo slabé

1.299 Kč

G2 CONCEPT

Elektrická pilka na modely s diamantovým diskem a laserovým zaměřováním, které zajišťuje pohodlné polohování a přesné určení místa řezu. Přístroj má měkký start a vysokou úroveň bezpečnosti práce. Velká výhoda je rozřezávání modelu zdola nahoru, takže se neporuší body kontaktu. Přístroj je možné připojit na odsávací zařízení.

VIDEO

G2 Concept

72.990 Kč



VIDEO



INTERDRILL

Kompaktní a ergonomický přístroj pro přesné vrtání otvorů pro vodící čepy je vybaven výkonným laserovým paprskem, který je dobře viditelný i při intenzivním osvětlení. Součástí přístroje je i vestavěný zásobník na prach, který vzniká vrtáním. Interdrill je dodáván s frézou, která je kompatibilní s dvojitými čepy Interdent.

InterDrill

23.990 Kč

GIROFORM

Inovovaný systém na výrobu modelu, který díky redukci expanze sádky zpřesňuje práci. Model má dokonalý vzhled, jeho zhotovení je rychlé a velmi hospodárné.

Giroform destičky Classic L
100 ks bílé nebo modré

1.879 Kč

Giroform destičky
Premium+ L 100 ks

2.489 Kč

Giroform čepy
1000 ks

799 Kč

Giroform

53.990 Kč

+ Giroform
Starter Kit

ZDARMA



**DOPRODEJ STARŠÍHO MODELU PŘÍSTROJE GIROFORM
ZA CENU 49.990 Kč + STARTER KIT ZDARMA**

(Cenu přístroje nelze kombinovat s dalšími slevami)

INTERDUPLICAST

Dvousložková silikonová dublovací hmota adičního typu. Vysoká elasticita zaručuje snadné vyjmutí dublovaného modelu a vysokou přesnost kresby detailů.

Interduplicast
1+1 kg **1.799 Kč**

Interduplicast
5+5 kg **8.899 Kč**



DUBLOVACÍ KYVETA WIROSIL

Systém dublovací kyvety Wirosil pro silikony zajišťuje přesnou reprodukci modelu a úsporu materiálu. Dodává se ve dvou velikostech.

Wirosil
malá kyveta **1.099 Kč**

Wirosil
velká kyveta **1.199 Kč**

MODELHART, MODELHART SPRAY

Modelhart – roztok pro vytvrzování modelu ze zatmelovací hmoty dublovaného v agarové dublovací hmotě. Dobře penetruje, rychle se suší a povrch modelu je po aplikaci velmi tvrdý a hladký.

Modelhart Spray – pro vytvrzování modelů ze zatmelovací hmoty pro dublování v silikonových dublovacích hmotách. Sprejem docílíme tenké souvislé vrstvy, sušit je třeba pouze krátkou dobu.

Modelhart Spray
200 ml **259 Kč**

Modelhart
1 l **569 Kč**



INTERTRAY, INTERLUX

Intertray 50 ks **1.249 Kč**



Intertray – světlem polymerující bazální desky pro zhotovení individuálních otiskovacích lžic.

Interlux – lampa pro polymeraci světlem tuhnoucích materiálů.



Interlux **4.449 Kč**

PATTERN RESIN LS

Osvědčená modelovací pryskyřice s velmi nízkou kontrakcí. Snadno se opracovává a velmi dobře reprodukuje detaily. Je tvrdá, pevná a velmi stabilní i v tenké vrstvě. Shoří beze zbytků, takže povrch odlitků je velmi čistý. Používá se pro attachmenty, fixace, v implantologii a pro galvanoforming.

Pattern Resin LS
sada **2.199 Kč**

+ digitální váha **ZDARMA**



CERADENT

Plotýnkový vosk pro registraci skusu, tvárný již při mírně zvýšené teplotě.



Ceradent 1000g **449 Kč**

FÓLIOVÝ LICÍ VOSK

Fóliový licí vosk zelené barvy se dodává v různých sílách a dvou formách – hladký nebo rastrovaný. Hladký fóliový licí vosk se snadno adaptuje, pevně drží a spaluje se beze zbytku. Rastrovaný fóliový licí vosk je určený pro modelaci bází horních částečných náhrad. Rastrování dává povrchu přirozený vzhled.



Fóliový vosk hladký
15 destiček **329 Kč**

Fóliový vosk rastrovaný
15 destiček **479 Kč**

VOSKOVÝ DRÁT V ROLI

Velmi dobře se tvaruje, je odolný vůči deformacím při tvarování, je beze zbytku spalitelný. Dodává se ve dvou tvrdostech a v průměrech 2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0 mm.



Voskový drát 250g
zelený tvrdý / modrý střední **479 Kč**



KONSTRUKCE PRO KERAMIKU – BLOKY

Sada obsahuje 6 tvarů ve třech velikostech (A, B, C) po 5 kusech od každého, tj. celkem 90 bloků. Doplňkové balení jednoho typu je po 10 blocích.

Konstrukce pro keramiku
sada **2.899 Kč**

Konstrukce pro keramiku
jednotlivý tvar 10ks **329 Kč**

INTERWAXIT

Odmašťuje voskový model a snižuje povrchové napětí na voskové konstrukci. Dodává se ve 200 ml nádobce s mechanickým rozprašovačem a 1 l lahvi pro doplnění.

Interwaxit
200ml **139 Kč**



Interwaxit
1 l **589 Kč**



NOFLAME PLUS

Přístroj pro rychlé a bezpečné nahřívání modelovacích nástrojů na principu elektromagnetické indukce nahrazuje v laboratoři plynový kahan.

Noflame plus **8.499 Kč**

I-BOND NF

Slitina k napalování keramiky na bázi Cr-Co, neobsahuje nikl, berylium ani galium.



I-Bond NF
1000g **6.999 Kč**

I-Bond NF
250g **1.999 Kč**



NOVINKA

I-BOND 02 / I-BOND LO

Cenově výhodné chromniklové slitiny k napalování keramiky bez obsahu berylia. I-Bond LO se vyznačuje velmi nízkou oxidací.

I-Bond 02/LO
1000g **4.999 Kč**

I-Bond 02/LO
250g **1.499 Kč**

I-GW

Chromniklová slitina na korunky a můstky pro fazetování plasty.



I-GW
1000g **3.799 Kč**

I-GW
250g **1.049 Kč**



NOVINKA

I-MG / I-MG HE

Slitiny určené ke zhotovení skeletů vyznačující se velkou odolností proti korozi. I-MG HE je vysoce elastický a umožňuje opakovanou aktivaci spon.

I-MG
1000g **4.999 Kč**

I-MG HE
1000g **4.999 Kč**

WIRON 99

Nejpoužívanější slitina pro napalování keramiky a pro fazetování pryskyřičnými materiály, neobsahuje berylium.



Wiron 99
250g **2.699 Kč**

Wiron 99
1000g **9.799 Kč**



WIROBOND C, WIROBOND 280

Chromkobaltové slitiny bez příměsí niklu a berylia pro napalování keramických hmot a pro fazetování pryskyřičnými materiály.

Wirobond C/280
250g **2.749 Kč**

Wirobond C/280
1000g **9.999 Kč**

INTERVEST K+B SPEED

Velmi přesná univerzální fosfátová ztmelovací hmota pro zhotovení korunek a můstků z drahokovových i náhradních slitin. Je určena pro konvenční i rychlé vypalování. Mísící tekutina: Expasol.



Intervest K+B Speed
6,5 kg (41 × 160 g)

1.249 Kč

Expasol
1 litr

359 Kč



INTERFINE K+B SPEED

Velmi jemná ztmelovací hmota pro vypalování korunek, můstků a pro presovací keramiku. Vypalování je možné rychlou nebo klasickou metodou. Větší expanze lze docílit vyšší koncentrací Expasolu. Mísící tekutina: Expasol.

Interfine K+B Speed
6,5 kg (41 × 160 g)

1.599 Kč

Expasol
5 litrů

1.299 Kč

MODELCAST, MODELCAST S

Fosfátové ztmelovací hmoty pro skeletové náhrady. Modelcast se používá pro dublování silikonovými i agarovými hmotami. Modelcast S pro dublování silikonovými hmotami, je možné jej vyhřívat i rychlou metodou až druhý den po ztmelení. Mísící tekutina: Expasol.



Modelcast 12 kg
(30 × 400 g)

1.499 Kč

Modelcast S
12 kg (30 × 400 g)

1.799 Kč

Smartmix X2

32.990 Kč

(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)



SMARTMIX X2

Vakuová míchačka se speciálním tvarem míchadla, které zajišťuje naprosto homogenní horizontální i vertikální promíchání materiálu. Všechny parametry míchání – čas, rychlost, smysl otáček, interval, předmíchání, prevakuum, postvakuum a název programu – lze zadat velmi jednoduše. Přístroj je možné zavěsit na stěnu nebo postavit na stůl za použití stojanu, který se dodává jako zvláštní příslušenství. S míchačkou se dodává nádoba o objemu 500 ml.

FORNAX T

Stolní provedení odstředivého vysokofrekvenčního indukčního lícího přístroje. Použitelný pro všechny druhy dentálních slitin (mimo titan) s lící teplotou do 1550 °C. Přístroj je vybaven oběhem chladicí vody a přepínačem pro lití v keramickém nebo grafitovém kelímku.

Fornax T

229.990 Kč



LOLIPOT

Lolipot 200 ml

1.199 Kč



Přípravek na ošetření keramických kelímků pro lící přístroje. Jeho použitím se prodlužuje životnost kelímků, které po odlití zůstávají čisté. Dodává se v nádobce s rozprašovačem.

VACUMAT 6000

Poslední generace keramických pecí Vacumat 6000M v lakovaném (na přání v nerezovém) provedení pro pálení všech dentálních fazetovacích keramik. Vacumat 6000 MP umožňuje zhotovení keramických náhrad presováním i napalováním fazetovacích keramických hmot. Modulární systém dává možnost výběru ze dvou typů dotykových ovládaní (vPad comfort – pro dvě pece, vPad excellence – až pro čtyři pece) s různým stupněm funkčního vybavení. Nově jsou obě tato ovládaní podsvícena LED světlem a mají intuitivní uživatelské menu. V ovládaních jsou nahrány pracovní postupy ke všem typům Vita keramik a další novinkou je speciální software pro použití v zubní ordinaci.

	Vacumat 6000 M 69.990 Kč		Vacumat 6000 MP 99.990 Kč
	Vakuová pumpa 21.990 Kč		
	vPad comfort 34.990 Kč		
	vPad excellence 47.990 Kč		

V60 I-LINE

V60 i-Line
včetně vakuové pumpy

119.990 Kč



Spolehlivá a vysoce výkonná pec pro vypalování keramiky s integrovaným dotykovým displejem s jednoduchým a intuitivním ovládním. Pec je vybavena ochranou před výpadkem proudu, kontrolovaným rychlým ochlazením a automatickým čištěním. Vypalovací komora a spolehlivá elektronika zajistí dokonalé výsledky vypalování. Pro bezpečné odkládání prací slouží dva integrované stolky.

VITA VMK MASTER

Nejnovější zástupce řady VMK. Zachovává standardní vrstvení dentinu a skloviny jako jeho předchůdce VMK 95. VMK Master má minimální smršťení, vylepšené modelovací vlastnosti a ideální koeficient teplotní roztažnosti (WAK) pro napalování na všechny běžně používané slitiny. Dodává se v odstínech dle vzorníků Vita 3D-Master a Classical.

**Vita VMK Master
Standard Sety**

30% SLEVA

Vita VMK Master 12 g
WO, O, OD, D, EN, WIN, N, T

359 Kč

Vita VMK Master 50 g

1.249 Kč



UNITED COLORS OF D. VINCI

NOVINKA



Intenzivní fluo barvy na obarvení keramických hmot při vrstvení. Velmi malé množství United Colors rozzáří vybranou hmotu a výrazně ji při vrstvení odliší od ostatních hmot. Barvy jsou beze zbytku spalitelné a neovlivňují výsledný barevný tón vypálené keramiky. Dodává se v odstínech modrá, červená, zelená, oranžová, růžová, žlutá, purpurová.

United Colors of D. Vinci sada
7×10 ml všech odstínů

2.999 Kč

United Colors
of D. Vinci 10 ml

569 Kč



SIGNUM, SIGNUM CERAMIS

Signum je nanohybridní kompozit pro fazetování korunek a můstků. Je indikován na fazetové fixní korunky a můstky, atraumatické korunky, fazetování snímatelných částí zásuvných spojů a náhrad na implantáty a pro individualizaci umělých zubů. Signum ceramis je velice tvrdý rentgenkontrastní sklokeramický kompozit pro bezkovové náhrady. Používá se pro bezkovové korunky, fazety, inleje, onleje a individualizaci umělých zubů.



Signum Ceramis 4g
D, M, EN **849 Kč**

AKCE pro nové uživatele: 1+1 ZDARMA

Signum 4g
D, M, EN, ET, OS **699 Kč**

Signum C+B
Opaque 3g **599 Kč**



NOVINKA

SIGNUM FLOW

Rentgenkontrastní kompozit s mikrofilním plnivem, který je určen k fazetování kovových konstrukcí. Flow konzistence urychluje a zjednodušuje nanášení kompozitu. Materiál je tixotropní a lze jej nanášet přímo ze stříkačky nebo pomocí štětce. Jeho mechanické vlastnosti jsou stejné jako Signum Matrix, je možné jej kombinovat se Signem Composite, Signem Ceramis i Signem C&B Opaquer. Novinkou jsou CV hmoty, které zintenzivňují barvy v cervikální oblasti.

Signum essentia
flow Set **17.490 Kč**

Signum essentia
flow 4g **899 Kč**

INSULATING GEL

Gel pro finální polymeraci kompozitních materiálů. Po jeho použití je eliminována povrchová disperzní vrstva a povrch je tak hladší a snadněji se leští.

Insulating gel
10g **539 Kč**



Connector 5ml **2.899 Kč**

CONNECTOR

Světlem polymerizovaný bond pro spojení světlem vytvrzovaných kompozitů a dentálních akrylových pryskyřic, např. při jejich individualizaci.

MÍCHACÍ DESTIČKA PRO LC KOMPOZITY

Černá porcelánová míchací destička Vita s několika prohlubněmi většího a menšího průměru je vhodná pro práci se světlem polymerujícími kompozity. Víčko dodávané s míchací destičkou prodlužuje dobu zpracování LC kompozit. Rozměry 85 x 110 mm.

Míchací destička **1.099 Kč**



HILITE POWER

HiLite power je stroboskopická polymerační lampa pro všechny dentální světlem tuhnoucí materiály. Vytvrzuje např. fazetovací kompozity, kompozity se skelným plnivem, materiály pro vykrývání a individuální otiskovací lžice. Čas polymerace je velmi krátký.



HiLite power **59.990 Kč**

+ Signum Ceramis
sada **12.990 Kč**

+ Signum Composite
sada **14.990 Kč**

ŠTĚTCE INTERDENT – KOLINSKY

Štětce jsou zhotoveny z nejkvalitnější velmi elastické srsti sibiřské kuny. Špičky štětců jsou tenké jako jehly a mají výborné absorpční vlastnosti. Tvar násadky umožňuje pohodlné držení.



Kolinsky 1 **99 Kč**



Kolinsky 0 **99 Kč**



Kolinsky 4 **169 Kč**



Kolinsky 6 **229 Kč**



Kolinsky 8 **449 Kč**



ŠTĚTCE INTERDENT – S PŘÍRODNÍM VLASEM



Štětce jsou vyrobeny z jemné sobolí srsti. Díky tomu, že tento vlas dobře zadržuje vodu, je štětec při práci s keramikou ideálně navlhčen.



Štětec přírodní 4 **249 Kč**



Štětec přírodní 6 **289 Kč**



Štětec přírodní 8 **439 Kč**



Štětec přírodní 9 **439 Kč**



Štětec přírodní s kuličkami 8 **999 Kč**



Štětec přírodní s kuličkami 9 **999 Kč**

STOJÁNKY NA KORUNKY

Stojánky pro bezpečné umístění korunek a můstků do keramické pece. Podpěrné drátky lze přizpůsobit velikosti jednotlivých prací.



Stojánek na korunky premolár 8 ks **1.799 Kč**

Stojánek na korunky molár 6 ks **1.799 Kč**



SKLO NA KERAMIKU JINOJAN

Otočná skleněná deska rozdělená na jednotlivá pole pro různé vrstvy a odstíny keramiky. Průhledné víko chrání materiál před prachem a vysycháním.

Sklo na keramiku Jinojan **1.399 Kč**

VYPALOVACÍ PASTA

Pasta určená k podpoře a fixaci celokeramických i metalokeramických prací v keramické peci. Po vypálení lze pastu snadno odstranit. Nově se dodává v kontrastní modré barvě s vylepšenou homogenitou.



Vypalovací pasta 12 g **779 Kč**

ARTIKULAČNÍ FÓLIE

Pomocí jednostranné artikulační fólie o síle 8 μ m je možné velice přesně upravit okluzní plochy. Dodává se ve čtyřech barvách (červená, zelená, modrá, černá), dvou šířkách a délkách.

Artikulační fólie
2 cm / 10 m

179 Kč

Artikulační fólie
7 cm / 10 m

339 Kč

Artikulační fólie
2 cm / 30 m

389 Kč

Artikulační fólie
7 cm / 30 m

669 Kč



OCCLUSPRAY

Ke zjištění bodu kontaktu mezi protetickými výrobky a antagonisty nebo mezi protetickými výrobky a nosnými pilíři jak v ordinaci, tak v laboratoři.

Occluspray 75 ml
zelený nebo červený

269 Kč

NÁSTROJE SMILE LINE

Nástroje na nanášení keramického opakeru.
4000-OP1 Nástroj s malou Al_2O_3 kuličkou
4000-OP2 Nástroj s velkou Al_2O_3 kuličkou

Nástroje
na opaker

789 Kč

4000-OP1

4000-OP2

Měkké pinzety do korunek mají průhledné gumové koncovky, náhradní koncovky jsou součástí balení.

4000-SG1 Pinzeta jednoduchá
4000-SG2 Pinzeta zdvojená na moláry
4000-SG3 Pinzeta mini

Pinzety
do korunek

799 Kč

4000-SG1

4000-SG2

4000-SG3



KARAT

Diamantová pasta pro leštění všech keramických povrchů. Set obsahuje impregnované plstěné kotoučky.

Karat sada

3.999 Kč

Karat pasta 5g

3.499 Kč

(5g diamantové pasty, 20 ks plstěných kotoučků, mandrel)

EASYSHADE V

Již 5. generace přístroje pro spektrofotometrické digitální měření odstínu přirozených i vybělených zubů podle vzorníku Vitapan Classical a 3D-Master nebo ověření odstínu na zhotovené náhradě či kontrolu odstínu zirkonoxidových bloků. Easyshade V má nový barevný dotykový displej, určuje a kontroluje barvy zubu s přesností, která je ve srovnání s výkonností lidského oka dvojnásobná. Nový software nabízí například funkce: baterie s ochranou proti samovybíjení, indukční nabíjení, spojení se smartphone aplikací Vita mobileAssist pro sdělování informací o barvě mezi ordinací a laboratoří, spojení s Vita Assist SW.

NOVINKA



Easyshade V

46.990 Kč

+ tablet Samsung Galaxy 7"

ZDARMA

INTERLABOSIL

Extra pevná kondenzační silikonová hmota pro přelítky se zvýšenou tvrdostí (Shore 95 po 24 hod.).

Interlabosil
1,5 kg **529 Kč**

Katalyzátor
40 g **219 Kč**

Interlabosil
4 kg **1.199 Kč**



INTERACRYL HOT

Teplem polymerující metylmetakrylátová pryskyřice se zkrácenou dobou polymerace, bez kadmia, pro celkové náhrady a rebaze.

Odstíny: bezbarvý (0), světle růžový (3), růžový žilkovaný opákní (5), růžový žilkovaný (10N), světle růžový jemně žilkovaný (15) a růžový (16).

Interacryl Hot sada různé odstíny
(1 kg prášku + 500 ml tekutiny) **1.099 Kč**

INTERACRYL CAST

Licí pryskyřice polymerující při nízkých teplotách, která je určena pro zhotovování sedel kovových snímacích náhrad, rebaze, doplňování partiálních náhrad a zhotovení náhrad licí technikou.

Odstíny: bezbarvý (0), světle růžový (3), růžový žilkovaný opákní (5), růžový žilkovaný (10), světle růžový jemně žilkovaný (15) a růžový (16).

Interacryl Cast sada různé odstíny
350 g prášku + 250 ml tekutiny **1.099 Kč**



Interacryl Cast
500 ml tekutina **879 Kč**

Interacryl Cast různé odstíny
1000 g prášek **1.599 Kč**



ZUBY CROSS LINKED 2

Síťované pryskyřičné zuby s vynikající odolností vůči abrazi.

Cross Linked 2
kombinace 4 × 28 **1.169 Kč**

ZUBY SPOFADENT PLUS

Síťované třívrstvé zuby s přísadou fluorescenční látky. Odstíny blízké vzorníku Vita.

Spofoadent Plus frontální zuby
6 × 6 ks různé tvary a odstíny **269 Kč**

Spofoadent Plus diatorické zuby
4 × 8 ks různé tvary a odstíny **239 Kč**

Spofoadent Plus kombinace
2 × 28 ks různé tvary a odstíny **399 Kč**



VITAFOL H

Dvousložkový silikonový materiál pro izolaci pryskyřičných a keramických zubů při zhotovování snímacích náhrad.

Vitafofol H sada

1.199 Kč

(70 ml pasta, 15 ml vytvrzovací roztok, 80 g retenční krystaly)



Vitafofol H trojitá sada

2.999 Kč

MOSAZNÉ KYVETY A TŘMENY

Čtyřdílná mosazná kyveta má dostatečně velký vnitřní prostor, takže je možné ji použít i pro větší modely. Hladký vnitřní povrch umožňuje snadné odstranění sádky. Třmeny se dodávají v provedení na jednu nebo dvě kyvety. Kyvety se vkládají do lisu společně se třmenem.

Mosazná kyveta

1.949 Kč

Třmen pro jednu kyvetu

1.699 Kč



Třmen pro dvě kyvety

1.899 Kč

VYZTUŽOVACÍ MŘÍŽKA

Pozlacená mřížka síly 0,4 mm pro zpevnění a vyztužení báze snímacích náhrad.

Vyztužovací mřížka

229 Kč



DRÁT KULATÝ TVRDÝ

Kulatý sponový drát je vyroben z nerezavějícího materiálu. Je určen pro ortodoncii a snímání náhrady, dobře drží tvar a nepraská. Dodává se v silách a délkách podle tabulky.

Průměr	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2
Délka	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
Cena	109 Kč	109 Kč	109 Kč	109 Kč	119 Kč	119 Kč	119 Kč
Délka	40 m	30 m	20 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Cena	489 Kč	389 Kč	389 Kč	289 Kč	289 Kč	299 Kč	319 Kč



PRECI VERTIX P, PRECI HORIX

PRECI VERTIX P – zásuvný spoj typu patrice-matrice se používá pro snímatelné sedlové náhrady i snímatelné můstky.

PRECI HORIX – jednoduchý zásuvný spoj typu třmene s plastovými jezdcí – maticemi. Používá se pro zhotovení hybridních náhrad i pro skeletové náhrady.

Preci Vertix P sada

1.149 Kč

Preci Horix sada

1.449 Kč




FRÉZY EDENTA

Tyto a ostatní tvrdokovové frézy z katalogu INTERDENT (str. 226–234)

5 + 1 ks **ZDARMA**

Typ bříty 25

Spirálový břit
extrajemný

								
L mm	8,0	8,0	8,0	4,0	3,5	8,0	13,5	14,0
Průměr $\varnothing 1/10$ mm	023	023	016	008	014	023	040	060
Obj. číslo	ED0725.023	ED0825.023	ED1225.016	ED1325.008	ED1425.014	ED1725.023	ED6925.040	ED7225.060
Cena Kč	330,-	330,-	330,-	192,-	330,-	330,-	434,-	434,-

Dřík 104 HP $\varnothing 2,35$ mm

STARGLOSS

Diamantové nástroje určené zejména pro opracování moderních typů keramiky a celokeramických systémů (zirkonové keramiky). Úprava tvaru, vyhlazení a leštění na vysoký lesk bez lešticí pasty nevyžaduje další pálení na lesk. Nejhrubší modré nástroje se používají k úpravě tvaru, střední růžové k vyhlazení povrchu a nejjemnější šedé k leštění na vysoký lesk.

StarGloss EDR10xx

639 Kč

StarGloss EDR15xx

829 Kč

StarGloss EDR20xx

219 Kč



EDR1020

EDR1030

EDR1040

EDR1520

EDR1530

EDR1540

EDR2020

EDR2030

EDR2040

CERAPRO

Speciální keramické kameny s diamantovým plnivem pro opracování keramiky. Velmi vhodné pro opracování ZrO_2 . Dlouhá životnost, při práci se vyvíjí minimum tepla. Doporučené otáčky 15 000 ot./min.



CeraPro
tvar 1, 2, 5, 6, 7

399 Kč

CeraPro
tvar 3, 4

499 Kč



ED8001
ED8001G

ED8002
ED8002G

ED8003

ED8004

ED8005

ED8006

ED8007

Označení:

standard ☐
hrubé ☒

ACRYLIC

Acrylic různé
tvary a hrubosti

59 Kč

Lešticí nástroje s dlouhou životností pro úpravu povrchu snímácích náhrad bez použití tvrdokovových fréz. Tmavě modré jsou určeny pro úpravu tvaru pryskyřice, světle modré pro vyhlazení povrchu. Doporučené otáčky 10 000–15 000 ot./min.



ED0631

ED0632

ED0634

ED0636

ED0641

ED0642

ED0644

ED0646

SEPARAČNÍ DISKY

Disky 7006, 7007 a 7008 jsou velmi flexibilní vyztužené řezací disky a mají vysokou řezací schopnost. Dlouhou životnost umožňuje nový vazebný matrix, který též redukuje riziko prasknutí disku. Disky lze použít pro řezání a disk tloušťky 1 mm i pro broušení. Vyztužený disk 7005 je určen pro řezání vtokových kanálů.

Separáční disky



Balení 10 ks

Síla mm	0,20	0,50	1,00	1,00
Průměr ø mm	22	40	40	40
Obj. č.	ED7006	ED7007	ED7008	ED7005
Doporučené otáčky ot./min	20 000	10 000	10 000	10 000
Cena Kč	549,-	639,-	779,-	599,-

SCOTCH BRITE

Scotch Brite
různé hrubosti

49 Kč

Kotouče pro konečné leštění pryskyřic, materiálů na individuální otiskovací lžice a měkkých podkladových materiálů. Doporučené otáčky: 5 000–15 000 ot./min.



BT1130.1
velmi hrubý



BT1131.1
hrubý



BT1132.1
střední



BT1133.1
jemný



BT1134.1
velmi jemný

LABORATORNÍ TURBÍNKY

Turbíny pro opracování keramiky, náhradních i drahokmových slitin při vysokých otáčkách. Hydro-Air Carver umožňuje chlazení vodním aerosolem, LED Carver je navíc vybaven výkonným světlem. Kompaktní Air-Carver je bez chlazení.



Air-Carver

25.990 Kč



LED Carver

39.990 Kč

Hydro-Air
Carver

33.990 Kč

NOVINKA

Q BASIC / Q PROFI

Q Basic – nový univerzální bezuhlíkový mikromotor Schick pro běžné laboratorní práce. Dodává se v kolenním, nožním i stolním provedení. Krouticí moment mikromotoru je 6,7 Ncm, rozsah otáček lze nastavit v rozmezí 1 000–40 000 ot./min.

Q Profi – inovovaný jednoduchý bezuhlíkový mikromotor Schick pro nejnáročnější laboratorní práce. Dodává se v kolenním a nožním provedení. Krouticí moment je nyní 8,0 Ncm, rozsah otáček lze nastavit u nožní verze v rozmezí 1 000–40 000 ot./min., u kolenní verze v rozmezí 1 000–50 000 ot./min.

**DOPRODEJ Q-PROFI S KR. MOMENTEM
7,5 Ncm OTÁČKAMI AŽ 40 000 ot./min
ZA CENU 32.990 Kč**



Q Basic kolenní,
nožní nebo stolní

29.990 Kč

Q Profi kolenní
nebo nožní

34.990 Kč

(Ceny nelze kombinovat
s dalšími slevami)

INTERAKCE

DUOSTAR

Kombinovaný pískovač pro hrubé pískování v komoře s oběhem písku a jemné pískování pomocí dvou trysek s pískem na jedno použití. V náсадkách trysek je integrováno LED osvětlení, pracovní pole je tak ideálně osvětleno přímo a bez stínů. V pevné trysce je zaměřovací paprsek, pomocí něhož lze práci přesně umístit a pískování je tak velmi rychlé a efektivní. LED technologie navíc umožňuje detekovat během pískování praskliny v keramice, a tak předejít případným pozdějším reklamacím. Duostar Plus se dodává včetně odsávání s vícestupňovou filtrací Filter Module H. Duostar Z je vybaven přípojkou pro externí odsávání.



Duostar Z **59.990 Kč**

Duostar Plus **84.990 Kč**



KOROSTAR

Oběhový pískovač pro hrubé opískování odlitků od zbytků zatmelovacích hmoty apod. Ergonomický design umožňuje pohodlnou práci, prostorná komora je osvětlena LED osvětlením. Díky použitým materiálům je pískovač nenáročný na údržbu, tryska zaručuje optimální poměr mísení písku se vzduchem. Korostar Plus se dodává včetně odsávání s vícestupňovou filtrací Filter Module H. Korostar Z je stejný přístroj dodávaný bez odsávání a je vybaven přípojkou pro odsávání externí.

Korostar Z **39.990 Kč**

Korostar Plus **74.990 Kč**

EASYBLAST

Pískovač pro jemné pískování s možností rozšíření až na čtyři moduly pro různé písky, s pískovačem se standardně dodávají moduly dva. V náсадkách trysek je integrováno LED osvětlení, pracovní pole je tak ideálně osvětleno přímo a bez stínů. Celá komora je rovněž osvětlena LED, jehož životnost je oproti klasickým žárovkám až desetinásobná. LED technologie navíc umožňuje detekovat během pískování praskliny v keramice, a tak předejít případným pozdějším reklamacím. Přístroj je možné napojit k centrálnímu nebo mobilnímu odsávání.

EasyBlast **37.990 Kč**



Interlox 7 kg **639 Kč**

Interlox 28 kg **2.199 Kč**

INTERALOX

Bílý čistý aluminiumoxid je velmi tvrdý, používá se na pískování odlitků z drahokovových i náhradních slitin. Dodává se v zrnitostech 250, 150, 110 a 50 μm .

ODSÁVÁNÍ SMARTAIR EVO

SMARTair EVO je výkonné odsávací zařízení pro všechny typy laboratorních stolů. SMARTair EVO mobilní je univerzální odsávání pro použití v zubní laboratoři. Reguluje sání ve 4 výkonových stupních. Filtry zachytí 99,9 % jemného prachu, filtr z aktivního uhlí pohlcuje pachy a výpary vzniklé například při opracování pryskyřic.

SMARTair EVO **34.990 Kč**

SMARTair EVO mobilní **34.990 Kč**



ERKOFORM-3D

NOVINKA

Inovovaný typ osvědčeného přístroje pro tepelné tvarování fólií. Mezi přednosti přístroje patří: české pokyny při ovládání dotykového displeje, video průvodce, bezdotykové teplotní čidlo, snadné upínání fólií, údaje o všech fóliích v paměti přístroje, automatické chlazení se zapnutou vakuovou pumpou, akustický i optický signál pro zahájení adaptování fólie, možnost použití fólií až do tloušťky 5,5 mm.

Erkoform-3D+

41.990 Kč

Occluform-3

12.490 Kč

Erkoform-3D Motion

47.990 Kč



ERKOFLEX BLEACH



Transparentní fólie o síle 1 mm pro zhotovení nosičů na bělení a fluoridaci. Flexibilní materiál s vysokým stupněm elasticity se velmi dobře adaptuje. Nový typ je opatřen izolační fólií UZF plus, která zajistí dokonalou průhlednost fólie i po tepelném tvarování. Fólie se dodávají v průměrech 120 cm a 125 cm, čtvercové 125 x 125 cm.

Erkoflex Bleach 20 ks
různé rozměry

699 Kč

Erkoflex Bleach 100 ks
různé rozměry

2.799 Kč

LISKO, LISKOID

Lisko-B – lešticí disky s dlouhou životností pro rychlé opracování termoplastických fólií.

Doporučené otáčky: 10 000 ot./min.

Lisko-S – lešticí disky s polootevřenou strukturou mají 4× vyšší životnost než disky Lisko.

Pro všechny druhy prací se používá jedna hrubost. Doporučené otáčky 4 000–12 000 ot./min.

Liskoid – ideální pro vyhlazení mezizubních prostorů u dlah vyrobených z teplem tvarovatelných materiálů. Doporučené otáčky 10 000–15 000 ot./min.



Lisko-B

739 Kč

(10× disky, 4 podpůrné
kotoučky, 1 mandrel)

Lisko-S

699 Kč

(10× disky, 4× podpůrné kotoučky, mandrel)

Liskoid

669 Kč

(6× disky, 4× podpůrné kotoučky, mandrel,
páska smirkového papíru)

KLEŠTĚ NA ODDĚLENÍ MODELU OD FÓLIE



Speciální kleště pro snadné sejmutí termoplastických fólií z modelu. Použití kleští snižuje pravděpodobnost poškození modelu.

Kleště

1.099 Kč

ISOLAC

Izolační prostředek pro izolaci sádra/plast.

Je bezbarvý, proto se výborně hodí ke zhotovení zcela transparentních dlah z fólií Erkoloc a Erkoflex.

Isolac 500 ml

499 Kč

Isolac 1 000 ml

919 Kč



PARNÍ ČISTIČKA EV1

Čistička pro čištění mokrou párou za tlaku 4,5 bar. Nerezová nádrž o obsahu 4,5 l se plní manuálně. Pokles vody je indikován varovnou LED diodou.

Parní čistička EV1

26.990 Kč



Steamer X3

32.990 Kč

(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)



STEAMER X3

Parní čistička s jednoduchým ovládáním je vyrobena z odolných dílů. Nádrž na vodu o obsahu 3,7 l je nerezová, vnější plášť přístroje je vyroben z nekorodujícího hliníku. Snadné plnění bez nutnosti použití nálevky. Čistička je vybavena vodoznakem.

LATEXOVÉ RUKAVICE

Rukavice ze 100% přírodního latexu. Jsou hypoalergenní, velmi odolné a elastické. Dodávají se lehce pudrované kukuřičným škrobem nebo nepudrované. Velikosti XS, S, M, L nebo XL.

Latexové rukavice
pudrované 100 ks

139 Kč

Latexové rukavice
nepudrované 100 ks

169 Kč



ROUŠKY

Roušky s gumičkou 50 ks
(zelené, modré nebo bílé)

119 Kč

Barevné roušky s vloženým drátkem
pro snadné tvarování a fixaci.

Roušky s úvazky 50 ks
(zelené, modré nebo bílé)

119 Kč



OCHRANNÉ MASKY

Ochranné roušky kónického tvaru z mikrovlákn. Mají kovový pásek pro adaptaci na nos, upevňují se pomocí gumičky.

Ochranné masky 50 ks

129 Kč



BECHTOFIX PLUS

Dezinfekční čisticí ubrousky pro rychlé ošetření menších ploch. Během 1 minuty hubí bakterie a houby a inaktivují viry HBV/HCV/HIV/BVDV/vaccinia. Jsou šetrné vůči pokožce a všem alkoholů odolným plochám, mají příjemnou vůni.

Bechtofix Plus
dóza 120 ks

179 Kč

Bechtofix Plus
náhradní balení 120 ks

119 Kč



ELTROPOL 300

Nový typ galvanické leštičky pro dva skelety s možností nastavení času leštění pro různé velké práce. Ovládací panel s přehledným displejem, bezpečné a snadné vypouštění nádrže. Leštička se dodává s katodou pro hluboké patro.

Eltropol 300

64.990 Kč



ULTRAZVUKOVÉ ČISTIČKY EMMI

Emmi 5P – kompaktní čistička s nerezovou vanou, objem 0,5l.

Emmi 12HC/20HC/30HC – čističky s nerezovou vanou s vyhříváním, objem 1,2/2,0/3,0l.

Všechny čističky se dodávají s víčkem, košíkem a univerzálním čisticím roztokem.



Emmi 20HC

6.999 Kč



Emmi 5P

2.899 Kč

Emmi 30HC

10.999 Kč

Emmi 12HC

5.999 Kč



AQUADIST

Přístroj pro efektivní a rychlou výrobu destilované vody. Voda je v přístroji zahřívána na 100°C a tím jsou ničeny veškeré viry a bakterie. Čistá pára kondenzuje v chladicím potrubí, do sběrné nádoby pak vytéká přes filtrační nádobku destilovaná voda. Případně pachy eliminuje uhlíkový filtr.



Aquadist

6.499 Kč

ODKALOVAČ SÁDRY

Odkalovač
sádry

9.499 Kč



Odkalovač sádry k filtraci odpadní vody s kruhovým půdorysem. Ve čtyřkomorovém systému s různě vysokými přepážkami dochází k bezpečnému zachycení pevných částic. Průměr odkalovače v nejširším místě je 34 cm, výška 30 cm, spodní hrana odtoku je ve výšce 21 cm a vnější průměr odtokové trubky je 5 cm. Odkalovač se dodává s pevně uzavíratelným víkem a hadicemi pro přítok a odtok.

DENTASUN

Dentasun GR Classic – plnospektrální závěsné svítidlo.

Dentasun MD – plnospektrální svítidlo zaručující světlo vysoké intenzity a mimořádné kvality. Na objednávku je možno dodat svítidla s vyšším výkonem, případně včetně stmívání a dálkového ovládání.

Dentasun GR Classic
2 × 54 W

11.990 Kč

Dentasun GR Classic
4 × 80 W

20.990 Kč

Dentasun MD
4 × 54 W

13.990 Kč

Dentasun MD
6 × 54 W

25.990 Kč



Kovokeramika VITA VMK Master®

ZCELA NOVÁ, ALE STÁLE KLASICKÁ



VITA SYSTEM



3D-MASTER



VITA

INTERDENT®