

renfert promo

Mobiloskop S

Mikroskop s LED osvětlením

Maximální přesnost díky 5násobnému a 10násobnému zvětšení

■ Rovnoměrná ostrost bez zkreslení v celém zorném poli ■ Velké zorné pole s vysokou hloubkovou a konturovou ostroší

Mobiloskop S
s nosným ramenem,
Obj. č. 2200 0400
+ LED osvětlení,
Obj. č. 2200 5000
Původní cena Kč 51.299,-
+ Medion® Action Camcorder
Speciální nabídka

Kč **40.990,-**



Medion® Action Camcorder

Videokamera - Zdarma k některým výrobkům z aktuální nabídky!



Objevte další skvělé nabídky uvnitř brožury!

Nabídka platná
do 31.08.2016



Krbec Dent s.r.o.
Úněšovská 20, 323 00 Plzeň
tel: 777 22 33 80, mob: 777 22 33 80
www.krbec.cz, info@krbec.cz



NOVINKA!

SILENT compact

Odsávání pro jedno pracovní místo

Není nutná výměna sáčku s prachem, protože technologie jemného filtru funguje bez sáčku a s mechanickým čištěním filtru ■ Přístroj se ovládá prostřednictvím inteligentního, automatického ovládání ■ Snížená hlučnost díky plně zapouzdřené turbíně motoru

SILENT compact,
Obj. č. 2934 0000
Původní cena Kč 32.755,-
+ Medion® Action Camcorder
Speciální nabídka

Kč 26.200,-



NOVINKA!

SILENT compactCAM

Odsávání pro dentální CAM jednotky

První odsávání Renfert speciálně pro použití s kompaktními dentálními CAM jednotkami ■ Oboustranná komunikace mezi odsávačkou a CAM jednotkou díky SPS rozhraní ■ Míra odsávání optimalizovaná pro proces práce CAD-CAM jednotky

SILENT compactCAM,
Obj. č. 2934 2000
Původní cena Kč 32.755,-
+ Medion® Action Camcorder
Speciální nabídka

Kč 26.200,-



Millo pro Obrušování zubních oblouků

Bezúdržbový, vysoce výkonný motor umožňuje rychlé a snadné broušení dentálních oblouků ■ Jemná konečná úprava povrchu a absolutně stejný kónický povrch v dentálním oblouku zaručují funkční spolehlivost a přesnost ■ Fréza Millo pro je rovněž výškově nastavitelná

Millo pro,
Obj. č. 1805 0000
Původní cena Kč 30.559,-
+ Medion® Action Camcorder
Speciální nabídka

Kč 24.560,-



3 letá
záruka

10 zaručujeme dodání
náhradních dílů po 10 let

 **žádné zbytečné
prostoje**

Uvedené servisní výhody
platí při zakoupení přístrojů
Renfert.

Top spin

Navrtávací jednotka pro zavádění pinů do modelů

Unikátní technologie ložiska hřídele zaručuje přesnost vrtání $\leq 0,01$ mm ■ Výkonný motor bez ztráty výkonu při vrtání o 8,000 ot./min. ■ Unikátní technologie frézování umožňuje velmi snadné vrtání bez odporu

Top spin,
Obj. č. 1840 0000
Původní cena Kč 30.169,-
+ Medion® Action Camcorder
Speciální nabídka

Kč **23.250,-**



Tilo Burghacher,
Ředitel designu a vývoje:

»Připravili jsme novou funkční koncepci, jak udělat frézování ještě úspornějším: hlavní vypínač se aktivuje prostřednictvím inovativního snímače pohybu. Jinak je přístroj v režimu stand-by. Hřídel frézy se aktivuje automaticky snížením stolku. Hlavní vypínač přístroj automaticky deaktivuje, nepoužívá-li se déle než 2 minuty.«



Vortex compact 3L

Odsávání za mokra a za sucha

Optimální ochrana před nebezpečným jemným prachem (stupeň odloučení 99,9 %) díky 2stupňovému filtračnímu systému s jemným filtrem třídy M ■ Systém Free Filter s tlačítkem pro automatické čištění filtru umožňuje až 25% navýšení filtrační kapacity ■ Mimořádně silný výkon 3 600 W a 3 700 l/min díky vysokootáčkové sací turbíně

Vortex compact 3L,
Obj. č. 2924 5000
Původní cena Kč 19.639,-
Speciální nabídka

Kč **17.700,-**



Objednávejte u svého místního prodejce ještě dnes



NOVINKA!


Basic eco

Přístroj pro jemné pískování se dvěma nádržkami

Maximální zorné pole díky velkému ochrannému sklu a inovativnímu LED osvětlení ■ Spolehlivost procesu založená na mnoha letech zkušeností s technologií dentálního pískování ■ Úspora v abrazivech díky použití optimální směsi pro pískování

Basic eco, Obj. č. 2949 2025,
1 x 25–70 µm, 1 x 70–250 µm
Původní cena Kč 26.200,–
Speciální nabídka

Kč **22.390,–**



Christian Pilz
Vedení produktového
managementu

»Jako zubní technik a produktový manažer vím, že úspora nákladů je dnes důležitější než kdy dřív, avšak pro nejlepší možnou kvalitu vyčištění je rozhodující technologie pískování.«

Vibrax

Vibrátor

Zpracování materiálu bez tvorby bublinek díky dvěma vlnovým rozsahům vždy se 4 stupni intenzity ■ Oddělené těleso pro nízký přenos vibrací na pracovní desku ■ Dlouhá životnost díky bezúdržbovému vibračnímu magnetu



Vibrax,
Obj. č. 1830 0000
Původní cena Kč 13.079,–
Speciální nabídka

Kč **10.920,–**

3 letá
záruka

10 zaručujeme dodání
náhradních dílů po 10 let

 **žádné zbytečné
prostoje**

Uvedené servisní výhody
platí při zakoupení přístrojů
Renfert.

Twister evolution

Vakuová míchačka

Spolehlivé míchání velkého množství materiálu díky vysokému točivému momentu míchacího motoru ■ Intuitivní programování a ovládání prostřednictvím velkého displeje s vysokou intenzitou podsvícení ■ Nastavitelné vakuum od 70 % do 100 % zabraňuje vzniku bublin u určitých druhů sádry a u dublovacích silikonů

Twister evolution
včetně nádoby 500 ml
a míchadla,
Obj. č. 1828 0000
Původní cena Kč 42.590,-
+ Medion® Action Camcorder
Speciální nabídka

Kč 35.580,-



Twister

Vakuová míchačka

Homogenní výsledky míchání zaručeny optimalizovanou vakuovou technologií míchání ■ Téměř bezúdržbové komponenty ■ Komfortní ovládání jednou rukou díky automatickému připojení míchací nádoby

Twister
včetně nádoby 500 ml
a míchadla,
Obj. č. 1826 0000
Původní cena Kč 35.050,-
+ Medion® Action Camcorder
Speciální nabídka

Kč 29.480,-



Basic master

Jemná pískovací jednotka se 2 nádržkami na písky

Precizní pracovní postupy a skvělá efektivita vynaložených nákladů spolu se speciální míchací komorou značky Renfert (princip Venturi) ■ Velká pískovací komora umožňuje maximální volnost pohybu ■ Ventilační otvory pro optimální cirkulaci vzduchu a efektivní odsávání v pískovací komoře (PerfectView-Concept)

Basic master, Obj. č. 2948 2025
1 x 25–70 µm, 1 x 70–250 µm
Původní cena Kč 37.709,-
+ Medion® Action Camcorder
Speciální nabídka

Kč 32.460,-



Právo na změny, chyby a tiskové chyby vyhrazeny.
Nabídka platí do vyprodání zásob.
Uvedené ceny jsou maloobchodní, včetně DPH.

Renfert

Waxlectric II + Vario E

Elektrický přístroj pro modelování vosku a přístroj na ohřev vosku

Waxlectric II: Kontrolované pracovní procesy díky přesnému nastavení stupňů teploty ■ Vario E: 30% úspora času díky předehřívací funkci

Waxlectric II, Obj.č. 2157 0000
+ Vario E, Obj.č. 1452 0000
+ GEO Snow-white L opak, 75 g, Obj.č. 499 0101
+ GEO Natural opak, 75 g, Obj.č. 499 0300
Původní cena Kč 20.099,-
Speciální nabídka

Kč **17.880,-**



Waxlectric light I + Waxprofi

Elektrický přístroj pro modelování vosku a přístroj na ohřev vosku

Waxlectric light I: Snadná regulace teploty potenciometrem ■
Waxprofi: 50% úspora času díky předehřívací funkci

Waxlectric light I, Obj.č. 2150 0000
+ Waxprofi, Obj.č. 1440 0000
+ velký nůž na vosk, Obj.č. 2155 0112
Původní cena Kč 13.122,-
Speciální nabídka

Kč **11.640,-**



Objednávejte u svého místního prodejce ještě dnes

NOVINKA!

GEO Expert Wax Set

Sada vosků podle filozofie Augusta Bruguery

Snadná realizace přirozených tvarů a zabarvení zubů s pomocí příručky Augusta Bruguery ■ Přesné modelování i těch nejjemnějších struktur, např. hrbolků a mamelonů, díky vyvážené době zpracovatelnosti a tuhnutí s optimální odolností

GEO Expert Wax Set, Obj.č. 634 0001
Původní cena Kč 2.980,-
Speciální nabídka

Kč **2.390,-**



August Bruguera

Zubní technik, autor, majitel zubní laboratoře „August Bruguera Zahntechnik“, vedoucí centra „Dental Training Center“ v Barceloně

»Tato sada vosků, kterou jsem vyvinul, je podle mého názoru nepostradatelným pomocníkem v naší každodenní praxi. Můžeme z ní vytvořit cokoli, od jednoduchého diagnostického modelu s nanášenými vrstvami až po komplexní, hyperrealistickou modelaci. Morfologická vosková modelace wax-up se při výrobě zubních náhrad uplatňuje různými způsoby. V mé laboratoři používáme wax-up k jednoduché vizualizaci na modelu a monolitické reprodukci v presovací keramice nebo ke skenování v digitálním procesu.«

Právo na změny, chyby a tiskové chyby vyhrazeny.
Nabídka platí do vyprodání zásob.
Uvedené ceny jsou maloobchodní, včetně DPH.



MT3

Bruska pracující za mokra

Rychlá změna sklonu stolku pomocí sklápěcího mechanismu (90° / 98°) ■ Bezpečnost: jsou-li přední dvířka otevřená, zastaví bezpečnostní spínač motor a vodu ■ Rovnoměrné rozložení optimálně umístěných trysek na vodu zabraňuje zanášení brusného disku

MT3
včetně brusného
disku Klettfix,
Obj. č. 1808 0000
Původní cena Kč 19.640,-
Speciální nabídka



Kč 16.360,-

MT plus

Bruska při mokrém i suchém broušení

Jednoduché a rychlé čištění díky otevíratelným předním dveřím ■ Brusný stolek a vodní sprcha snadno odnímatelné – snadné čištění ■ Zvukově izolovaný kryt vyrobený ze speciálního materiálu (polyuretan)

MT plus
včetně brusného
disku Marathon
(částečně
podiamantovaný),
Obj. č. 1803 0500
Původní cena Kč 49.679,-
+ Medion® Action Camcorder
Speciální nabídka



Kč 41.639,-

Pro-Fix

Čepy s plastovým pouzdrém

Bezstresové uvolnění čepů díky krátké odlamovací části pouzdra ■ Krátká frikce pro bezpečné odstraňování ■ Zaručuje silnou frikci v bazi modelu

Pro-Fix
čepy s plastovým pouzdrém,
1.000 kusů
Obj. č. 367 2000
Původní cena Kč 3.279,-
Speciální nabídka



Kč 2.599,-

Isofix 2000

Izolační prostředek pro izolaci sádry vůči sádře bez filmu

Proniká do povrchu sádry ■ Uzavírá otevřené póry sádrového modelu ■ Nevytváří vrstvu

Isofix 2000,
1 l + 500 ml
aplikační nádobka,
Obj. č. 1720 0000
Původní cena Kč 1.199,-
Speciální nabídka



Kč 1.079,-

Objednávejte u svého místního prodejce ještě dnes

