

## Sopira® - karpulové jehly



280,-

Lze je použít pro všechny druhy zubních lokálních anestezií.

Velikosti: ø 0,3mm - 12mm, 16mm,  
21mm, 25mm  
ø 0,4mm - 25mm, 38mm

## Dynamix® Speed

Nenechte si ujít příležitost vyzkoušet vylepšený a rychlejší míšící přístroj Dynamix® Speed!

Kupte Variotime otiskovací materiály za 21.500,- Kč  
a Charisma výplňové materiály za 13.400,- Kč,  
tedy Heraeus Kulzer materiály v celkové hodnotě

**34.900,- Kč\***

a získáte Dynamix® Speed **ZDARMA!**

\*Vzhledem k rozdílnému DPH výplňových a otiskovacích materiálů se výsledná cena může mírně lišit.



## 1x 140 ml Xantopren® M mucosa

C-silikon speciálně vyvinutý pro:

- funkční otisky bezzubých čelistí
- nepřímé rebazování snímatelných náhrad
- otisky sliznice individuálními lžičkami

680,-



### Výhody:

- Čistota při zpracování
- Není nutné rámovat okraje individuální lžičky
- Stejný aktivátor s C-silikonem Xantopren/Optosil
- Jednoduché odstranění z individuální lžičky v případě chyby otisku
- Přesná reprodukce detailů protézního lože díky tixotropním vlastnostem



Pro výběr vhodné kombinace materiálů můžete kontaktovat reprezentanty firmy Heraeus Kulzer, nebo obchodní zástupce Vašeho distributora, kteří Vám pomohou nakombinovat Váš balíček.

Po dohodě s Vaším prodejcem kupte libovolnou kombinaci kompozitů, bondů a leštícího systému v ceně 19.900,- a dostanete polymerační lampu Translux® Wave ZDARMA

19.900,-

např.  
20x Charisma® Classic  
+ GLUMA® 2Bond  
+ GLUMA® Bond Universal  
+ Charisma® Easy Shine Kit  
+ Translux® Wave zdarma

- Tato speciální nabídka platí do 31. ledna 2017.
- Uvedené ceny jsou doporučené ceny pro konečného zákazníka včetně DPH.
- Heraeus Kulzer si vyhrazuje právo na změnu cen.
- Obrázky produktů jsou ilustrativní.

Country manager Česká republika  
Martin Kutáč +420 724 509 000  
martin.kutac@kulzer-dental.com

odborný reprezentant - Morava  
Radim Pištěk +420 608 820 920  
radim.pistek@kulzer-dental.com

odborný reprezentant - Čechy  
Iveta Vetyšková +420 728 584 257  
iveta.vetyškova@seznam.cz

odborný reprezentant - Čechy  
Šárka Skalická +420 774 535 131  
sarka.skalicka@kulzer-dental.com

[www.heraeus-kulzer.com](http://www.heraeus-kulzer.com)  
[www.heraeus-kulzer.cz](http://www.heraeus-kulzer.cz)

Více informací najdete na našem webu  
nebo u našich reprezentantů.



# Speciální nabídka

podzim & zima 2016 Ordinance

platná do 31.1.2017

Giving a hand to oral health.

### Charisma® Classic 3ks á 4g

Nový světlem tuhnoucí, RTG kontrastní, mikrohybridní kompozit, který nabízí druhou generaci plniva Microglass® 1 x 4 g stříkačka dostupná v odstínech A1; A2; A3; A3,5; A4; B1; B2; B3; C2; OA2; OA3; OA3,5



při koupi 3ks  
**560,-**  
za kus

### Charisma® Opal 3ks á 4g

Univerzální světlem tuhnoucí submikrohybridní kompozit - kompaktní systém se 14 odstíny pro každou indikaci.



při koupi 3ks  
**855,-**  
za kus

### Charisma® Diamond 3ks á 4g

Nano-hybridní univerzální kompozit, kombinující nízkou kontrakci a vysokou pevnost s dokonalou estetikou.

Produkt nabízí 21 odstínů ve 3 úrovních opacit - opakní dentiny, univerzální a incisální odstíny



při koupi 3ks  
**1.160,-**  
za kus

### Charisma® Opal Flow 3ks á 1,8 g

Nízkoviskózní kompozit založený na nano-technologie, perfektně adaptován k chemické a barevné koncepci Charisma® Opal. Umožňuje vytvořit vysoce estetické výplně.

Dostupný v 7 odstínech: A1, A2, A3, A4, B2, OM a BASELINER.




při koupi 3ks  
**560,-**  
za kus

### GLUMA® Bond Universal Refill

Jeden bond pro všechno.  
To je GLUMA® Bond Universal!

pro všechny bondovací techniky: total-etch, selektivní etch a self-etch  
pro všechny dentální materiály  
pro širokou škálu indikací přímých i nepřímých výplní a intraorální opravy  
pro snadnou, bezpečnou manipulaci a profesionální výsledek



**1.550,-**

### GLUMA® 2Bond Bottle Refill 4 ml

Bond 5. generace s excelentní přilnavostí k enamelu i dentinu.



**1500,-**

### GLUMA® Self Etch Bottle Refill 4 ml


Bond 7. generace (all-in-one) etching, priming, bonding a desensitizer v jednom kroku.



**1.560,-**

### GLUMA® Desensitizer 1ks á 5 ml

Skvělý pro použití v hypersenzitivních cervikálních oblastech. Po aplikaci je zajištěna okamžitá úleva od bolesti a dlouhodobá ochrana.



**1.400,-**

### Variotime® Dynamix Refill 2x 380ml Putty, Heavy Tray nebo Monophase

Otiskovací materiály použitelné pro širokou škálu indikací. Variabilní pracovní čas od 1:00 do 2:30 min. Tuhnoutí se aktivuje vložením do úst, doba tuhnutí v ústech je vždy 2:30 min.



**2.900,-**

### Variotime® 2x 50ml Cartridge Refill Medium Flow, Light Flow, Extra Light Flow

Inovovaný materiál, vykazující vysokou odolnost při vyjímání z úst, čímž se snižuje riziko odtržení okraje otisku v oblasti sulku.



**750,-**

### Variotime® Bite 2x 50ml

Vhodná konzistence pro registraci skusových vztahů. Díky matnému povrchu lze bez další úpravy skenovat - vhodný pro CAD/CAM systémy.



**760,-**

### Variotime® Easy Putty 2x 300ml

ručně míchatelný A-silikon:

- Vynikající přesnost otisku
- Jednoduchý pracovní postup
- Variabilní časový koncept pro svobodu zpracování
- Široký rozsah indikací



**1.240,-**

### Optosil® / Xantopren®

Snadno použitelný C- silikon, jehož systém tmelu a krému umožňuje přesnou reprodukci detailů. Je určený pro všechny druhy otiskování. Ekonomický a precizní.

Jednotlivé komponenty lze zakoupit i zvlášť. **Optosil 470,- Kč Xantopren 290,- Kč Aktivátor 240,- Kč**



**990,-**

Sada obsahuje: 900 ml Optosil Comfort Putty, 140 ml Xantopren L Blue a 60 ml Activator paste

### Agfa®


Intra-orální filmy Agfa® Dentus E-Speed koupíte samostatně nebo ve zvýhodněném balíčku: 2x film s vývoječem a ustalovačem á 125ml.

V případě zakoupení 1 balení filmu E-speed bez tekutin je cena **950,- Kč**  
Tekutiny **85,- Kč**



**1.990,-**

VYUŽIJTE TĚTO NABÍDKU, TEKUTINY JE TŘEBA MĚNIT!



**600,-**

### Charisma® EasyShine Kit - 3x 2ks

Charisma Easy Shine – vysoký lesk v jednom jediném kroku. V jednom jediném kroku provedete pouhou změnou tlaku finishing i polishing. Tím, že není nutné měnit nástroj, šetříte čas!

**Charisma® Easy Shine Refill 12ks - 1050,-**