



Při výrazné změně cen surovin může dojít ke změně konečných cen.

Nedrahokovové slitiny

	Cr	Co	W	Fe	Si	Ni	Mo	Mn	CTE	tvrdost	Licí teplot.	laviční int.
Heraemium P 7.990,- Kč	25	59	10	1			0,8	13,8	330	1550	1305-1400	
Heraemium Pw 6.990,- Kč	24	55,2	15	4	1		0,8	14,3	290	1550	1320-1400	
Heraemium Na 6.490,- Kč	24			<2		59,3	10	<2	14,1	200	1450-1300	
Heraemium EH 5.290,- Kč	28	64		1		6,5	1		310	1530	1330-1380	
Heraemium NF 6.950,- Kč	29	63		1		5	1		360	1530	1330-1380	
Heraemium CE 5.250,- Kč	27	63,5		1		6,5	1		380	1530	1330-1380	

HiLite® power

Kupte si velmi výkonný laboratorní polymerizační přístroj s velmi krátkou dobou polymerizace.

59.990,-



Šetřete čas - čas jsou peníze!
Doba polymerace jen 90 sec.!

Vzdělávací programy Heraeus Kulzer v 2. polovině roku 2016 - bližší informace naleznete na našich www.heraeus-kulzer.cz

Signum - moderní koncept kompozita v praxi

Na tomto školení Vám ukážeme nové možnosti kompozitů Signum Ceramis a Signum Composite pro zubní techniky. Díky systému Matrix poznáte skvělé estetické a mechanické vlastnosti tohoto kompozitu.



Jiří Taufer



Radim Pištěk

HeraCeram - ukázka prací s keramikou

HeraCeram - inspirujte se jednoduchostí zpracování keramiky HeraCeram. Pro kovové a zirkonium oxidové konstrukce. Na školení budou prezentovány základní techniky pro snadné dosažení skvělých výsledků ve fixní protetice fasetované keramikou. Keramika HeraCeram Vám jednoduše umožní víc.



Jakub Hošek

**Připravíme pro Vás individuální školení!
Kontaktujte naše reprezentanty nebo svého prodejce!**

- Tato speciální nabídka platí do 31. ledna 2017.
- Uvedené ceny jsou doporučené ceny pro konečného zákazníka včetně DPH.
- Heraeus Kulzer si vyhrazuje právo na změnu cen.
- Obrázky produktů jsou ilustrativní.

Country manager Česká republika
Martin Kutáč +420 724 509 000
martin.kutac@kulzer-dental.com

odborný reprezentant - Morava
Radim Pištěk +420 608 820 920
radim.pistek@kulzer-dental.com

odborný reprezentant - Čechy
Iveta Vetyšková +420 728 584 257
ivetavetyškova@seznam.cz

odborný reprezentant - Čechy
Šárka Skalická +420 774 535 131
sarka.skalicka@kulzer-dental.com

www.heraeus-kulzer.com
www.heraeus-kulzer.cz

Více informací najdete na našem webu
nebo u našich reprezentantů.



Speciální nabídka

podzim & zima 2016 Laboratoře

platná do 31.1.2017

Giving a hand to oral health.

HeraCeram® a HeraCeram® - Zirkonia

všechny odstíny i gramáže včetně MONO

v odstínech Dentine, Opaque, Incisal, Transpa, Gingiva a Pasteopaque 2ml
Technicky dokonalá keramika - se Stabilizovanou Leucitovou Strukturou (SLS). SLS zaručuje vysokou odolnost vůči namáhání. Díky jednotné úrovni krystalů leucitu se odštipnutí keramiky stalo minulostí.

Rádi Vám zapůjčíme First Touch Sety a můžete si práci s naší keramikou vyzkoušet. Zavolejte nám! Obraťte se na naše reprezentanty nebo Vaše obchodníky a dostanete výhodnou první nabídku – **výměnná akce.**

při koupi 3ks
10%
sleva



NAŠE NEJPRODÁVANĚJŠÍ:

	běžná cena	AKČNÍ CENA
HeraCeram® Dentine 20g, Pasteopaque 2ml	713,-	641 Kč
HeraCeram® Opal Incisal 20g, Transpa 20g	1 055,-	949 Kč
HeraCeram® Zirkonia Dentine 20g, Incisal 20g	1 062,-	955 Kč
HeraCeram® Zirkonia Opal Incisal 20g, Opal Transpa 20g	1 118,-	1006 Kč
HeraCeram® Stains universal 2ml	826,-	743 Kč

Meliodent® Heat Cure - prášek 1000g - 970,- Kč
tekutina 500ml - 355,- Kč

Teplem polymerizující pryskyřice Meliodent® nabízí kompletní a cenově příznivý systém pro výrobu zubních náhrad. Velký výběr odstínů.

Set
1.300,-



Meliodent® Rapid Repair - prášek 1000g - 1370,- Kč
tekutina 500ml - 800,- Kč

Pro případné opravy.

Set
2.120,-

Moldavest® Exact 35x 160g + Investment® BS liquid 1 (900ml)



2.020,-

Nejlepší volba pro odlévání nedrahokovových slitin na fixní náhrady!
Formu lze vyhřívat konvenční i rychlou metodou.
Pro vyšší expanzi lze použít tekutinu BS Liquid 3

Mísící poměr pro 35ml tekutiny na 160g prášku:
CrCo slitiny 78%liquid + 22% destilovaná voda
CrNi slitiny 68%liquid + 32% destilovaná voda

Signum® Composite je kompozit, který je ideálním řešením v kombinaci s kovovou konstrukcí.

Signum® Ceramis je kompozit určený speciálně pro bezkovové náhrady především díky své pružnosti. **RADIOKONTRASTNÍ**

Signum® Matrix je nanohybridní kompozit vytvářející dynamickou interakci mezi fluorescencí, opalescencí a translucencí. Právě díky těmto vlastnostem mají náhrady naprosto přirozený vzhled.

Signum® Cre-active barevné materiály pro dosažení úžasných individuálních charakteristik náhrady, která dokonale zapadne mezi stávající vlastní zuby.

při koupi 3ks
10%
sleva



NAŠE NEJPRODÁVANĚJŠÍ:

	běžná cena	AKČNÍ CENA
Signum® Matrix OS	814,-	732 Kč
Signum® Composite - Dentine, Margin, Enamel	796,-	716 Kč
Signum® Composite Flow - Dentine, Cervical	805,-	724 Kč
Signum® Ceramis - Dentine, Enamel	934,-	840 Kč
Signum® Ceramis - Effect	1013,-	911 Kč

Vazebné systémy

- Signum® metal bond I+II 2x 4ml set** 3.580,- Kč
- vazebný systém kov – kompozit
- Signum® zirconia bond I+II 2x 4ml set** 3.580,- Kč
- vazebný systém zirkon-kompozit
- Signum® ceramic bond I+II 2x 4ml set** 3.265,- Kč
- vazebný systém keramika- kompozit



Moldastone® CN 4,5 kg

Velmi tvrdá tixotropní syntetická sádra (220 N/mm2 po 1 hod.) s vysokou mechanickou odolností, typ IV.

Dostupné v barvách: žlutá, broskvová, růžová, zelená, světle hnědá, šedá



460,-