

# VOCOAKCE

Zubní ordinace

## Rebilda® DC fluorescent

Viditelný pro zubního lékaře –

**NEVIDITELNÝ  
PRO PACIENTA**

## AlignerFlow LC

Dokonalé zhotovení attachmentů

**RYCHLÉ A PŘESNÉ  
OD ZHOTOVENÍ  
PO ODSTRANĚNÍ**

## Příští generace – Admira® Fusion 5

Biokompatibilní, univerzální kompozit

**SE ZJEDNODUŠENÝM  
SYSTÉMEM ODSTÍNŮ**

fluorescent

### Rebilda® DC fluorescent

První systém na zhotovování kořenových nástaveb a upevňování čepů s aktivovatelnou fluorescencí

### Admira® Fusion 5

Univerzální nanohybridní výplňový materiál typu ORMOCER® se zjednodušeným systémem klastrových odstínů

### AlignerFlow LC

Nanohybridní kompozit pro výrobu attachmentů

# Rebilda® DC fluorescent

S duálně tuhoucím systémem na bázi kompozitu Rebilda DC fluorescent na zhotovování kořenových nástaveb a upevňování čepů přináší společnost VOCO na trh nového člena rodiny Rebilda. Produkty Rebilda jsou již desítky let úspěšně používány po celém světě a ve stomatologických ordinacích se těší velké důvěře, především pro své vlastnosti podobné dentinu. Ke stávajícímu dentinovému, bílému a modrému odstínu nyní přibyla fluorescentní verze, která opět dokazuje schopnost společnosti VOCO inovovat svoji nabídku.

K dostání  
v praktické  
stříkačce QuickMix  
(10 g) a v  
kartuši (50 g)



Jedná se o jediný materiál na zhotovování kořenových nástaveb a upevňování kořenových čepů, který je fluorescentní a díky tomu je viditelný pod UVA světlem. Znamená to, že je jasně rozpoznatelný přebytečný materiál a hranice nástavby, a to i v hlubokých subgingiválních úrov-

ních, což praktickému zubnímu lékaři zhotovení nástavby výrazně usnadňuje. A z pohledu pacienta je výsledku dosaženo bez jakýchkoli kompromisů na úkor estetiky! Rebilda DC fluorescent má pod přirozeným světlem barvu dentinu, takže je ideální pro vysoce estetické náhrady.

První systém  
na zhotovování  
kořenových nástaveb  
a upevňování čepů s  
aktivovatelnou  
fluorescencí

## Rebilda DC fluorescent

Kartuš 50 g,  
fluorescentní dentin,  
+ příslušenství

REF 1399

6.000 Kč

## Rebilda DC fluorescent

Stříkačka QuickMix 10 g  
fluorescentní dentin,  
+ příslušenství

REF 1406

2.490 Kč



### Je fluorescentní pod UV-A světlem

Skvělá viditelnost přebytečného materiálu a okrajů nástavby, a to i v hlubokých subgingiválních úrovních

### Snadná manipulace

Opracovává se stejně jako dentin

Zatékavá konzistence – dokonalá adaptace

### Vynikající estetika

Pod přirozeným světlem v barvě dentinu a tedy ideálně vhodný pro vysoce estetické rekonstrukce

### Duální tuhnutí

Použitelný v kořenovém kanálku k upevnění kořenových čepů (např. Rebilda Post)

Rychlá polymerace světlem a spolehlivost díky dodatečnému chemickému vytvrzení

# Admira® Fusion 5

Chcete nejmodernější univerzální výplňový materiál, který splňuje vysoké estetické nároky vašich pacientů, a přitom vám velmi usnadní každodenní práci v ordinaci? Pak je pro vás efektivním řešením Admira Fusion 5. Díky zjednodušenému systému odstínů lze všech 16 klasických odstínů VITA® pokrýt pouze 5 klastrovými odstíny Cluster-Shades. Odpadá tak nutnost vrstvení více barev a použití blokátoru nebo opakeru. S pouhými pěti odstíny, jste optimálně připraveni na všechny případy ve své každodenní praxi a můžete výrazně zredukovat své skladové zásoby.

Při zakoupení  
zkušební sady  
ušetříte

**28%\***



## Zkušební sada

10 × 0,2 g Caps  
(2 od každého odstínu: A1, A2, A3, A3.5, A4),  
10 × Futurabond U *SingleDose*  
+ karta s odstíny

**REF 6243**

1.630 Kč

Při zakoupení  
sady ušetříte  
více než

**20%\***

## Cluster-Shade-System

Kombinace 16 klasických odstínů VITA® v pouhých pěti klastrových odstínech Admira Fusion 5.

Pouze  
**10 sekund**  
vytvzování světlem u  
všech pěti odstínů



## Sada stříkaček

5 × 3 g stříkačka  
(A1, A2, A3, A3.5, A4),  
+ karta s odstíny

**REF 6225**

9.120 Kč ~~11.400 Kč\*\*~~

## Sada Caps

75 × 0,2 g Caps  
(15 od každého odstínu:  
A1, A2, A3, A3.5, A4),  
+ karta s odstíny

**REF 6235**

9.120 Kč ~~11.400 Kč\*\*~~

Inovativní kombinace nanohybridní technologie a technologie ORMOCER®ů, v níž jsou plniva i pryskyřičný matrix založeny na oxidu křemičitém, přináší obrovské výhody: Výplňový materiál čistě na bázi keramiky bez klasických

monomerů a s vynikajícími fyzikálními vlastnostmi. Admira Fusion 5 je vysoce stabilní materiál a má ve srovnání s konvenčními kompozity zdaleka nejnižší polymerační smrštění (1,25 % objemu). Vyzkoušejte jej!

## Admira Fusion 5

VITA®  
classical

A1				A2		A3			A3.5					A4	
A1	B1	C1	D2	A2	B2	A3	B3	D4	A3.5	C2	C3	D3	B4	A4	C4

Další prodávané formy balení a jednotlivé odstíny naleznete na [www.voco.dental](http://www.voco.dental) nebo v hlavním katalogu.

*“Vzhledem k mým vysokým estetickým nárokům jsem byla zpočátku skeptická, zda lze pomocí pouze 5 odstínů zhotovit u všech kavít opravdu estetické výplně. Z konečného výsledku jsem však nadšená. Výplňový materiál není vidět. Navíc se v kavitě velmi dobře adaptuje a vykazuje nízkou lepivost na nástroj.”*

Dr. Hanke Faust, Německo

## Přehled výhod:


- všech 16 klasických odstínů VITA® lze pokrýt pomocí pouhých 5 klastrových odstínů Cluster-Shade
- pouze 10 sekund vytvzování světlem u všech odstínů
- vynikající biokompatibilita, protože neobsahuje žádné klasické monomery
- zdaleka nejnižší polymerační smrštění (1,25 % objemu)
- Kompatibilní se všemi běžnými vazebnými prostředky



# Admira® Fusion

- Celosvětově první výplňový materiál čistě na bázi keramiky
- Zdaleka nejnižší polymerační smrštění (1,25 % objemu) a zvláště nízká míra smršťovacího napětí ve srovnání se všemi konvenčními výplňovými kompozity
- Inertní, tedy vysoce biokompatibilní a extrémně odolný vůči diskoloracím
- Výborné zpracování, jednoduché leštění do vysokého lesku spolu s vysokou povrchovou tvrdostí zaručuje prvotřídní dlouhodobé výsledky

Univerzální  
nanohybridní  
výplňový materiál  
typu ORMOCER®



**4+1**  
na doplňková  
balení<sup>1</sup>

Admira Fusion	Univerzální nanohybridní výplňový materiál typu ORMOCER®	Balení: Caps	Caps 15 × 0,2 g	vzorník odstínů <sup>2</sup>	2.290 Kč	
		Balení: stříkačka	stříkačka 3 g	vzorník odstínů <sup>2</sup>	2.290 Kč	
		Sada stříkaček + bond	stříkačka 5 × 3 g (A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra) + vzorník odstínů + Futurabond U SingleDose 20 ks + příslušenství	REF 2750	<del>10.990 Kč</del>	7.690 Kč
		Sada Caps + bond	Caps 75 × 0,2 g (15 od každého odstínu: A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra) + vzorník odstínů + Futurabond U SingleDose 20 ks + příslušenství	REF 2780	<del>10.990 Kč</del>	7.690 Kč
Admira Fusion Flow	Zatékavý světlem tuhnoucí nanohybridní výplňový materiál typu ORMOCER®	Balení: stříkačka	stříkačka 2 × 2 g	vzorník odstínů <sup>2</sup>	2.630 Kč	
		Sada stříkačka	stříkačka 5 × 2 g (A1, A2, A3, A3.5, W0) + vzorník odstínů + příslušenství	REF 2816	<del>6.860 Kč</del>	4.670 Kč
Admira Fusion x-tra	Nanohybridní výplňový materiál typu ORMOCER®, 4 mm	Balení: stříkačka	stříkačka 3 g (univerzální)	REF 2810	2.290 Kč	
		Balení: Caps	Caps 15 × 0,2 g (univerzální)	REF 2811	2.290 Kč	
Admira Fusion x-base	Zatékavý nanohybridní výplňový materiál na bázi ORMOCER®ů, 4 mm	Balení: stříkačka	stříkačka 2 × 2 g (univerzální)	REF 2812	2.290 Kč	

<sup>2</sup>Další prodávané formy balení a jednotlivé odstíny naleznete na [www.voco.dental](http://www.voco.dental) nebo v hlavním katalogu.

## ORMOCER® = Vynikající biokompatibilita

Admira Fusion neobsahuje žádné klasické monomery, jako BisGMA[BPA], TEGDMA nebo HEMA, čímž eliminuje potenciál uvolňování těchto látek po polymeraci. ORMOCER®y (organicky modifikovaná keramika), které jsou místo nich použity, se skládají z velkých a předem kondenzovaných molekul anorganického matrixu s vysokou mírou zesíťování. Celkové vyjádření vlastností Admira Fusion je jediné: “vynikající biokompatibilita”.<sup>[1]</sup>

[1] Leyhausen a kol., Hannoverská zdravotnická škola, zpráva pro VOCO, 2015.

# Grandio®SO Flowables

S tvarovatelným GrandioSO přinesla společnost VOCO na trh výplňový kompozit, který se nejvíce podobá zubu. Na základě stejné technologie vám nabízíme tři různé viskozity našich zatékavých materiálů:

- **Light Flow – nízkoviskózní**  
Přesné nanášení díky extra jemné kanyle, a tudíž optimálně vhodný pro špatně přístupné oblasti a malé kavity
- **Flow – středně viskózní**  
Vynikající zatékavost, univerzální použití a přesné nanášení
- **Heavy Flow – vysoce viskózní**  
Větší stabilita, tj. bez nežádoucího odtékání a univerzální použití



Při zakoupení sady ušetříte více než

**35%\***

Sada stříkaček <b>Light Flow</b>	5 × 2 g stříkačka (A1, A2, A3, A3.5, WO) + vzorník odstínů + příslušenství	REF 2585	<del>7.970 Kč**</del>	5.130 Kč
Sada stříkaček <b>Flow</b>	5 × 2 g stříkačka (A1, A2, A3, A3.5, WO) + vzorník odstínů + příslušenství	REF 2720	<del>7.970 Kč**</del>	5.130 Kč
Sada stříkaček <b>Heavy Flow</b>	5 × 2 g stříkačka (A2, A3, A3.5, WO, GA5) + vzorník odstínů + příslušenství	REF 2680	<del>7.970 Kč**</del>	5.130 Kč

Další prodávané formy balení a jednotlivé odstíny naleznete na [www.voco.dental](http://www.voco.dental) nebo v hlavním katalogu.

## Futurabond® U

V posledních letech došlo k obrovskému pokroku v adhezivní stomatologii. V popředí těchto inovací byla trvale společnost VOCO. Na pozadí Futurabond U stojí rozsáhlý proces výzkumu a vývoje, který měl na paměti jediný cíl: nabídnout univerzální adhezivum, které by poskytovalo lékaři pouze výhody a **spolehlivost**, a v zubní ordinaci zcela eliminovalo nutnost použití jakýchkoli jiných adhezivních systémů. **Futurabond U nastavuje nové standardy z hlediska vazebné pevnosti a zejména pak flexibility a univerzálnosti použití.**

### 50 SingleDose

50 × Futurabond U SingleDose

+ příslušenství

REF 1571

3.620 Kč

### 200 SingleDose

200 × Futurabond U SingleDose

+ příslušenství

REF 1572

12.640 Kč

~~14.480 Kč\*\*~~

Ušetříte až

**12%\***

Futurabond® U  
v praktickém  
balení  
SingleDose



# VisCalor® bulk

VisCalor bulk představuje zcela nový přístup: materiál kombinuje tokové vlastnosti zatékavého kompozitu během nanášení s tvarovatelností po nanesení. VisCalor bulk je proto materiálem, který je možné použít pro velké a úzké kavity bez kompromisů, pokud jde o adaptaci nebo pevnost.

**Přehled výhod:**

- **Inovativní materiál**  
Díky přehřátí je materiál zatékavý při nanášení a hned poté jej lze tvarovat (termoviskózní technologie)
- **Šetří čas**  
Výplně zhotovené efektivně z jednoho jediného materiálu
- **Vynikající manipulace**  
Nanášení bez vzduchových bublin díky úzké a dlouhé kanyle

První kompozit na světě s termo-viskózní technologií

## Sada Caps Warmer

80 × 0,25 g Caps (16 × univerzální, 16 × A1, 16 × A2, 32 × A3)  
1 × Caps Warmer

REF 6063

17.100 Kč

~~28.810 Kč~~ \*\*

## Sada VisCalor Dispenser

80 × 0,25 g Caps (16 × univerzální, 16 × A1, 16 × A2, 32 × A3)  
1 × VisCalor Dispenser

REF 6062

21.920 Kč

~~41.400 Kč~~ \*\*

Při koupi celé sady ušetříte až

**47%\***

Další prodávané formy balení a jednotlivé odstíny naleznete na [www.voco.dental](http://www.voco.dental) nebo v hlavním katalogu.

# Profluorid® Varnish

Hypersenzitivita je způsobena především obnaženými dentinovými kanálky. Cílem léčby je proto tyto kanálky uzavřít. Profluorid Varnish je lak s obsahem fluoridu, který účinně uzavírá dentinové kanálky u obnažených zubních krčků nebo po preparaci kavity.

## Přehled výhod:

- Rychlá desenzibilizace a uvolňování fluoridu (5 % NaF  $\triangleq$  22.600 ppm fluoridu)
- Snadno se nanáší – tolerantní vůči vlhkosti
- K dostání v sedmi příjemných příchutích
- Úsporné nanášení v tenkých vrstvách, s vysokým účinkem

## 10 ml Tuba

Meloun	REF 1267	Karamel	REF 2232
Máta	REF 2234	Třešeň	REF 2233
Pina Colada	REF 2237	Cola s limetkou	REF 2236

970 Kč

## 200 × 0,40 ml SingleDose

Meloun	REF 1271	Žvýkačka	REF 2239
Máta	REF 2231	Třešeň	REF 2230
Pina Colada	REF 2243	Cola s	REF 2241
Karamel	REF 2229	limetkou	

10.200 Kč ~~13.600 Kč~~ \*\*

## Mixed Flavour

4 × 10 ml tuba s příchutí: máty, melounu, třešně a karamelu

REF 2971

2.910 Kč ~~3.880 Kč~~ \*\*

## Celalux® 3

součástí balení je násadec, nabíječka baterií, napájecí kabel s univerzálními adaptéry, 2 lithium polymerové baterie, 8 mm světlovod, antireflexní zařízení, návod k obsluze

REF 9090

48.340 Kč



Lak pro desenzibilizaci zubů obsahující fluoridu (5 % NaF)



Ušetříte **25%\***



# AlignerFlow LC

Léčba pomocí alignerů je součástí nabídky stomatologických a ortodontických ordinací, přičemž v některých případech hrají významnou roli attachmenty. Pro výrobu přesně vytvarovaných attachmentů pro alignery jsou zapotřebí speciální kompozity. S materiálem AlignerFlow LC vám VOCO nabízí nanohybridní kompozit s efektem fluorescence, navržený speciálně pro tyto účely. Pod UV-A světlem je možné zkontrolovat attachmenty nebo odhalit případné zbytky materiálu po odstranění attachmentů a ten pak šetrně odstranit ze skloviny.

Dokonalá  
vizuální kontrola  
pod UV-A světlem



## Přehled výhod:

- Jistota při obrušování a odstraňování pod UV-A světlem
- Přesné použití s dokonalou zatékavostí
- Vytvrzování světlem skrz průhlednou šablonu
- Stabilní a odolný vůči abrazi po celou dobu trvání léčby
- Estetický vzhled v odstínech zubů

## AlignerFlow LC

- 2 × 2 g stříkačka A1 REF 1526
- 2 × 2 g stříkačka A2 REF 1527
- 2 × 2 g stříkačka A3 REF 1528

2.470 Kč

# VOCO Retraction Paste

Retrakční pasta VOCO Retraction Paste je nepostradatelným pomocníkem pro účinné dočasné rozšíření a vysušení gingiválního sulku. Vytváří podmínky pro úspěšné konvenční nebo digitální otiskování. Retrakční pastu VOCO Retraction Paste lze snadno a hygienicky nanášet do sulku přímo z komplete *SingleDose Cap*, inovace od inženýrů z VOCO, která vystačí až pro 3 sulky.

Při zakoupení  
sady 100  
ušetříte

25%\*

## Přehled výhod:

- Tenká kanyla s pružným hrotem – snadná a přesná aplikace do sulku
- Změna viskozity – pasta mění během aplikace a při rozšiřování sulku svoji konzistenci
- Dobrá viditelnost – kontrastní vůči gingivě
- Čistá práce – rychlé a snadné odstranění vodní sprchou



## Sada 25

25 × 0,3 g Caps  
REF 1012  
2.170 Kč

## Sada 100

100 × 0,3 g Caps  
REF 1013  
6.510 Kč  
~~8.680 Kč~~\*\*



# Ionolux®

Ionolux je skloionomerní výplňový materiál, který se používá bez bondování nebo kondicionování. Po namíchání má Ionolux tvarovatelnou konzistenci, která umožňuje okamžité nanášení do kavity a rychlé dokončování. Ionolux nanesený v 2mm vrstvách lze vytvrdit za pouhých 20 sekund. Jeho fyzikální vlastnosti jsou rovněž přesvědčivé. Ionolux pokrývá velkou část indikací amalgámu a představuje tudíž jeho možnou alternativu.

## Přehled výhod

- Estetické, rychlé použití bez kondicionování a bondování
- Individuální doba zpracování – vytvrzení světlem a možné okamžité dokončování
- Prvotřídní fyzikální hodnoty – odolné a intaktní výplně

# IonoStar® Plus

IonoStar Plus je skloionomerní výplňový materiál s mnoha přednostmi. Materiál se lehce vytlačuje z kapsle, velmi dobře zatéká a optimálně se adaptuje k okrajům. Poté ihned změní viskozitu a nejméně jednu minutu jej lze modelovat, aniž by se lepil na nástroj. Nabízí tudíž ideální viskozitu v každé fázi použití.

Ušetříte až  
**17%\***



Aplikační kapsle	20 ks.	150 ks.
A1	2117	-
A2	2118	2122
A3	2119	2123
A3.5	2120	-
B1	2121	-

2.860 Kč 17.790 Kč  
~~21.450 Kč\*\*~~

Ušetříte až  
**11%\***



Aplikační kapsle	20 ks.	150 ks.
A1	2548	-
A2	2543	2546
A3	2544	2547
A3.5	2545	-


1.930 Kč 12.790 Kč  
~~14.475 Kč\*\*~~

\*Ve srovnání se zakoupením jednoho balení \*\*Celková cena za jednotku.

## VAŠE OBJEDNÁVKA

Pro objednání produktů z VOCO AKCE, prosíme, kontaktujte svého dodavatele VOCO nebo své dentální depo. Nabídky platí pouze pro spolupracující maloobchodní partnery. Vždy jsou brány v úvahu ceny nabízené Vaším dentálním depem. Uvedené ceny jsou doporučenými prodejními cenami včetně DPH. Právo na chyby a opomenutí vyhrazeno. Výrobce nenese odpovědnost za tiskové chyby.

Tento prospekt byl předán zástupcem:



VC 84\_001240\_CZ\_0324