

## Akce 8: Rebilda® Post GT

### Kompozitní čep vyztužený svazkem skleněných vláken

- Optimální výplň mechanicky preparovaných kořenových kanálků
- Šetří čas a redukuje rozsah odstraněné zubní hmoty, protože není nutná preparace prostoru pro čep, díky čemuž dojde k menšímu oslabení zubů než u konvenčních čepů
- Optimální uzpůsobení všem morfologiím a tvarům kanálku
- Všechny materiály v sadě jsou vzájemně perfektně kompatibilní

Sada 5 čepů od každé velikosti (~ ø 0,8 mm, ~ ø 1,0 mm, ~ ø 1,2 mm, ~ ø 1,4 mm), Ceramic Bond lahvička 5 ml, Futurabond U SingleDose 20 ks, Rebilda DC dentin ve stříkačce QuickMix 10 g, příslušenství

REF 1972

**14.780 Kč**



## Akce 9: CleanJoy®

### Čistící a lešticí zubní pasta s obsahem fluoridu

- K dostání ve třech úrovních abrazivnosti: hrubá (červená), střední (žlutá), jemná (zelená)
- Bez parabenů
- Stabilní, homogenní konzistence
- Obsahuje fluorid (700 ppm) a xylitol (tlumivý účinek na metabolismus bakterií)

SingleDose 200 x 2 g

hrubá (červená) REF 2098 střední (žlutá) REF 2097  
jemná (zelená) REF 2096

**1.520 Kč**

Novinka:  
SingleDose



## Akce 10: Vococid®

### Gel pro techniku leptání kyselinou (obsahuje 35 % kyselinu fosforečnou)

- Velmi ekonomický – šetří náklady
- 2 ml prázdňá pracovní stříkačka – rychlá a bezpečná manipulace
- Modré zbarvení pro kontrolu při nanesení

Stříkačka 60 ml, příslušenství

REF 1257

**2.290 Kč**

60 ml ekonomická stříkačka



TENTO PROSPEKT BYL PŘEDÁN ZÁSTUPCEM:

### VAŠE OBJEDNÁVKA

Pro objednání produktů z VOCO AKCE, prosíme, kontaktujte svého dodavatele VOCO nebo své dentální depo. Nabídky platí pouze pro spolupracující maloobchodní partnery. Vždy jsou brány v úvahu ceny nabízené Vaším dentálním depem. Uvedené ceny jsou doporučenými prodejními cenami včetně DPH.

VOCO Servis v ČR: David Filípek · Tel. 773 252 100

## Akce 1: V-Posil

### Přesný otkovácí materiál, VPS

- Vysoce hydrofilní A-silikon pro maximální přesnost
- Dlouhá doba zpracování kombinovaná s krátkou intraorální dobou tuhnutí
- Výjimečná pevnost a výborná schopnost elastické obnovy zajišťují jistotu během nebo po vyjímání otisku
- Dobrá hydrofilnost, dokonce i po ztuhnutí, pomáhá při odlévání a tedy zhotovení dokonalé náhrady

Rozměrová stálost

**Přesnost**

Doba zpracování

Pevnost

**Hydrofilnost**

Intraorální doba tuhnutí

Ušetříte  
**17%**

**NOVINKA**

Dóza 2 x 450 ml Putty Fast REF 2561	Kartuše 380 ml, míchacích hrotů 10 ks Heavy Soft Fast REF 2565	Kartuše 2 x 50 ml, 6 míchacích hrotů a 6 intraorálních hrotů Light Fast REF 2573 X-Light Fast REF 2575
<b>3.270 Kč</b>	<b>3.270 Kč</b>	<b>1.630 Kč</b>

**Úvodní sada Putty Fast / Light Fast**

Putty Fast	2 x 450 ml
Light Fast	2 x 50 ml, 6 míchacích hrotů a 6 intraorálních hrotů

REF 2984 ~~4.910 Kč~~  
**4.030 Kč**

**Úvodní sada Heavy Soft Fast / Light Fast**

Heavy Soft Fast	2 x 380 ml, míchacích hrotů 20 ks
Light Fast	2 x 50 ml, 6 míchacích hrotů a 6 intraorálních hrotů

REF 2985 ~~8.170 Kč~~  
**6.740 Kč**

VC 84 001170 CZ 0317

## Akce 2: Grandio® blocs

Nano-hybridní kompozitní CAD / CAM bloček

- Nejvyšší obsah plniv (86 % hmotnosti)
- Dokonale se podobá přirozeným zubům
- Vynikající fyzikální hodnoty pokud jde o ohybovou pevnost a abrazi
- Není nutné vypalování
- Kompatibilní se všemi běžně prodávanými zařízeními
- Je jej možné optimálně leštit a opravovat
- Ideální pro broušení dokonce i v případech s tenkými okraji
- Založeno na nano-hybridní technologii

Sada bločků 2 x č. 12 (A2 LT, A3 HT), 3 x č. 14L (A3 LT, A3 HT, A3.5 LT), Bifix QM QuickMix stříkačka 10 g univerzální, Futurabond U SingleDose 5 ks, Ceramic Bond lahvička 5 ml, sada Dimanto, příslušenství

REF 6000 ~~9.020 Kč~~

**6.760 Kč**

**Ušetříte 25%**

5 x č. 12

(Objednací číslo: viz tabulka níže)

**3.490 Kč**

5 x č. 14L

(Objednací číslo: viz tabulka níže)

**3.740 Kč**

5 x č. 12 mixed (A1 LT, B1 LT, C2 LT, BL LT, A1 HT)

REF 6033

**3.490 Kč**

5 x č. 14L mixed (A1 LT, B1 LT, C2 LT, BL LT, A1 HT)

REF 6034

**3.740 Kč**



NOVINKA

č. 12	A1	A2	A3	A3.5	B1	C2	BL	č. 14L	A1	A2	A3	A3.5	B1	C2	BL
LT	6003	6004	6005	6006	6007	6008	6009	LT	6018	6019	6020	6021	6022	6023	6024
HT	6012	6013	6014	6015	-	-	-	HT	6027	6028	6029	6030	-	-	-

## Akce 3: Registrado® Scan

Skenovatelný adičně tuhnoucí silikon na skusové registráty, tvrdý, rychle tuhne

- Přesná reprodukce skusu
- Vysoká tvrdost podle Shore A
- Krátká intraorální doba tuhnutí
- Dobré řezné vlastnosti

**Skenování bez prášku**

Kartuše 50 ml

REF 2038

**920 Kč**



NOVINKA

## Akce 4: Admira® Fusion

Univerzální nano-hybridní výplňový materiál typu ORMOCER®

- Celosvětově první výplňový materiál čistě na bázi keramiky
- Zdaleka nejnižší polymerační smrštění (1,25 % objemu) a zvláště nízká míra smršťovacího napětí ve srovnání se všemi konvenčními výplňovými kompozity
- Inertní, tedy vysoce biokompatibilní a extrémně odolný vůči diskoloracím
- Výborné zpracování, jednoduché leštění do vysokého lesku spojené s vysokou povrchovou tvrdostí, zaručuje prvotřídní dlouhodobé výsledky
- Kompatibilní se všemi konvenčními vazebnými prostředky

Sada + bond  
Stříkačky 5 x 3 g (A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra), vzorník odstínů + Futurabond U SingleDose 20 ks

REF 2750 ~~10.850 Kč~~

**7.570 Kč**

Sada + bond  
Caps 75 x 0,2 g (15 od každého odstínu A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra), vzorník odstínů + Futurabond U SingleDose 20 ks

REF 2780 ~~10.850 Kč~~

**7.570 Kč**



**4+1\***

Stříkačka 3 g, různé odstíny  
Caps 15 x 0,2 g, různé odstíny

(Objednací číslo: viz tabulka níže) (cena za balení)

**2.030 Kč**

Zkušební sada Admira Fusion Caps 9 x 0,2 g (3 od každého odstínu A2, A3, A3.5), Admira Fusion Flow stříkačka 2 g A3, Admira Fusion x-tra Caps 3 x 0,2 g univerzální, příslušenství

REF 2778

**1.900 Kč**

## Akce 5: Admira® Fusion x-base

Zatékavý nano-hybridní výplňový materiál na bázi ORMOCER®u, 4 mm

- Podložka výplně zhotovená ve velké vrstvě
- Extrémně nízké polymerační smrštění (2,5 % objemu)
- Dokonalá povrchová afinita pro vynikající adaptaci

Stříkačka 2 x 2 g univerzální, příslušenství

REF 2812 (cena za balení)

**2.400 Kč**

**4+1\***

NOVINKA



\*Objednáte-li prostřednictvím dentálního konzultanta VOCO čtyři balení, obdržíte další balení zdarma. Zboží zdarma Vám bude zasláno firmou VOCO.

## Akce 6: Admira® Fusion x-tra

Nano-hybridní výplňový materiál typu ORMOCER®, 4 mm

- Výplňový materiál typu bulk-fill
- Extrémně nízké polymerační smrštění (1,25 % objemu) a obzvláště nízká míra smršťovacího napětí poskytující optimální celistvost při okrajích
- Univerzální odstín s chameleon efektem

Stříkačka 3 g, univerzální

REF 2810 (cena za balení)

**2.030 Kč**

Caps 15 x 0,2 g, odstín univerzální

REF 2811 (cena za balení)

**2.030 Kč**

**4+1\***

## Akce 7: Admira® Fusion Flow

Zatékavý světlem tuhnoucí nano-hybridní výplňový materiál typu ORMOCER®

- Extrémně nízké polymerační smrštění (2,75 % objemu)
- „Zatékavý dle potřeby“, tzn. zatékavý a v případě potřeby stabilní

Sada stříkaček 5 x 2 g (A1, A2, A3, A3.5, WO), vzorník odstínů, příslušenství

REF 2816 ~~6.570 Kč~~

**4.590 Kč**

**4+1\***

Stříkačka 2 x 2 g, různé odstíny

(Objednací číslo: viz tabulka níže) (cena za balení)

**2.400 Kč**

Obsah balení	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	C2	D3	OA1	OA2	OA3	OA3.5	BL	WO	Incizální	GA3.25	GA5	Mixed
Stříkačka 3 g	2754	2755	2756	2758	2759	2762	2763	2764	2766	2768	2770	2771	2772	2773	2775	-	2776	2757	2760	-
Caps 15 x 0,2 g	2782	2783	2784	2786	2787	2790	2791	2792	2794	2796	2798	2799	2800	2801	2803	-	2804	2785	2788	2806
Stř. se zatékavým materiálem 2 x 2 g	2818	2819	2820	2821	2822	2824	2825	-	2826	-	-	2829	-	-	2831	2832	2828	-	-	-