

VOCO AKCE

Platnost od 01.04. - 30.09.2018

Akce 1: Admira® Fusion

Univerzální nanohybridní výplňový materiál typu ORMOCER®

- Celosvětově první výplňový materiál čistě na bázi keramiky
- Zdaleka nejnižší polymerační smrštění (1,25 % objemu) a zvláště nízká míra smršťovacího napětí ve srovnání se všemi konvenčními výplňovými kompozity
- Inertní, tedy vysoce biokompatibilní a extrémně odolný vůči diskoloracím
- Výborné zpracování, jednoduché leštění do vysokého lesku spojené s vysokou povrchovou tvrdostí, zaručuje prvotřídní dlouhodobé výsledky
- Kompatibilní se všemi konvenčními vazebnými prostředky

Sada + bond
stříkačky 5 × 3 g
(A2, A3, GA3.25, A3.5,
Admira Fusion x-tra),
vzorník odstínů + Futurabond U
SingleDose 20 ks

REF 2750 ~~10.850 Kč~~

7.570 Kč

Stříkačka 3 g,
různé odstíny

Caps 15 × 0,2 g,
různé odstíny

(Objednací číslo: viz tabulka níže)

2.030 Kč

4+1*

Sada + bond
Caps 75 × 0,2 g (15 od každého
odstínu A2, A3, GA3.25, A3.5,
Admira Fusion x-tra), vzorník
odstínů + Futurabond U
SingleDose 20 ks

REF 2780 ~~10.850 Kč~~

7.570 Kč

**Ušetříte
30%**



*Objednáte-li prostřednictvím dentálního konzultanta VOCO čtyři balení, obdržíte další balení zdarma. Zboží zdarma Vám bude zasláno firmou VOCO.

Akce 2: Admira® Fusion Flow

Zatékavý světlem tuhnoucí nanohybridní výplňový materiál typu ORMOCER®

- Extrémně nízké polymerační smrštění (2,75 % objemu)
- Inertní, tedy vysoce biokompatibilní a extrémně odolný vůči diskoloracím
- „Zatékavý dle potřeby“, tzn. zatékavý a v případě potřeby stabilní

Sada stříkaček 5 × 2 g
(A1, A2, A3, A3.5, WO),
vzorník odstínů, příslušenství

REF 2816 ~~6.570 Kč~~

4.590 Kč

**Ušetříte
30%**



Stříkačka 2 × 2 g,
různé odstíny

(Objednací číslo: viz tabulka níže)

2.400 Kč

4+1*



Obsah balení	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	C2	D3	OA1	OA2	OA3	OA3.5	BL	WO	Incizální	GA3.25	GA5	Mixed
Stříkačka 3 g	2754	2755	2756	2758	2759	2762	2763	2764	2766	2768	2770	2771	2772	2773	2775	-	2776	2757	2760	-
Caps 15 × 0,2 g	2782	2783	2784	2786	2787	2790	2791	2792	2794	2796	2798	2799	2800	2801	2803	-	2804	2785	2788	2806
Stř. se zatékavým materiálem 2 × 2 g	2818	2819	2820	2821	2822	2824	2825	-	2826	-	-	2829	-	-	2831	2832	2828	-	-	-

Akce 3: Admira® Fusion x-tra

Nanohybridní výplňový materiál typu ORMOCER®, 4 mm

- Výplňový materiál typu bulk-fill
- Extrémně nízké polymerační smrštění (1,25 % objemu)
- Univerzální odstín s chameleon efektem



Stříkačka 3 g, univerzální

REF 2810

2.030 Kč

Caps 15 × 0,2 g, odstín univerzální

REF 2811

2.030 Kč

4+1*

*Objednáte-li prostřednictvím dentálního konzultanta VOCO čtyři balení, obdržíte další balení zdarma. Zboží zdarma Vám bude zasláno firmou VOCO.

Akce 4: Admira® Fusion x-base

Zatékavý nanohybridní výplňový materiál na bázi ORMOCER®ů, 4 mm

- Podložka výplně zhotovená ve velké vrstvě
- Extrémně nízké polymerační smrštění (2,5 % objemu)
- Dokonalá povrchová afinita pro vynikající adaptaci



Stříkačka 2 × 2 g univerzální, příslušenství

REF 2812

2.400 Kč

4+1*

Akce 5: Futurabond® U

Duálně tuhnoucí univerzální adhezivum

- Jeden bond na všechno – jakákoliv další adheziva jsou pro ordinaci zbytečná
- Samo-leptací technika, technika selektivního leptání nebo technika total-etch – zcela svobodně na výběru lékaře
- Vynikající univerzálnost použití
- Tolerantní vůči vlhkosti



200 SingleDose
+
50 SingleDose

SingleDose 200 ks + 50 ks,
příslušenství

REF 2988

10.670 Kč

Ušetříte**
22%

SingleDose 50 ks, příslušenství

REF 1571

3.050 Kč

Akce 6: Celalux® 3

Vysoce výkonná LED polymerační lampa

- Vysoký světelný výkon zhruba 1.300 mW/cm²
- Kompaktní velikost, ergonomický design a malá hmotnost (70 g) – tedy dobrá manipulace
- Pohodlné a snadné použití dobíjecí stanice s integrovaným radiometrem a rezervní nabíjecí baterie
- Informuje o tom, kolik času uplynulo vibracemi (na začátku, potom po 10 s a po 20 s)



LED polymerační lampa (nášadec, nabíječka baterií, napájecí kabel s univerzálními adaptéry, 2 lithium polymerové baterie, 8 mm světlovod, antireflexní zařízení, návod k obsluze)

REF 9090

~~40.620 Kč~~

30.460 Kč

Ušetříte
25%

Akce 7: V-Posil

Přesný otiskovací materiál, VPS

- Vysoce hydrofilní A-silikon pro maximální přesnost
- Dlouhá doba zpracování kombinovaná s krátkou intraorální dobou tuhnutí
- Výjimečná pevnost a výborná schopnost elastické obnovy zajišťují jistotu během nebo po vyjímání otisku
- Dobrá hydrofilnost, dokonce i po ztuhnutí, pomáhá při odlévání a tedy zhotovení dokonalé náhrady



Novinka: nyní k dostání také jako jednofázový materiál

Úvodní sada Putty Fast / Light Fast

Putty Fast Dóza 2 x 450 ml, příslušenství
Light Fast Kartuše 2 x 50 ml, příslušenství

REF 2984

4.030 Kč

Ušetříte**
20%



Úvodní sada Heavy Soft Fast / Light Fast

Heavy Soft Fast Kartuše 2 x 380 ml, příslušenství
Light Fast Kartuše 2 x 50 ml, příslušenství

REF 2985

7.080 Kč

Ušetříte**
15%



Úvodní sada Mono Fast / Light Fast

Mono Fast Kartuše 2 x 380 ml, příslušenství
Light Fast Kartuše 2 x 50 ml, příslušenství

REF 2987

7.080 Kč

Ušetříte**
15%



NOVINKA



Kartuše 2 x 50 ml,
příslušenství

Heavy Soft Fast REF 2567
Light Fast REF 2573
X-Light Fast REF 2575
Mono Fast REF 2571

1.690 Kč

Kartuše 380 ml,
příslušenství

Heavy Soft Fast REF 2565
Mono Fast REF 2569

3.370 Kč

Dóza 2 x 450 ml,
příslušenství

Putty Fast REF 2561

3.370 Kč

Akce 8: BrackFix®

Světlem tuhnoucí systém na upevňování ortodontických zámků

- Optimální konzistence adheziva: stabilní umístění zámků na povrchu zubu
- Zajišťuje pevné držení kovových a keramických zámků
- Světlem tuhnoucí: dlouhá doba zpracování
- Možné vystavení zátěži ihned po polymeraci
- Fluorescentní: umožňuje rychlé a šetrné odstranění zbytků adheziva po odstranění zámků

Stříkačky adheziva 2 x 4 g

REF 1207

4.160 Kč

Lahvička primeru 6 ml

REF 1208

3.350 Kč

Primer SE v *SingleDose*
50 ks, příslušenství

REF 1209

3.130 Kč



NOVINKA

Sada stříkačky adheziva 2 x 4 g,
lahvička primeru
6 ml, příslušenství

REF 1205

6.090 Kč

Ušetříte**
18%

Sada SE stříkačky adheziva
2 x 4 g, primer SE v
SingleDose 40 ks, příslušenství

REF 1206

6.090 Kč

Akce 9: Meron Plus QM

Pryskyřicí posílený skloionomerní upevňovací cement

- Vysoká úroveň adheze ve srovnání s konvenčními upevňovacími skloionomerními cementy
- Přesný okrajový uzávěr
- Samo-adhezivní: jisté a rychlé vytvoření vazby
- Přebytečný materiál je možné odstranit bez čekání díky možnosti krátké polymerace světlem

NOVINKA



QuickMix stříkačka 8,5 g,
příslušenství

REF 1727

1.870 Kč

QuickMix stříkačka 3 x 8,5 g,
příslušenství

REF 1728

3.740 Kč

Ušetříte**
33%

Akce 10: Ionolux®

Světlem tuhnoucí skloionomerní výplňový materiál v 5 odstínech

- Estetické výplně bez kondicionování nebo bondování
- Vynikající doba zpracování – individuálně upravitelná světelným vytvrzením
- Nelepí se na nástroj a snadno se modeluje

Aplikační kapsle 50 ks
(10 x A1, 10 x A2, 30 x A3)
+ 20 ks A3

REF 2990

5.720 Kč

Ušetříte**
33%

Aplikační kapsle
150 ks A3
+ 50 ks A3

REF 2989

15.590 Kč

Ušetříte**
36%

Aplikační kapsle 20 ks

A1 REF 2117 A2 REF 2118

A3 REF 2119 A3.5 REF 2120

B1 REF 2121

2.450 Kč



**ve srovnání se zakoupením jednoho balení

VAŠE OBJEDNÁVKA

Pro objednání produktů z VOCO AKCE, prosíme, kontaktujte svého dodavatele VOCO nebo své dentální depo. Nabídky platí pouze pro spolupracující maloobchodní partnery. Vždy jsou brány v úvahu ceny nabízené Vaším dentálním depem. Uvedené ceny jsou doporučenými prodejními cenami včetně DPH.

VOCO Servis v ČR: David Filípek · Tel. 773 252 100

TENTO PROSPEKT BYL PŘEDÁN ZÁSTUPCEM: