

Akcie 1: Admira® Fusion

Univerzálny nanohybridný výplňový materiál ORMOCER®

- Celosvetovo prvý výplňový materiál čisto na keramickej báze
- Zďaleka najnižšie zmršťovanie v dôsledku polymerizácie (1,25 % objemu) a obzvlášť nízka úroveň napätia po zmrštení v porovnaní so všetkými konvenčnými výplňovými kompozitmi
- Inertná látka, vysoko biokompatibilná a extrémne odolná proti zmene sfarbenia
- Vynikajúca manipulácia a jednoduchý postup leštenia pre vysoký lesk spojený s vysokou tvrdosťou povrchu, zaručujú prvotriedne dlhodobé výsledky
- Kompatibilný so všetkými konvenčnými bondovacími prípravkami

Súprava + bondovací prípravok
striekačka 5 x 3 g
(A2, A3, GA3.25, A3.5,
Admira Fusion x-tra),
farebný kód + Futurabond U
SingleDose 20 ks

REF 2750 ~~370,60 €~~

258,50 €

Striekačka 3 g,
rôzne odtiene

Caps 15 x 0,2 g,
rôzne odtiene

(objednávacie čísla pozri
tabuľku nižšie)

69,00 €

4+1*

Súprava + bondovací prípravok
Caps 75 x 0,2 g
(po 15 z A2, A3, GA3.25,
A3.5, Admira Fusion x-tra),
farebný kód + Futurabond U
SingleDose 20 ks

REF 2780 ~~370,60 €~~

258,50 €

**30%
úspora**



*Ak si objednáte štyri balenia prípravku prostredníctvom
dentálneho konzultanta VOCO, ďalšie balenie dostanete zdarma.
Toto balenie vám bezplatne zašle spoločnosť VOCO.

Akcie 2: Admira® Fusion Flow

Tekutý svetlom tuhnúci nanohybridný výplňový materiál ORMOCER®

- Extrémne nízke zmršťovanie v dôsledku polymerizácie (2,75 % objemu)
- Inertná látka, vysoko biokompatibilná a extrémne odolná proti zmene sfarbenia
- „Flow-on-demand“, t.j. tekutý a stabilný podľa potreby

Súprava striekačka 5 x 2 g
(A1, A2, A3, A3.5, WO),
farebný kód, príslušenstvo

REF 2816 ~~224,30 €~~

156,80 €

**30%
úspora**

Striekačka 2 x 2 g,
rôzne odtiene

(objednávacie čísla pozri
tabuľku nižšie)

81,70 €

4+1*



Prezentácia	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	C2	D3	OA1	OA2	OA3	OA3.5	BL	WO	Incizálne	GA3.25	GA5	Mixed
Striekačka 3 g	2754	2755	2756	2758	2759	2762	2763	2764	2766	2768	2770	2771	2772	2773	2775	–	2776	2757	2760	–
Caps 15 x 0,2 g	2782	2783	2784	2786	2787	2790	2791	2792	2794	2796	2798	2799	2800	2801	2803	–	2804	2785	2788	2806
Striekačka Flow 2 x 2 g	2818	2819	2820	2821	2822	2824	2825	–	2826	–	–	2829	–	–	2831	2832	2828	–	–	–

Akcie 3: Admira® Fusion x-tra

Nanohybridný výplňový materiál typu ORMOCER®, 4 mm

- Vysokoobjemový výplňový materiál
- Extrémne nízke zmrštenie v dôsledku polymerizácie (1,25 % objemu)
- Univerzálna farba s chameleónovým efektom



Striekačka 3 g univerzálna

REF 2810

69,00 €

4+1*

Caps 15 × 0,2 g univerzálna

REF 2811

69,00 €

* Ak si objednáte štyri balenia prípravku prostredníctvom dentálneho konzultanta VOCO, ďalšie balenie dostanete zdarma. Toto balenie vám bezplatne zašle spoločnosť VOCO.

Akcie 4: Admira® Fusion x-base

Zatekavý nanohybridný výplňový materiál na báze ORMOCER®ov, 4 mm

- Vysokoobjemový výplňový podklad
- Extrémne nízke zmrštenie v dôsledku polymerizácie (2,5 % objemu)
- Dokonalé vylievacie vlastnosti pre vynikajúcu adaptáciu



Striekačka 2 × 2 g univerzálna, príslušenstvo

REF 2812

81,70 €

4+1*

Akcie 5: Futurabond® U

Duálne tuhnúce univerzálne adhezívum

- Jeden bondovací materiál pre všetky prípady – tým pádom sú všetky ostatné používané adhezíva nepotrebné
- Samoleptanie, selektívne leptanie alebo celkové leptanie – slobodná voľba používateľa
- Vynikajúca všestranná aplikácia
- Odolné voči vlhkosti



200 SingleDose
+
50 SingleDose

SingleDose 200 ks + 50 ks,
príslušenstvo

REF 2988

364,10 €

22%
úspora**

SingleDose 50 ks, príslušenstvo

REF 1571

104,10 €

Akcie 6: Celalux® 3

Vysokovýkonný vytvrdzovací prístroj používajúci LED svetlo

- Vysoký svetelný výkon cca 1.300 mW/cm²
- Kompaktná veľkosť, ergonomický dizajn a nízka hmotnosť (70 g) – a teda dobrá manipulácia
- Pohodlne a jednoducho použiteľná nabíjacia stanica so vstavaným rádiometrom a náhradnou dobíjateľnou batériou
- Monitorovanie polymerizačného času vibráciami (na začiatku, po 10 s a po 20 s)



Lampa LED (vrátane rukoväte, nabíjacej stanice, sieťového kábla s vymeniteľným sieťovým adaptérom, 2 lítium-polymérových akumulátorov, 8 mm svetlovodu, clony proti oslneniu, návodu na obsluhu)

REF 9090

1.438,80 €

1.078,80 €

25%
úspora

Akcie 7: V-Posil

Presný odtlačkový materiál, VPS

- Silne hydrofilný A-silikón pre najvyššiu presnosť
- Dlhá doba opracovateľnosti a zároveň krátka doba zotrvania v ústach
- Vysoká odolnosť voči prasknutiu a vysoká schopnosť elastickej obnovy zvyšujú bezpečnosť pri vyberaní, príp. po ňom
- Dobré hydrofilné vlastnosti dokonca aj v stuhnutom stave zdokonaľujú proces vylievania a tým aj samotné protetické ošetrovanie



Novinka: teraz k dispozícii aj ako jednofázový materiál

NOVÉ



Kartuša 2 x 50 ml,
príslusenstvo

Heavy Soft Fast REF 2567
Light Fast REF 2573
X-Light Fast REF 2575
Mono Fast REF 2571

59,40 €

Kartuša 380 ml,
príslusenstvo

Heavy Soft Fast REF 2565
Mono Fast REF 2569

119,30 €

Dávka 2 x 450 ml,
príslusenstvo

Putty Fast REF 2561

119,30 €

Štartovacia súprava Putty Fast / Light Fast

Putty Fast Dávka 2 x 450 ml,
príslusenstvo
Light Fast Kartuša 2 x 50 ml,
príslusenstvo

REF 2984

142,80 €

20%
úspora**



Štartovacia súprava Heavy Soft Fast / Light Fast

Heavy Soft Fast Kartuša 2 x 380 ml,
príslusenstvo
Light Fast Kartuša 2 x 50 ml,
príslusenstvo

REF 2985

250,80 €

15%
úspora**



Štartovacia súprava Mono Fast / Light Fast

Mono Fast Kartuša 2 x 380 ml,
príslusenstvo
Light Fast Kartuša 2 x 50 ml,
príslusenstvo

REF 2987

250,80 €

15%
úspora**



Akcie 8: BrackFix®

Svetlom tuhnúci systém na upevňovanie ortodontických zámok

- Optimálna konzistencia adhezíva: stabilné umiestnenie zámku na povrchu zuba
- Zaisťuje pevné držanie kovových a keramických zámok
- Svetlom tuhnúce: dlhá doba spracovania
- Možné vystavenie záťaží ihneď po polymerizácii
- Fluorescenčný: umožňuje rýchle a šetrné odstránenie zvyškov adhezíva po odstránení zámok

Striekačky adhezíva 2 x 4 g

REF 1207

141,90 €

Primer flaštička 6 ml

REF 1208

114,40 €

Primer SE *SingleDose*
50 ks, príslusenstvo

REF 1209

106,70 €



Súprava striekačky adhezíva
2 x 4 g, primer flaštička 6 ml,
príslusenstvo

REF 1205

207,90 €

**18%
úspora****

Súprava SE striekačky adhezíva
2 x 4 g, primer SE *SingleDose*
40 ks, príslusenstvo

REF 1206

207,90 €

Akcie 9: Meron Plus QM

Živicou posilnený skloionomerný upevňovací cement

- Vysoká úroveň adhézie v porovnaní s konvenčnými upevňovacími skloionomernými cementami
- Presný uzáver okrajov
- Samo-adhezívne: isté a rýchle vytvorenie väzby
- Prebytočný materiál je možné odstrániť bez čakania vďaka možnosti krátkej polymerizácie svetlom



QuickMix striekačka 8,5 g,
príslusenstvo

REF 1727

63,80 €

QuickMix striekačka 3 x 8,5 g,
príslusenstvo

REF 1728

127,60 €

**33%
úspora****

Akcie 10: Ionolux®

Svetlom tuhnúci skloionomerný výplňový materiál v 5 odtieňoch

- Estetické rekonštrukcie bez kondicionovania či bondovania
- Vynikajúca doba spracovania – individuálne upraviteľná svetelným vytvrdzovaním
- Prípravok sa nelepí na nástroje a dá sa ľahko modelovať

Aplikačné kapsuly 50 ks
(10 x A1, 10 x A2, 30 x A3)
+ 20 ks A3

REF 2990

195,30 €

**33%
úspora****

Aplikačné kapsuly
150 ks A3
+ 50 ks A3

REF 2989

532,40 €

**36%
úspora****

Aplikačné kapsuly 20 ks

A1 REF 2117 A2 REF 2118
A3 REF 2119 A3.5 REF 2120
B1 REF 2121

83,60 €



**v porovnaní so zakúpením jedného balenia

VAŠA OBJEDNÁVKA

VOCO Akcie, ktoré sme Vám predstavili, si môžete objednať u Vášho dentálneho distribútora alebo u dentálneho konzultanta VOCO. Ponuky platia len u zúčastnených maloobchodných partnerov. Ceny Vášho dentálneho distribútora budú vždy zohľadnené. Všetky uvedené ceny sú odporúčané ceny vrátane DPH.

VOCO Service v SR: David Filipek · Tel. +420 773 252 100

TÚTO BROŽÚRKU POSKYTOU: