

VOCO HIGHLIGHTS

Platnosť od 1.4. – 30.9.2015

Highlight 1: Admira® Fusion

Univerzálny nanohybridný výplňový materiál ORMOCER®

- Celosvetovo prvý výplňový materiál na čisto keramickej báze
- Zďaleka najnižšie zmršťovanie v dôsledku polymerizácie (1,25 % objemu) a obzvlášť nízka úroveň napätia po zmrštení v porovnaní so všetkými konvenčnými výplňovými kompozitmi
- Inertná látka, vysoko biokompatibilná a extrémne odolná proti zmene sfarbenia
- Zodpovedá najvyšším nárokom vo frontálnom a distálnom úseku
- Vynikajúca manipulácia, jednoduchý postup leštenia pre vysoký lesk spojený s vysokou tvrdosťou povrchu zaručujú prvotriedne dlhodobé výsledky
- Kompatibilný so všetkými konvenčnými bondovacími prípravkami

Súprava + bondovací prípravok
Striekačka 5 × 3 g
(A2, A3, GA3.25, A3.5,
Admira Fusion x-tra),
farebný kód + Futurabond U
SingleDose 20 ks

REF 2750 ~~359,70 €~~

251,70 €

Striekačka 3 g, rôzne odtiene

(objednávacie čísla pozri tabuľku nižšie)
(Cena za balenie)

64,90 €

Súprava + bondovací prípravok
Kapsuly 75 × 0,2 g
(po 15 z A2, A3, GA3.25, A3.5,
Admira Fusion x-tra),
farebný kód + Futurabond U
SingleDose 20 ks

REF 2780 ~~359,70 €~~

251,70 €

Kapsuly 15 × 0,2 g, rôzne odtiene

(objednávacie čísla pozri tabuľku nižšie)
(Cena za balenie)

64,90 €

**30 %
úspora**

4+1*



NOVÉ



*Ak si zakúpite štyri balenia prípravku Admira Fusion (objednávacie čísla pozri tabuľku) cez dentálneho konzultanta VOCO, ďalšie balenie dostanete zdarma. Toto balenie vám zašle spoločnosť VOCO.

Prezentácia	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	C2	D3	OA1	OA2	OA3	OA3.5	BL	Incizálne mixed	GA3.25	GA5	
Striekačka 3 g	2754	2755	2756	2758	2759	2762	2763	2764	2766	2768	2770	2771	2772	2773	2775	2776	–	2757	2760
Kapsuly 15 × 0,2 g	2782	2783	2784	2786	2787	2790	2791	2792	2794	2796	2798	2799	2800	2801	2803	2804	2806	2785	2788

Highlight 2: Admira® Fusion x-tra

Univerzálny nanohybridný výplňový materiál ORMOCER®, 4 mm

- Čisto na keramickej báze, rýchly výplňový materiál
- Rýchly a vysoko kvalitný – spoľahlivé tuhnutie 4 mm vrstiev
- Extrémne nízke zmršťovanie v dôsledku polymerizácie (1,25 % objemu) a obzvlášť nízka úroveň napätia po zmrštení, čo zaisťuje optimálny okrajový uzáver
- Univerzálna farba s chameleónovým efektom

Striekačka 3 g univerzálna

REF 2810 (Cena za balenie)

64,90 €

Kapsuly 15 × 0,2 g univerzálne

REF 2811 (Cena za balenie)

64,90 €

**Spoľahlivé tuhnutie
v 4 mm vrstvách**

4+1*

NOVÉ



*Ak si zakúpite štyri balenia prípravku Admira Fusion x-tra (objednávacie čísla 2810 / 2811) cez dentálneho konzultanta VOCO, ďalšie balenie dostanete zdarma. Toto balenie vám zašle spoločnosť VOCO.

Highlight 3: Clip Flow

Tekutý svetlom tuhnúci výplňový materiál na dočasné výplne

- Rozšírené indikácie
- Jednoduché umiestnenie
- Jednoduché odstránenie v jednom kuse
- Trvanlivý a odolný proti slinám

Striekačka 2 x 1,8 g

REF 1282

27,40 €

Teraz aj
ako Flow!

NOVÉ



Highlight 4: Remin Pro® forte

Ochranný prostriedok pre starostlivosť o zuby obsahujúci fluorid a hydroxylapatit

- Obnovenie minerálnej rovnováhy
- Neutralizácia kyselín spôsobených plakom
- S vysoko kvalitnými výťažkami zo zázvoru a kurkumy – antibakteriálny a protizápalový efekt
- Prevencia a kontrola precitliveností
- Podporuje hojenie a regeneráciu zapálenej sliznice

Tuba 40 g zázvor

REF 2008

17,90 €

S výťažkami
zo zázvoru a
kurkumy

NOVÉ



Highlight 5: Celalux® 3

Vysoko výkonná lampa LED pre svetlom tuhnúce materiály

- Vysoký svetelný výkon cca 1.300 mW/cm²
- Kompaktná veľkosť, ergonomický dizajn a nízka hmotnosť (70 g) – a teda dobrá manipulácia
- Pohodlne a jednoducho použiteľná nabíjacia stanica so vstavaným rádiometrom a náhradnou dobíjateľnou batériou
- Monitorovanie polymerizačného času vibráciami (na začiatku, po 10 s a po 20 s)

Lampa LED pre svetlom tuhnúce materiály

REF 9090

1.403,00 €

NOVÉ



Highlight 6: Vococid®

Gél na techniku kyselinového leptania (obsahuje 35 % kyselinu fosforečnú)

- Vysoko ekonomický – šetrí náklady
- Prázdna striekačka na natiehnutie 2 ml – rýchla a bezpečná manipulácia
- Sfarbený domodra na kontrolu aplikácie

Striekačka 30 ml, príslušenstvo

REF 1255

~~75,80 €~~
60,50 €

20%
úspora

Prázdna striekačka 10 ks, 2 ml

REF 1256

11,30 €

30 ml úsporná
striekačka

NOVÉ





TEKUTÝ A PREDSA STLAČITEĽNÝ

Highlight 7: IonoStar® Plus

Rýchlo tuhnúci skloionomerný výplňový materiál

- Dokonalá marginálna adaptácia a stlačiteľnosť v jednom produkte vďaka zmene viskozity počas aplikácie
- Rýchla doba tuhnutia iba 2 minúty od aplikácie výplne
- Prvý skloionomerný materiál s fluorescenciou na nerozoznanie od zuba
- Vysoká úroveň uvoľňovania fluoridu
- V novej aplikáčnej kapsule

Aplikačné kapsuly 150 ks

+ 5 ml Easy Glaze zdarma

A2 REF 2546 A3 REF 2547

343,10 €

Súprava aplikačných kapsúl 50 ks
(10 × A2, 30 × A3, 10 × A3.5)

REF 2540

127,10 €

**+ 5 ml Easy Glaze
zdarma**



Aplikačné kapsuly 20 ks

A2 REF 2543

A3 REF 2544

A3.5 REF 2545

50,90 €

Highlight 8: IonoStar® Molar

Skloionomerný výplňový materiál

- Variabilný čas miešania pre prispôsobenie konzistencie
- Dokonalá marginálna adaptácia a jednoduchá aplikácia
- Možnosť okamžitého opracovania po vložení bez lepenia sa na nástroj
- Nový dizajn kapslí umožňuje dosiahnutie menších kavit a ťažko dostupných oblastí ústnej dutiny

Súprava aplikačných kapsúl 50 ks
(10 × A1, 10 × A2, 30 × A3)

REF 2520

127,10 €

Aplikačné kapsuly 20 ks

A1 REF 2524 A2 REF 2525

A3 REF 2526

50,90 €

Aplikačné kapsuly 150 ks

+ 5 ml Easy Glaze zdarma

A2 REF 2532 A3 REF 2533

343,10 €

Súprava aplikačných kapsúl 150 ks,
AC aplikátor typu 1

A2 REF 2522 A3 REF 2523

380,10 €

**+ 5 ml Easy Glaze
zdarma**



Highlight 9: Meron

RTG kontrastný skloionomerný upevňovací cement

- Z každej kapsuly sa dá získať veľké množstvo materiálu – aj na veľké rekonštrukcie
- Kontinuálne uvoľňovanie fluoridu – z tohto dôvodu nie sú známe prípady pooperačnej citlivosti
- Vysoký stupeň translucencie pre estetický výsledok

Aplikačné kapsuly 50 ks

REF 1242

98,40 €

Aplikačné kapsuly 150 ks

REF 1243 ~~295,20 €~~

196,80 €

rovná sa
„2+1“



Highlight 10: Bifix® Temp

Duálne tuhnúci dočasný upevňovací materiál na báze kompozitov

- Vysoko priehľadný – vysoko estetický
- Duálne tuhnúci – teda šetriaci čas
- Jednoduchá aplikácia a eliminácia nesprávneho namiešania
- Najjednoduchší spôsob odstraňovania nadbytočného materiálu technikou „tack-cure“

Striekačka QuickMix 5 ml univerzálna, príslušenstvo

REF 1055 (Cena za balenie)

45,00 €

2+1*

NOVÉ



* Ak si zakúpite dve balenia prípravku Bifix Temp (objednávacie číslo 1055) cez dentálneho konzultanta VOCO, ďalšie balenie dostanete zdarma. Toto balenie vám zašle spoločnosť VOCO.

Highlight 11: Bifix® SE

Duálne tuhnúci, samoadhezívny upevňovací systém na báze kompozitov

- Bez leptania a bondovania
- Krátka doba intraorálneho tuhnutia
- Jednoduché odstraňovanie zvyškov

Striekačka QuickMix 3 x 5 g univerzálna, príslušenstvo


REF 2961 ~~196,80 €~~

131,20 €

33 %
úspora

Aj pre
oxid zirkoničitý

rovná sa
„2+1“



Highlight 12: x-tra base®

Tekutý, svetlom tuhnúci kompozit na rozsiahle výplne

- Rýchle a jednoduché plnenie veľkých objemov do 10 sekúnd
- Nízke napätie po zmrštení
- Vysoký RTG kontrast (350 %AI)
- Samonivelačný

Striekačka 6 x 2 g univerzálna, príslušenstvo REF 2970

Kapsuly 48 x 0,25 g univerzálne REF 2965

~~195,30 €~~ 130,20 €

rovná sa
„2+1“

Striekačka 2 x 2 g univerzálna, príslušenstvo REF 1790

Striekačka 2 x 2 g A2, príslušenstvo REF 1791

Kapsuly 16 x 0,25 g univerzálne REF 1794

Kapsuly 16 x 0,25 g A2 REF 1795

po 65,10 €



Highlight 13: Traypurol® tabs

Aktívne tablety na čistenie odtlačkových lyží a nástrojov

- Odstraňujú algináty a cementy za krátky čas
- Šetrné k materiálu – vhodné pre všetky nehrdzavejúce kovy (vrátane hliníka) a plasty
- Možnosť použitia v ultrazvukových kúpeľoch

50 ks

REF 2355 (Cena za balenie)

85,20 €

2+1*



* Ak si zakúpite dve balenia tabliet Traypurol (objednávacie číslo 2355) cez dentálneho konzultanta VOCO, ďalšie balenie dostanete zdarma. Toto balenie vám zašle spoločnosť VOCO.

VAŠA OBJEDNÁVKA

VOCO Akcie, ktoré sme Vám predstavili, si môžete objednať u Vášho dentálneho distribútora alebo u dentálneho konzultanta VOCO. Ceny Vášho dentálneho distribútora budú vždy zohľadnené. Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH.

VOCO Service v SR: David Filipek · Tel. +420 773 252 100

TÚTO BROŽÚRKU POSKYTL: