



# W&H světelné turbíny

Made in Austria od 1890



**NÁHRADNÍ ROTOR ZDARMA**  
KE KAŽDÉ W&H TURBÍNCE



**alegra**

TE-98 LQ + NÁHRADNÍ ROTOR

- ☀️ LED+ s generátorem
- △ 3-bodové chlazení
- Standardní hlavička Ø 12,2mm
- ⌚ 16 W/330.000 ot./min
- 🔌 Připojení Rotoquick® W&H

**16.305 CZK**

HODNOTA ROTORU 6.489CZK



**synea** FUSION

FUSION TG-98 L + NÁHRADNÍ ROTOR

- ☀️ LED+ světlo
- △ 4-bodové chlazení
- Standardní hlavička Ø 11,5mm
- ⌚ 19 W/360.000 ot./min
- 🔌 Připojení Rotoquick® W&H/RM/KaVo/NSK

**21.795 CZK**

HODNOTA ROTORU 7.487CZK



**synea** VISION

VISION TK-98 L + NÁHRADNÍ ROTOR

- ☀️ Prstýnek s 5x LED+
- △ 5-bodové chlazení
- Standardní hlavička Ø 11,5mm
- ⌚ 21 W/360.000 ot./min
- 🔌 Připojení Rotoquick® W&H

**33.109 CZK**

HODNOTA ROTORU 10.315CZK

## TECHNICKÝ PREMIUM SERVIS

Opravy servisním technikem vyškoleným přímo u výrobce zaručují, že máte své nástroje v perfektním stavu.

- Osobní péče
- Profesionální technici
- Originální náhradní díly
- Přesné nástroje
- Reálné rozpočty
- Zaručená rychlost (do 24 hodin\*)
- Vynikající poměr kvalita/cena
- Záruka 6 měsíců na opravy

\* 48 hodin na Lisa/Lina

